

# Invacare® | Elektromobile

Invacare® Comet®



- Auf Wunsch Ausstattung mit zusätzlicher Sitzfederung.
- Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h für die schnelle Zielerreichung.
- Garantierter Sitzkomfort durch großen Komfortsitz mit hoher Rückenlehne und bequemem Polster sowie seitlicher Führung für Seitenhalt beim Fahren.
- Sitzhöhe auf Körpergröße einstellbar für entspannte und ergonomische Sitzposition.
- Sitztiefe und Rückenlehnenwinkel mit nur einem Hebel verstellbar.
- Drehbarer Sitz für einfaches Ein- und Aussteigen.
- Hochklappbare Armlehnen mit Breiten- und Höhenverstellung.

## Ausstattung



### Doppel-Scheinwerfer

Extra helles Licht durch doppelte Glühlampen, für sichere Fahrt bei Dämmerung und in der Dunkelheit.



### Komfortable Federung

Individuell einstellbar, sorgt für entspannte Fahrt.



### Automatische Geschwindigkeitsreduktion

Sorgt bei der Kurvenfahrt für noch mehr Sicherheit.



**Yes, you can.®**

Invacare® **Comet® HD**



**Ausstattung**

- Das richtige Elektromobil für kräftige Fahrer.
- Hohe Belastbarkeit von bis zu 220 kg!
- Voll gefedert mit Spezialfedern die eine individuelle Anpassung an das Nutzergewicht ermöglichen und viel Fahrkomfort bieten.
- Extra großer Premium-Sitz bietet genügend Platz.
- Optimaler Sitzkomfort durch individuell aufblasbare Lordosenstützen.



**Kräftiger Antrieb**

Mit 1800 W für eine gleichbleibend gute Fahrleistungen.



**Verstärkte Sitzaufnahme**

Für zusätzliche Sicherheit auf Dauer.



**Einstellbare Federelemente**

Für hohen Fahrkomfort auch auf unebenem Untergrund.

Invacare® **Comet® Alpine**



**Ausstattung**

- Lädt zu Abenteuer ein.
- Mit großen Rädern und extra starkem Antrieb.
- Überwindet mit Leichtigkeit unebenes und hügeliges Gelände.
- Bestens geeignet für ausdauernde Bergfahrten.
- Bremslicht mit hell leuchtender Signalwirkung.
- Zahlreiche Reflektoren für umfassende Sicherheit.
- Weitere bewährte Ausstattungs- und Sicherheitsmerkmale serienmäßig verbaut.



**Starker Motor**

Für ausdauernde Bergfahrten ideal geeignet.



**Handbremse**


















Gibt neben der Motorbremse zusätzliche Sicherheit.



**Große Räder**

Für hohen Fahrkomfort und sichere Überwindung von Hindernissen und Bordsteinen.

### Technische Daten

							
Invacare® <b>Comet</b> ®	510 mm	485 mm	440 - 515 mm	500 mm	660 mm	1475 mm	136 kg
Invacare® <b>Comet</b> ® <sup>HD</sup>	660 mm	535 mm	440 - 515 mm	610 mm	660 mm	1475 mm	148 kg
Invacare® <b>Comet</b> ® <sup>Alpine</sup>	510 mm	485 mm	440 - 515 mm	500 mm	660 mm	1475 mm	143 kg
							
Invacare® <b>Comet</b> ®	84 kg	160 kg	2 x 75 Ah	3260 mm	100 mm	135 mm	10° / 18 %
Invacare® <b>Comet</b> ® <sup>HD</sup>	96 kg	220 kg	2 x 75 Ah	3260 mm	100 mm	135 mm	10° / 18 %
Invacare® <b>Comet</b> ® <sup>Alpine</sup>	91 kg	160 kg	2 x 75 Ah	3260 mm	100 mm	135 mm	10° / 18 %
							
Invacare® <b>Comet</b> ®	55 km	15 km/h	1200 W	Max. Nutzergewicht: 220 kg ( <b>Comet</b> ® <sup>HD</sup> )			
Invacare® <b>Comet</b> ® <sup>HD</sup>	50 km	10 km/h	1800 W				
Invacare® <b>Comet</b> ® <sup>Alpine</sup>	50 km	10 km/h	1800 W				

### Farben / Abdeckungen



### Polsterfarbe

