

Invacare® **Orion®**



- Bequem gepolsterter Sitz.
- Serienmäßige Federung für entspanntes Fahren auf allen Straßen und Wegen.
- Hindernisse, z.B. Bordsteine, werden dank großer Räder und kräftigem Motor spielend überwunden.
- Sitz und Lenksäule können für ergonomische und entspannte Sitzposition individuell eingestellt werden.
- Zusätzlich zur 6 km/h-Version gibt es auch eine 10 km/h-Version für noch mehr Fahrfreude.

Ausstattung



Ablagefach

Schlüssel, Mobiltelefon oder sonstige Kleinigkeiten sind immer griffbereit.



Bremslicht

Mit hell leuchtender Signalwirkung; zahlreiche Reflektoren sorgen für Sicherheit.



Ladestandanzeige

Als optische und akustische Warnung bei niedrigem Batteriestand, damit Sie sicher wieder nach Hause kommen.

Technische Daten

Invacare® Orion® 6	510 mm	470 mm	420 - 495 mm	510 mm	625 mm	1290 mm
Invacare® Orion® 10	510 mm	470 mm	420 - 495 mm	510 mm	625 mm	1290 mm
Invacare® Orion® 6	78 kg	136 kg	2 x 50 Ah	2800 mm	80 mm	90 mm
Invacare® Orion® 10	78 kg	136 kg	2 x 50 Ah	2800 mm	80 mm	90 mm
			HMV-Nr.: 6 km/h Version: 18.51.05.1017			
Invacare® Orion® 6	42 km	6 km/h	500 W			
Invacare® Orion® 10	42 km	10 km/h	600 W			

Farben / Abdeckungen



Silber



Onyxblau

Polsterfarbe



Schwarz