



DIESEN STÜHLEN KÖNNEN SIE VERTRAUEN

Die einzigartige M-Serie von Permobil

SELBSTSICHER MITTEN IM LEBEN STEHEN

Dank der Permobil M-Serie

Der Wunsch, mitten im Leben zu stehen und überall teilzunehmen, ist immer da. Das macht jeden Menschen einzigartig. Wir glauben, dass einzigartige Menschen einzigartige Rollstühle haben sollten, um das zu tun, was sie wollen – vom Alltäglichen bis zum Außergewöhnlichen... Dinge, von denen Sie nie geträumt hätten, sie doch tun zu können!

Und darum haben wir die M-Serie entwickelt: zwei Modelle mit elektrischem Mittelradantrieb, die Ihnen helfen, Ihre Lebensqualität zu erhöhen. Mit einer erstklassigen Federung, geschmeidiger Lenkung und einem Weltklasse-Sitz. Die M-Serie unterstützt Sie und ermöglicht Ihnen, Ihre Umgebung in Kontrolle zu haben. Und sie werden sich mit Komfort und Stil fortbewegen.

Mittelradantrieb bedeutet Bewegungsfreiheit

Vielleicht hatten Sie noch nie einen Rollstuhl mit Mittelradantrieb. Hier ein paar Gründe, weshalb sie mal einen testen sollten:

- Da Ihr Kopf und Körper am Drehpunkt des Stuhls positioniert sind, ist das Fahren eines Mittelradantrieb-Stuhls intuitiv. Er folgt Ihren natürlichen Körperbewegungen, der Stuhl dreht sich mit Ihnen.
- Mittelradantrieb-Stühle haben einen sehr kleinen Wendekreis und bieten dadurch mehr Manövrierfähigkeit.
- Der Sitz ist noch weiter nach vorne verlegt. Sie sitzen somit mehr im Zentrum des Stuhls. Dies erleichtert das Navigieren und ermöglicht Ihnen einen größeren Zugang zu Ihrer Umgebung.
- Weil Sie sich direkt über den Antriebsrädern befinden, bietet die gleichmäßigere Gewichtsverteilung mehr Stabilität. Vor allem auf Steigungen und Gefällen!
- Was die Geschwindigkeit betrifft, sind Mittelradantriebe den Hinterradantrieben ebenbürtig – vor allem im Außenbereich. Unsere M-Serie hat eine Höchstgeschwindigkeit von 12km/h.

M3 Corpus: der überzeugende Rollstuhl

Mit der **Smooth** Federung wird die Fahrpraxis mit dem M3 zu einem unglaublich komfortablen Erlebnis; sie ermöglicht Ihnen eine längere Nutzungsdauer, das Zurücklegen von größeren Distanzen und die Fähigkeit, noch mehr am Leben teilzunehmen. Seine zentrale Fahrposition und kleine Standfläche sorgen dafür, dass der M3 den natürlichen Körperbewegungen folgt und für ein intuitives Fahren sorgt. Dazu kommen größere Manövrierbarkeit und besserer Zugang zu Ihrer Umgebung – sowohl drinnen als auch draußen.

M5 Corpus: für drinnen und draußen

Der M5 schützt exzellent vor Vibrationen und bietet einen hervorragenden Komfort, ausgeprägte Stabilität und sehr guten Grip auf unterschiedlichen Unterböden und Steigungen. Dieser Schutz erreicht er durch seine **Agile** Aufhängung der Antriebsrädern und der Zusatzoption auf Vollbereifung mit Lufträdern. Die Fahreigenschaften des M5 sind einfach Spitze, vor allem wenn Sie oft draußen unterwegs sind.





IAmFormidable

“

Active Reach ist ein **großartiges Feature**, was mir dabei hilft besser an **Dinge heran zu kommen**. Es ist ein **gutes Gefühl** überwiegend zu **stehen**. ”



Mit **Active Reach** ist es mir **möglich** Dinge zu tun, die vorher unmöglich für mich waren, zum Beispiel Kaffee trinken am Tresen.



NEHMEN SIE NOCH MEHR AM LEBEN TEIL

So unabhängig wie möglich zu sein hat nicht nur mit der Anzahl Räder an Ihrem Stuhl zu tun. Die M-Serie besitzt einzigartige Funktionen, die Ihnen helfen, optimal am Leben teilzunehmen.

Smooth/Agile* Federung. Damit Sie mehr aus Ihrem Tag herausholen

Die Federung der M-Serie wurde entwickelt, um Ihnen so viel Komfort wie möglich zu bieten. Sie sorgt dafür, dass alle sechs Räder Kontakt mit dem Boden halten. Dies gibt Ihnen mehr Stabilität und Halt auf Hängen, Hindernisse werden leichter bewältigt. So können Sie sich leichter fortbewegen: drinnen und draußen. Durch Vibrationsreduzierung wird Ihr Körper weniger müde und Sie holen mehr aus Ihrem Tag heraus.

Manövrierfähigkeit wird groß geschrieben

Die M-Serie hat eine kleine Standfläche und mit den **Caster Glide** Schwenkrädern vorne bietet er außergewöhnliche Manövrierfähigkeit und Steuerleistung; vor allem bei niedriger Geschwindigkeit und in engen Bereichen. Sie können sich mit vollständig ausgeklapptem Fußbrett drehen wie Sie wollen, selbst mit einem 90° Beinstützenwinkel (schmale Fußbretter).

Den ganzen Tag teilnehmen mit Active Height

Dank der **Active Height** Sitzerrhöhung werden Sie keine Gespräche mehr verpassen. Sie können Menschen endlich auf Augenhöhe begegnen und brauchen nicht mehr die ganze Zeit nach oben schauen, was Schmerzen im Nacken und in den Schultern verursachen kann. .

Mit **Active Height** können Sie im Stehen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 km/h und mit voller Federung fahren – etwas, das Sie bei anderen Mittelradantrieben nicht finden. Mit anderen Worten: Sie müssen bei voller Aufrichtung nicht auf komfortables Fahren verzichten.

Mit Active Reach mehr Zugriff auf Ihre Umgebung

Ihre Welt ist nicht eindimensional. Ihre Sitzerrhöhung sollte das auch nicht sein. Die **Active Reach** Funktion der M-Serie kombiniert bis zu 300 mm Sitzerrhöhung mit bis zu 20° Vorwärtsneigung, damit Sie noch besser erreichen können, was für Sie wichtig ist. Kein einziger anderer Mittelradantrieb-Stuhl bietet diese Art von Unabhängigkeit.

INDIVIDUELLES SITZEN GIBT IHNEN WAHREN KOMFORT

Corpus®, das beste Rehabilitations-Sitzsystem

Um jeden Tag voller Vorfreude zu beginnen, brauchen Sie einen Sitz, der Ihre Körperform unterstützt, während Sie gleichzeitig größtmögliche Bewegungsfreiheit und Funktionalität genießen.

Das macht das Corpus™ Sitzsystem von Permobil einzigartig. Es ist vollständig auf Ihre Bedürfnisse angepasst und hilft Ihnen, jeden Tag noch mehr mitzumachen. Das ist von Vorteil für Ihre Gesundheit und eine höhere Lebensqualität.

Neupositionierung des Körpers

Mit ihrer geschmeidigen biomechanischen Bewegung lässt die reibungsfreie Corpus Rückenlehne Sie richtig entspannen und verhindert die Reizung von sensiblen Hautzonen. Sie bietet eine Rücklehnefunktion von bis zu 180° in einer fließenden Bewegung, um Sie neu zu positionieren, wodurch der Druck auf Ihren Körper verringert wird. Beim Zurückkehren in eine funktionelle Position (wie zum Beispiel fahren) kann Ihr Körper

aufrecht bleiben – ausgezeichnet beim Benutzen von Spezialsteuerungen.

Neigen zur Druckentlastung

Das Corpus™ System bietet Ihnen eine Neigung bis zu 50° nach hinten, sodass Sie wählen können, was für Sie am bequemsten ist. In Kombination mit der Liegefunktion ist dieses System besonders geeignet, um Druck auf den Körper zu verringern und somit Druckstellen vorzubeugen.

Hilfe zur Bekämpfung von Ödemen

Die Schwellung der Unterschenkel (Ödem) kann für Rollstuhlbenutzer ein Problem sein. Der Gebrauch elektrisch verstellbarer Beinstützen in Kombination mit Neigungseinstellung und der Liegefunktion ermöglicht Ihrem Körper totale Entspannung. Untersuchungen zeigen, dass eine Erhöhung der Beine von 30 cm über dem Herzen hilft, um überschüssige Flüssigkeit abfließen zu lassen und Schwellungen abzubauen.

IAmFormidable

“

In der Lage
sein sich **ZU**
entspannen
ist so wichtig
– es hilft mir
gesund zu
bleiben.”

”



OPTIMALE KONTROLLE UND VERNETZUNG MIT IHRER UMGEBUNG

Permobil bietet Ihnen das Zubehör, das Sie wünschen

Ihre Umgebung unter Kontrolle

Sie müssen keinen Joystick benutzen, um unsere Stühle zu steuern: wir bieten eine große Vielfalt an Spezialsteuerungen an! Sie können mit Ihrem Finger, Ihrem Kinn, Ihrem Kopf oder sogar Ihrem Mund (saugen/blasen) steuern – und das sind nur einige der Möglichkeiten. Wenn Sie einen Assistenten oder Betreuer Ihren Rollstuhl steuern lassen wollen, können Sie sich für „CoPilot“ entscheiden oder aus einer unserer zahlreichen anderen Lösungen wählen.

Um zu garantieren, dass Sie sich jederzeit wohlfühlen, hat die Sitzsteuerung des M3 Corpus 3 Speichereinstellungen. Damit können Sie Ihre Lieblingspositionen einprogrammieren und mit einem Griff einstellen – sei es für eine optimale Druckentlastung oder um entspannt fern zu sehen.

Vernetzung mit Ihrer Umgebung

Wir verbinden Sie mit Ihrer Umgebung. Der Standard-Joystick wird mit eingebauter Bluetooth®- und Infrarot-Technologie geliefert. Bluetooth® bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Handy und bis zu zwei PCs oder Tablets zu steuern. Mit der Infrarot-Technologie können Sie eine Verbindung mit Geräten in und um Ihr Haus herstellen und sie kontrollieren, wie beispielsweise Telefon und Fernseher. Auch die Beleuchtung können Sie von Ihrem Stuhl aus ein- oder ausschalten*.

Stützen und Zubehör

Wir haben alles, was Sie wünschen, um Ihren Stuhl Ihren spezifischen Bedürfnissen anzupassen. Unsere Stützen bieten optimalen Komfort, damit Sie die Zeit, in der Sie in einer entspannten Position sitzen, verlängern können – und damit noch mehr aus Ihrem Tag holen.

Ob Sie für eine längere Fahrt nach draußen gehen oder einfach schnell zum Einkaufen: wir haben genau das Zubehör, das Sie dazu brauchen. Egal, wie weit Sie fahren möchten.

Stützen

- Permobil Original Kopfstützen
- Permobil Original Rumpfstützen
- Permobil Original Gel-Armauflagen
- Ellenbogenstützen
- Wadenstützen
- Oberschenkelstützen
- Abduktionskeil

ROHO® Kissen

- QUADTRO SELECT®
- CONTOUR SELECT®
- HYBRID ELITE®
- ERGO AIR®

Zubehör

- Sicherheitsgurte
- Brustgurte
- Transfergriffe
- Schiebegriffe
- Inkontinenzbezüge
- Handy- und Tablet-Halter
- Stockhalter
- Sauerstoffflaschen-Halter
- Becherhalter
- Tische
- Taschenhaken
- Diverse Taschen

*kann möglicherweise zusätzliche Ausrüstung erfordern, die nicht durch Permobil geliefert wird





IAmFormidable

“

Es ist schön Gespräche mit Freunden auf **Augenhöhe** zu führen während eines Spazierganges. Mit dem **Sitzlift** vergesse ich, dass ich in einem Rollstuhl sitze! ”

”

WÄHLE MIT VERTRAUEN EINEN PERMOBIL

Erste Schritte zu einem Rollstuhl der M-Serie

Sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler oder Therapeuten darüber wie Sie einen Permobil Elektrorollstuhl der M-Serie nutzen. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail um eine Testfahrt zu vereinbaren. Nutzen Sie untenstehende Kontaktdaten.

Telefon: 02102 94 34 00

Email: info@permobil.de

Laden Sie Flyer zum M3 Corpus und M5 Corpus herunter auf www.permobil.de

Crash-getestet

 Eingebaute Konnektivität

Active Reach:
bis zu 20°
Vorwärtsneigung
bei jeder Sitzhöhe.

Max. Benutzergewicht 150 kg

Reichweite 25-30 km
Höchstgeschwindigkeit
10 /12 km/h

Mittelradantrieb mit
Smooth/Agile Federung.

strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch

permobil