



Ein einfaches und zuverlässiges Hilfsmittel.

Der Sabina.. 200 Aufstehlifter wird eingesetzt, um Menschen zu helfen, die Schwierigkeiten haben, aus einer sitzenden in eine stehende Position zu gelangen, wie zum Beispiel aus einem Rollstuhl, von einem Stuhl, vom Bett oder beim Toilettengang.

Die Hubsäule hat drei Einstellungen, um der Größe des jeweiligen Pflegebedürftigen gerecht zu werden.

Sorgfältig konstruierte Zubehörteile gewährleisten, dass die Einstellungen für Aufsteh- und Standübungen so gewählt werden können, dass sie den Erfordernissen des individuellen Pflegebedürftigen entsprechen. Dadurch verbessern sich die Voraussetzungen für ein sicheres und bequemes Aufstehen.

Wichtige Merkmale

- Ein großes Sortiment an Zubehörteilen für vielerlei individuelle Anpassungen.
- Höhenverstellbar, für unterschiedlich große Pflegebedürftige.
- Die Unterschenkelrolle sowie die Fußstütze können bei Bedarf leicht entfernt werden.

Der beste Weg, eigenständig aufzustehen.

Sabina™ ist das Ergebnis umfassender Studien und sorgfältiger Analysen der Geometrie und der körperlichen Bewegungsmuster. Sabinas Hebefunktion in Verbindung mit den Hebepunkten in direkter Nähe des Schwerpunkts des Pflegebedürftigen, sorgen für die effektivste Art und Weise, um eigenständig aufzustehen.

Zubehör für die Anpassung an den individuellen Pflegebedürftigen.

Es sind vier verschiedene Arten von Aufstehwesten erhältlich. Wählen Sie die Weste, die für ihren Pflegebedürftigen am besten geeignet ist. Falls der Pflegebedürftige zusätzlich geringfügige Unterstützung zu Beginn des Aufstehvorgangs benötigt, können Sie hierfür einen Sitzgurt einsetzen.

Die Seitenstütze für Sabina™ gibt den Pflegebedürftigen zusätzliche Sicherheit, die dazu tendieren, sich zur Seite zu lehnen.

Zubehör.

- 2027101 Liko™ Sabina™ Seitenstütze
- 2027011 Liko™ Sabina™ Fersenhalter
- 2027006 Sitzgurtbügel
- 3591115 Liko™ Sabina™ Sitzgurt

Anheben des Hubarms und Breitenverstellung des Fahrgestells können vom Helfer leicht mittels der Handbedienung gesteuert werden.



Weiterführende Informationen zu den verschiedenen Aufstehwesten Liko™ StützWeste™, Liko™ Solo™ StützWeste™, Liko™ SicherheitsWeste™ sowie zur Liko™ SicherheitsWeste™ mit zusätzlicher Rückenunterstützung, stehen unter www.liko.com zur Verfügung.

- Max. Tragfähigkeit:** 160 kg
- Notabsenkung:** Elektrisch
- Material:** Pulverbeschichteter Stahl
- Art.-Nr.:** 2020020



Sabina™ 200 wurde von einer akkreditierten Prüfanstalt getestet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie für medizintechnische Produkte der Klasse I (MDD 93/42/EWG). Sabina™ 200 erfüllt alle Anforderungen gemäß IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, EN ISO 10535, UL-60601-1 und CAN/CSA C22.2 Nr. 6011.

Design and Quality by Liko in Sweden.

Das Qualitätsmanagementsystem von Liko ist gemäß ISO 9001 und ISO 13485, dem speziell für Hersteller medizintechnischer Produkte geltenden Äquivalent, zertifiziert. Des Weiteren ist das Umweltmanagementsystem von Liko gemäß ISO 14001 zertifiziert.

Hill-Rom and Design und Hill-Rom word mark sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Hill-Rom Services Inc. Liko and Design und Liko word mark sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Liko R&D AB. Sabina, StützWeste und SicherheitsWeste sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Liko R&D AB.



Optimierte Ergebnisse für Patienten und Pflegenden...

- France _____ +33 (0)2 97 50 92 12
- United Kingdom _____ +44 (0)1530 411000
- Deutschland _____ +49 (0)211 16450-0
- Niederland _____ +31 (0)347 32 35 32
- Italia _____ + 39 (0)2 950541
- Suisse/Schweiz _____ +41 (0)21 706 21 30
- (deutschsprachig) _____ +41 (0)21 706 21 38

- Österreich _____ +43 (0)2243 28550
- Ireland _____ +353 (0)1 413 6005
- Iberia _____ +34 (0)93 6856000
- Nordic Countries _____ +46 (0)920 47 47 11
- Export _____ Contact your local Hill-Rom distributor or contact your Area Manager via website or call _____ +1 812 934 8173

www.hill-rom.com
www.liko.com

Hill-Rom™ behält sich das Recht vor, Designs, Spezifikationen und Modelle ohne Vorankündigung zu ändern. Die einzige, von Hill-Rom™ gewährte Garantie bezieht sich auf die ausdrücklich schriftlich erteilte Garantie auf Verkäufe oder Vermietungen seiner Produkte.

© 2010 Hill-Rom™ SARL, ALLE RECHTE VORBEHALTEN