

TOPRO
PREMIUMSESSEL

RUHE-& AUFSTEHSESSEL

...VOLLENDUNG IN KOMFORT UND DESIGN.



CH 2018

RUHE-& AUFSTEHSESSEL

...VOLLENDUNG IN KOMFORT UND DESIGN.

Bequem sitzen, komfortabel ruhen, entspannt fernsehen – das bieten Ihnen die hochwertigen Ruhe- und Aufstehsessel von TOPRO.

Die eingebaute Aufstehhilfe unterstützt Ihre Mobilität in genau dem Mass, wie Sie es wünschen und hebt Sie sicher in den Stand oder lässt Sie sanft in die gewünschte Sitz- oder Liegeposition absinken.

Die Sessel bieten angenehme Unterstützung und sicheren Halt für Ihren Rücken und Ihre Beine durch eine ergonomisch geformte Sitz- und Rückenfläche.

Mit der Fernbedienung bestimmen Sie selbst, wie schnell Sie die Fussstütze und die Rückenlehne heben oder senken, und wie viel Hilfe Sie beim Aufstehen oder Setzen in Anspruch nehmen wollen. Serienmässig ist die Fernbedienung bei allen Sesseln für die Bedienung mit der rechten Hand vorgesehen, sie kann in Ihrem Sanitätshaus auch leicht für linkshändige Bedienung ummontiert werden.

Die Deutsche Gesellschaft für Gerontechnik® (GGT) hat die TOPRO Aufstehsessel in individuellen Benutzer-tests geprüft, für gut befunden und mit dem GGT-Siegel ausgezeichnet. Bei ihren Tests lässt die GGT Produkte von Senioren in Alltagssituationen sehr praxisnah auf ihre Benutzerfreundlichkeit testen.

Die TOPRO Sessel sind jetzt mit neuen modernen Farben, schönen Bezugsstoffen sowie mit neuen Features für noch mehr Komfort, Sicherheit und Ordnung ausgestattet.

Intuitiv, komfortabel und sicher mit der TOPRO Farbskala:

-  Sitzen
-  Ruhen
-  Aufstehen
-  Fussstütze separat bedienen
-  Rückenlehne separat bedienen
-  Sitzhöhe einstellen



VERONA

...AUßERGEWÖHNLICH KOMFORTABEL.



Von Senioren getestet.

Der moderne Aufstehsessel Verona ist unser Bestseller mit viel Komfort. Er wurde weiterentwickelt und mit folgenden Neuerungen versehen:

- Die **grosse Seitentasche** sorgt für Ordnung – Zeitschriften, Bücher oder Ihre Fernbedienung sind immer in Reichweite. Eine **integrierte kleine Tasche** ist für das Handy oder den Notrufknopf vorgesehen. So sind sie bei Bedarf schnell zur Hand.
- Die **Rückenlehne** ist ergonomisch geformt und bietet eine komfortable Lendenwirbelunterstützung für gesünderes Sitzen.

- Für mehr Komfort beim Sitzen und Aufstehen sorgt die **neue Sitzfederung** unter dem anschmiegsamen Polster.

- Die **optimierte Greifzone** in den Armlehnen gibt besseren Halt beim Aufstehen und Hinsetzen.

- **Grosse Parkettrollen** erleichtern das Verschieben des Sessels.

Für viel Komfort beim Aufstehen und Hinsetzen sorgen zwei Motoren im Innern des Sessels. Auch die Rückenlehne und die Fusstütze werden damit verstellt. Dafür gibt es eine Fernbedienung, die rechts und links montiert werden kann und mit grossen Knöpfen und der TOPRO Farbskala zur einfachen Bedienung versehen ist. Ein Notfallsystem ermöglicht es, den Sessel bei Stromausfall noch einmal in die gewünschte Position zu fahren.

Verona ist mit modernen Bezugstoffen in sechs neuen Farben erhältlich:

- **Crystal, Sahara und Titan** in Microfaser
- **Graphite** im neuen Microsamt
- **Marine und Black** in Kunstleder



Aufstehen und Absetzen

In aller Ruhe und in Ihrer gewünschten Geschwindigkeit steuern Sie Ihr Aufstehen und Hinsetzen.

Liegen und Ruhen

Geniessen Sie das Nickerchen zwischendurch in vollständig ausgestreckter Position.



TECHNISCHE DATEN

Belastbarkeit	150 kg
Sesselbreite	77 cm
Sesselhöhe	107,5 cm
Sesseltiefe	85 cm
Sitzhöhe	48,5 cm
Sitzbreite	51,5 cm
Sitztiefe	52 cm
Höhe Rückenlehne	59 cm
UVP	CHF 1'899.00


Erhältliche Farben:

- Crystal Microfaser
- Sahara Microfaser
- Titan Microfaser
- Graphite Microsamt
- Marine Kunstleder
- Black Kunstleder

*Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

MODENA

...AUßERGEWÖHNLICH MODERN.



Modern und elegant wirkt der Aufstehsessel Modena, der mit einem Elektromotor für sicheres Aufstehen und bequeme Sitz- und Ruhepositionen sorgt. Er wird mit einer intuitiv zu bedienenden Fernbedienung gesteuert, die mit einer Kindersicherung versehen ist. So wird verhindert, dass sich spielende Kinder am Sessel verletzen können.



Von Senioren getestet.

Modena wurde weiterentwickelt und mit folgenden Neuerungen versehen:

- Eine **grosse Seitentasche** für Zeitungen, Bücher oder die Fernbedienung sorgt für Ordnung. Sehr praktisch ist die **integrierte kleine Tasche** für das Handy oder den Notrufknopf.
 - Die **ergonomisch geformte Rückenlehne** mit der speziellen Lendenwirbelunterstützung macht das Sitzen zum gesunden Genuss.
 - Noch mehr Sitzkomfort erhält der Sessel durch eine **spezielle Unterfederung** unter dem anschmiegsamen Polster.
 - Besseren Halt beim Aufstehen und Hinsetzen gibt die **optimierte Greifzone** in den Armlehnen.
- Modena ist in den edlen, neuen Farben erhältlich:
- **Sahara** in Microfaser
 - **Crystal Duet und Titan Duet**, eine Kombination aus Kunstleder und Microfaser
 - **Graphite** im neuen Microsamt
 - **Marine und Black** in Kunstleder



Aufstehen und Absetzen

In aller Ruhe und in Ihrer gewünschten Geschwindigkeit steuern Sie Ihr Aufstehen und können sich ebenso gemütlich hineinsetzen.

Ruhen

Diese Komfortfunktion hebt Ihre Beine bequem nach oben und bringt Sie in eine ideale Lage zum Lesen oder Fernsehen.



Kinder-Sicherungspin

Schützt vor Verletzungen. Bei nicht gewollter Nutzung den Pin herausziehen.



TECHNISCHE DATEN

Belastbarkeit	150 kg
Sesselbreite	83 cm
Sesselhöhe	105 cm
Sesseltiefe	87,6 cm
Sitzhöhe	43,5 cm
Sitzbreite	51 cm
Sitztiefe	52 cm
Höhe Rückenlehne	61,5 cm
UVP	CHF 1'350.00

Erhältliche Farben:

	Crystal Duet Microfaser/Kunstleder
	Titan Duet Microfaser/Kunstleder
	Sahara Microfaser
	Graphite Microsamt
	Marine Kunstleder
	Black Kunstleder

SIENA

...AUßERGEWÖHNLICH BEHAGLICH.



Von Senioren getestet.

Der Ohrensessel Siena verbindet Gemütlichkeit mit viel Komfort und bietet mithilfe seines Elektromotors sichere Unterstützung beim Aufstehen und Hinsetzen sowie bequeme Ruhe- und Sitzpositionen. Eine intuitiv verständliche Fernsteuerung fährt ihn in die gewünschte Position. Ein Kindersicherungs-Pin verhindert ungewollte Nutzung und beugt Verletzungen vor.

Nach einer kompletten Überarbeitung hat Siena jetzt weitere Annehmlichkeiten zu bieten:



- Für Ordnung sorgt die **grosse Seitentasche**, in der Zeitungen und Bücher oder die Fernbedienung untergebracht werden können. Integriert wurde hier eine **kleine Zusatztasche** für das Handy oder den Notrufknopf, die so immer schnell erreichbar sind.

- Bequemes und gesünderes Sitzen ermöglicht die **ergonomisch geformte Rückenlehne** mit Lendenwirbelunterstützung.

- Auch der Sitz ist noch komfortabler durch eine **spezielle Unterfederung** unter dem anschmiegsamen Polster.

- Mehr Sicherheit beim Aufstehen und Hinsetzen gibt die **integrierte Polsterverstärkung** in den Armlehnen, die Greifzone wird dadurch verbessert.

Siena ist in den edlen, neuen Farben erhältlich:

- **Sahara** in Microfaser
- **Crystal Duet und Titan Duet**, eine Kombination aus Kunstleder und Microfaser
- **Graphite** im neuen Microsamt
- **Marine und Black** in Kunstleder



Aufstehen und Absetzen

In aller Ruhe und in Ihrer gewünschten Geschwindigkeit steuern Sie Ihr Aufstehen und können sich ebenso gemütlich hineinsetzen.

Ruhen

Diese Komfortfunktion hebt Ihre Beine bequem nach oben und bringt Sie in eine ideale Lage zum Lesen oder Fernsehen.

Kinder-Sicherungspin

Schützt vor Verletzungen. Bei nicht gewollter Nutzung den Pin herausziehen.



TECHNISCHE DATEN

Belastbarkeit	150 kg
Sesselbreite	80 cm
Sesselhöhe	103 cm
Sesseltiefe	91 cm
Sitzhöhe	45,5 cm
Sitzbreite	51 cm
Sitztiefe	54 cm
Höhe Rückenlehne	57,5 cm
UVP	CHF 1'350.00


Erhältliche Farben:

- Crystal Duet
Microfaser/Kunstleder
- Titan Duet
Microfaser/Kunstleder
- Sahara
Microfaser
- Graphite
Microsamt
- Marine
Kunstleder
- Black
Kunstleder



BOLOGNA

...AUßERGEWÖHNLICH FUNKTIONAL.



Der multifunktionale Pflegesessel Bologna steht für Komfort und modernes Design.

- Entwickelt für die Nutzung im Alten- und Pflegeheim, betreuten Wohnen und für pflegebedürftige Personen in häuslicher Umgebung.
- Ideal geeignet für den **einfachen und sicheren Transfer** im Sitzen oder Liegen, durch herabsenkbare Armlehnen.
- **Sesselhöhe um 20 cm verstellbar** und damit gut für die Pflege oder das Essen am Tisch geeignet.



- Vier Motoren für höchsten Komfort; vom Sitzen bis zum Aufstehen und **Herz-Waage-Position**.
- Die für gute Kraftübertragung **ideal positionierten Schiebegriffe** an der Rückenlehne erleichtern das Verschieben des Sessels mit Person innerhalb der Räumlichkeiten.
- Beide Hinterräder sind mit Bremsen ausgestattet.
- **Hochwertiger Kunstlederbezug**, der sich leicht reinigen lässt und zudem feuerresistent ist.
- Die Fernbedienung ist rechts und links montierbar. Optional gibt es sie auch als Infrarotsteuerung.

Für den zusätzlichen Komfort sind optional erhältlich:

- Batterien für grössere Mobilität im Haus
- Tragbarer Funkalarm
- Einstellkissen zum Anpassen der Sitztiefe oder -höhe und Lumbalkissen in Sesselfarbe

Tastensperre

Ermöglicht eine individuelle Freischaltung / Sperrung der einzelnen Tasten.

Alarm

Löst ein akustisches Warnsignal im Raum aus. Optional auch mit Funkalarm.

Sicherungspin

Schützt vor Verletzungen, bei nicht gewollter Nutzung den Pin herausziehen.

Transportfunktion

Die Fussstütze wird ausgefahren um einen optimalen Transport zu ermöglichen.

Höhenverstellung

Passt den Sessel an die jeweilige Höhe von Betten und Stühlen an.



Ruhen

Diese Komfortfunktion hebt Ihre Beine bequem nach oben und bringt Sie in eine ideale Lage zum Lesen oder Fernsehen.



Aufstehen und Absetzen

In aller Ruhe und in Ihrer gewünschten Geschwindigkeit steuern Sie Ihr Aufstehen und können sich ebenso gemütlich hineinsetzen.

Herz-Waage-Position

Dient der Entlastung der Venen.

Aufsteh-Alarm

Akustisches Warnsignal ertönt sobald der Nutzer aufsteht. Optional mit Funkalarm.



DETAILS UND FUNKTIONEN



Die Höhenverstellung um bis zu 20 cm bietet viele Möglichkeiten beim Transfer.



Kopflehne ist vom Pfleger separat und leicht anpassbar.

Erhältliche Farben:

- Crystal Kunstleder
- Titan Kunstleder
- Black Kunstleder



Sitzhöhe und Sitztiefe sind durch das einlegbare Kissen aus Memoryschaum einfach anpassbar.



Armlehne für den Transfer absenkbar.



Einklettbares Lumbalkissen, variabel in der Höhe.



Armlehnengriffe zur Erleichterung beim Aufstehen.



Bremsbare Räder hinten.

TECHNISCHE DATEN

Belastbarkeit	150 kg
Sesselbreite	78,1 cm
Sesselhöhe	118 cm
Sesseltiefe	102,9 cm
Sitzhöhe	50,5-69,7 cm
Sitzbreite	53 cm
Sitztiefe	54,6 cm
Höhe Rückenlehne	60 cm
UVP	CHF 4'320.00

SESSELZUBEHÖR



Funkalarm für Bologna

Art.-Nr. HC13015-0042
UVP CHF 126.00

Armlehnenbezug Microfaser Verona

Crystal Art.-Nr. 0037-CY
Titan Art.-Nr. 0037-TI
Sahara Art.-Nr. 0037-SH
Microsamt Graphite Art.-Nr. 0037-GR

UVP CHF 50.40



Armlehnenbezug Kunstleder Verona

Marine Art.-Nr. 0037-MA
Black Art.-Nr. 0037-BL

UVP CHF 50.40



Armlehnenbezug Microfaser Modena

Crystal Art.-Nr. 0038-CY
Titan Art.-Nr. 0038-TI
Sahara Art.-Nr. 0038-SH
Microsamt Graphite Art.-Nr. 0038-GR

UVP CHF 50.40



Armlehnenbezug Kunstleder Modena

Marine Art.-Nr. 0038-MA
Black Art.-Nr. 0038-BL

UVP CHF 50.40



Lumbalkissen ComfortPlus Microfaser

Crystal Art.-Nr. 0039-CY
Titan Art.-Nr. 0039-TI
Sahara Art.-Nr. 0039-SH
Microsamt Graphite Art.-Nr. 0039-GR

UVP CHF 66.15



Lumbalkissen ComfortPlus Kunstleder

Marine Art.-Nr. 0039-MA
Black Art.-Nr. 0039-BL

UVP CHF 66.15



Kopfkissen ComfortPlus Microfaser

Crystal Art.-Nr. 0040-CY
Titan Art.-Nr. 0040-TI
Sahara Art.-Nr. 0040-SH
Microsamt Graphite Art.-Nr. 0040-GR

UVP CHF 81.90



Kopfkissen ComfortPlus Kunstleder

Marine Art.-Nr. 0040-MA
Black Art.-Nr. 0040-BL

UVP CHF 81.90



Lumbalkissen Kunstleder Bologna

Crystal Art.-Nr. 0043-CY
Titan Art.-Nr. 0043-TI
Black Art.-Nr. 0043-BL
UVP CHF 66.15



Sitzkissen Kunstleder Bologna abziehbar, zur Anpassung

Crystal Art.-Nr. 0041-CY
Titan Art.-Nr. 0041-TI
Black Art.-Nr. 0041-BL
UVP CHF 66.15

ComfortPlus

ist ein spezieller Schaumstoff, der sich dem Körper anpasst. Er reflektiert auf angenehme Weise die eigene Körperwärme.

Premiumsessel

Hersteller und Vertrieb



TOPRO GmbH
Bahnhofstrasse 26 d
82256 Fürstenfeldbruck

Tel: +49 (0) 8141 88 89 39-0
Fax: +49 (0) 8141 88 89 39-22
E-Mail: mail@topro.de
www.topro.de



Vertrieb durch



TOPRP GmbH
Zweigniederlassung Stetten
Im Stetterfeld 2
5608 Stetten

Tel: +41 (0) 44 940 36 50
Fax: +41 (0) 44 940 36 51
E-Mail: mail@topro.ch
www.topro.ch

Überreicht durch:

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen
Tel. 0800 600 500
Fax 0800 600 900

www.strack.ch
info@strack.ch

strack
Patienten-
und Pflegebedarf