



Smart-Sitz	Abmessungen
<b>A</b> Kleinster Schwenkradius - Mit Distanzstücken für Armlehnen - Mit vergrößerten Distanzstücken für Armlehnen	690mm 715mm 730mm
<b>B</b> Mindestabstand Mauer bis innenseite Rückenlehne	140mm
<b>C</b> Sitztiefe - Mit vergrößerter Sitztiefe	360mm 425mm
<b>D</b> Mindestdiefe bei eingeklappter Fußstütze	410mm
<b>E</b> Mindestdiefe bei ausgeklappter Fußstütze	685mm
<b>F</b> Abstand zwischen den Armlehnen (Außen) - Mit Distanzstücken für Armlehnen - Mit vergrößerten Distanzstücken für Armlehnen	550mm 590mm 635mm
<b>G</b> Abstand zwischen den Armlehnen (Innen) - Mit Distanzstücken für Armlehnen - Mit vergrößerten Distanzstücken für Armlehnen	465mm 515mm 565mm
<b>H</b> Sitzlehnenhöhe	455mm
<b>I</b> Abstand Fußstütze zu Sitzhöhe - Standard-Sitzoption - Option: Stehsitz - Option: Fester Sitz	485-630mm 650-875mm 425-445mm
<b>J</b> Mindesthöhe Fußstütze	70mm
Mindestens benötigter Platz der Schiene	116mm
Maximale Traglast - Schwerlast	115kg 137kg