




Handicare 2000 - Style Sitz



Style	Abmessungen
A Kleinster Schwenkradius - Mit kurzer Armlehne	720mm 685mm
B Mindestabstand Mauer bis innenseite Rückenlehne	90mm
C Sitztiefe	390mm
D Mindestdiefe bei eingeklappter Fußstütze	400mm
E Mindestdiefe bei ausgeklappter Fußstütze	690mm
F Abstand zwischen den Armlehnen (Außen)	570mm
G Abstand zwischen den Armlehnen (Innen)	450mm
H Sitzlehnenhöhe	400mm
I Abstand Fußstütze zu Sitzhöhe	495-580mm
J Mindesthöhe Fußstütze	70mm
Mindestens benötigter Platz der Schiene	116mm
Maximale Traglast - Schwerlast	115kg 137kg

* Abstand zwischen Fußstütze und Sitz wird auf 477 mm reduziert wenn die Fußstütze im höchsten Stand (90 mm) montiert wird.