

Invacare® / Aquatec® | **Dusch- und Toilettenrollstühle**

Aquatec® **Ocean, Ocean XL**



Sicher und Individuell - vielseitig anpassbar auf wirklich jeden Patienten

- Mehrfacher Wiedereinsatz möglich
- Stabiler, rostfreier Rahmen aus Edelstahl
- Sitzhöhe ohne Werkzeug individuell anpassbar
- Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen – individuell einstellbar
- Optimale Überfahrbarkeit von Toilettenbecken
- Umfangreiches Zubehörprogramm

Der Ocean ist wie folgt erhältlich:

- Serienmodell mit Lenkrollen, individuell feststellbar
- Serienmodell mit 24" Rädern für Selbstfahrer
- Serienmodell XL mit 180 kg Belastbarkeit
- Größere Sitzbreite möglich durch XL-Rücken und normale Armlehnen, oder durch XL-Armlehnen bei normalem Rücken

Aquatec® **Ocean Vip**



- Mehrfacher Wiedereinsatz möglich
- Sitzkantelung individuell einstellbar (0° - 35°)
- Gasdruckfedern aus Edelstahl
- Sitzhöhe ohne Werkzeug in 3 Stufen verstellbar
- Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen –individuell einstellbar

Der Ocean Vip ist wie folgt erhältlich:

- Standardversion mit Lenkrollen
- Standardversion mit Lenkrollen und Toilettentopfhalter
- Standardversion mit Lenkrollen, Toilettentopfhalter und Softsitz
- **XL Version** mit normalem Rücken aber verbreiterten Armlehnen, Belastbarkeit 150 kg
- Der **Ocean Vip** kann nachträglich mit XL-Armlehnen ausgestattet werden, Rücken und Belastbarkeit bleiben dabei unverändert

AQUATEC®



Yes, you can.®

Aquatec® **Ocean Dual-Vip**



- Besonders geeignet für den Einsatz in Institutionen
- Sitzkantelung individuell einstellbar (0° - 35°)
- Wartungsfreie Gasdruckfedern aus Edelstahl (Neigungswinkel Rücken 10° - 50°)
- Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen – individuell einstellbar

Der Ocean Dual Vip ist wie folgt erhältlich:

- Standardversion mit Lenkrollen
- Der **Ocean Vip** kann nachträglich mit der absenkbaren Rückenstütze zum **Ocean Dual Vip** umgebaut und mit Kippstützen versehen werden
- Der **Ocean Dual Vip** kann nachträglich mit XL-Armlehnen ausgestattet werden, Rücken und Belastbarkeit bleiben unverändert

Aquatec® **Ocean E-Vip**



- Besonders geeignet für den Einsatz in Institutionen
- Sitzhöhe elektrisch stufenlos zwischen 500 und 1050 mm einstellbar
- Elektrische Sitzkantelung (-5° bis 35°)
- Versiegelte Elektronik-Komponenten: ideal für den Einsatz im Nassbereich
- Wartungsfreie Antriebe
- Kann in automatischen Reinigungsanlagen bei bis zu 85 °C gereinigt und desinfiziert werden!

Der Ocean E-Vip ist wie folgt erhältlich:

- Standardversion mit Lenkrollen
- Der **Ocean E-Vip** kann nachträglich mit XL-Armlehnen ausgestattet werden, Rücken und Belastbarkeit bleiben gleich

Zubehör Aquatec® **Ocean**



Softsitz

Mit schlüsselförmigem Ausschnitt. Montage ohne Werkzeug.

16341 für **Ocean / Ocean XL / Ocean E-Vip**

1470075 für **Ocean Vip / Ocean Vip XL / Ocean Dual Vip**



Einsatz Softsitz

Für Softsitz mit schlüsselförmigem Ausschnitt. Montage ohne Werkzeug.

16343 für alle Modelle der **Ocean**-Serie



Softsitz

Mit kleiner, ovaler Öffnung. Montage ohne Werkzeug.

16342 für alle Modelle der **Ocean**-Serie



Spritzschutz

Einfach aufstecken, für Softsitz mit schlüsselförmigem Ausschnitt. Montage ohne Werkzeug.

16511 für alle Modelle der **Ocean**-Serie

Zubehör Aquatec® Ocean



Universalsoftsitz

Geschlossene Sitzfläche. Montage ohne Werkzeug.
1526032 für alle Modelle der **Ocean-Serie**, passt auch auf **Pico 3 in 1**



Ergonomischer Spezialsoftsitz

Extra weiche, strukturierte Oberfläche. Montage ohne Werkzeug.
1531259 für **Ocean, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip**



Variabler Softsitz

Softsitz kann einfach und ohne Werkzeug montiert werden. Einfache Anpassung an den Nutzer durch variable Platzierung des Ausschnittes.
1544469 für **Ocean / Ocean Vip / Ocean Dual Vip**



Sicherheitsbügel

Für zusätzliche Sicherheit. Die Grifffläche ist angenehm gepolstert. Montage ohne Werkzeug.
10167-10 für alle Modelle der **Ocean-Serie**, Länge: 540 mm
1470078 XL Sicherheitsbügel für alle XL-Versionen der **Ocean-Serie**, Länge: 620 mm



Haltegurte

Für zusätzlichen Halt. Individuell einstellbar, belastbar und pflegeleicht. Schnelle Montage. Waschmaschinengeeignet. (Länge 680-1040 mm). Für alle Modelle der **Ocean-Serie**.
1470081 Brustgurt, Grau
1470082 Beckengurt, Grau



Armlehnenarretierung

Zum Feststellen der Armlehnen. Schnelle Montage.
1470077 für alle Modelle der **Ocean-Serie**



Verbreiterte XL-Armlehnen

Verbreitern den Abstand zwischen den Armlehnen um 40 mm auf jeder Seite. Schnelle Montage. Nachrüstsatz für **Ocean Vip, Ocean Dual Vip** und **Ocean E-Vip**
1470086 verbreiterte XL-Armlehnen (Paar)



Seitenpelotte

Zusätzliche Stabilität für den Nutzer.
1535077 für alle Modelle der **Ocean-Serie**



Weiches Rückenkissen

Zusätzliche Stabilität und Positionierung, geeignet auch für kleine Personen oder Kinder.
1558769 für **Ocean / Ocean XL / Ocean Vip / Ocean Vip XL / Ocean Dual Vip** und **Ocean E-Vip**



Amputations- und Wadenstütze (Abb. für Ocean)

Gepolstert, in der Höhe und im Winkel verstellbar.
1556894 links für **Ocean / Ocean Vip / Ocean Vip XL / Ocean Dual Vip** und **Ocean E-Vip**
1556893 rechts für **Ocean / Ocean Vip / Ocean Vip XL / Ocean Dual Vip** und **Ocean E-Vip**



Wadenstütze mit Fußstütze (Abb. für Ocean)

Gepolstert, in der Höhe und im Winkel verstellbar. Schnelle Montage.
1546705 links für **Ocean / Ocean Vip / Ocean Vip XL / Ocean Dual Vip** und **Ocean E-Vip**
1546439 rechts für **Ocean / Ocean Vip / Ocean Vip XL / Ocean Dual Vip** und **Ocean E-Vip**



Toilettenopf

Mit Handgriff und Deckel.
10230 für alle Modelle der **Ocean-Serie** Länge: 460 mm

Toilettenopfhalter (ohne Abb.)

1470076 für **Ocean Vip / Ocean Vip XL / Ocean Dual Vip**
1471233 für **Ocean E-Vip**
1527985 für **Ocean / Ocean XL** (ab 07/11)

Zubehör Aquatec® Ocean



Kopf-/ Nackenstütze
1531465 Kopfstütze für **Ocean VIP, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip** und **Ocean E-Vip**
1531608 Nackenstütze für **Ocean VIP, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip** und **Ocean E-Vip**



Ergonomische Kopfstützenhalterung
 Sicherheit und Komfort durch vielfältige Positionierungsmöglichkeiten (Polster nicht im Lieferumfang enthalten).
1531613 für **Ocean Vip / Ocean Dual Vip** und **Ocean E-Vip**



Vordere Kippstütze
 Für zusätzliche Sicherheit.
1535936 für **Ocean Vip / Ocean Vip XL / Ocean Dual Vip**

HMV-Nr. für Zubehör Dusch- und Toilettenrollstuhl:
18.99.09.0999

Technische Daten

Bestellnummern	Aquatec® Ocean	Aquatec® Ocean 24"-Räder	Aquatec® Ocean XL	Aquatec® Ocean Vip mit Neigung	Aquatec® Ocean Vip XL mit Neigung	Aquatec® Ocean Dual Vip mit zweifacher Neigung	Aquatec® Ocean E-Vip
Dusch- und Toilettenrollstuhl mit Lenkrollen	1534327		1534328	1470000	1470788	1470829	1471208
Dusch- und Toilettenrollstuhl mit 24"-Rädern		1534329					
Dusch- und Toilettenrollstuhl mit Lenkrollen, Toilettenopfhalter und Topf	1556881			1470712			1522373
Dusch- und Toilettenrollstuhl mit Lenkrollen, Toilettenopfhalter, Topf und Softsitz	1556882			1470713			
Hilfsmittelverzeichnisnummer	18.46.03.1029	18.46.03.0032	18.46.03.1030	18.46.03.1045	18.46.03.1045	18.46.03.1045	
XL Armlehnen (zusätzlich)			18.99.99.0203		18.99.99.0203		
Absenkbare Rücken (zusätzlich)						18.99.99.0099	
Abmessungen							
Sitzbreite (A)	480 mm	480 mm	480 mm	500 mm	500 mm	500 mm	480 mm
Sitztiefe (B)	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Sitzhöhe (C)	482 - 605 mm	482 - 605 mm	482 - 605 mm	502 - 602 mm	502 - 602 mm	502 - 602 mm	500 - 1050 mm
Gesamtbreite (D)	564 mm	675 mm	640 mm	595 mm	625 mm	625 mm	751 mm
Gesamttiefe (E)	900 mm	1060 mm	900 mm	1060 mm	1060 mm	1060 mm	1083 mm
Gesamthöhe ohne Kopfstütze (F)	1008-1131 mm	1008-1131 mm	1008-1131 mm	1085 - 1185 mm	1085 - 1185 mm	1085 - 1185 mm	1070 - 1620 mm
Tiefe ohne Fußstützen (G)	717 mm	855 mm	717 mm	809 mm	809 mm	809 mm	1010 mm
Fußplattentiefe (H)	155 mm	155 mm	155 mm	160 mm	160 mm	160 mm	155 mm
Höhe bis Armlehnen (I)	680 - 850 mm	680 - 850 mm	680 - 850 mm	720 - 860 mm	720 - 860 mm	720 - 860 mm	730 - 1320 mm
Höhe Fußstützen - Sitz (J)	255 - 495 mm	255 - 495 mm	255 - 495 mm	345 - 465 mm	345 - 465 mm	345 - 465 mm	345 - 465 mm
Höhe Boden - Sitzunterkante (K):							
mit Halter für Toilettenopf	390 - 520 mm	390 - 520 mm	390 - 520 mm	420 - 520 mm	420 - 520 mm	420 - 520 mm	420 - 970 mm
ohne Halter für Toilettenopf	413 - 536 mm	413 - 536 mm	413 - 536 mm	440 - 540 mm	440 - 540 mm	440 - 540 mm	465 - 1015 mm
Höhe Sitz - Armlehnen (L)	208 - 246 mm	208 - 246 mm	208 - 246 mm	215 / 245 mm	215 / 245 mm	215 / 245 mm	230 - 270 mm
Breite zwischen den Armlehnen (M)	460 mm	460 mm	540 mm	475 mm	555 mm	475 mm	470 mm
Breite Ausschnitt Sitzplatte	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm
Tiefe Ausschnitt Sitzplatte	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Neigungswinkel Sitz	-	-	-	0° - 35°	0° - 35°	0° - 35°	-
Neigungswinkel Rücken	-	-	-	-	-	10° - 50°	-
Abstufung Höhenverstellung	25 mm	25 mm	25 mm	50 mm	50 mm	50 mm	stufenlos
Ø Lenkrollen	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)	5" (127 mm)
Ø Antriebsräder	-	24" (610 mm)	-	-	-	-	-
Breite zwischen den 24"-Rädern	-	540 mm (N)	-	-	-	-	-
Weiteres							
Gewicht	14,5 kg	19,5 kg	14,5 kg	23,5 kg	23,5 kg	28,3 kg	39 kg
Belastbarkeit	150 kg!	150 kg!	180 kg!	150 kg!	150 kg!	150 kg!	150 kg!
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß

Fersenbänder sind im Lieferumfang enthalten. Toilettenopfhalter und Toilettenopf nicht.

Ocean mit Lenkrollen

Ocean mit 24"-Rädern

Ocean XL

Ocean Vip / Vip XL / Dual Vip

Ocean E-Vip

