

## Leichtgewichts-Rollator **GEMINO 30 Walker**



Wenn Sie beim Gehen zusätzlichen Halt und Unterstützung wünschen, sollten Sie sich für den Leichtgewichts-Rollator Gemino 30 Walker entscheiden. Die in Höhe und Tiefe individuell anpassbaren Unterarmauflagen geben Ihnen viel Sicherheit und schonen zugleich Ihre Gelenke. Die breiten Bremsgriffe mit Anti-rutsch-Pads sorgen dafür, dass Sie die besonders leichtgängigen Bremsen auch mit wenig Restkraft ganz einfach bedienen können.

## Produktmerkmale

- Leichtgewichts-Rollator aus Aluminium ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich:

**Gemino 30 Walker**  150 - 200 cm  
**Gemino 30 M Walker**  135 - 170 cm

- Unterarmauflagen bieten zusätzlichen Halt und Unterstützung, auch ideal für das Gehtraining.
- Höhenschnellverstellung mit Memory-Funktion und Tiefenverstellung für einfache Anpassung der Unterarmauflagen.
- Erstklassige Materialien sorgen für hervorragende Stabilität und besonders ruhiges Laufverhalten.
- Optimales Bremsverhalten durch leichtgängige Bremsen und breite Bremsgriffe.
- Bremsgriffe lassen sich auch mit wenig Restkraft sicher und leicht bedienen.
- Ist auch in Verbindung mit dem völlig neuen, innovativen SpeedControl Bremssystem erhältlich.
- Falt-Klick-Technik rastet beim Zusammenfallen ein, sorgt für stabilen Stand und einfachen Transport.
- Eloxierung bietet perfekten Schutz gegen Kratzer und lässt den Rollator lange gut aussehen.
- Umfangreiches Zubehörsortiment für die individuelle Ausstattung.



## Bremssystem für maximale Sicherheit



Für maximale Sicherheit kann der Rollator auch mit dem völlig neuen und innovativen SpeedControl Bremssystem ausgestattet werden, das über eine dynamische Bremsfunktion verfügt. Die Fliehkraftbremsen an den Hinterrädern bremsen bei einer Erhöhung der Gehgeschwindigkeit automatisch mit. Sie erlangen eine aufrechte Körperhaltung, gehen sicher, entspannt und zugleich enger am Rollator. Ein Wegrollen des Rollators ist ausgeschlossen, was der Sturzprophylaxe dient.

## Unterstützung im Alltag



Um Ihnen den Alltag zu erleichtern, gibt es viel praktisches Zubehör. So können Sie z. B. mit dem Tablett Ihre Speisen und Getränke sicher transportieren. Dank der Falt-Klick-Technik rastet der Gemino 30 Walker beim Zusammenfallen sicher ein, steht in zusammengeklapptem Zustand und lässt sich platzsparend verstauen, wenn Sie ihn gerade nicht benötigen oder im Auto transportieren möchten.

## Idealer Trainingspartner

Durch die Unterarmauflagen ist der Gemino 30 Walker ideal für das Gehtraining z. B. von Patienten, die ihre Beine noch nicht voll belasten dürfen. Die Unterarmauflagen geben zusätzlichen Halt und können in Höhe und Tiefe individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Die breiten Bremsgriffe mit Antirutsch-Pads sorgen dafür, dass Sie die besonders leichtgängigen Bremsen auch mit wenig Restkraft ganz einfach bedienen können.



**1** Durch die Höhen-Schnellverstellung mit Memory-Funktion kann die Handgriffhöhe an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

**2** Die in Höhe und Tiefe einstellbaren Unterarmauflagen geben Ihnen Halt und Unterstützung und schonen zugleich Ihre Gelenke.

**3** Die erstklassigen Materialien sorgen für eine hervorragende Stabilität und ein besonders ruhiges Laufverhalten.



## Details



Durch den stoß- und kratzfest eloxierten Rahmen bleibt der Leichtgewichts-Rollator lange in Top-Form. Dank der integrierten Kantenabweiser können Hindernisse einfach umfahren werden.



Mit der ergonomisch geformten Ankipphilfe lassen sich Stufen und Schwellen bequem überwinden.



Kontrastreich gestaltete Funktionselemente ermöglichen besonders einfache Bedienung.

## Zubehör für den Gemino 30 Walker:



**Korb mit Halterung** für sicheren Transport von tragbaren Sauerstoffflaschen



**Schleppbremse**



**SpeedControl System** Fliehkraftbremsen zur Nachrüstung, für alle Modelle des Gemino 30 und Gemino 30 Walker.



**Universalhalterung** für diverses Zubehör



**Tablett** praktische Ablage, mit der Sie Dinge transportieren können.

## Technische Daten

Abmessungen	GEMINO 30 Walker	GEMINO 30 M Walker
Maximale Belastbarkeit	150 kg	130 kg
Maximale Belastbarkeit des Korbes	5 kg	5 kg
Empfohlene Körpergröße des Nutzers	150 - 200 cm	135 - 170 cm
Schiebegriffhöhe vom Boden	98 - 115 cm	84 - 100 cm
Gesamtlänge	65 cm	65 cm
Gesamtbreite	61 cm	61 cm
Breite zwischen den Schiebegriffen	25,5 cm	25,5 cm
Sitzhöhe	62 cm	55 cm
Höhe gefaltet	97 cm	89 cm
Länge gefaltet	65 cm	65 cm
Breite gefaltet	35,5 cm	35,5 cm
Wendekreis	84 cm	84 cm
Vorder- / Hinterräder	20 x 3,6 cm	20 x 3,6 cm
Gewicht ohne Korb	10,6 kg	10,4 kg

**HMV-Nummern:**

**10.50.04.1182**

**10.50.04.1183**



**Rahmenfarbe:**  
Titanium

