

strack
Patienten-
und Pflegebedarf



Produkte und Dienstleistungen
für Ihre Gesundheit
und die moderne Pflege

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

Tel: 052 630 31 60
Fax: 052 630 31 65

www.strack.ch
info@strack.ch

Unser Angebot im Überblick



Grösste Ausstellung in der Region

- Rollstuhlgängig
- Behindertengerecht
- Parkplätze vor dem Haus
- Grösste Ausstellung in der Region (400 m²)

Besuchen Sie unsere grosse, permanente Ausstellung in Schaffhausen. Hier finden Sie alles, was Ihnen den Alltag im Alter erleichtern wird.

Wir beraten Sie gerne!

Heim- und Spitalbedarf

Als zuverlässiger und sachverständiger Partner beraten und beliefern wir Spitäler, Rehakliniken, Alterswohnheime, Pflegeeinrichtungen, Spitex und Endkunden.

- Installation und Anwendungsschulung
- Schulungsangebote (auch für Gruppen und Fachschulklassen)



Spezialisiert für Rollstuhlabklärungen

Strack AG ist offizielle Abgabestelle von Rollstühlen und Pflegebetten.

Eine unabhängige, kompetente Beratung, liegt uns am Herzen.

- Beratung direkt bei Ihnen zu Hause
- Rollstuhlabklärungen
- Spezialversorgungen
- Beratung bei der Finanzierung



Öffnungszeiten: Montag – Freitag
08:00 – 12:00 und 13:30 – 17:00 Uhr

Patienten-
und Pflegebedarf **strack**



Schneller und kompetenter Miet-Service

Oft ist es sinnvoll, ein bestimmtes Hilfsmittel zu mieten, anstatt zu kaufen. Unsere Mietartikelliste finden Sie hinten im Katalog.

Sollte sich herausstellen, dass das gemietete Hilfsmittel doch länger gebraucht wird, bieten wir günstige Konditionen für einen Kauf an.


Miet-Pflegebetten werden in der Regel innerhalb von 24 Stunden ausgeliefert.



Ihr Schweizer Experte in Sachen Liftsystemen!

Mit zunehmendem Alter machen Sie sich vielleicht Gedanken über die Zukunft. Besonders wenn Mobilität ein Thema wird. Idealerweise möchten Sie natürlich so lange wie möglich sicher in Ihrem Zuhause wohnen bleiben.

- unverbindliche und kostenlose Beratung vor Ort
- langjährige Erfahrung mit verschiedenen Liftsystemen
- Service und Reparaturen
- eigenes Montageteam
- werksertifizierte und geschulte Techniker



Leistungsstarker Reparaturservice

Ein eigener Reparatur-Service ergänzt die erstklassigen Strack-Dienstleistungen.

- Leistungsfähiger technischer Dienst
- Wartungen, Service
- Reparaturen

Damit können auch unnötige Unfallrisiken vermieden und die Lebensdauer der Produkte verlängert werden.





Beratung bei Ihnen Zu Hause!

Der erste Schritt hin zur Unabhängigkeit bei Ihnen zu Hause ist eine Beratung. Unser Fachberater setzt mit Ihnen zusammen, um sich ein Bild von der Situation und Ihren Wünschen zu machen und die perfekte Lösung zu finden.

Eine kompetente und umfassende Beratung macht vieles einfacher und hilft Ängste abzubauen. Sie ist am Anfang besonders wichtig, gerade wenn es um barrierefreies Wohnen und Leben oder Langzeitpflege geht.

Ihre Lebensqualität zu verbessern ist unser Ziel!

Bei uns sind Sie herzlich willkommen und gut aufgehoben, in jeder Hinsicht! Ob für Versorgungen von Menschen mit Mobilitätseinschränkung oder im Objektbereich.

Als Schweizer Firma sind wir seit 2002 spezialisiert auf Produkte und flankierende Dienstleistungen im Gesundheits- und Pflegebereich.

Online-Shop

In unserem Online Shop finden Sie unsere Produkte sowie weiter Informationen und mehr Bilder.

Sie können Ihre Bestellungen direkt online aufgeben. Die Artikel werden bequem zu Ihnen nach Hause geliefert oder Sie können die bestellte Ware bei uns im Laden abholen.

www.strack.ch



Impressum

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen
Schweiz

Tel. 052 630 31 60
Fax 052 630 31 65
@ info@strack.ch
@ www.strack.ch

Öffnungszeiten: Montag – Freitag:
08:00 – 12:00 und 13:30 – 17:00 Uhr

Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Es gelten die AGB's der Strack AG.

6. Auflage

Inhaltsverzeichnis

ALLTAG + HAUSHALT ab Seite 6

- Essen + Trinken 6
- Anziehhilfen 8
- Gesundes Sitzen 10
- Aufstehsessel 14

BADEZIMMER ab Seite 16

- Dusche 16
- Toilette 17
- Handgriffe 22
- Badewanne 24
- Inkontinenz 31
- Körperpflege 32

MOBILITÄT ab Seite 33

- Gehhilfen 33
- Rollatoren 35
- Rollstühle 38
- Sitzkissen & Zubehör 48
- Elektrorollstühle 51
- Scooter 54
- Rampen 56

BETTEN + MATRATZEN ab Seite 60

- Pflegebetten 60
- Gesundheitsmatratzen 68
- Antidekubitusmatratzen 69
- Wechseldruckmatratzen 70
- Lagerungskissen 71
- Nachttisch 72

THERAPIE ab Seite 73

- Deckenlifte 73
- Patientenlift & Aufstehhilfe 74
- Therapiegeräte 78
- Desinfektionsmittel 81
- Pflegerufsysteme 82
- Praxiseinrichtungen 86

MEDIZINGERÄTE ab Seite 90

- Blutdruckmessgeräte 90
- Waagen 91
- Inhalationsgeräte 94
- Sauerstoffgeräte 95
- weitere Medizingeräte 96

LIFTSYSTEME ab Seite 97

- Poollifte 97
- Treppensitzlifte 98
- Plattform- / Rollstuhllifte 100
- Hebebühnen 101
- Senkrechtlifte 101

ALLGEMEINES ab Seite 102

- Miet - Service 102
- Stichwortverzeichnis 111
- Allgemeine Geschäftsbedingungen 115

Legende:



Mietservice:

Diese Produkte sind auch in unserem Mietservice erhältlich.



Trinkbecher

Diese Trinkbecher sind spülmaschinengeeignet und auslaufsicher. Das Ventil am Deckel verhindert das Auslaufen, wenn der Becher umgestossen wird.

- Fassungsvermögen: 200 ml
- Öffnung: klein (geeignet für Flüssigkeiten)
- Mikrowellen- und spülmaschinenfest bis 130° C

Artikel-Nr.	Farbe	Preis inkl. MwSt
21000	transparent	CHF 10.90
21013	gelb	CHF 10.90
21015	orange	CHF 10.90
21016	violett	CHF 10.90
21011	blau	CHF 10.90



Trinkbecher Handy-Cup

Trinkbecher aus Kunststoff mit zwei extra kräftigen Griffen.

- Spülmaschinenfest bis max. 65 °
- Mikrowellengeeignet
- Fassungsvermögen: 200 ml

Artikel-Nr.	Farbe	Preis inkl. MwSt
21250	transparent	CHF 19.90
21250	rot	CHF 19.90
21252	blau	CHF 19.90
21251	grün	CHF 19.90



Trinkbecher mit Nasenausschnitt

Für alle, die ihren Kopf nicht alleine nach hinten legen können.

- Fassungsvermögen: 250 ml
- Mikrowellengeeignet
- Spülmaschinenfest

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
20905010	CHF 7.20




Frotte-Lätzchen

Das Lätzchen hat einen Druckknopfverschluss und ist waschbar bis 95°. Inkl. Auffang-Tasche, Farbe: weiss

- Masse ca. 45 x 90 cm

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
23000	CHF 11.80



Servietten-Ketten

- mit Clip-Verschluss
- Länge ca. 53 cm

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
23100	CHF 9.50

Tellerranderhöher

Die Tellerrandehöfung aus Kunststoff verhindert, dass beim Essen Speisen vom Teller geschoben werden.

- 3 Klammern zum befestigen
- Für Teller von Ø ca. 23 bis 28 cm
- Spülmaschinenfest

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
22100	CHF 4.90



Besteck

Dieses Besteck wurde speziell für Menschen mit Gelenkproblemen angefertigt. Der weiche Griff schont die Gelenke und verringert den Druck auf die Finger. Der Löffel und die Gabel haben eine spezielle Drehung im Metallschaft, sodass sie in jeden gewünschten Winkel gebogen werden können.

- Spülmaschinenfest bis 52° C
- Für Links- und Rechtshänder

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
22761	Messer, starr	CHF 15.90
22762	Gabel, biegsam	CHF 15.90
22763	Esslöffel, biegsam	CHF 15.90
22765	Teelöffel, biegsam	CHF 15.90
22751	Set (4-teilig)	CHF 57.00



Deckelöffner Multi Cap

Dieser Deckelöffner erleichtert das Öffnen von Deckeln in allen Grössen. Es ist weniger Kraft beim Öffnen und Zudrehen von Deckeln nötig.

Durchmesser: 3 / 2 / 5 cm

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
86467	CHF 6.90



Antirutsch Unterlage Dycem

Die glatten Matten aus beidseitig beschichtetem Material kommen als rutschfeste Unterlage an den unterschiedlichsten Orten zum Einsatz. Die Unterlage hat eine "klebrige" Eigenschaft und verhindert so das Verrutschen von Gegenständen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
22314	Rund, Ø 14 cm	CHF 14.70
22319	Rund, Ø 19 cm	CHF 19.70
22325	18 x 25 cm	CHF 26.70
22335	25 x 35 cm	CHF 41.90
22340	Rolle, 200 x 40 cm	CHF 73.00



Greifzangen

Die Greifzangen erleichtern Ihnen das Heranholen und Weglegen von Gegenständen fast jeder Art. Alle Greifzangen sind darüber hinaus mit einem Magneten im Griff ausgestattet, um metallische Gegenstände einfach aufnehmen zu können.



Artikel-Nr.	Länge	Preis inkl. MwSt.
80505004	45 cm	CHF 39.90
80505003	70 cm	CHF 39.90
80505008	80 cm	CHF 39.90
80505009	90 cm	CHF 39.90

Greifzangen

Diese Greifzangen sind aus Stahl gefertigt und haben einen praktischen Gummi-Gripp an der Zange. Sie erleichtern Ihnen das Heranholen und Weglegen von Gegenständen fast jeder Art. Alle Greifzangen sind mit einem Magneten ausgestattet, um metallische Gegenstände einfach aufnehmen zu können.



Artikel-Nr.	Länge, Farbeww	Preis inkl. MwSt
SW 151240	40 cm, grau	CHF 52.90
SW 151270	70 cm, rot	CHF 52.90
SW 151280	80 cm, blau	CHF 52.90

Medikamentendispenser

Der Medikamentendispenser für 7 Tage hilft, die verordneten Medikamente zur richtigen Zeit und am richtigen Tag einzunehmen. Die übersichtlich beschrifteten, grossen Einzelfächer bieten genügend Platz zur Aufnahme von mehreren Medikamenten. Die jeweilige Tagesration kann separat mitgenommen werden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
440898	Medikamentendispenser	CHF 15.90

Tablettenmörser

Mit dem Tablettenmörser werden Ihre Tabletten im Handumdrehen pulverisiert. Er vereinfacht so die Einnahme von grossen Tabletten.



Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
73039	CHF 16.90

Tablettenausdrücker

Ermöglicht einhändiges Ausdrücken der Tabletten aus Blisterverpackungen.



Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
24200	CHF 5.90

Schuhlöffel

Der edle Schuhlöffel aus **Metall** ist besonders stabil. Er gibt dem Fuss die perfekte Führung in den Schuh. Dabei sind die Kanten leicht gerundet, um eventuelle Beschädigungen am Leder zu vermeiden.



Artikel-Nr.	Länge	Preis inkl. MwSt
3029	42 cm, kurz	CHF 8.90
3030	52 cm, mittel	CHF 12.00
3031	70 cm, lang	CHF 14.90



Patienten- und Pflegebedarf **strack**

Strumpfanziehhilfe

Dieser Strumpfanzieher erleichtert das Anziehen von kurzen und langen Strümpfen, Socken und Strumpfhosen. Die Strümpfe gleiten leicht über den Nylonstoff, sodass auch Personen mit reduzierter Handfunktion dieses praktische Hilfsmittel nutzen können.



Artikel-Nr.	Länge	Preis inkl. MwSt
80601002	40 cm	CHF 37.90
80601001	60 cm	CHF 75.60

Strumpfanziehhilfe

Das stabile Metallgestell erleichtert das hochziehen der Strümpfe. Der lange Griff sorgt beim Anlegen von Strümpfen und Strumpfhosen für optimale Stabilität.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
6900052	Strumpfanziehhilfe	CHF 66.70

Ausziehhilfe für Socken und Strümpfe

Ausziehen von Strümpfen leicht gemacht: Mit dieser Ausziehhilfe lassen sich Socken in Sekunden ausziehen und das ohne grosse Kraftanstrengung und ohne den Rücken zu belasten. Sie kann auch zum An- und Ausziehen von Schuhen verwendet werden. Mit der Ausziehhilfe können Patienten bequem den Bund des Strumpfes fassen und den Strumpf vom Bein streifen.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
6900362	Ausziehhilfe	CHF 38.90

Knöpfhilfe

Der Kleidungsknöpfer hilft Ihnen beim Zuknöpfen von Kleidern. Die Öffnung wird durch das Knopfloch geführt und um den Knopf platziert. Mit einer Drehbewegung wird dann die Öffnung mit Knopf durch das Knopfloch zurückgezogen.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
25210	Kleidungsknöpfer	CHF 11.90

Strumpfanziehhilfe

Erleichtert Personen mit Bewegungseinschränkung das Anziehen von Strümpfen und Socken



Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
4005	CHF 6.90



Handbesen mit Schaufel

Der Besen mit Schaufel ist ideal zum Zusammenwischen von Schmutz und Staub. Dank dem langen Stiel ist lästige Bücken kein Thema mehr.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
AH071700	CHF 30.90



Stehhilfe

Praktische, höhenverstellbare Steh- und Bügelhilfe. Optimal zum Bügeln und für alle zeitintensiveren Arbeiten im Stehen.

- Masse (B x H x T): 46 x 93 x 45 cm, 46 x 102 x 9 cm zusammengeklappt
- Standfestes Gestell aus Stahlrohren mit gepolstertem Sitz
- Sitzhöhe von 55 - 73 cm verstellbar

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
4929070100	Stehhilfe	CHF 61.90



Rollhocker

- Auf Alu-5 Rollen-Fuss (Ø ca. 48 cm)
- Sitz schwarz (Ø ca. 34 cm, Polsterhöhe ca. 7 cm)
- Höhenverstellbar von ca. 55 - 81 cm, mit Gasfeder
- Leicht zu reinigende, gummiummantelte Laufrollen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
AA003025	Rollhocker	CHF 305.00
AA001760	Rollhocker mit Lehne	CHF 365.00



Sattelhocker

Der rollbare Sattelhocker stärkt die Rückenmuskulatur und ist für ein gesundes und aufrechtes Sitzen verantwortlich. Durch das 5 Rollen-System ist er sehr wendig. Weiche Polsterung und die ergonomische Form sorgen für optimalen Sitzkomfort. Leicht zu reinigende Kunststofflaufrollen.

Sitzhöhe (bitte bei Bestellung angeben):

kurze Gasfeder: 43 - 56 cm

lange Gasfeder: 57 - 82 cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
125.200-01	Sattelhocker	CHF 325.00



Transportstuhl Anatome

Für einen leichteren Transport, mehr Komfort und erhöhte Sicherheit

Durch individuelle Anpassungen an die Körperform des Patienten wird mehr Komfort während des Transports gewährleistet. Durch abnehmbare Rücken- und Sitzkissen lässt sich der Stuhl einfach reinigen. Höhenverstellbare Armstützen und klappbare Kopfstütze nach hinten gewährleisten mehr Komfort und Sicherheit des Patienten. Ausklappbare Fussstütze sorgt für eine komfortablere Sitzposition.

Mehr Flexibilität beim Anbringen von Infusionsständern und Zubehör durch mehrere Aufnahmen inkl. Haken.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
SM647A	Transportstuhl Anatome	auf Anfrage

Arbeits- und Therapiestuhl

Fortschrittlicher Bürostuhl, der das Aufstehen erleichtert. Sehr leichtläufig und benötigt nur sehr wenig Kraftaufwand zur Fortbewegung. Dank Handbremse ist der Stuhl beim Ein- und Ausstieg völlig stabil. Bequeme, ergonomische Polsterung mit spezieller Sitzbeinfixierungszone, die ein Abrutschen vom Sitz verhindert, wenn dieser nach vorne gekippt ist.

- Sitzhöhe verstellbar 40 - 67 cm
- Mit Handbremse
- Y-Sitz 44 x 44 cm, Y-Rücken 37 x 30 cm
- Sitzdrehung und -arretierung
- Sitzneigung
- Max. Belastbarkeit: 125 kg

Stoff und Leder in verschiedenen Farben erhältlich.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
6021	CHF 1'993.00



Arthrodesenstuhl, Tango 100A (Uni-21)

Der Arthrodesenstuhl ist ein moderner Arbeits- und Therapiestuhl, der durch seine verschiedenen Einstellmöglichkeiten in fast jeder Situation optimal angepasst werden kann. Der gesamte Sitz lässt sich im Winkel verstellen. Die beiden Sitzelemente lassen sich unabhängig voneinander absenken und feststellen, so dass Hüft- und Kniegelenke beim Sitzen angenehm entlastet werden.

- Höhenverstellung: 40 - 67 cm
- Sitzhöhe: 42 - 57 cm
- Max. Belastbarkeit: 125 kg
- Untergestell: 55 x 55 cm
- Sitzneigung und Rückenverstellung

Stoff und Leder in verschiedenen Farben erhältlich.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
6025	CHF 2'405.00



Arbeitsrollstuhl

Mit Trippel- und Rollstuhlfunktionen

Sehr leicht zu fahren und zu lenken. Sie können sich sowohl mit den Füßen trippelnd als auch durch Bewegung der Räder fortbewegen. Wie mit einem Trippelstuhl können Arbeiten in allen Höhen dank dem extra grossen Verstellbereich einfach und sicher ausgeführt werden.

Elektrische Höhenverstellung, Hubhöhe 34cm!

Verstellbare Sitzhöhe 43 - 77cm,

Sitz 45x45cm, Sitzfläche 2,5cm verschiebbar, Armlehnen hochklappbar und in Tiefe verstellbar, Rückenlehne 38x45cm in Höhe 17-30cm und Winkel verstellbar, Sitzwinkelverstellung -5°/+3°, Fuss-Stütze klappbar,

Max. Belastbarkeit: 125kg

In verschiedenen Farben und Bezügen erhältlich.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
LTW412	ab CHF 5'206.00





Keilkissen

Rückenschmerzen müssen nicht sein! Beim täglichen Sitzen im Büro oder zu Hause kommt es vor allem auf die anatomisch richtige Haltung an. Mit diesem Keilkissen biegt sich die Hüfte nach vorne und entlastet so spürbar die Wirbelsäulenmuskulatur.

Masse: 40 x 40 x 8-1 cm

Artikel-Nr.	Farbe	Preis inkl. MwSt
K40-8-1D1BG	beige	CHF 19.90
K40-8-1D1BR	braun	CHF 19.90
K40-8-1D1RT	rot	CHF 19.90
K40-8-1D1SW	schwarz	CHF 19.90



Keilkissen fürs Auto

Verbessern Sie Ihre Haltung dauerhaft ganz einfach beim Sitzen. Dank der gerundeten Form passt es auch ins Auto.

Bezug aus 100% Baumwolle mit Reissverschluss und Antirutsch Unterseite

Masse 38 x 38 x 8 cm

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
SK321-295	CHF 35.90



Keil- und Lordosekissen fürs Auto

Für ein sicheres, entspanntes, ermüdungsfreies Sitzen auch über anstrengende Langstrecken. Keilkissen Grösse 38 x 38 x 5/1 cm.

Das Lordosekissen dient zur Entlastung der Wirbelsäule sowie zur Unterstützung der Rückenmuskulatur. Grösse 30 x 26 cm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
17624008	Keilkissen	CHF 42.00
17924008	Lordosekissen	CHF 33.00



Keilkissen / Aufstehhilfe

Dank dem gepolsterten Memoryschaum mit samtig weichem Bezugsstoff (atmungsaktiv) sitzt man angenehm, bequem und sicher. Besonders geeignet für Personen mit Hüft- und Knieproblemen. Da das Kissen angewinkelt ist, sorgt es für einen geraden Rücken und erleichtert das Aufstehen.

Masse: 40 x 40 x 12/8 cm.

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
AH 960-225	CHF 55.90

Gymnastikball

Ideal für die Nutzung von der Gymnastik bis zur Rehabilitation, vom Fitnessbereich über Aerobic oder auch als Sport oder Therapiegerät. Der Gymnastikball ist ebenfalls als Stuhl geeignet, im Haus, in der Schule und im Büro, um eine richtige, gesunde und angenehme Sitzhaltung zu erreichen.

Artikel-Nr.	Grösse, Farbe	Preis inkl. MwSt
20.6557	42 cm, gelb	CHF 25.00
20.6556	53 cm, orange	CHF 33.00
20.6558	65 cm, grün	CHF 40.00
20.6577	75 cm, rot	CHF 48.00



Ballkissen

Wirksame Entlastung und Training für den Rücken. Fördert rückengerechtes, dynamisches Sitzen. Hält die Bandscheiben sanft in Schwung, trainiert die Muskulatur der Wirbelsäule, kann die aufrechte Haltung optimieren.

- für das Training der Rücken- und Beckenbodenmuskulatur
- zur Kräftigung der Fuss- und Beinmuskulatur und zur Venengymnastik
- entlastet den Oberkörper und stärkt die Rückenmuskulatur

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
400204	CHF 35.95



Sitzring aus Schaumstoff

Angenehmes und druckfreies Sitzen. Erleichtert das Sitzen speziell nach einer Schwangerschaft oder einer Operation im Darmbereich. Dient als Entlastung bei Hämorrhoiden.

Durchmesser aussen: 45 cm
Durchmesser innen: 15 cm

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
SR4515	CHF 35.90



Sitzring zum Aufblasen

Aufblasbares Luftkissen aus rotem Gummi. Pumpe und Bezug inklusive. Angenehmes und druckfreies Sitzen. Erleichtert das Sitzen speziell nach einer Schwangerschaft oder einer Operation im Darmbereich. Dient als Entlastung bei Hämorrhoiden.

Aussendurchmesser: 42,5 cm
Innendurchmesser: 14 cm

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
41342	CHF 22.90



Drehkissen fürs Auto

Weil das Ein- und Aussteigen mit den Jahren nicht einfacher wird, raten wir zum Auto-Drehkissen! Einfach auf dem Autositz platzieren, schon steigen Sie viel bequemer ein und vor allem auch viel besser wieder aus. Um 360° drehbar. Auch für Sessel und Stühle ideal!

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
05352614	CHF 29.90





Aufstehsessel Modena

Der elegante Aufstehsessel Modena ist komfortabel und bequem, er hebt sich durch sein stilsicheres Aussehen ab. Bequeme Fernsehposition und sicheres Aufstehen, 2 integrierte Rollen für einfaches Verschieben bei der Hausarbeit.

- pflegeleichte Bezüge in Microfaser oder Kunstleder
- einfach zu bedienende Fernbedienung mit grossen Knöpfen sowie Kindersicherung, welche verhindert, dass sich spielende Kinder am Sessel verletzen können
- neue, anschmiegsame Sitzfederung
- Seitentasche mit integrierter Handytasche
- verstärkte Armlehnen und Lendenbereich



Artikel-Nr.	Bezug, Farbe	Preis inkl. MwSt
8452C-SH	Mikrofaser, sahara (braun)	CHF 1'350.00
8452C-GR	Mikrosamt, graphite	CHF 1'350.00
8452C-TI	Duet, titan (grau)	CHF 1'350.00
8452C-CY	Duet, crystal (beige)	CHF 1'350.00
8452C-MA	Kunstleder, marine (blau)	CHF 1'350.00
8452C-BL	Kunstleder, black (schwarz)	CHF 1'350.00



Aufstehsessel Verona

Der moderne Aufstehsessel Verona ist nicht nur komfortabel und bequem, er ist auch vielseitig in seiner Funktion und Ausstattung.

- anschmiegsames Kopfkissen aus wärmendem Memoryschaum
- vier integrierte Rollen für einfaches Verschieben
- zwei Motoren zur Rückenlehnen- und Fussstützenverstellung
- neue, anschmiegsame Sitzfederung
- Seitentasche mit integrierter Handytasche
- verstärkte Armlehnen und Lendenbereich



Artikel-Nr.	Bezug, Farbe	Preis inkl. MwSt
8754W-SH	Mikrofaser, sahara (braun)	CHF 1'899.00
8754W-TI	Mikrofaser, titan (grau)	CHF 1'899.00
8754W-CY	Mikrofaser, crystal (beige)	CHF 1'899.00
8754W-GR	Microsamt graphite	CHF 1'899.00
8754W-MA	Kunstleder, marine (blau)	CHF 1'899.00
8754W-BL	Kunstleder, black (schwarz)	CHF 1'899.00



Aufstehsessel Bologna

Der multifunktionale Pflegesessel Bologna steht für Komfort und modernes Design.

- Entwickelt für die Nutzung im Alters- und Pflegeheim
- Ideal geeignet für den einfachen und sicheren Transfer im Sitzen oder Liegen, durch herabsenkbare Armlehnen
- Sesselhöhe um 20 cm verstellbar und damit gut für die Pflege oder das Essen am Tisch geeignet
- bremsbare Hinterräder
- hochwertiger Kunstlederbezug, leicht zu reinigen lässt und feuerresistent
- akustisches Warnsignal beim Aufstehen
- Verstellbare Sitzhöhe
- Fusstütze für Transport ausfahrbar
- "Herz-Waage-Position" zur Venenentlastung
- Integrierter Sicherungspin; Tastensperre



Artikel-Nr.	Bezug, Farbe	Preis inkl. MwSt
HC13015-TI	Kunstleder, titan (grau)	CHF 4'320.00
HC13015-BL	Kunstleder, black (schwarz)	CHF 4'320.00
HC13015-CY	Kunstleder, crystal (beige)	CHF 4'320.00

Farben



Zubehör



* Duet

Kunstleder: Kopfpolster, Armlehnen, Beinpolster

Mikrofaser: Rückenpolster, Sitzpolster



Duschhocker Redondo

Höhenverstellbarer Duschhocker mit hoher Standfestigkeit. Die gelochte Sitzfläche ermöglicht einen guten Wasserabfluss.

- Verstellung Sitzhöhe: 7-fach, 47-64 cm
- Durchmesser Sitzfläche: 32 cm
- Standfläche bei oberster Sitzposition: 36 x 36 cm
- Max. Belastbarkeit: 120 kg

Drehscheibe und Weichauflage als Zubehör erhältlich.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
000239	CHF 63.00




Duschhocker Edge

Der Duschhocker Edge ist höhenverstellbar und bietet einen sicheren Stand. Verstellung Sitzhöhe: 42-57 cm; mit Schnellverschluss, ohne Werkzeug einstellbar

- Gesamtbreite: 52 cm
- Sitzbreite: 45 cm
- Max. Belastbarkeit: 130 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
81801010	Duschhocker, grau	CHF 65.00
81801030	Duschhocker, eisblau	CHF 65.00



Duschstuhl Swift

Der Swift Duschstuhl kann genau auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Die Arm- oder Rückenlehne sind ganz einfach abnehmbar. Die Höhe der Sitzfläche kann ganz einfach mit einer Klickfunktion von Hand verstellt werden. Der Swift Duschstuhl ist rostfrei, robust und ist sehr leicht zu reinigen.

- Gesamtbreite: 56 cm
- Sitzhöhe verstellbar: 44 - 49 cm
- Max. Belastbarkeit: 130 kg



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
81701430	Duschstuhl, grau	CHF 159.00
81701530	Duschstuhl, eisblau	CHF 159.00
81701030	Duschstuhl, grün	CHF 159.00



Duschklappsitz Relax

Der neue Duschklappsitz Relax wird nur mit 3 Schrauben an der Wand befestigt. Der Sitz ist hochklappbar. Rückenpolsterung wird mitgeliefert.

Masse: 40 x 45 cm

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
81703050	CHF 452.00



Duschklappsitz

Bequeme, anatomisch geformte Sitzfläche, hohe Belastbarkeit. Bei Nichtgebrauch wird der Duschklappsitz einfach nach oben geklappt und hilft so Platz zu sparen.

Masse: 38 x 37 cm

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
R8802	CHF 169.90

Dusch- und Toilettenstuhl Clean

Der Clean erlaubt dem Nutzer eine weitestgehend selbstständige persönliche Hygiene, dem Pflegepersonal wird das Helfen so einfach wie möglich gemacht. Der Sitz ist nach hinten offen, sodass für Benutzer und Pflegepersonal eine optimale Zugänglichkeit möglich ist. Die Armlehnen können nach aussen geschwenkt oder auch ganz abgenommen werden.

- Gesamtbreite: 52 cm
- Max. Belastbarkeit: 130 kg
- Beite zwischen Armlehnen: 44 cm



Artikel-Nr.	Sitzhöhe, Farbe	Preis inkl. MwSt
80229270	49 cm, weiss	CHF 629.00
80229210	49 cm, grün	CHF 629.00
80229271	55 cm, weiss	CHF 629.00
80229211	55 cm, grün	CHF 629.00
80229275	60 cm, weiss	CHF 769.00
80229208	verstellbar 48-60 cm, weiss	CHF 874.00



Sitzkissen zu Clean

Anatomisch geformt, druckentlastend.



Softrücken zu Clean

Reflektiert die Körperwärme.



Softsitz zu Clean

Reflektiert die Körperwärme. Mit breiter Aussparung.



Sitzkissen zu Clean

Anatomisch geformt, druckentlastend.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt						
80209247	CHF 216.00	80209261	CHF 53.00	80209260	CHF 106.00	80209227	CHF 203.00



Becken zu Clean

Der Tragegriff verschliesst zugleich den Deckel des Beckens. Zu diesem Artikel wird ein Beckenhalter benötigt.



Beckenhalter zu Clean

Die Beckenhalter sind beim Becken zwingend nötig um das Becken zu befestigen.



Toiletteneimer

Toiletteneimer mit Deckel. Passend für alle Toiletten- oder Nachtstühle. (Speziell für Heime)



Eimerhalter

Die Eimerhalter sind beim Toiletteneimer zwingend nötig, um den Toiletteneimer zu befestigen.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt						
80209255	CHF 85.00	80209257	CHF 32.00	650009	CHF 22.00	80209258	CHF 32.00



Dusch- und Toilettenstuhl Ocean

- Stabiler, rostfreier Rahmen aus Edelstahl
- Sitzhöhe ohne Werkzeug individuell anpassbar
- Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen
- Optimale Überfahrbarkeit von Toilettenbecken

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1534327	ohne Zubehör	CHF 917.00
1556881	mit Topf und Halterung	CHF 993.00
1534329	für Selbstfahrer, 24" Räder	CHF 1'294.00
1534328	XL - Version	CHF 1'078.00



Dusch- und Toilettenstuhl Ocean VIP

Bei dem Duschstuhl Ocean VIP lässt sich der Winkel vom Sitz verstellen.

- Sitzkantelung individuell einstellbar (0° - 35°)
- Gasdruckfedern aus Edelstahl
- Sitzhöhe ohne Werkzeug in 3 Stufen verstellbar
- maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1470000	ohne Zubehör	CHF 2'321.00
1470712	mit Topf und Halterung	CHF 2'397.00
1470788	XL - Version	CHF 2'910.00



Dusch- und Toilettenstuhl E-VIP

Dieser Dusch- und Toilettenstuhl E-VIP ist besonders geeignet für den Einsatz in Institutionen.

- Sitzhöhe elektrisch stufenlos verstellbar
- elektrische Sitzkantelung (-5° - 35°)
- wartungsfreie Antriebe
- versiegelte Elektronik-Komponenten für den Nassbereich
- kann in automatischen Reinigungsanlagen gereinigt und desinfiziert werden



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1471208	ohne Zubehör	CHF 6'788.00
1522373	mit Topf und Halterung	CHF 6'864.00



Toilettentopf

Mit Haltegriff und Deckel.



Seitenpelotte

Zusätzliche Stabilität für den Benutzer.



Sicherheitsbügel

Für zusätzliche Sicherheit. Die Grifffläche ist angenehm weich.



Weiches Rückenkissen

Zusätzliche Stabilität und Positionierung, geeignet auch für kleine Personen.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt						
10230	CHF 51.30	1535077	CHF 53.00	10167-10	CHF 81.00	1558769	CHF 180.90



Softsitz

Mit Hygieneausschnitt.



Universalsoft Sitz

Weiche Sitzauflage mit geschlossener Sitzfläche.



Spritzschutz

Einfach aufstecken, für Softsitz mit schlüsselförmigem Ausschnitt. Montage ohne Werkzeug.



Beckengurt

Individuell einstellbar, belastbar und pflegeleicht. Waschmaschinengeeignet. Länge: 620 - 1210 mm. Brustgurt auch erhältlich.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt						
16341	CHF 150.15	1526032	CHF 160.95	16511	CHF 104.00	1470082	CHF 199.80

Dusch- und Toilettenstuhl XXL

Mit seinen Materialeigenschaften ist er ganz auf hohe Belastungen eingestellt: Der DTS XXL Dusch- und Toilettenstuhl überzeugt mit seiner extremen Stabilität.

- Max. Belastbarkeit: 325 kg
- Sitzhöhe Standard 55 cm
- Seitenteile abnehmbar
- Fussplatten nach innen und aussen einstellbar
- Inkl. Toiletteneimer
- PU-Rücken
- Mit Hygieneausschnitt
- 4 Räder 5", davon zwei mit Feststeller



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
12000	Sitzbreite 61 cm	CHF 3'348.00
12001	Sitzbreite 71 cm	CHF 3'412.00



Toilettensitzerhöhung Hi-loo

Vier verstellbare, mit Haftgummi beschichtete Klammern ermöglichen eine Anpassung an die Rundung des WC-Beckens. Die Toilettenerhöhung bietet Sicherheit beim Hinsetzen und Aufstehen.

- Max. Belastbarkeit: 130 kg
- Mit oder ohne Deckel erhältlich. An jede Toilette anpassbar (ausser Dusch-WC).

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
80301105	10 cm, ohne Deckel	CHF 49.90
80301101	10 cm, mit Deckel	CHF 52.90
80301065	6 cm, ohne Deckel	CHF 48.90
80301067	6 cm, mit Deckel	CHF 51.90



Toilettensitzpolster Weichschaum

Dieses Toilettensitzpolster ist eine 3.5 cm dicke Schaumauflage. Die weiche Elastizität verhindert Druckbeschwerden bei der Toilettenbenutzung. Durch die speziell eingearbeitete Wulst ist das Polster bei allen handelsüblichen Toilettenbecken einsetzbar (ausser Dusch-WC).

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
3010502	CHF 69.00



Weiche Toilettensitzerhöhung 11 cm

Die Toilettensitzerhöhung ist aus Schaumstoff mit PVC-Beschichtung. Sie ist ohne Deckel, wird einfach aufgesteckt und kann bis 120 kg belastet werden.

- keine Montage notwendig, aufsteckbar
- gepolsterte Sitzfläche für optimalen Sitzkomfort
- passend für die meisten Standardtoiletten

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
D09.7300	CHF 45.90



Toilettensitzerhöhung Cloo

Cloo ist eine Toilettensitzerhöhung, die fest mit Schrauben montiert wird. Stabile Armlehnen bieten eine gute Unterstützung beim Hinsetzen und Aufstehen. Glatte Flächen ermöglichen eine einfache und gründliche Reinigung.

Die Toilettensitzerhöhung kann auch ohne Armlehnen benutzt werden.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
80301214	CHF 129.90



Arthrodesen-Toilettensitzerhöhung

Entworfen mit einem Ausschnitt auf der einen Seite (rechts oder links) für Menschen mit einer Bein- oder Knieverletzung, die eine gestreckte Beinhaltung benötigen. Die Aussparung ist schräg nach vorne ausgeschnitten, um ein knickfreies Sitzen zu ermöglichen!

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
AA2101L	Abschrägung links	CHF 145.00
AA2101R	Abschrägung rechts	CHF 145.00

Toilettensitzerhöhung TH10

Stabile, manuell höhenverstellbare Toilettensitzerhöhung mit oder ohne Armlehnen. Anatomisch geformter Sitz mit leichter Neigung nach vorne. Schnell montierbar an allen gängigen Toilettenschüsseln, ausgenommen Dusch-WC's.

- 4 Stufen höhenverstellbar
- Belastung Klosettsitzteil: max. 120 kg
- Belastung je Armlehne: max. 80 kg
- Eigengewicht: 10,3 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
350.110.112	ohne Armlehnen	CHF 909.00
350.110.110	mit Armlehnen	CHF 1'355.00
359.720.120	Spritzschutz	CHF 147.00

* Preis exkl. Montage

Patienten- und Pflegebedarf **strack**



Toilettenstützgestell Swift

Das Toilettenstützgestell Swift ist ideal für Personen die Schwierigkeiten haben sich beim WC hinzusetzen und wieder aufzustehen. Die Armlehnen dienen als Unterstützung beim Aufstehen und Hinsetzen. Die Sitzhöhe ist individuell einstellbar zwischen 42 und 57 cm. Eine stabile Bauweise geben dem Nutzer mehr Sicherheit.

- Sitzhöhe: 42 – 57 cm
- Sitzbreite: 54 cm
- Breite zwischen den Armlehnen: 45 cm
- Gesamtbreite: 56 cm
- Gewicht: 3,9 kg
- Max. Belastbarkeit: 130 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
81702020	Toilettenstützgestell	CHF 133.90



Toilettenstuhl Swift

Vielseitiger Toilettenstuhl, kann auch über die Toilette gestellt und als freistehende Toilettensitzerhöhung verwendet werden. Mit Seitenstützen und Rückenlehne, Sitz- und Rückenpolster. Lieferung inkl. Topf

- Sitzhöhe verstellbar 42 - 57 cm
- Sitzbreite: 54 cm
- Breite zwischen den Armlehnen: 45 cm
- Gesamtbreite: 56 cm
- Max. Belastbarkeit: 130 kg
- Gewicht: 5,4 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
81702030	Toilettenstuhl	CHF 239.90



Toilettenrollstuhl H720T

Dieser Toilettenrollstuhl ist dank der vier Schwenkrollen leicht zu manövrieren. Die hinteren Rollen sind feststellbar. Die Seitenteile sind nach hinten abschwenkbar, die Beinstützen seitlich abschwenkbar und abnehmbar. Abdeckplatte und Eimer sind im Lieferumfang enthalten.

- Sitzbreite: 45 cm
- Sitzhöhe: 48 cm
- Gesamtbreite: 58 cm
- Gesamthöhe: 95 cm
- Max. Belastbarkeit: 120 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1525770	Toilettenrollstuhl	CHF 139.90





FSB Ergosystem - Produkte für barrierefreies Wohnen



**Fordern Sie einen separaten
FSB Produktkatalog an!**
Prospekte bei uns erhältlich!

Die FSB Produktlinie aus Edelstahl schmeichelt der greifenden Hand wie auch dem geschulten Auge. Steht hilfreich zur Seite, ohne dabei einen klinischen Eindruck zu erwecken.

Die diagonale Ausrichtung eines ovalen Querschnittes ermöglicht optimale Greifqualität und verringert den Kraftaufwand beim Zugreifen.



Dusch-WC AquaClean

Die Dusch-WC's bieten Frische und Komfort für jedes Zuhause. Ein Dusch-WC ist Toilette und Bidet in Einem: Sie bleiben einfach bequem auf dem WC sitzen und starten die eingebaute Duschfunktion per Knopfdruck.

Die Modellpalette des Schweizer Sanitärspezialisten Geberit bietet Ihnen für jeden Anspruch und jede Wohnsituation das perfekte Modell.

- Dusch-WC Aufsätze, die die Brille Ihrer Toilette ersetzen
- Dusch-WC Komplettanlagen, mit integrierter WC-Keramik






Haltegriff

Sicherer Halt z.B. auf der Toilette oder in der Badewanne. Der Griff kann senkrecht oder auch schräg angebracht werden.

Sichere und einfache Montage mittels Dübeln. Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Max. Belastung: 160 kg

Artikel-Nr.	Länge	Preis inkl. MwSt
80210040	30 cm	CHF 30.90
80210042	40 cm	CHF 30.90
80210044	60 cm	CHF 30.90
80210046	gewinkelt	CHF 37.90



Handgriff mit Saugnapf

Die mobilen Griffe sind schnell und komfortabel anzubringen und ebenso leicht wieder zu lösen. Die beiden Saugteller mit je 12 cm Durchmesser werden einfach auf eine plane, porendichte Fläche angedrückt und der Vakuum-Kipphebel umgelegt.

Der erste Haltegriff, bei dem permanent der Vakuumzustand und damit die Haftkraft - gemessen wird. Denn die Sicherheitswippe prüft kontinuierlich das Vakuum. Ist die rote Markierung nicht sichtbar ist der Griff voll belastbar. Wird die rote Markierung sichtbar, muss der Griff erneut befestigt werden.

Artikel-Nr.	Länge	Preis inkl. MwSt
1400225S	21 cm	CHF 174.00
1400221S	22 - 34 mm	CHF 233.00



Stützklappgriff FSB

Der Stützklappgriff aus Edelstahl fein matt ist besonders gut geeignet für den WC-Bereich. Der Griff kann hoch und hinunter geklappt werden.

Weitere Masse erhältlich. *Preis exkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
82 8224 07001	700 mm, rechts	CHF 655.00*
82 8224 07002	700 mm, links	CHF 655.00*
82 8224 08501	850 mm, rechts	CHF 668.00*
82 8224 08502	850 mm, links	CHF 668.00*



Haltestange SuperPole / SuperBar

Die vertikale Haltestange ist die perfekte Lösung, um Ihnen mehr Sicherheit in allen Ihren Wohnräumen zu gewähren. Die Stange kann, ohne Bohrungen, zwischen beinahe allen Böden und Decken angebracht werden. Das rutschfeste Griffpolster, ohne Latex, garantiert eine maximale Griffsicherheit.

- Höhe Boden bis Decke: 236 - 251 cm
- Max. Belastbarkeit: 136 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
SP-S	SuperPole	CHF 389.00*
SPB-S	SuperBar, mit Querstange	CHF 575.00*

* Preis exkl. Montage





Badewannenbrett

Das Badewannenbrett liegt stabil auf der Badewanne auf und gibt dadurch mehr Sicherheit. Zudem ist es leicht zu montieren. Die einstellbaren, robusten Sicherungsstopfen mit rutschfesten Flächen stützen das Badewannenbrett an der Innenseite der Badewanne optimal ab. Der Handgriff ist gut zu greifen und erhöht die Sicherheit.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg

Artikel-Nr.	Länge (max. Aussenbreite)	Preis inkl. MwSt
81600014	69 cm (normal)	CHF 39.90
81600024	74 cm	CHF 39.90



Badewannensitz

Badewannensitz mit Rückenlehne zum Auflegen auf die Badewannenränder. Grosse Sitzfläche mit Intimausschnitt.

- Einstellmass 47,5 - 63,5 cm (Breite)
- Gesamtbreite: 71,6 - 87,6 cm
- Max. Belastbarkeit: 120 kg

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
411224	CHF 141.90



Badewannendrehstuhl

Der Badewannendrehstuhl zeigt sich als äusserst flexibler Helfer. Mit der variablen Breitereinstellung passt er in jede Badewanne und der Drehstuhl erleichtert das Ein- und Aussteigen.

- Stabiler Rahmen aus Aluminium
- Ergonomische Sitzfläche mit Hygieneausschnitt
- 90° drehbar
- Zum Auflegen auf Badewannenrand
- Individuell einstellbar auf die jeweilige Badewannenbreite
- Max. Belastbarkeit: 80 kg

Drehbarer Sitz!

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
000118	CHF 239.90



Badewannenkissen

Das Badewannenkissen ist eine besonders komfortable und sichere Badehilfe, mit der sich ihr Benutzer direkt auf den Badewannenboden legen kann. Das Kissen ist tragbar, leicht und sehr stabil. Lässt sich in wenigen Sekunden ein- und ausbauen. Komplett wasserdicht und von Hand steuerbar. Batteriebetrieben und ohne gefährliche Stromkabel.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
MPCA030200	CHF 1'190.00



Selbstständig und sicher baden!


Badewannenlift Orca

Der Badewannenlift Orca wird mit Saugnäpfen an Ihrer Badewanne befestigt. Er wird mit einem Akku in der Fernbedienung betrieben und kann stufenlos verstellt werden. Die Rückenlehne lässt sich bis 40° absenken. Die Handbedienung ist schwimmfähig und ergonomisch geformt.

Einfache und schnelle Reinigung durch glatte Oberflächen. Abknöpf- und maschinenwaschbarer Bezug.

Wartungsfreies Antriebssystem, kraftvoll und leise. Der Badelifter lässt sich ohne Werkzeug und mit nur wenigen Handgriffen in drei Teile zerlegen.

- Sitzbreite, Seiten eingeklappt: 39 cm
- Sitzbreite, Seiten ausgeklappt: 71,5 cm
- Sitztiefe: 59 cm
- Sitzhöhe: 6 - 42 cm
- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Bezug: abnehmbar, waschbar bis 60°



Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
1573864	CHF 379.00




Dreh- und Übersetzhilfe zu Badelift Orca

Die Sitzfläche der Dreh- und Übersetzhilfe dreht und gleitet ganz leicht. Der Drehsteller entriegelt erst durch das Gewicht des Nutzers. Die weiche, hautfreundliche Beschichtung ist pflegeleicht und einfach abwischbar. Keine Montage notwendig.

Max. Belastbarkeit: 130 kg

- Durchmesser: 37 cm
- Länge: 53 cm



Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
4.03.002	CHF 113.90

Isola bella


Die Pflegebadewanne mit dem Wohlfühlerlebnis



Die Strack Pflegebadewanne ist die ideale Alternative zu herkömmlichen Wannensystemen im Pflegebereich und bietet mehr Sicherheit und Komfort für Pflegebedürftige und Pflegepersonal.


Die praxisgerechte Funktionalität und das durchdachte, ergonomische Design der Strack Pflegebadewanne ermöglichen einen effizienten und zeitsparenden Badezyklus. Die Verwendung hochwertiger Materialien sowie die Integration moderner Technik machen diese Pflegebadewanne zu einer wertbeständigen Investition.

- **Ergonomisch geformter Wannenkörper**, sehr gute Abstützung auch von Personen unterschiedlicher Grösse.
- **Motorische Neigefunktion** vorwärts/rückwärts, Bedienung über Handbediengerät.
- **Motorische Höhenverstellung** für eine optimale Arbeitshöhe. Auch als Kombi-Funktion Hub-Neigung.
- Der Wannenkörper besteht aus **glasfaserverstärktem Kunststoff**. Der Sanitär-GelCoat erzeugt eine hochfeste, glatte Oberfläche mit Abperl-Effekt, welcher der Ablagerung von Schmutz und Fetten entgegenwirkt.
- **Grosse, aufschwenkbare Seiten-Einstiegsstüre** mit Federunterstützung und Verriegelung. Gute Zugänglichkeit, einfacher Patiententransfer.
- Übersichtlich angeordnete, **moderne Bedienelemente**.
- **Elektronisches Mischventil**, Bedienung über berührungslose Sensortasten.
- **Zeitsparende Vorbefüllung**.
- Unterstützt den Einsatz von Patientenhebern.






Die verschiedenen Optionen machen Isola bella zu einem echten Wohlfühlbad




Das Luftsprudelbad

entspannt, reinigt und wirkt schmerzlindernd. Die Luftbläschen, welche über die Düsen im Wanneboden ins Badewasser strömen, massieren und tonifizieren die Haut.




Die Aromatherapie

unterstützt mit ätherischen Ölen die Behandlung von Befindlichkeitsstörungen und Erkrankungen. Die Duftstoffe werden über das Luftsprudelbad dem Badewasser zugeführt.



Audio-Anschluss

für Smartphones oder Bluetooth-Geräte. Ob sanfte Musik oder die Klänge der Natur: Der Badende kann seine Gedanken entspannt treiben lassen.





Chromotherapie

das Farblicht wirkt sich positiv auf Seele und Körper des Menschen aus. (7 Farben) Das spezielle Verlaufsmuster dient der therapeutischen Entspannung.

Weitere Optionen:

- Wanne fest auf Fundament montiert (ohne Rohr-Untergestell)
- Automatischer Füllstopp
- Sicherheits-Alarmknopf innerhalb der Wanne für Pflegeruf mit taktile Rückmeldung (nachrüstbar)
- Wanne in anderer RAL-Farbe, umlaufender Kantenschutz in der Farbe Lichtgrau anstatt Gelb.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
IB-20231	Isola Bella	auf Anfrage



Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
TR5192150	ab CHF 14'436.00

Pflegebadewanne TR 900

Das freundliche und funktionale Design mit integriertem Panel macht die Bedienung einfach und komfortabel. Die hochwertige Verarbeitung sowie die absolut glatte Oberfläche ermöglichen eine leichte Reinigung und Pflege. Die zusätzliche Breite der Badewanne an der Oberkörperseite bietet mehr Platz für Arme und Schultern und ist von Vorteil bei der Haarwäsche. Die doppelschalige Badewanne minimiert Wärmeverlust. Ein verstellbarer Wannverkürzter gehört zum Standard.

- Elektrische Höhenverstellung
- Thermostat-Mischventil mit Verbrühschutz
- Doppelte Einlaufdüsen für schnelles Befüllen
- Patientenbrause mit Schlauch
- Benutzergewicht: max. 150 kg
- Digitales LED-Thermometer für Dusche und Einlaufdüsen
- Modelle mit Bezeichnung "A" verfügen über eine Komfortbedienung mit Folientastatur



Pflegebadewanne TR Comfortline

Diese Pflegebadewanne ist freistehend und höhenverstellbar. Eine Badewanne für ein befriedigendes und entspanntes Baden.

- Innovatives und attraktives Design
- Einfach zu bedienen - Schnelle Einführung
- Einfacher Zugang zur Wanne von drei Seiten
- Kompaktes Design für einfache Platzierung
- Ergonomische Wannenseitenform
- Leicht zu reinigen und zu warten
- Freistehend, keine Wand- oder Bodenbefestigung
- Handbrause mit langem Schlauch
- Überlaufkontrolle und Ablaufgarnitur inkl. Ablaufschlauch mit seitlichen Abdeckungen verstärkt
- Weiss als Standardfarbe
- Zwei Chromstahlgriffe
- Fussstütze, verstellbar in drei Positionen oder abnehmbar



Optionen:

- Reinigungs- / Desinfektionssystem
- Autofill mit 2 verschiedenen voreingestellten Niveaus
- Wannenseitenabdeckungen in optionaler RAL-Farbe
- Luftblasen aus zwölf integrierten Düsen
- Musik-Sound-Wave-System mit vier Lautsprechern
- AUX und Bluetooth
- LED-Beleuchtung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
05194000	Pflegebadewanne	auf Anfrage

Mobiler Patientenlifter TR 9650

Sichere und effiziente Handhabung und Bedienung für den Transfer in die Pflegebadewanne. Bequeme und sichere Höhenverstellung dank batteriebetriebener Bandantriebsvorrichtung. Das Design, langlebige Materialien, hochwertige Komponenten und Herstellungsverfahren garantieren eine lange Lebensdauer. Aus Sicherheitsgründen stoppt der Stuhl und die Liege beim Absenken, wenn sich ein Hindernis im Weg befindet.

Erhältlich als Stuhl oder gestreckte Version. Das einzigartige Design macht es möglich, sowohl Stuhl und Liege in einer kombinierten Einheit, dem Pflegebedarf gerecht zu werden. Die Umrüstung zwischen den beiden Optionen ist einfach und kein Werkzeug erforderlich.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
542020	Mobiler Patientenlift	auf Anfrage

Pflegeduschsystem TR 2000 / TR 3000

Höhenverstellbarer Duschwagen mit Weichpolster, Keilkissen und flexiblem Auslaufschlauch. Der Wagen ermöglicht es dem Pflegepersonal, die effizienteste und angenehmste Arbeitshöhe zu finden. Die Steuerung erfolgt über die praktische Fusssteuerung, so haben Pflegendende beide Hände frei für die Betreuung der Person. Die Liegefläche kann leicht in die «Trendelenburg-Lage» geneigt werden, um Personen im Schockzustand richtig zu lagern.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
TR522010	Pflegeduschsystem	ab CHF 5'087.00


Pflegebadewanne TR 1700

Diese Pflegebadewanne ist speziell dafür ausgelegt, einen begrenzten Platz optimal auszunutzen, ohne auf Funktionalität und Effizienz zu verzichten. Der Wannena Ablauf kann wahlweise am Boden oder an der Wand angeschlossen werden. Verstellbare Füsse erhöhen die Sicherheit und den Komfort auf unebenen Untergründen.

- Länge x Breite: 1685 x 695 mm
- Höhenverstellung: elektrisch, über manuelle Bedieneinheit
- Arbeitshöhe: 660 - 960 mm
- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Thermostat-Mischventil mit Verbrühschutz
- Patientenbrause mit Schlauch



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
TR5191701	Pflegebadewanne	ab CHF 7'064.00



Rutschschutz

Der Rutschschutz für Dusche und Bad, wird durch 10 Selbstklebe-Pads schnell in der Dusche oder Badewanne angebracht und kann einfach mit einem Haarföhn erwärmt und wieder entfernt werden.

Im Gegensatz zu Duschematten und Badewanneneinlagen sind die Selbstklebe-Pads leicht zu reinigen und bieten Schimmelpilzen keinen Nährboden.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
51010	CHF 49.95



Duschematte

Eine Duschematte hilft dabei, ein Ausrutschen auf dem glatten Boden der Dusche zu vermeiden. Auch nach dem Kontakt mit Haarshampoo oder Duschgel behält die geriffelte Struktur ihre Antirutschwirkung und lässt Sie sicherer stehen.

- Befestigung mit Saugnäpfen
- Grösse für Dusche: 55 x 55 cm

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
	CHF 39.00



Badewannenmatte

Mit spezieller Oberfläche für reduziertes Rutschrisiko im Stehen oder Sitzen. Die grosse Anzahl Saugnäpfe und hochwertiges Gummimaterial garantieren einen hervorragenden Halt der Matte in der Wanne. Viele Abflusslöcher sorgen für schnelles Abfliessen des Wassers.

Masse 76 x 35 cm

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
2070 100	CHF 39.00



Badewannenmatte

Hochwertige Badewannenmatte mit rutschfester Oberfläche. Starker Halt in der Wanne durch eine Vielzahl von Saugnäpfen an der Unterseite. Extra lang: deckt den gesamten Wannenboden ab.

Masse: 81 x 41 cm

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
H190	CHF 49.00



Badewannen Einstieghilfe

Mit dieser Einstieghilfe ist das Betreten der Badewanne kein Problem mehr.

- Stabiler Rahmen
- Füsse mit rutschfesten Gummikappen
- Rutschsicherer, abknöpfbare Bezug, maschinenwaschbar
- Masse: 40 x 30 x 17 cm
- Max. Belastbarkeit: 150 kg

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
3.00.002	CHF 139.00



Urinflasche für Frauen

Diese Urinflasche hilft bei der Pflege bettlägeriger Patientinnen, die nicht selbstständig die Toilette aufsuchen können. Sie hat einen speziell für Frauen geformten Einlass.

- mit Deckel
- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Öffnung Ø 4.5 cm
- hitzebeständig bis 80°C
- graduert



Urinflasche für Männer, milchig

Das unangenehme Gefühl einer vollen Blase im Bett lässt sich dank der Urinflasche besänftigen.

- milchig
- mit Deckel
- Fassungsvermögen: 1 Liter
- hitzebeständig bis 90°C
- graduert



Urinflasche für Männer, glasklar

Die Urinflasche ist besonders praktisch im Bett wenn es dunkel ist kann man nicht einfach schnell zur Toilette laufen.

- glasklar
- autoklavierbar
- mit Deckel
- Fassungsvermögen: 1 Liter
- hitzebeständig bis 130°C
- graduert



Urinflasche für Männer, auslaufsicher

Urinflasche für Herren mit Deckel und Rücklaufventil.

- autoklavierbar
- ergonomischer Handgriff
- Fassungsvermögen: 1,5 l
- Ablassstößel mit Dichtung
- Rückflusssicherungssystem
- hitzebeständig bis 130 °C
- Fassungsvermögen 1,5 l

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt						
20110	CHF 3.50	22500150	CHF 3.50	22500200	CHF 5.90	D09/8000	CHF 24.90



Urinflaschenhalter

Der Urinflaschenhalter lässt sich einfach an das Seitengitter von Ihrem Pflegebett aufhängen.



Urinflasche Uribag

Was tun, wenn man muss, aber kein "stilles Örtchen" in der Nähe ist? Nicht nur Rollstuhlfahrer sind davon betroffen. Sicher verschliessbar. Fassungsvermögen von ca. 1,2 Liter.



Steckbecken / Bettpfanne

Steckbecken aus Kunststoff:

- mit Deckel und Griff
- Durchmesser ca. 31 cm
- sterilisierbar bis 130°C

Steckbecken aus Edelstahl

- mit Deckel und Griff
- Durchmesser: ca. 31 cm
- sterilisierbar



Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
47301	CHF 7.20	999808	für Frauen	CHF 26.50	20120	Kunststoff	CHF 9.00
		999806	für Männer	CHF 26.20	20121	Edelstahl	CHF 39.90

Bettauflage mit Seitenteilen

Die Betauflage ist mehrfach verwendbar und kann bei 60° gewaschen werden. Um die Auflage zu Fixieren werden die Seitenteile unter die Matratze geklemmt. Schnell trocknend und atmungsaktiv.

- antibakteriell und virendicht
- blut- und urinbeständig
- wasserundurchlässig
- Masse: 75 x 160 cm (Saugfläche 75 x 85)

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
3 106	CHF 25.90





Tena Pants Einweghosen

Die Tena Pants sind bequeme Einweghosen bei mittlerer bis starker Blasenschwäche. Sie sind einfach anzuziehen und sind sehr elastisch. Sie können auch problemlos unter einer Jeans getragen werden.

- für Männer und Frauen geeignet
- sehr hautfreundlich (alle Materialien wurden getestet)
- Schutz vor unerwünschten Gerüchen
- passt sich durch die Elastizität am Körper an

Artikel-Nr.	Grösse + Hüftumfang	Preis inkl. MwSt
793412	S (65 - 85 cm)	CHF 23.00
793512	M (80 - 110 cm)	CHF 26.00
793612	L (100 - 135 cm)	CHF 29.00
793712	XL (120 - 160 cm)	CHF 32.00



Haarwaschbecken

Die wohltuende Haarwäsche kann durchgeführt werden, ohne dass der Pflegebedürftige aus dem Bett bewegt werden muss. Das aufblasbare Haarbecken passt sich in der Form an und stützt zuverlässig Kopf und Schultern. Der flexible Ablaufschlauch hat am Ende einen Verschluss für den kontrollierten Wasserabfluss.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
2009	CHF 29.90



Mobiles Haarwaschbecken

Haarwaschbecken mit stabilem Metallfuss, aus schwarzem, robusten Kunststoff, ideal geeignet zum Mobilien Haarewaschen. Ablaufschlauch mit Einhängenvorrichtung - wird z.B. zum Abfließen des Wassers in eine Badewanne verwendet.

höhenverstellbar: 80 - 110 cm
mit Ablaufschlauch Länge 175 cm

Stabiler Metallfuss!

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
A003042	CHF 399.00



Haarbürste

Je nach Beweglichkeit der Schultern und Arme ist dies eine praktische Hilfe. Durch die Bürsten-Verlängerung muss der Arm nicht mehr hoch gehalten werden.

Länge: 37 cm

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
80210074	CHF 23.00




Körperschwamm

Mit diesem Körperschwamm kann der gesamte Körper gewaschen werden. Der Körperschwamm eignet sich besonders bei eingeschränkter Hand- und Armfunktion.

Länge: 38 cm

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
80210076	CHF 23.00



Rückenschwamm

Der Beauty-Schwamm ist dazu gemacht um den Rücken selbständig zu reinigen, wenn man die Arme nicht mehr heben kann.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
80210080	CHF 32.00

Gehstöcke Perlmutter

Schlanker, eleganter Gehstock für mehr Sicherheit beim Gehen. Der Spazierstock ist aus Aluminium gefertigt worden mit Derby-Griff aus hochwertigem, stoss- und kratzfestem Acryl. Der Griff kann einfach mit Klippfunktion in der Höhe verstellt werden.

- Länge: ca. 75-100cm, verstellbar



Artikel-Nr.	Farbe	Preis inkl. MwSt
40414	rot	CHF 57.00
40418	braun	CHF 57.00
40412	weiss	CHF 57.00

Gehstock Spike Plus Ergonomic

Dieser Gehstock eignet sich bestens für jede Jahreszeit. Denn im Winter bei Schnee und Glätte brauchen Sie die integrierte Spike-Spitze einfach per Hebel auszufahren, sodass Sie die Gefahr zu stürzen minimieren können. Leichtmetall-Stock mit extra breitem ergonomisch geformtem Soft-Derbygriff aus Acetat mit samtiger Soft-Beschichtung.



Gehstock Color-Derbystock

Der Gehstock mit Glitzersteinen. Schlanker Gehstock aus Aluminium.

- Derby-Griff aus Hartholz
- Höhenverstellbar: 85 - 95 cm
- Gewicht ca. 230 g
- Max. Belastbarkeit: 100 kg



Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
40432	CHF 57.00



Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
40224-2	CHF 51.00

Faltstock Fritzgriff

Der stabile Faltstock aus Aluminium kann in 4 Teile zusammengefallen werden. Mit dem dazugehörigen Etui können Sie Ihren Stock praktisch in Ihrer Tasche oder Koffer verschwinden lassen. Der Griff ist aus Hartholz

- Faltbar
- Höhenverstellbar: 85 - 95 cm
- Max. Belastbarkeit: 100 kg



Faltstock Derby

Dieser Falt-Stock hat einen Derbygriff aus Hartholz. Der Stock kann einfach gefaltet werden.

- Höhenverstellbar: 85 - 95 cm
- Material: Aluminium



Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
50128-B	CHF 59.00

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
52128-B	CHF 59.00

Gehstock aus Carbon

Der leichte und praktische Reisebegleiter.

- höhenverstellbar: 86 - 96 cm
- Rohr aus Carbon
- Griff mit Softtouch-Oberfläche
- Faltmass: 32 cm
- Gewicht: 305 g
- Max. Belastbarkeit: 100 kg



Vierfuss-Gehstütze

Nichts hält mobiler als Bewegung. Technisch ausgereift, optimal konstruiert, belastbar und variabel.

- Beidseitig verwendbar
- Farbe: Bronze eloxiert
- Höhenverstellbar: 74 - 97cm
- Max. Belastbarkeit: 100 kg



Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
16301	CHF 68.00

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
VFG	CHF 49.00



Unterarmgehstütze, ergonomisch

Unterarmgehstütze mit ergonomisch geformten Griff. Kräftige, verwindungssteife Armschale. Reflektor im Griff. 10-fach höhenverstellbar durch Druckknopf. Stabiler Fuss mit grosser Auflagefläche.

Griffhöhe verstellbar: 75 - 98 cm

Preis pro Paar

Artikel-Nr.	Farbe	Preis inkl. MwSt
310250	grau	CHF 29.00
310251	schwarz	CHF 29.00
310252	rot	CHF 29.00
310253	weinrot	CHF 29.00
310254	blau	CHF 29.00
310255	türkis	CHF 29.00



Unterarmgehstütze, anatomisch

Anatomischer Griff aus druckabschwächendem Material. Armschale 3-fach verstellbar. Rohrlänge 10-fach verstellbar durch Verstellclip.

Preis pro Paar

Artikel-Nr.	Farbe	Preis inkl. MwSt
310065	grau	CHF 64.00
310066	blau	CHF 64.00
310069	schwarz	CHF 64.00



Achselstütze

Mit der Achselstütze entlasten Sie vor allem Ihre Knie, Ellenbogen und die Handgelenke. Die Achselauflage ist weich gepolstert und höhenverstellbar. Der Abstand zwischen Griff und Achselpolster sowie die Höhe des Achselpolsters können individuell eingestellt werden.

Preis pro Stück

Artikel-Nr.	Griff-Höhe	Preis inkl. MwSt
12K	112 - 132 cm	CHF 32.00
12G	133 - 153 cm	CHF 32.00



Gehstockständer

Eleganter Gehstockständer für Ihre Unterarmgehstöcke.

- Gewicht: 3,2 kg
- Gesamthöhe: 556 mm
- Bodenplatte: 250 x 170 mm



Artikel-Nr.	Farbe	Preis inkl. MwSt
270.110.110	silber	CHF 129.00
270.110.120	aubergine	CHF 129.00



Eiskralle mit Zackenkranz

Eiskralle mit 5 Spitzen, Universalgrösse und abklappbar.

Die fünf Spitzen geben mehr Halt auf Eis und Schnee. Die Eiskralle kann bei Nichtgebrauch einfach hochgeklappt werden, damit der Gehstock ein rutschfestes Ende hat.

Die Eiskralle passt an jeden Spazierstock oder Unterarmgehstock.



Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
33960000	CHF 6.00

Gehgestell

Sicheres und faltbares Gehgestell
 Höhenverstellbar - flexibel einsetzbar für praktisch alle Nutzer.
 Speziell ausgewählte Materialien für hohe Wiedereinsatzquoten.
 Platzsparend, zusammenfaltbar für den Transport und die Lagerung.
 Hoch angesetzte Verbindungsstange ermöglicht die Nutzung über der Toilette.

- Gesamtbreite: 61 cm
- Gesamthöhe: 77 - 95 cm
- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Gewicht: 2,8 kg

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
1515569	CHF 89.00



Patienten- und Pflegebedarf **strack**



Rollator Banjo

Für den Innenbereich

Kleine Ruhepausen während längerer Strecken oder beim Einkaufen sind dank der Sitzfläche jederzeit möglich. Hinzu kommt das umfangreiche Zubehör: Einkaufskorb, Stockhalter und Tablett sind kleine Helfer, die alltägliche Handgriffe erleichtern.

- Max. Belastbarkeit: 130 kg
- Gesamtbreite: 60 cm
- Gewicht: 8,8 kg

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
1452442	CHF 98.00



Rollator Let's go

Für den Innenbereich

Speziell für den Wohnbereich. Mit seiner kompakten Bauform passt er fast durch jede Türe durch und ist der schmalste Rollator in unserem Sortiment. Durchgehender Griff mit weichem Moosgummi und durchgehender Bremsbügel, somit auch für Einhandbedienung. Sehr leicht und wendig. Inkl. waschbarem Stoffkorb und Tablett. Faltbar.

- Max. Belastbarkeit: 100 kg
- Gesamtbreite: 54 cm
- Gewicht: 6,5 kg

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
11449000	CHF 199.00



Rollator Taima GT

Für den Innen- und Aussenbereich

Dieser Rollator ist ein Geniestreich und somit der leichteste Rollator in unserem Sortiment. Mit seinem äusserst geringen Gewicht von 5,5 kg und einer dabei höchst möglichen Stabilität, der Faltbarkeit und seiner ansprechenden Optik setzt er einen neuen Massstab im Standardbereich. Inklusive Netztasche, Rückengurt und Stockhalter.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Gesamtbreite: 63 cm
- Gewicht: 5,5 kg

Grösse M für Körpergrösse 150 - 200 cm
 Grösse S für Körpergrösse 135 - 160 cm

Artikel-Nr.	Grösse	Preis inkl. MwSt
200160	Grösse M	CHF 299.00
200153	Grösse S	CHF 299.00



Rollator Topro Troja Classic

Für den Innen- und Aussenbereich

Der Topro Troja Classic punktet bis heute mit seinem Leichtgewicht von 6,8kg bei einer Tragfähigkeit von 165 kg und vielen praktischen Ideen, wie die Ankipphilfe zur Überwindung von Stufen oder Bordsteinen.

Viele Nutzer schätzen seine Funktionalität, Qualität und Verlässlichkeit und vertrauen im Alltag auf Sicherheit und Komfort ihres treuen Begleiters.

Max. Belastbarkeit: 165 kg
Gesamtbreite: 60 cm
Gewicht: 6,8 kg

Grösse M für Körpergrösse 150 - 200 cm
Grösse S für Körpergrösse 135 - 160 cm (max. Belastbarkeit: 125 kg)



Artikel-Nr.	Grösse + Farbe	Preis inkl. MwSt
814750-000100	Grösse M, grau	CHF 395.00
814750-000120	Grösse M, silber	CHF 395.00
814750-000125	Grösse M, rot	CHF 395.00
814750-000200	Grösse S, silber	CHF 395.00

Rollator Topro Troja 2G Premium

Für den Innen- und Aussenbereich

Der Topro Troja 2G Premium ist die konsequente Weiterentwicklung des Troja Classic. Dieser Rollator hat standardmässig weichere Räder für ein sanftes Fahren, einen geschlossenen Einkaufskorb und einen Stockhalter. Der Rollator ist leicht faltbar und einfach zu manövrieren.

Max. Belastbarkeit: 150 kg
Gesamtbreite: 60 cm
Gewicht: 7,8 kg

Grösse M für Körpergrösse 150 - 200 cm
Grösse S für Körpergrösse 135 - 160 cm (max. Belastbarkeit: 125 kg)



Artikel-Nr.	Grösse + Farbe	Preis inkl. MwSt
814600-000300	Grösse M, grau	CHF 589.00
814600-000301	Grösse M, weiss	CHF 589.00
814600-000302	Grösse M, rot (Abbildung)	CHF 589.00
814600-000316	Grösse M, blau NEU!	CHF 589.00
814601-000400	Grösse S, silber	CHF 589.00
814601-000412	Grösse S, rot	CHF 589.00

Rollator Troja Olympos

Für den Aussenbereich

Mit den grossen Vorderrädern und der Offroad-Bereifung ist der Topro Olympos ein echter Aussenrollator. Er ist auf unebenen Strassen und Kopfsteinplaster, auf Sand-, Kies- oder sogar auf Feldwegen eine verlässliche Unterstüzung.

Eine einfache Faltechnik, die Höhenverstellung für die Handgriffe sind ebenso selbstverständliche wie der Stockhalter, die Ankipphilfe und der abnehmbare Einkaufskorb.

Max. Belastbarkeit: 150 kg
Gesamtbreite: 71 cm
Gewicht: 8,9 kg

Grösse M für Körpergrösse 150 - 200 cm
Grösse S für Körpergrösse 135 - 160 cm

mit Offroad-Räder!



Artikel-Nr.	Grösse	Preis inkl. MwSt
814301	Grösse M	CHF 589.00
814306	Grösse S	CHF 589.00



Rollator Taima XC

Für den Aussenbereich

Der Rollator Taima XC zeichnet sich durch seine grossen, luftbereifte Räder aus. Die Luftbereifung schont im besonderen Masse die Gelenke. Mit den grossen Rädern ist es einfacher, Hindernisse wie Bordsteinkanten zu überwinden.

Max. Belastbarkeit: 150 kg
Gesamtbreite: 67 cm
Gewicht: 9,1 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
200107	Taima XC	CHF 365.00



Rollator Topro Troja mit Unterarmauflagen

Für den Innen- und Aussenbereich

Der Rollator mit Unterarmauflagen ist für all jene entwickelt worden, deren Handkraft für das Schieben eines Rollators nicht ausreicht oder die Unterstützung beim Aufrichten des Rumpfes benötigen.

Der Topro Troja mit Unterarmauflagen bietet Ihnen die Möglichkeit, sich selbstständig fortzubewegen und ersetzt somit den Arm einer Hilfsperson. Er gibt Sicherheit und Unabhängigkeit.

Max. Belastbarkeit: 135 kg
Gesamtbreite: 63 cm
Gewicht: 10,1 kg

Grösse M für Körpergrösse 150 - 200 cm
Grösse S für Körpergrösse 135 - 160 cm (max. Belastbarkeit: 125 kg)



Artikel-Nr.	Grösse	Preis inkl. MwSt
814829	Grösse M	CHF 965.00
814845	Grösse S	CHF 965.00



Stockhalter Topro

Stockhalter für den Rollator von Topro. links oder rechts montierbar

Artikel-Nr.	Rollator	Preis
814025	Troja	CHF 40.00
814040	Olympos	CHF 45.00



Rückengurt Topro

Rückengurt gepolstert, zu Rollator Troja ganz einfach zum selber montieren. Ergonomisch auf Körpergrösse und gewünschte Sitzposition einstellbar.

Artikel-Nr.	Rollator	Preis
814607	2G	CHF 69.00
814726	Olympos + Classic	CHF 69.00



Tablett Topro

Zum Abstellen und Transportieren von Kaffee und Kuchen auf Ihrem Rollator.

Artikel-Nr.	Preis
814728	CHF 45.50



Standard-Rollstuhl Pyro Start Plus

Der Pyro Start Plus ist der neue Leichte. Mit nur 14,2 kg Gesamtgewicht und vielen Extras ausgestattet, ist er der perfekte Begleiter für den mobilen Alltag. Der Leichtgewichtrollstuhl überzeugt bereits in der Optik mit neuen überarbeiteten längen- und höheneinstellbaren Seitenteilen sowie mit neuen Fussplatten, jetzt auch winkelverstellbar.

- Beinstützen abschwengbar
- Seitenteile höheneinstellbar und abschwengbar
- Adapterblock PU-Bereifung
- Passive Beleuchtung
- mit Begleitpersonenbremse (nicht abgebildet)

Max. Belastbarkeit: 125 kg
 Sitzbreite: 37 - 52 cm
 Sitztiefe: 40 - 44 cm
 Gewicht: 14,2 kg



Artikel-Nr.	Sitzbreite	Preis inkl. MwSt
1352373504	37 cm	CHF 860.00
1352403504	40 cm	CHF 860.00
1352433504	43 cm	CHF 860.00
1352463504	46 cm	CHF 860.00
1352493504	49 cm	CHF 860.00



Standard-Rollstuhl Pyro Light Optima

Der Pyro Light Optima ist der Komfortabelste unter den Modular-Rollstühlen. Er bietet serienmässig eine umfangreiche Ausstattung wie individuelle Sitztiefen- und Sitzhöhenverstellung und winkel- und breitenverstellbare Fussplatten. Für zusätzlichen Komfort sorgen die höhenverstellbaren Schiebegriffe und die stufenlos tiefen- und höhenverstellbaren Seitenteile. Inkl. Begleitpersonenbremse.

Max. Belastbarkeit: 125 kg
 Sitzbreite: 37 - 52 cm
 Sitztiefe: 40 - 50 cm
 Gewicht: 17,2 kg

Artikel-Nr.	Sitzbreite	Preis inkl. MwSt
1331373508	37 cm	CHF 1'180.00
1331403508	40 cm	CHF 1'180.00
1331433508	43 cm	CHF 1'180.00
1331463508	46 cm	CHF 1'180.00
1331493508	49 cm	CHF 1'180.00



**sehr leicht und
sehr schmal!**

Patienten-
und Pflegebedarf **strack**

Transport-Rollstuhl Bobby

Extrem leicht, einfach zu falten, klein zum Verstauen. Ein perfekter Begleiter für den Urlaub, im Krankenhaus, bzw. für jeglichen Transport des Patienten.

- faltbar
- Begleitpersonenbremse mit Feststeller
- winkelverstellbare Fussplatten
- längeneinstellbare Fussstützen
- Sicherheitsgurt, Fersenbänder
- Tasche auf dem Rücken
- Rücken faltbar für den Transport
- Ankipphilfe



Max. Belastbarkeit: 115 kg
Sitzbreite: 42 oder 48 cm
Sitztiefe: 42 cm
Gewicht: 9,4 kg

Artikel-Nr.	Sitzbreite	Preis inkl. MwSt
1701678	42 cm	CHF 536.00
5133180	48 cm	CHF 536.00

Basis-Rollstuhl RubiX² XL - bis 170 kg

Der Rollstuhl RubiX² steht für individuelle Anforderungen. Optimaler Komfort (anpassbare Rückenbespannung), einstellbare Sitztiefe und Sitzwinkel, flexible Schwerpunkteinstellung, winkelverstellbare Fussaufflage und individuell anpassbare Armpolster machen den Rollstuhl RubiX² breit einsetzbar.

Erhältliche Farben: Brillantsilber, Mattblau, Brilliantrot

Max. Belastbarkeit: 170 kg
Sitzbreite: 52 - 60 cm
Sitztiefe: 41 - 51 cm
Gewicht: ab 15,5 kg



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
074000-001XL	RubiX ² XL	CHF 1'804.00

Basis-Rollstuhl Action 3

Beim Rollstuhl Action 3 wurde eine neue Kreuzstrebe eingefügt, die die Stabilität deutlich verbessert und das Zusammenfallen des Rollstuhls wesentlich vereinfacht.

Eine erweiterte Farbauswahl und ein überarbeitetes Design der Rückenpolsterung ermöglichen es dem Nutzer, den Rollstuhl entsprechend den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen anzupassen. Für einen besseren Schutz überlappt die Polsterung die Rückenlehnenrohre.

Max. Belastbarkeit: 125 kg
Sitzbreite: 38 - 50 cm
Sitztiefe: 40 - 45 cm
Gewicht: 14,2 kg
Gesamtbreite: Sitzbreite + 19 cm

Optionen:

- hochschwenkbare Beinstützen
- verschiedene Armlehnen
- Kopfstütze
- Sicherheitsgurt
- Amputationsbeinstütze



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
CEB0026	Action 3	ab CHF 1'510.00

Die Küschall AG ist einer der Weltmarktführer im Bereich Aktiv-Rollstühle. Alle Rollstühle werden in der Schweiz hergestellt.

Make what you love



Adaptiv-Rollstuhl Küschall Compact

Der Compact bietet so viele Möglichkeiten wie kein anderer Faltrollstuhl. Die Beinstützen können nach innen oder aussen geschwenkt werden oder sogar ganz abgenommen werden für den Transfer in ein Bett oder ins Auto.

Der Rollstuhl kann einfach zusammengeklappt werden.

- Max. Belastbarkeit: 130 kg
- Sitzbreite: 28 - 50 cm
- Sitztiefe: 32 - 50 cm
- Gewicht: 11 kg
- Gesamtbreite: Sitzbreite + 22 cm



Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
DDP0012	ab CHF 3'547.00



Abnehmbare Beinstützen



Unglaublich kompakt



Unbeschränkte Freiheit



Adaptiv-Rollstuhl Küschall Ultra-Light

Ein leichter und kompakter Rollstuhl, der konstruiert wurde, um einen aktiven Lebensstil mit grösstmöglicher Mobilität und Freiheit zu ermöglichen.

Mit dem „Ein-Finger“-Faltsystem können auch Anwender mit geringer Kraft oder eingeschränkter Handfunktion den Rollstuhl ohne grosse Anstrengung zusammenklappen.

- Max. Belastbarkeit: 130 kg
- Sitzbreite: 28 - 50 cm
- Sitztiefe: 32 - 50 cm
- Gewicht: 10,1 kg
- Gesamtbreite: Sitzbreite + 18 cm



Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
DDU0010	ab CHF 3'737.00



kleinstes Transportmass der Welt!



Adaptiv-Rollstuhl Küschall Champion

Die unglaubliche Fahrperformance lässt Sie auf eine beeindruckende Weise über die Strasse gleiten. Lediglich ein Handgriff ist nötig um den Rollstuhl inkl. Rücken zusammenzufalten. Dieser einzigartige Faltmechanismus machen den Küschall Champion zum ersten starren Rollstuhl, der sich falten lässt.

- Max. Belastbarkeit: 120 kg
- Sitzbreite: 36 - 48 cm
- Sitztiefe: 34 - 48 cm
- Gewicht: 9,2 kg
- Gesamtbreite: Sitzbreite + 16 cm



Artikel-Nr.

DDC0031

Preis inkl. MwSt

ab CHF 3'758.00



Kleinstes Transportmass der Welt



Standard Vorderrahmen



Einzigtiger Faltmechanismus



Adaptiv-Rollstuhl Küschall K-Series

Klare Linien, Leichtigkeit und Performance

Der Rollstuhl K-Series ist für sehr aktive Fahrer passend, die Ästhetik fordern und gleichzeitig Wert auf herausragende Stärke und Leistung legen. Der Rollstuhl ist in vielen verschiedenen Farben, Optionen und Materialien verfügbar.

- Max. Belastbarkeit: 120 kg
- Sitzbreite: 32 - 50 cm
- Sitztiefe: 37 - 53 cm
- Gewicht: 7,9 kg
- Gesamtbreite: Sitzbreite + 17 cm



Artikel-Nr.

DDA0067

Preis inkl. MwSt

ab CHF 3'73.00



Leichtigkeit und Ästhetik



Handgefertigter Carbon-Rahmen



Spezielles Sitzmodul



Adaptiv-Rollstuhl Otto Bock Avantgarde DS

Der Avantgarde DS zeichnet sich neben seiner Leichtigkeit durch ein extrem geringes Faltmass von 27 cm aus. Mit seiner kompakten Bauweise und den integrierten Beinstützen hat der Avantgarde DS das geringste Eigengewicht der Avantgarde Baureihe.

Die in die Rückenbespannung integrierte Rückentasche ist vom Anwender gut erreichbar und ist mit einem Magnetverschluss versehen. Die neuen kurzen Schiebegriffe sind gewichtsoptimiert. Gleichzeitig bietet er aktiven Rollstuhlfahrern eine hohe Stabilität und eine Vielzahl an Möglichkeiten.

- Max. Belastbarkeit: 140 kg
- Sitzbreite: 32 - 50 cm
- Sitztiefe: 36 - 50 cm
- Gewicht: 9 kg

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
480F160=0_AA02_C	ab CHF 3'754.00



Adaptiv-Rollstuhl Otto Bock Avantgarde DV

Der Avantgarde DV zeichnet sich durch ein sehr geringes Faltmass aus. Die abnehm- und wegschwenkbaren Beinstützen des Avantgarde DV geben die Möglichkeit, nah an Objekte heranzufahren. Zu diesem Zweck lassen sich die Beinstützen nach aussen und innen wegklappen. Über die Abnahme der Beinstützen wird zusätzlich das Trippeln ermöglicht.

Die in die Rückenbespannung integrierte Rückentasche ist vom Anwender gut erreichbar und ist mit einem Magnetverschluss versehen. Die neuen kurzen Schiebegriffe sind gewichtsoptimiert.

- Max. Belastbarkeit: 140 kg
- Sitzbreite: 32 - 50 cm
- Sitztiefe: 36 - 52 cm
- Gewicht: 9 kg

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
481F160=0_AA03_C	ab CHF 3'824.00



Adaptiv-Rollstuhl Otto Bock Avantgarde XXL 2

Ausserordentliche Stabilität kombiniert mit einfacher Bedienbarkeit und zeitlosem Design sind die Stärken des Avantgarde XXL 2, der für die Ansprüche von grossen und kräftigen Menschen entwickelt wurde. Die verbauten hochwertigen Materialien halten das Eigengewicht dabei so gering wie möglich.

Der Rückenstabilisator empfiehlt sich besonders bei grossen Sitzbreiten. Zum Falten kann er auf einer Seite gelöst und abgeschwenkt werden. Der Kippschutz ist feder- gelagert und sehr stabil ausgeführt. Die geteilten Aluminium-Fussbretter werden bei Gebrauch zentral verriegelt, um die Stabilität des Vorderrahmens noch zu erhöhen.

- Max. Belastbarkeit: 180 kg
- Sitzbreite: 46 - 62 cm
- Sitztiefe: 40 - 56 cm
- Gewicht: 17 kg



bis 180 kg!

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
481F160=0_AA03_C	ab CHF 4'303.00

Spezial-Rollstuhl Rea Azalea

Pflegerollstuhl mit hervorragenden Manöviereigenschaften. Das flexible Sitzsystem des Azalea ermöglicht dem Nutzer eine individuelle Sitzposition, die jederzeit maximale Unterstützung bietet.

Einfach bedienbar und hervorragend manövrierbar. Dual Stability System (DSS) mit zwei grossen Vorteilen: Körperlängenausgleich und Schwerpunktverlagerung. Bei Verstellung der Rückenlehne erfolgt ein biomechanischer Positionsausgleich, der Reibung und Scherkräfte minimiert.

- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Sitzbreite: 39 - 45 / 44 - 50 / 49 - 55 cm
- Sitztiefe: 43 - 50



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
BND9001	Rea Azalea	ab CHF 4'306.00



Spezial-Rollstuhl Breezy Relax²

Der Breezy Relax² Spezial-Rollstuhl überzeugt durch hohe Einstellbarkeit und maximale Flexibilität. Der anatomisch geformte Rücken, die tiefenverstellbaren Armpolster oder die komfortable Knieauflage dieses Rollstuhls reduzieren die Gefahr von Druckstellen. Ein leichter Abduktionskeil des Sitzes und eine seitliche Unterstützung verhindert das Nach-Vorne-Rutschen.

- Max. Benutzergewicht: 145 kg (170 kg XL Version)
- Sitzbreite: 41 (37 - 43), 46 (42 - 48), 51 (47 - 53) cm, einstellbar
- Sitzbreite XL Version: 53 cm
- Sitzhöhe: 42,5 - 50 cm
- Sitzwinkel: 0° - 25° / - 3° - 22°
- Rückenhöhe: 52,5 - 60 cm
- Kippsitz: ja
- Verstellbare Rückeneinheit: ja
- mit Begleitpersonenbremse

Artikel-Nr.	Sitzbreite	Preis inkl. MwSt
069003-001	41 cm (37 - 43 cm)	CHF 2'690.00
069003-002	46 cm (42 - 48 cm)	CHF 2'690.00
069003-003	51 cm (47 - 53 cm)	CHF 2'690.00
069005-004	53 cm	ab CHF 2'690.00



Rollstuhl Eclipse Tilt XXL

Dieser Rollstuhl bietet die besten Voraussetzungen für uneingeschränkte Mobilität von schwergewichtigen Patienten. Die Sitz- und Rückenkantelung sorgt für eine besonders entlastende Sitzposition und damit einem grossen Komfort.

- Max. Belastbarkeit: 270 kg
- Sitzbreite: 50 - 82 cm
- Sitztiefe: 41 - 56 cm
- Gewicht: 33 kg



bis 270 kg!

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
12020	Eclipse Tilt XXL	ab CHF 7'387.00





Elektrischer Zusatzantrieb e-motion

Der e-motion passt an fast alle gängigen Rollstuhlmodelle. Am Rollstuhlrahmen wird eine Halterung zur Aufnahme der e-motion Räder montiert. Die manuellen Rollstuhlräder können in der Regel weiterhin ausgewechselt werden.

Die in den Radnaben integrierten Elektromotoren unterstützen wirkungsvoll die An-schubbewegung des Rollstuhlfahrers. Der Anwender bleibt in Bewegung und trainiert seine Vitalfunktionen. Muskeln und Gelenke werden entlastet. Es reicht sehr wenig Kraft aus, um sich selbständig fortzubewegen.

Hohe Reichweite und lange Lebensdauer der Akkus.



Ladegrät

Elektronische Lade- und Abschaltautomatik



Akku

Mit wenigen Handgriffen abnehmbar



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1490998 (ohne Rollstuhl)	e-motion	CHF 10'415.00
1457771	Halterung zu Rollstuhl	CHF 440.00
DL10022	Anbau	CHF 312.00



Elektrischer Zusatzantrieb e-fix

Der e-fix passt an die meisten Rollstuhlmodelle. Es werden am Rollstuhlrahmen Halterungen zur Aufnahme der Antriebsräder montiert. Ihre manuellen Rollstuhlräder können Sie in der Regel weiterhin ausgewechselt werden.

Die Reichweite ist abhängig von Personengewicht, Geländeform, Temperatur, Rollstuhleinstellungen und Untergrund.

Der e-fix kann auch im Auto mitgenommen werden. Alle e-fix Komponenten können einfach und ohne Werkzeug vom Rollstuhl abgenommen und platzsparend in jeden Pkw-Kofferraum verladen werden. Ihr Rollstuhl bleibt weiterhin faltbar.

Max. Belastbarkeit: 120 kg (160 kg erhältlich)

Geschwindigkeit: 0,6 - 6 km/h

Reichweite: 16 km

Ladegrät

Elektronische Lade- und Abschaltautomatik



Akku

Akku einsetzen und mit einem „Klick“ einrasten lassen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1566293 (ohne Rollstuhl)	e-fix E35 bis 120 kg	CHF 9'560.00
1566302 (ohne Rollstuhl)	e-fix E36 bis 160 kg	CHF 10'766.00
1457771	Halterung zu Rollstuhl	CHF 440.00
DL10020	Anbau	CHF 312.00

Rollstuhlzuggerät Swiss-Trac

Das leistungsstarke Rollstuhlzuggerät

Der Swiss-Trac gibt rollstuhlfahrenden Erwachsenen und Kindern im Alltag mehr Mobilität und Unabhängigkeit.

In wenigen Sekunden kuppeln Sie den Elektroantrieb an Ihren Rollstuhl, sogleich vergrössert sich Ihr Aktionsradius deutlich: Sie fahren selbstständig bis zu 30 km weit und passieren kippsicher Absätze oder andere Hindernisse. Steigungen und unebenes Gelände meistern Sie mit dem Swiss-Trac mühelos, auch bei eingeschränkter Greiffunktion und wenig Kraft in den Armen.

An- & Abkuppeln

Verbinden Sie den Swiss-Trac selbständig mittels einfacher Kupplung an Ihren Rollstuhl. Sie sind ohne Rollstuhltransfer innert Sekunden mobil und fahren ohne Kraftaufwand.

Absätze & Hindernisse

Absätze bis 13 cm überwinden Sie, indem Sie den Lenker nach vorne bewegen, womit der Swiss-Trac die kleinen Rollstuhl-Vorderräder anhebt. Das Gespann bleibt dabei kippsicher und stabil.

Der Swiss-Trac zieht Sie zuverlässig über Kopfsteinpflaster oder Naturwege. Auch Steigungen bis 20 % (bzw. 12 %, abhängig vom Modell) können Sie problemlos befahren. Der angekuppelte Swiss-Trac garantiert dabei Kippsicherheit und eine komfortable Fahrt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
SWT-1	Swiss-Trac (ohne Rollstuhl)	ab CHF 11'179.00

Patienten- und Pflegebedarf **strack**



Treppensteigergerät Scalamobil S35

Treppen aller Art können mit dem Scalamobil sicher und mit geringem Kraftaufwand überwunden werden.

- funktioniert selbst auf sehr engen Wendeltreppen
- bis zu einer Stufenhöhe von 20 cm
- passt an die meisten Rollstühle mittels spezieller Halterung
- kann schnell und ohne Werkzeug am Rollstuhl angedockt werden
- schnell in drei Einzelteile zerlegbar



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1520415	Scalamobil (ohne Rollstuhl)	CHF 9'623.00
1457771	Halterung	CHF 440.00
DL10025	Anbau	CHF 312.00





Schiebe- und Bremshilfe Viamobil V25

Mit dem Viamobil wird das Schieben, aber auch das Bremsen kinderleicht. Grosse Kraftanstrengungen bei Steigungen, Gefällen oder auch Rampen gehören von nun an der Vergangenheit an. Geniessen Sie mehr Unabhängigkeit im Alltag, wann und vor allem wo Sie wollen.

Das Viamobil ist mit fast jedem Rollstuhl-Typ kombinierbar und lässt sich komfortabel auch in kleineren Autos transportieren. Langlebiger, leistungsstarker Akku.

Reichweite: ca. 20 km

Optionen:

- Zusatzschiebegriffe
- Kippstützen
- Akkupack

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1521003 (ohne Rollstuhl)	Viamobil V25	CHF 5'364.00
1457771	Halterung zu Rollstuhl	CHF 440.00
DL10023	Anbau	CHF 312.00



Bediengerät

- Fahrhebel für Geschwindigkeitsdosierung mit patentiertem Sicherheitsschalter
- Ergonomische Schalter für Vorwärts-/Rückwärtsfahrt und Geschwindigkeitsvorwahl (1 – 5,5 km/h)
- Exakte Anzeige der Akku-Kapazität



Automatik-Ladegerät

- Kontaktierung zu Akku mittels intuitivem Magnetstecker EasyConnex
- Elektronische Lade- und Abschaltautomatik
- Automatische Anpassung an die Netzspannung (90 – 240V)



Antriebseinheit

- Kompakte Abmasse für bestmögliche Anbaubarkeit
- Bewältigt Steigungen/Gefälle bis zu 18%
- Motor, Bremse und Getriebe in der Radnabe
- Auf Knopfdruck hebt und senkt sich das Antriebsrad automatisch



Schiebehilfe Togo, inkl. Rollstuhl

Modernste Technologie zeichnet die Schiebehilfe Togo aus. Der Akku ist jederzeit schnell aufladbar, wird zusätzlich bei der Bergabfahrt geladen. Eine stabile Stahlrohr-Konstruktion sorgt für die nötige Sicherheit. Die Steuerung erfolgt über eine zentrale Bedienung: ein/aus, vorwärts/rückwärts. Geschwindigkeit: in 6 Stufen bis 5,5km/h und Leerlauf.

Reichweite: ca. 12 km

Schiebehilfe-Set Togo beinhaltet:

- 8010000000 Schiebehilfe
- 8010122000 Adapterplatte
- 8010123000 Klemmhalter
- Rollstuhl Pyro Start Plus



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
TOGO	Schiebehilfe-Set, inkl. Rollstuhl	CHF 3'600.00



Inklusive Rollstuhl

Die Schiebehilfe Togo kann an praktisch alle herkömmliche Rollstühle angebaut werden. Wir liefern Ihnen den Rollstuhl bereits vormontiert!



Transportmass

Für den Transport wird der Rollstuhl entfernt und die Schiebehilfe zusammengeklappt.



Lithium-Ionen-Akku

Der Lithium-Ionen-Akku mit einem Gewicht von nur 2 kg ist jederzeit schnell aufladbar. Er kann einfach entfernt werden. Somit ist die Schiebehilfe für den leichter für den Transport.



Rollstuhlnetz

Praktisches Rollstuhlnetz. Befestigung mit zwei Ringen und vier Schlaufen.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
20169	CHF 13.00



Rollstuhl-Rucksack

Der Rollstuhl-Rucksack lässt sich mit zwei verstellbaren Riemen über nahezu jede Rollstuhl- und Scooterrückenlehne hängen.

Aussen bieten kleinere Fächer Stauraum für Gegenstände, die schnell erreichbar bleiben sollen. Der grosse Stauraum ist mit einem Reissverschluss verschlossen, der wiederum mit zwei grossen Schlaufen versehen ist.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
481S64=ST0005	CHF 98.00



Rollstuhl-Schlupfsack

Dieser Rollstuhl-Schlupfsack besteht aus wasserabweisendem Nylon und ist dadurch ideal für kaltes und regnerisches Wetter. Das Innenfutter aus Polar-Fleece sorgt für eine angenehme Wärme.

Grösse S - Körpergrösse bis 158 cm
Grösse L - Körpergrösse bis 178 cm

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
WW-S (Grösse S)	CHF 89.00
WW-L (Grösse L)	CHF 89.00



Rollstuhlauflage, echt Lammfell

Angenehm weich und warm. Die Befestigung erfolgt mit Gummibandschlaufen an den Schiebegriffen und durch zwei Gurtbänder mit Steckschlössern unter dem Sitz. Die Wollhöhe beträgt ca. 3cm. Der Artikel ist maschinenwaschbar mit einem Lammfell-waschmittel sowie trocknerbeständig.

Masse: 45 x 48 cm

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
1200-04-45	CHF 149.00



Therapietisch für Rollstuhl

Universell einsetzbarer Therapietisch für alle gängigen Rollstuhltypen. Exzentrisch verstellbare Halter bieten auch an kurzen Armlehnen sicheren Halt.

Bis Sitzbreite ca. 50 cm

Material: bruchfestes Polycarbonat

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
HABA2-POLY	CHF 459.00



Regenschutz für Rollstuhlfahrer

Regenschutz mit Armen und Sichtfenster in der Kapuze für Rollstuhlfahrer. Absolut wasserdicht durch Spezialausrüstung. Im oberen Rückenbereich befindet sich eine nach innen genähte Tasche, die nach aussen gestülpt werden kann. Sie schützt die Kopfstütze vor Nässe. Auch für Elektrorollstühle und Scooter geeignet.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
208004	CHF 59.90



Rollstuhlkissen Kubivent Standard

Patienten-
und Pflegebedarf

strack

Bezug: Schwarzes Baumwollgewebe (Standard; bei 60 °C waschbar)

Andere Bezüge zur Auswahl.

Artikel-Nr.	Grösse	Preis inkl. MwSt
K320	38 x 38 x 5 cm	ab CHF 29.00
K190	40 x 40 x 5 cm	ab CHF 29.00
K210	40 x 43 x 5 cm	ab CHF 29.00
K230	43 x 43 x 5 cm	ab CHF 29.00
K220	45 x 43 x 5 cm	ab CHF 29.00
K250	48 x 43 x 5 cm	ab CHF 29.00
K350	51 x 43 x 5 cm	ab CHF 29.00



Standard mit schwarzem Baumwollbezug.

Die Kissen sind alternativ zum schwarzen Standardbezug auch mit einem blauen Inko-Bezug mit Reissverschluss oder als Spannbezug erhältlich (bei 90 °C waschbar).



bitte Artikel-Nr. um entsprechende Modell- oder Farbcodes ergänzen

Material: Hochwertiger Latex, Kissenhöhe: 5 cm

Material: Verbundschaum, Kissenhöhe: 5 cm

Oberfläche: Mit Anti-Slip-Ausstattung

Ausführung: Als Kissen mit Tragegriff

Ausführung: Als Rückenkissen mit Schlaufen


Bestellkürzel: -L

Bestellkürzel: -VB


Bestellkürzel: -AS

Bestellkürzel: -T

Bestellkürzel: -S




PU-Schaum (Standard)



Latex -L



Verbundschaum -VB



Anti-Slip-Ausstattung -AS



Kissen mit Tragegriff -T



Rückenkissen mit Schlaufen -S

Rollstuhlsitzkissen mit Ausgleichskeil

Das 3-Schicht-Kissen ist mit einer Zwischenlage aus viscoelastischem Schaumstoff ausgestattet, die eine besonders effiziente Druckverteilung ermöglicht.

Bezug: schwarzes Baumwollgewebe (bei 60 °C waschbar)

Artikel-Nr.	Sitzbreite x Sitztiefe	Preis inkl. MwSt
K210-AKR	40 x 43 cm	CHF 59.00
K230-AKR	43 x 43 cm	CHF 59.00
K220-AKR	45 x 43 cm	CHF 59.00
K250-AKR	48 x 43 cm	CHF 59.00





Antidekubitus Sitzkissen Kubivent Thera-Cubus

Das Antidekubitus-Sitzkissen wird besonders empfohlen bei Patienten, bei denen spezielle Körperbereiche gezielt entlastet werden müssen. Einzelne oder mehrere Würfel lassen sich auf der Unterseite an den von Druck- und Schmerzspitzen betroffenen Stellen entnehmen. So wird dort punktuell der Druck auf der Haut oder Knochen entlastet.

Das Sitzkissen wird mit einem Baumwoll (Trevira) Bezug und Anti-Slip-Ausstattung geliefert. Thera-Cubus Sitzkissen sind waschbar bis 60°. Um Beschädigungen zu vermeiden bitte immer mit Bezug eingepackt waschen. Das Sitzkissen kann optional auch mit einem Inkontinenzbezug ausgestattet werden.

Dekubitusstufe: III

Artikel-Nr. (bis 70 kg)	Artikel-Nr. (über 70 kg)	SB x ST x SH 8 cm	Preis inkl. MwSt
RZ81	RZ81-09	35 x 35 x 8 cm	CHF 291.00
RZ82	RZ82-09	35 x 40 x 8 cm	CHF 323.00
RZ810	RZ810-09	35 x 45 x 8 cm	CHF 352.00
RZ83	RZ83-09	40 x 40 x 8 cm	CHF 355.00
RZ84	RZ84-09	40 x 45 x 8 cm	CHF 374.00
RZ85	RZ85-09	45 x 45 x 8 cm	CHF 410.00
RZ86	RZ86-09	45 x 50 x 8 cm	CHF 438.00
RZ87	RZ87-09	50 x 50 x 8 cm	CHF 476.00



Artikel-Nr. (bis 70 kg)	Artikel-Nr. (über 70 kg)	SB x ST x SH 10 cm	Preis inkl. MwSt
R101	R101-09	35 x 35 x 10 cm	CHF 327.00
R102	R102-09	35 x 40 x 10 cm	CHF 376.00
R1011	R1011-09	35 x 45 x 10 cm	CHF 401.00
R103	R103-09	40 x 40 x 10 cm	CHF 414.00
R104	R104-09	40 x 45 x 10 cm	CHF 440.00
R105	R105-09	45 x 45 x 10 cm	CHF 482.00
R106	R106-09	45 x 50 x 10 cm	CHF 518.00
R107	R107-09	50 x 50 x 10 cm	CHF 567.00



Antidekubitus Sitzkissen Kubivent Thera-Visco

Das Thera-Visco ist besonders empfohlen für Patienten, die besonders schmerzempfindlich sind und bei denen die Sitzposition stabilisiert werden muss.

Das Antidekubitussitzkissen passt sich dank der viscoelastischen Oberfläche sehr gut an die eigene Körperform an.

Artikel-Nr. (bis 70 kg)	SB x ST x SH	Preis inkl. MwSt
RV82	35 x 40 x 8 cm	CHF 355.00
RV810	35 x 45 x 8 cm	CHF 389.00
RV83	40 x 40 x 8 cm	CHF 393.00
RV84	40 x 45 x 8 cm	CHF 412.00
RV85	45 x 45 x 8 cm	CHF 454.00
RV86	45 x 50 x 8 cm	CHF 486.00
RV87	50 x 50 x 8 cm	CHF 527.00

Artikel-Nr. (über 70kg)	SB x ST x SH	Preis inkl. MwSt
RV82-09	35 x 40 x 8 cm	CHF 355.00
RV810-09	35 x 45 x 8 cm	CHF 389.00
RV83-09	40 x 40 x 8 cm	CHF 393.00
RV84-09	40 x 45 x 8 cm	CHF 412.00
RV85-09	45 x 45 x 8 cm	CHF 454.00
RV86-09	45 x 50 x 8 cm	CHF 486.00
RV87-09	50 x 50 x 8 cm	CHF 527.00

Elektrorollstuhl Otto Bock A200

Für den Innenbereich

Der A200 ist der ideale Rollstuhl für den Innenbereich. Dank seiner geringen Gesamtbreite und seiner kompakten Bauweise passt er leicht durch schmale Türen und Flure und lässt sich einfach manövrieren. Der A200 lässt sich schnell auseinander bauen, passt in fast alle PKW. Verschiedene Einstellungsmöglichkeiten wie z.B. Rückenwinkelverstellung oder Sitzneigung ermöglichen es, den A200 auf individuelle Bedürfnisse abzustimmen.

- Max. Belastbarkeit: 100 kg
- Sitzbreite: 34 - 48 cm
- Sitztiefe: 34 - 50 cm
- Geschwindigkeit: 6 km/h
- Reichweite: ca. 15 km
- Gesamtbreite: 57 cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
490E46=00000_C	Elektrorollstuhl A200	ab CHF 7'421.00



Elektrorollstuhl Invacare Bora

Für den Innen- und Aussenbereich

Im neuen Design überzeugt der kompakte Elektro-Rollstuhl Invacare Bora in Sachen Optik und Individualisierbarkeit. Er zeichnet sich durch ein leistungsfähiges und sehr sanftes Fahrerlebnis aus.

- grosse Farbauswahl
- angenehmer Heckantrieb
- kompaktes Design
- Max. Belastbarkeit: 130 kg
- Sitzbreite: 38 - 53 cm
- Sitztiefe: 41 - 51 cm
- Geschwindigkeit: 6 / 10 km/h
- Reichweite: ca. 30 km



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
ASA0000	Elektrorollstuhl Bora	ab CHF 9'683.00



Elektrorollstuhl Vermeiren Forest 3

Für den Innen- und Aussenbereich

Dank der Pendelachse hat der Forest 3 immer Bodenkontakt, auch wenn es sich um unebenes Gelände handelt (bis zu 120 mm Differenz). Die Rücken- und Sitzbezüge sind atmungsaktiv, robust, sehr komfortabel und verhindern die Schweißbildung.

- abschwenkbare Bedieneinheit nach innen und aussen höhenverstellbar
- höhenverstellbare Armlehnen
- LED Beleuchtung
- Sitzhöhe einstellbar von 415 mm - 480 mm
- Max. Belastbarkeit: 130 kg
- Sitzbreite: 45 cm
- Sitztiefe: 45 cm
- Geschwindigkeit: 6 / 10 km/h
- Reichweite: ca. 42 km

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
4009964	Elektrorollstuhl Forest 3	CHF 8'079.00





Elektrorollstuhl Invacare Kite

Für den Aussen- und Innenbereich

Entwickelt für aktive Fahrer im Aussenbereich mit den Vorteilen eines kompakten Innenbereich-Rollstuhls. Der Invacare Kite vereint Performance, Fahrkomfort, Kompaktheit und Individualisierung auf höchstem Niveau. Dank seiner kompakten Bauweise eignet sich der einzigartige Hybrid-Rollstuhl perfekt für den alltäglichen Einsatz im Freien.

Aktive Nutzer dürfen sich auf ein überragendes Fahrerlebnis mit souveränem Handling und verbesserter Traktion freuen. Outdoor-taugliche Vorderräder verbessern den Fahr-Komfort besonders auf unebenem Gelände.

- Max. Belastbarkeit: 126 kg
- Sitzbreite: 38 - 53 cm
- Sitztiefe: 41 - 51 cm
- Geschwindigkeit: 6 / 10 km/h
- Reichweite: ca. 39 km

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
AVA0000	Elektrorollstuhl Kite	ab CHF 12'386.00



Elektrorollstuhl Sunrise Medical Puma 40

Für den Aussen- und Innenbereich

Selbstverständlich sollte sich ein Elektro-Rollstuhl jeder Lebenssituation perfekt anpassen und Sie dabei komfortabel und sicher ans Ziel bringen.

Zugleich sollte er auch ein attraktives Design haben, das zu Ihnen und Ihrem Lebensstil passt. All diese Wünsche hat man beim Puma 40 Swiss Edition umgesetzt – und die optimale Kombination aus Funktionalität, Komfort und Design geschaffen. Mit ihm setzt man neue Massstäbe für die Zukunft!

Der Puma 40 wurde für die intensive Nutzung im Innen- und Aussenbereich entwickelt. Er ist äusserst vielseitig einsetzbar, sehr robust und lässt sich ganz leicht fahren.

- Max. Belastbarkeit: 160 kg
- Sitzbreite: 40 - 54 cm
- Sitztiefe: 44 - 60 cm
- Geschwindigkeit: 10 km/h
- Reichweite: ca. 35km

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
PUMA 40	Elektrorollstuhl Puma 40	ab CHF 13'969.00



Elektrorollstuhl Invacare Storm 4

Für den Aussen- und Innenbereich

Der Storm4 überzeugt durch seine einfache, schnelle und individuelle Anpassbarkeit. Dank des modularen Aufbaus ist er ideal für den Wiedereinsatz.

Verschiedene Sitze und die grosse Auswahl an Sitz- und Rückenkissen sorgen für eine stabile Positionierung.

Modernes Design und robuste Konstruktion

Attraktive Farbapplikationen, z.B. bei Abdeckungen des Fahrwerks

Alle farbigen Applikationen sind jederzeit einfach austauschbar

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Sitzbreite: 38 - 53 cm
- Sitztiefe: 41 - 51 cm
- Geschwindigkeit: 6 / 10 km/h
- Reichweite: ca. 36 km



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
ATA0000	Elektrorollstuhl Storm 4	ab CHF 13'549.00

Elektrorollstuhl Sunrise Medical Jive M²

Für den Aussen- und Innenbereich

Der Quickie Jive M² Sedeo Ergo mit revolutionärer Elektrorollstuhl-Technologie. Dieser elektrische Rollstuhl mit Mittelradantrieb kombiniert einmalige Outdoor- Performance mit ultimativer Wendigkeit im Innenbereich.

Einzigartige ergonomische Positionsverstellung

Dank des patentierten biomechanischen Rückenverstell-Systems positioniert der elektrische Rollstuhl JIVE M² Sedeo Ergo den Nutzer wie kein anderer. Von einer Liegeposition hin zu einer aufrechten Sitzposition (dank Sitzlift) kann eine Zwischenposition programmiert werden, die den Nutzer auf eine stabile Sitzposition vorbereitet. So wird ein Verrutschen im Sitz verhindert, speziell wenn der Nutzer Unterstützung beim Erlangen einer stabilen Sitzposition benötigt.

- Max. Belastbarkeit: 160 kg
- Sitzbreite: 40 - 56 cm
- Sitztiefe: 40 - 56 cm
- Geschwindigkeit: 10 km/h
- Reichweite: ca. 35 km



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
21000000-400	Elektrorollstuhl Jive M ²	ab CHF 20'679.00





Scooter Leo

Der Wendige - Wenn's eng wird - draussen oder drinnen

Drehbarer Sitz aus Leder mit abklappbarer Rückenlehne und Armlehnen. Einstellung des Abstandes zur Lenksäule möglich. Lenksäulenwinkel, stufenlos einstellbar. Bedienpult mit hervorgehobenen Tasten, Tastenquittungston, Ladestandsanzeige. Leuchstarke Lichtanlage mit Blinkern, Reflektoren und Bremslicht. Ohne Werkzeug in 5 Teile zerlegbar - in fast jedem Auto transportierbar. Korb in neuem Design vorne (abnehmbar).

Farbe: silber, blau, rot

- Max. Belastbarkeit: 136 kg
- Geschwindigkeit: 6 / 8 km/h
- Reichweite: ca. 38 km
- Steigung: 10° / 17,5%
- Motorleistung: 240 Watt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
AFB0000	Leo	CHF 2'900.00



Scooter Orion

Bleiben Sie mobil und unabhängig! Mit dem Scooter Orion kommen Sie schnell und sicher überall hin.

Der neue ergonomisch gebaute Orion wurde so konzipiert, dass er sowohl neuen als auch erfahrenen Scooter-Fahrern Freude macht. Er ist mit einer Vielzahl an Besonderheiten ausgestattet, aufgrund derer Sie sicher, einfach und mit viel Spass unterwegs sind. Die automatische Geschwindigkeitsreduzierung verlangsamt den Scooter in Kurven.


Farben: weiss, blau, grün, rot, silber

Orion Metro - perfekt zum Einkaufen!

Kurze Wege lassen sich ganz entspannt zurücklegen mit dem Orion Metro.

- Max. Belastbarkeit: 136 kg
- Geschwindigkeit: 10 km/h
- Reichweite: ca. 43 km
- Steigung: 6° / 10,5%
- Motorleistung: 240 Watt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
AFH2420	Orion Metro	CHF 3'700.00



Orion Pro - der Leistungsstarke!

Wer nach einem Elektromobil mit grösserer Ausdauer sucht, wird beim Orion Pro fündig: Im Vergleich zum Standard-Scooter bietet der Orion Pro eine leistungsstärkere Batterie, grössere Räder, ein Display und eine komfortablere Federung. Ideal für längere Ausflüge in die Stadt, in den Park oder gesellige Unternehmungen mit Freunden und Familie.

- Max. Belastbarkeit: 160 kg
- Geschwindigkeit: 6 / 10 km/h
- Reichweite: ca. 52 km
- Steigung: 10° / 17,6%
- Motorleistung: 240 Watt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
AFH2430	Orion Pro	CHF 3'900.00



Scooter Comet

Wo immer Sie hin möchten, mit dem neuen Comet sind Sie flexibel und unabhängig. Mit diesem Scooter flitzen Sie bequem und sicher mal eben in die Stadt oder machen einen Ausflug in die Natur.

Die automatische Geschwindigkeitsreduzierung verlangsamt den Scooter in Kurven. Das sorgt für noch mehr Stabilität und Sicherheit.

- Drehbarer Sitz mit Kopfstütze und Sitztasche, Rückenwinkel einstellbar
- Sitzschienen ermöglichen die Einstellung des Abstandes zur Lenksäule
- Lenksäule mit Ablagefach und stufenlos einstellbarem Winkel
- Ergonomischer Lenkgriff
- LCD Display mit Tasten, Uhrzeit, Temperatur und Kilometerstand
- inkl. Handbremse
- Leuchtstarke Lichtanlage mit Blinkern, Reflektoren und Bremslicht
- Abnehmbarer Korb vorne
- Rückspiegel links und rechts

Farben: weiss, blau, grün, rot, silber



Comet Pro

Auch längere Fahrten über die Stadtgrenze sind mit dem Comet Pro kein Problem. Seine verbesserten Fahreigenschaften und die leistungsstärkeren Batterien bringen Sie weiter.

- Max. Belastbarkeit: 160 kg
- Geschwindigkeit: 10 km/h
- Reichweite: ca. 55 km
- Steigung: 10° / 17,6%
- Motorleistung: 550 Watt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
AGE0094	Comet Pro	CHF 4'800.00

Comet Alpine+

Sie sind am liebsten auf Entdeckungstour in der Natur? Der neue Scooter Comet Alpine +, mit Komfort-Federung bringt bergauf volle Leistung und behält bergab volle Kontrolle.

- Max. Belastbarkeit: 160 kg
- Geschwindigkeit: 10 km/h
- Reichweite: ca. 58 km
- Steigung: 10° / 17,6%
- Motorleistung: 650 Watt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
AGE0095	Comet Alpin+	CHF 5'400.00

Comet Ultra

Der Comet Ultra bietet Fahrern mit grösserem Körperumfang reichlich Platz, Unterstützung und Sicherheit. Hoher Fahrkomfort und Funktionalität inklusive.

- Max. Belastbarkeit: 220 kg
- Geschwindigkeit: 10 km/h
- Reichweite: ca. 49 km
- Steigung: 10° / 17,6%
- Motorleistung: 650 Watt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
AGE0096	Comet Ultra	CHF 6'900.00




Scooter Mini Crosser

Top Qualität auf 4 Rädern

Der Mini Crosser wurde für spezielle Geländebedingungen konstruiert und ist somit auch für Fahrten auf schlecht befahrbaren Wegen sowie bei Schnee und anderen Verhältnissen, die zusätzlich Stabilität erfordern, optimal geeignet.

- Das höchste Qualitätsniveau der Branche
- Superkomfortable Federung
- Ausserordentlich leistungsstark und betriebssicher
- Crashtest erfolgreich absolviert
- Umweltfreundlich
- Max. Belastbarkeit: 175 kg
- Geschwindigkeit: 10 km/h
- Reichweite: ca. 55 km
- Steigung: max. 30% (17°)
- Motorleistung: 73/80 Ah Batterien

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
MIN.000009	Mini Crosser	CHF 7'863.00



Gummi-Rampen

Rutschfeste Gummi-Rampen für den Innen- und Aussenbereich. Die Rampen lassen sich zuschneiden.

- Geräuschloses Überfahren
- Belastbar bis 10 Tonnen
- Hohe Lebensdauer



Artikel-Nr.	Höhe x Länge x Breite	Preis inkl. MwSt	Artikel-Nr.	Höhe x Länge x Breite	Preis inkl. MwSt
R406040	4 x 40 x 900 mm	CHF 20.00	R14640	40 x 310 x 900 mm	CHF 110.00
R406060	6 x 60 x 900 mm	CHF 25.00	R14645	45 x 350 x 900 mm	CHF 130.00
R406080	8 x 80 x 900 mm	CHF 30.00	R14636	50 x 400 x 900 mm	CHF 150.00
R406100	10 x 100 x 900 mm	CHF 39.00	R14655	55 x 430 x 900 mm	CHF 170.00
R406120	12 x 110 x 900 mm	CHF 49.00	R14660	60 x 480 x 900 mm	CHF 190.00
R406160	16 x 150 x 900 mm	CHF 59.00	R14665	65 x 520 x 900 mm	CHF 210.00
R406200	20 x 150 x 900 mm	CHF 69.00	R14670	70 x 560 x 900 mm	CHF 230.00
R406240	24 x 150 x 900 mm	CHF 79.00	R14637	75 x 600 x 900 mm	CHF 250.00
R14633	25 x 200 x 900 mm	CHF 80.00	R246090	90 x 535 x 900 mm	CHF 226.00
R14624	30 x 236 x 900 mm	CHF 85.00	R14638	100 x 800 x 900 mm	CHF 350.00
R14635	35 x 280 x 900 mm	CHF 90.00	R14639	125 x 1000 x 900 mm	CHF 490.00

Schwelenausgleicher

- für draussen und drinnen geeignet
- Gummibelag für sicheren Halt in alle Richtungen

Dank diesem Schwelenausgleicher sind Türschwellen nicht länger ein Hindernis und eine Sturzgefahr. Die Aluminiumkonstruktion in Verbindung mit einem speziell dafür entwickelten Antirutschbelag gibt ausreichend Stabilität und Grip zum einfachen Überfahren des Hindernisses.



Artikel-Nr.	Höhe x Breite x Länge	Preis inkl. MwSt
814510	23-38 x 700 x 180 mm	CHF 177.00
814511	23-38 x 800 x 180 mm	CHF 186.40
814512	23-38 x 900 x 180 mm	CHF 194.20
814513	41-56 x 700 x 270 mm	CHF 238.05
814514	41-56 x 800 x 270 mm	CHF 255.30
814515	41-56 x 900 x 270 mm	CHF 292.90
814516	59-74 x 700 x 340 mm	CHF 319.05


Artikel-Nr.	Höhe x Breite x Länge	Preis inkl. MwSt
814517	59-74 x 800 x 340 mm	CHF 335.20
814518	59-74 x 900 x 340 mm	CHF 343.00
814520	77-92 x 800 x 390 mm	CHF 390.00
814521	77-92 x 900 x 390 mm	CHF 405.65
814522	95-110 x 700 x 420 mm	CHF 390.00
814523	95-110 x 800 x 420 mm	CHF 421.35
814524	95-110 x 900 x 420 mm	CHF 437.00

Rampe AeroLight-Xtra


Mit einer Laufflächenbreite von 76 cm und einer Belastbarkeit von bis zu 350 kg können Sie die Aerolight-Xtra Rampen vielseitig einsetzen. Sie eignet sich für Elektro-Rollstühle, manuelle Rollstühle oder Rollatoren.

Durch einfaches Zusammenfalten und geringes Gewicht, eignet sie sich hervorragend für die Mitnahme auf Reisen; für sicheres Auf- und Abfahren sind die Enden der Rampe gewölbt und mit Antirutsch-Beschichtung an der Unterseite versehen.


- stabile Tragegriffe und gewölbte Abfahrflächen
- rutschfester Laufflächenbelag
- faltbar und platzsparend



rutschfester Belag



Abfahrfläche



faltbar



Scharnier

Artikel-Nr.	Länge x Breite x Höhe	Preis inkl. MwSt
AX6	600 x 760 x 80 mm	CHF 578.00
AX9	900 x 760 x 80 mm	CHF 799.00
AX12	1200 x 760 x 80 mm	CHF 995.00
AX15	1500 x 760 x 80 mm	CHF 1'199.00

Artikel-Nr.	Länge x Breite x Höhe	Preis inkl. MwSt
AX18	1800 x 760 x 80 mm	CHF 1'376.00
AX21	2100 x 760 x 80 mm	CHF 1'639.00
AX24	2400 x 760 x 80 mm	CHF 1'899.00



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Rampen, faltbar

Die tragbaren Rampen eignen sich hervorragend für die Verwendung mit manuellen Rollstühlen, Elektro-Rollstühlen und Dreirad-Scootern.


- Sicherheitsverriegelung für den Transport
- Abfahrflächen mit Antirutsch-Beschichtung

- leichtgängiges Ineinanderschieben durch Gleiter zwischen den Rampen
- stabile, klappbare Handgriffe erleichtern den Transport
- Version mit breiter Lauffläche eignet sich besonders für 4-rädrige Scooter

Artikel-Nr.	Bild	Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe	Preis inkl. MwSt
FL110	Bild 1	faltbar, ohne Handgriff	56/110 x 18 x 20 cm	CHF 366.00
FL150	Bild 1	faltbar, ohne Handgriff	76/150 x 18 x 30 cm	CHF 528.00
FL200	Bild 1	faltbar, ohne Handgriff	101/200 x 18 x 40 cm	CHF 588.00
F110	Bild 2	faltbar, mit Handgriff	57/110 x 21 / 20 cm	CHF 479.00
F150	Bild 2	faltbar, mit Handgriff	76/150 x 21 x 30 cm	CHF 553.00
F200	Bild 2	faltbar, mit Handgriff	101/200 x 21 x 40 cm	CHF 598.00
FW200	Bild 2	faltbar, mit Handgriff	107/212 x 27 x 40 cm	CHF 797.00
FTW200	Bild 3	falt- und teleskopierbar	77/-205 x 25 x 40 cm	CHF 999.00
FTW300	Bild 3	falt- und teleskopierbar	107/-295 x 25 x 60 cm	CHF 1'098.00
FT200	Bild 3	falt- und teleskopierbar	76/-201 x 19 x 40 cm	CHF 698.00
FT300	Bild 3	falt- und teleskopierbar	101/- 276 x 19 x 60 cm	CHF 889.00

Schwellenrampe drive-in RAMP 2

Für den dauerhaften Einsatz ist diese zweiteilige Version der Drive-In Rampe vorgesehen. Ein hochklappbares Endstück erlaubt das Schliessen einer Tür, deren Schwelle überbrückt wird, ohne die Rampe beiseite räumen zu müssen – z.B. Schiebetüren Balkontüren oder die Haustür. Die Höhe der Rampe kann einfach verstellt und dem Hindernis angepasst werden.



Artikel-Nr.	Länge x Breite	Preis inkl. MwSt
DI2080	80/45 x 75 cm	CHF 499.00
DI2125	125/45 x 75 cm	CHF 670.00

Ganzrampen

Die Lauffläche aus Rautenblech garantiert optimale Rutsicherheit zu jeder Jahreszeit, ist durchlässig für Schmutz, Schnee und Regen und leicht zu reinigen.

Die Module sind unbegrenzt kombinierbar, leicht umzubauen oder mit neuen Teilen zu ergänzen.

Das Ganzrampen-System eignet sich deshalb ganz besonders für den Wiedereinsatz an einem neuen Ort.

Lange Lebensdauer = hohe Wirtschaftlichkeit.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
R-100	Ganzrampe	auf Anfrage



Bild 5

Rampen, teleskopierbar

Teleskopierbare Rampen mit Arretierung und Handgriff.

Artikel-Nr.	Bild	Bezeichnung	Länge x Breite x Höhe	Preis inkl. MwSt
T90	Bild 4	teleskopierbar	58 - 90 x 19 x 20 cm	CHF 498.00
T120	Bild 4	teleskopierbar	75 - 119 x 19 x 25 cm	CHF 574.00
T200	Bild 4	teleskopierbar	116 - 202 x 19 x 40 cm	CHF 586.00
T200-3	Bild 5	Teleskoprampe 3-teilig	87 - 199 17 x 40 cm	CHF 649.00
T300	Bild 5	Teleskoprampe 3-teilig	116 - 288 x 17 x 60 cm	CHF 806.00

Rutschbrett GlideBoard

Dient dem Transfer Bett zu Rollstuhl oder Stuhl etc. Die spezielle Form dieses sehr erfolgreichen Hilfsmittels wurde zusammen mit Therapeuten entwickelt.

Aus absolut bruchsicherem Material (HDPE), säureresistent, nicht toxisch, leicht zu reinigen und desinfizieren. Ein speziell entwickelter Antirutschkleber sichert die Auflage auf Bett, Rollstuhl etc.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
470.0102	The Biggest 100 cm	CHF 219.00
470.0080	The Great 80 cm	CHF 204.00
470.0012	Curved 68 cm	CHF 129.00



Infusionsständer für Rollstühle

Mehrfach winkelverstell-, höhenverstell- und abnehmbarer Infusions- und Ernährungshalter für alle bekannten Pflegerollstühle sowie für Standard-Rollstühle.

Modell im Winkel verstellbar, für Ø 22 oder 25 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
MT-IN-V22/25	Infusionsständer	CHF 125.00



Universalband

Das Universalband verhindert zum Beispiel, dass der Patient im Rollstuhl auf die Seite kippt. Da das Band wenig elastisch ist, schneidet es in der Haut nicht ein. Der Patient verspürt einen angenehmen Widerstand.

Zur Fixierung des Oberkörpers, wie auch der Oberschenkel oder Waden einsetzbar. Eignet sich als Positionierungshilfe für Therapeuten und Benutzer.

- angenehm elastisch
- Länge: 1500 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
SP110S	Universalband	CHF 107.00





Pflegebett mit elektrischer Höhenverstellung


Dieses Pflegebett vereint höchsten Liegekomfort und leichtes Handling mit einem attraktiven Preis.

Das Kopf- und Fussteil lässt sich mit dem Handschalter beliebig verstellen. Die Seitengitter lassen sich einfach von Hand absenken und sind dezent im Bettrahmen integriert.

Die Liegefläche ist als viergeteilte Funktionsvariante erhältlich.

Mit elektromotorischer Höhenverstellung und Aufrichter.

- Liegeflächenmass: 90 x 200 cm
- Aussenmass: 105 x 213 cm
- Max. Belastbarkeit: 165 kg
- Höhenverstellung: 36 – 80 cm
- Liegefläche: 4-geteilt



Buche



Havanna



Bettleuchte



Handbedienung




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
280A637	Pflegebett, Farbe Buche	CHF 2'467.00
280A437-1	Pflegebett, Farbe Havanna	CHF 2'467.00
280A728	Pflegebett, mit Zentralverriegelung (Buche)	CHF 2'804.00
207.00196	Bettleuchte E	CHF 344.00



Pflegebett mit Niedrig-Einstieg

Das Niedrigpflegebett erhöht die Sicherheit der Bewohner und hilft dabei, freiheitsentziehende Massnahmen zu reduzieren.

Auch die verschiebbare Seitensicherung ermöglicht eine ausgewogene Balance zwischen Schutz und Freiheit. Durch das stufenlose Verschieben der Mittelstütze ergibt sich ein grosser und offener Arbeitsbereich. Die Mittelstütze ist zugleich eine Mobilisierungshilfe beim Ein- und Ausstieg.



- Liegeflächenmass: 90 x 200 cm
- Aussenmass: 105 x 220 cm
- Max. Belastbarkeit: 225 kg
- Höhenverstellung: 22 - 77 cm
- Liegefläche: 4-geteilt



Fusstieflagerung



Griffleiste



Handbedienung



Aufrichter

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
50.5522.24	Pflegebett	CHF 3'340.00
19.1400.1	Aufrichter	CHF 173.00



Pflegebett Arminia III

Dieses Pflegebett ist äusserst stabil konstruiert, sodass es die Herausforderungen im Pflegealltag mühelos bewältigt. Der Holzumbau trägt zur wohntonigen Wirkung des Bettes bei. Pflegebedürftige Menschen werden sich in diesem Pflegebett sehr wohlfühlen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei diesem Modell besonders günstig.

- Liegeflächenmass 90 x 200 cm
- Aussenmass 101 x 220 cm
- Max. Belastbarkeit: 185 kg
- Höhenverstellung 40 - 80 cm
- Liegefläche: 4-geteilt



Fernbedienung



Aufrichter

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
195714	Arminia III	CHF 1'231.00
19.1400.1	Aufrichter	CHF 173.00



Pflegebett Domiflex

Das Pflegebett Domiflex bietet beste Qualität für die Pflege daheim: Das Bett für die häusliche Pflege fügt sich mit dem ansprechenden Design in Holzoptik harmonisch in das Zuhause der Patienten ein. Die integrierten Seitensicherungen sind barrierefrei absenkbar, wenn sie nicht benötigt werden.

- Liegeflächenmass 90 x 200 cm
- Aussenmass 103 x 221 cm
- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Höhenverstellung 40 - 81 cm
- Liegefläche: 4-geteilt



Buche



Havanna



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
261A140	Domiflex, Buche	CHF 899.00
261A039	Domiflex, Havanna	CHF 899.00

Aufrichter mit Griff, freistehend

Freistehender Aufrichter, passend für jedes Bett. Zerlegbares Stahl-Vierkantrohrgestell, pulverbeschichtet.

- Höhe ca. 170 cm
- Farbe lichtgrau
- Tragkraft 90 kg



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
KA-B-210	Aufrichter, freistehend	CHF 249.00



Seitengitter

Mit diesem ausziehbarem und abklappbarem Seitengitter können Sie wieder entspannt schlafen, ohne Angst zu haben, aus dem Bett zu fallen.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
PRAIL8000	CHF 149.00



Seitengitterpolster

Das Seitengitterpolster bietet Patienten mit unruhigem Schlaf Schutz vor Verletzungen.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
D07/2390U	CHF 97.00



Stehbett

Das Stehbett ist ein vielseitiges Hilfsmittel zur Patientenmobilisierung. Bei folgenden, verbreiteten Krankheitsbildern, kann sich der Einsatz eines Stehbettes positiv beschleunigend auf das Therapieziel auswirken: Appoplex (Schlaganfall) mit Halbseitenlähmung, Multiple Sklerose, Morbus Parkinson, Wachkoma u.a.

- Herz- und Kreislauftraining
- Anregung des Knochenstoffwechsels
- Verdauungsunterstützung

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
18.400.00.000	ab CHF 9'640.00



Schwerlastbett RFH, bis 280 oder 400 kg

Das Bett ist mit leichtgängigen Doppelrollen ausgestattet, die über eine Feststellfunktion zur Fixierung an einem Ort verfügen. Die Standardbreite der Liegefläche kann verringert oder verbreitert werden.

- elektrische Höhenverstellung von 40 bis 80 cm
- elektrische Rückenlehnenverstellung bis 75°
- elektrische Beinteilverstellung bis 30°
- Liegeflächenmass: 120 x 200 cm
- Aussenmass: 134 x 206 cm

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
11.111.00.0010	ab CHF 5'879.00



Niedrigpflegebett Floorline-i

Jedes Jahr fallen viele Patienten aus ihren Betten, sind verletzt und haben Schmerzen. Dieses Niedrigpflegebett bietet eine Vielzahl von Funktionen wie Trendelenburg und kardiale Lagerung, die eine ausgezeichnete Pflege bieten.

Das FloorLine-i ist eine optimale Boden-Bett-Lösung für den Einsatz in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Mit einem elektromotorisch höhenverstellbaren Bereich von 10 cm (Fausthöhe) bis 80 cm wurde es speziell entwickelt für die maximale Sturzprävention im Liegen und zur Vermeidung von Rücken- und anderen Verletzungen des Pflegepersonals.

Floorline-i & Floorline-i Plus

- Liegefläche: 90 x 200 cm
- beste Rundumzugänglichkeit
- maximale Schutzprävention
- schnelle Intubation
- elektrische Höhenverstellung

Zubehör Floorline-i & Floorline-i Plus:

- Infusionsständer, höhenverstellbar
- Aufrichter mit Triangelgriff
- Bettseitengitter
- Verlängerungsskit
- Schiebegriff

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
90300	Floorline-i	CHF 7'803.00





Niedrigpflegebett Floorline-i Plus

Das ästhetisch ansprechende FloorLine-i Plus ist eine komplette Pflegemanagement-Lösung. Mit seinem umfangreichen Angebot an Funktionen wie Trendelenburg, Herzstuhlposition und elektronischer CPR-Funktion bietet dieses Bett ein Höchstmass an Pflege. Mit seiner offenen digitalen Steuerbox ist es auch zukunftssicher, dass noch mehr Zubehör hinzugefügt werden kann.

Das FloorLine-i Plus ist die perfekte Lösung zur Vermeidung von Sturzverletzungen. Seine Mindesthöhe vom Boden beträgt nur 10 cm. Gleichzeitig werden keine Kompromisse für eine hervorragende ergonomische Arbeitshöhe von 80 cm gemacht.

Das niedrigste Pflegebett der Welt!



Steuerbox mit Schiebegriff



CPR-Notauslöser



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
90500	Floorline-i Plus	CHF 9'756.00



Pflegebett-Einsatz, Bett im Bett

Der Pflegebett-Einsatz ermöglicht besonderen Komfort für den Patienten: Die vierfach verstellbare, höhenverstellbare Liegefläche lässt sich elegant und unauffällig in vorhandene Betten integrieren und bietet dabei die umfangreiche Funktionalität eines technisch und ergonomisch durchdachten Pflegebetts für professionelle Anforderungen

- Max. Belastbarkeit: 165 kg
- Liegeflächenmass: 90/100 x 190 cm oder 200 cm
- Fixmass: 89 x 187 cm oder 197 cm
- Sichere Arbeitslast: 200 kg
- Höhenverstellung: 31 – 75 cm
- Unterfahrbarkeit: 11 cm
- Liegefläche: 4-geteilt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
290A264	Pflegebett-Einsatz	ab CHF 2'249.00



Pflegebett-Einsatz, RFH

Pflegebett-Einsatz mit elektrischer Höhen-, Kopfteil- und Knieknickverstellung. Bedienung per Handtaster. Herzlagerung mittels Handschalter ansteuerbar.

- Max. Belastbarkeit: 220 kg
- Liegeflächenmass: 85 x 195 cm (weitere Masse erhältlich)
- elektrische Höhenverstellung von 32 - 72 cm
- elektrische Rückenlehnenverstellung bis 75°
- elektrische Beinteilverstellung bis 30°



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
30.500.90.002	Pflegebett-Einsatz	ab CHF 2'762.00



Kinderpflegebett

Ein behindertengerechtes Kinderpflegebett ist kein Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens. Es verfügt über spezielle Vorrichtungen, die von denen eines „normalen“ Bettes erheblich abweichen.

Individuelle Lebensräume. Dabei wird solides Tischlerhandwerk mit moderner Technik und einem hohen Mass an Sicherheit verbunden.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
KAISER	Kinderpflegebett	auf Anfrage





Ihr persönliches Wunschbett!
Verlangen Sie ein Angebot!

Modulares Bettrahmensystem

Modulares, flexibles Bettrahmensystem in Schweizer Qualität. Normbettgrößen von 90 x 200 cm bis 200 x 220 cm. Es steht eine breite Palette verschiedener Ausführungs- und Dekor-Varianten zur Auswahl, von modern bis rustikal.


Elektrische Höhenverstellung möglich!



Kubivent Pflegematratze

Diese Matratze ist in zwei unterschiedlichen Raumgewichten erhältlich: 35 und 40 kg/m³. Zum Lieferumfang gehört ein blauer elastischer Bezug aus Baumwollgewebe.
Nicht zur Dekubitus-Prophylaxe geeignet.

Material: PU-Schaumstoff
Größe: 90 x 200 x 12 cm
Bezug waschbar bei 60 °C



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
SM103-35	Pflegematratze RG 35	CHF 155.00
SM103-40	Pflegematratze RG 40	CHF 189.00



Kubivent Cielo Gesundheits-Matratze

Besonders empfohlen bei:

- Rückenschmerzen
- Kopfschmerzen durch Verspannungen
- Nackenschmerzen

Allergien Das Geheimnis der schlaffördernden Wirkung der Gesundheitsmatratze Cielo liegt im Aufbau der Kaltschaummatratze. Diese wird direkt für eine korrekte Körperlagerung zugeschnitten. Schultern, Hüften und Fersen sinken tiefer in die Matratze ein, der Rückenbereich wird parallel dazu gestützt.

- Material: Kaltschaum
- Grösse: 90 x 200 x 15 cm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
CM153-M	Cielo Matratze	CHF 749.00



Kubivent Viscola Gesundheits-Matratze / Auflage

Besonders empfohlen bei:

- Bandscheibenproblemen
- starken Rückenschmerzen
- Kopfschmerzen durch Verspannungen
- Nacken- und Hüftschmerzen
- Schlafstörungen

Ein Anpassungswunder aus viscoelastischem Schaumstoff. Das hier verwendete, viscoelastische Material reagiert auf Körperwärme und Körpergewicht. Innenbelüftung durch Klimabohrungen

Grösse: 90 x 200 x 15 cm (Matratze) / 7cm (Auflage)



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
ATM153	Viscola Matratze	CHF 1'032.00
ATM150-M	Viscola Auflage	CHF 680.00



Kubivent Conform Antidekubitusmatratze

(zur Vorbeugung von Antidekubitus)

Aus speziellem Kaltschaum, besonders geeignet für die Vorbeugung von Druckstellen. Die ausgezeichnete Elastizität dieses Schaumstoffes ergänzt hervorragend ein tief eingeschnittenes 'Kanalsystem', das für ein optimales Verhältnis von Druckverteilung und Belüftung sorgt.

In fünf Zonen sind unterschiedlich grosse Würfel gruppiert. Diese Zonen sind auf die menschliche Anatomie zugeschnitten und bewirken in Verbindung mit tiefen Längs- und Quereinschnitten die besonders körpergerechte Druckentlastung bei optimalem Belüftungsklima, wodurch ein hoher Feuchtigkeitstransport garantiert ist.

Grösse: 90 x 200 x 15 cm

Besonders empfohlen für Patienten,

- bei denen ein bereits abgeheilter Dekubitus nachbehandelt werden soll
- die speziell gelagert werden müssen (Kopfhoch-/Fusstieflagerung).

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
CFM103	Conform Matratze	CHF 419.00

Kubivent Soft Schmerztherapie- und Antidekubitus-Matratze

Antidekubitusmatratzen dienen zur Druckentlastung des Gewebes. Druckstellen oder Dekubitus entstehen auf Grund eines zu grossen Drucks auf bestimmte Hautstellen, verstärkt durch Reibung oder Schwerkkräfte. Dieser Überdruck klemmt die Blutgefässe ab und verhindert die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung der Haut.

Diese Dekubitus-Matratze wurde aus bis zu 1'600 Spezialschaumstoffwürfeln von Hand zusammengesetzt. Durch diese Konstruktion wird eine optimale Druckentlastung erreicht.

Während die Würfel auf der Unterseite zur Druckentlastung entnommen werden können, bleibt die obere Würfellage immer geschlossen.

Insgesamt sorgt dieses System mit seinen durch den speziellen Aufbau bedingten Luftkanälen für eine aktive Belüftung und ein hervorragendes Mikroklima.



Maximale Druckentlastung

Besonders empfohlen bei Schmerzpatienten und Dekubitusgefährdung!



Indikationen:

Einsatz in der Therapie bis einschliesslich Stadium III (EPUAP), in der Prophylaxe bis sehr hohes Risiko.

- Material: hochflexibler Kaltschaum
- Masse: 90 x 200 x 16 cm
- Lieferung inkl. Trevira-Spannbettbezug

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
M163-Soft	Antidekubitus-Matratze	CHF 1'892.00

Kubivent Thera-Cubus Mobilisations- und Antidekubitus-Matratze

Ideal für Para- und Tetraplegiker

Die zweilagige Dekubitus-Matratze wurde aus bis zu 1'600 Spezialschaumstoffwürfeln von Hand zusammengesetzt. Durch diese Konstruktion wird auch ohne Weichlagerung eine optimale Druckentlastung erreicht. Die Eigenmobilität wird wirksam gefördert.

Während die Würfel auf der Unterseite zur Druckentlastung entnommen werden können, bleibt die obere Würfellage immer geschlossen.

Einzelne oder mehrere Würfel lassen sich auf der Unterseite an den von Druck- und Schmerzspitzen betroffenen Stellen entnehmen. Dadurch ist eine individuelle, patientengerechte Druckentlastung möglich.

Besonders empfohlen für Patienten,

- die mobilisiert werden sollen bzw. die selbständige Positionswechsel durchführen können. Das Körperschema des Patienten und seine Beweglichkeit bleiben voll erhalten.
- die stark schwitzen.
- bei denen spezielle Körperbereiche (z.B. kachektische Patienten) gezielt entlastet werden müssen.
- die speziell gelagert werden müssen (Kopfhoch-/Fusstieflagerung).
- bei denen eine Schwerkraftminimierung erforderlich ist.



Indikationen:

Einsatz in der Therapie bis einschliesslich Stadium III (EPUAP), in der Prophylaxe bis sehr hohes Risiko.

Material: hochflexibler Kaltschaum
Grösse: 90 x 200 x 10 cm
Lieferung inkl. Trevira-Spannbettbezug

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
M103	Antidekubitus-Matratze	CHF 1'745.00



- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Dekubitus-Stadium: I bis IV
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- Masse: 90 x 200 x 14 cm
- 17 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen


Wechsedruckmatratze Pain & Therapie

Pulsationssystem zur Dekubitus- und Schmerztherapie

Grosszelliges Pulsations-Komplettersatzsystem mit 17 modular aufgebauten Luftzellen aus hochwertigem Polyurethan (PU). Soft-Care-Tex Bezug mit Rundum-Reissverschluss für hohen Liegekomfort.

Anwendungsgebiet: Schmerztherapie, Dekubitus-therapie bis Stadium 4 (EPUAP, sehr hohes Risiko). Steigerung der Durchblutung in der Haut und Steigerung des venösen Rückflusses (reaktive Hyperämie).

- Statik- und Pulsationsmodus
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- Soft-Care-Tex-Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
Pain&Therapie	Wechsedruckmatratze	CHF 4'234.00

Wechsedruckmatratze SLK IV

Hochzelliges Pulsations-Komplettersatzsystem mit 20 modular aufgebauten Luftkammern aus hochwertigem Polyurethan (PU). Soft-Care-Tex Bezug mit Rundum-Reissverschluss für hohen Liegekomfort. Statischer Modus zuschaltbar zur Schmerztherapie, oder als Pfliegerleichterung einsetzbar.

Anwendungsgebiet: Schmerztherapie, Dekubitus-therapie bis Stadium 4 (EPUAP, sehr hohes Risiko) unter Berücksichtigung sonstiger Einflussfaktoren. Steigerung der Durchblutung in der Haut und Steigerung des venösen Rückflusses (reaktive Hyperämie).

- hochzelliges Matratzenersatzsystem
- Cell-in-Cell-System
- Statik- und Pulsationsmodus
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- Soft-Care-Tex-Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
SLK IV	Wechsedruckmatratze	CHF 8'554.00



- Max. Belastbarkeit: 250 kg
- Dekubitus-Stadium: I bis IV
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- Masse: 90 x 200 x 26 cm
- 20 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen



Lagerungskissen für Mikrolagerung!
Prospekte bei uns erhältlich!

Patienten- und Pflegebedarf **strack**

Kubivent Nackenkissen

Ideal geeignet für bettlägerige Personen. Kann Druckstellen und Wundliegen vermeiden.

Dieses Nackenkissen garantiert die anatomisch korrekte Entlastung des hochsensiblen Nackenbereichs. **Spezielle Klimabohrungen** für die Innenbelüftung verhindern das Schwitzen.

Empfohlen bei Verspannungen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen durch Verspannungen, Allergien. Erhältlich in 2 Härtegraden "Soft" und "Medium". Inklusive Anti-Allergiebezug "Balance".



Artikel-Nr.	Nackenkissen SOFT	Preis inkl. MwSt
ATNK-XSS	50 x 30 x 8 - 5 cm	CHF 149.00
ATNK-MS	50 x 30 x 11 - 8 cm	CHF 149.00
ATNK-SS	60 x 37 x 8 - 5 cm	CHF 158.00
ATNK-LS	60 x 37 x 14 - 11 cm	CHF 158.00

Artikel-Nr.	Nackenkissen MEDIUM	Preis inkl. MwSt
ATNK-XSM	50 x 30 x 8 - 5 cm	CHF 149.00
ATNK-MM	50 x 30 x 11 - 8 cm	CHF 149.00
ATNK-SM	60 x 37 x 8 - 5 cm	CHF 158.00
ATNK-LM	60 x 37 x 14 - 11 cm	CHF 158.00



Seitenschläferkissen

Ein Kissen zum Kuscheln und Anschmiegen. Das Seitenschläferkissen sorgt für eine bequeme und erholsame Schlafposition, die Kopf, Arme und Knie stützt und die Wirbelsäule sowie Hals- und Schulterpartie entlastet. Ebenso in der Schwangerschaft ist das Seitenschläferkissen eine ausgezeichnete Liegehilfe.

- Länge: 130 cm
- Bezug: angenehm weicher Anti-Allergiebezug, weiss
- Waschbar bis 60°C

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
SSK-130	CHF 129.00

Venenkissen

Zur Beinhochlagerung

Durch die Weichheit ist das Venenkissen selbst bei schweren entzündlichen Venenerkrankungen geeignet. Zu empfehlen bei Venenproblemen, Krampfadern und Stauungen, Wadenkrämpfen, geschwollenen Beinen und während der Schwangerschaft.

Masse : 50 x 65 x 15 - 20 - 5 cm

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
VK-VI-50-65	CHF 138.00

Kubivent PhysiForm Lagerungskissen

Die quadratischen bzw. rechteckigen Positionierungskissen können je nach Bedarf für die individuelle Positionsunterstützung verwendet werden. Sie nehmen auf angenehme Weise die Körperwärme an und sind gegen Flüssigkeiten jeder Art resistent.

Geliefert mit Inkobezug ohne Reissverschluss.
Baumwollbezug in weiss, gelb, grün oder lila

Artikel-Nr.	Grösse	Preis inkl. MwSt
PKPF40	40 x 40 cm	CHF 82.00
PKPF60	60 x 40 cm	CHF 94.00
PKPF70	70 x 40 cm	CHF 103.00
PKPF70K	70 x 40 cm Kopfkissen	CHF 103.00





Fersenschoner

Medizinisches Lammfell wird bei der Dekubitus-Prophylaxe, zur Vorbeugung von Wundliegen und zur Förderung der Heilung offener Stellen eingesetzt.

Das natürliche Lammfell schafft ein Luftpolster, das die natürlichen Hautfunktionen reguliert. Es absorbiert Feuchtigkeit, ist atmungsaktiv, und trägt somit zur Wundheilung bei.

- ein Klettverschluss zur Grössenanpassung
- waschbar bis 30° C (nicht trocknergeeignet)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1300	Fersenschoner	CHF 79.00



Nachttisch Perfekta T

Der Nachttisch Perfekta lässt sich einfach an jedes Bett stellen. Die Räder können arretiert werden. Die integrierte Betttischplatte lässt sich einfach bei Bedarf ausklappen.

- integrierte Betttischplatte, ausklappbar
- Beidseitig ausziehbare Schublade
- geschlossenes Fach mit Drehtür
- offenes Fach
- Masse: Breite 53 cm x Tiefe 45 cm x Höhe 86,5 cm
- Betttischhöhe 82 cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
312A001	Farbe: Buche (hellbraun)	CHF 469.00
312A002	Farbe: Havanna (dunkelbraun)	CHF 469.00



Bett-Tisch Spitalmodell

Erleichtert die Pflege und bietet dem Patienten Komfort. Für den Spitalbedarf konzipiert. Lenkrollen sorgen für leichtes Verschieben.

- Plattengrösse (L x B): 770 x 400 mm
- Höhenverstellung: 780 - 1100 mm
- Neigbarkeit: beide Längsseiten 90°
- Max. Belastbarkeit: 20 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
M-3213	Bett-Tisch, Spitalmodell	CHF 399.95



Bett-Tisch

Der Tisch ist ohne Werkzeug leicht aufzubauen. Er lässt sich problemlos ans Bett heranfahren. Die grosse Tischplatte ist höhen- und neigungsverstellbar. Die kleine Tischplatte ist feststehend und dient zum Beispiel für Getränke. Die Bett-Tischplatte dient zum Beispiel zur Buchstütze.

- Masse: 78 x 40 cm
- Höhenverstellung: 72 - 115 cm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
1069	Bett-Tisch	CHF 129.00

Deckenlift - Heben ohne Grenzen!

Verschiedene Modelle für unterschiedliche Bedürfnisse

Wir bieten verschiedene Modelle und Spezialausführungen an. Zum Beispiel mit unterschiedlicher Tragfähigkeit und mit weiteren cleveren und praktischen Eigenschaften und Funktionen. Welches Modell das jeweils richtige ist, hängt von der benötigten Tragfähigkeit und von den Räumlichkeiten und Situationen ab, in denen Hebebedarf besteht - und natürlich auch von den Bedürfnissen der Pflegebedürftigen.

Für jede Umgebung und Räumlichkeit!

Unsere Deckenlifter funktionieren in jeder Umgebung und Räumlichkeit, in der ein Hebe- oder Transferbedarf von einem Ort zum anderen besteht. Selbst in kleinen Räumen, wo Platzmangel den Einsatz eines mobilen Patientenlift erschwert, finden wir eine Lösung.



Rise Porto

Ein kompakter, trag- und umsetzbarer Deckenliftermotor mit geringem Gewicht und integriertem, klappbarem Hebebügel. Für Pflegebedürftige bis 205 kg.



Rise Atlas 450

Ein sicherer und leicht zu handhabender stationärer Deckenliftermotor für Pflegebedürftige bis 205 kg.



Rise Atlas 625

Ein sicherer und leicht zu handhabender stationärer Deckenliftermotor für Pflegebedürftige bis 285 kg.



Roomer

Portabler Deckenlift für einfachen Transfer zwischen Räumen. Für ein maximales Benutzergewicht von 220 kg.



Aufladung direkt an der Handbedienung


Bei sämtlichen Modellen geschieht die Aufladung des Deckenliftakkus standardmässig einfach und komfortabel direkt an der Handbedienung.

Zuverlässig und servicefreundlich

Eingebauter Akku mit hoher Kapazität und langer Lebensdauer.

Diskretes Anzeigefeld

Ein sehr informatives Anzeigefeld ist diskret an der Unterseite des Deckenliftgehäuse platziert. Symbole mit LED-Lämpchen in verschiedenen Farben und akustische Signale geben Warnungen und informieren über den aktuellen Status.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
RISE	Deckenlift	auf Anfrage

Patientenlift Eva400 / Eva450

Der Patientenlift Eva ist ein vielseitiger mobiler Personenlifter für jede Transfersituation und Pflegebedürftige bis max. 180 kg/205kg. In Verbindung mit dem einfach anzuwendenden und funktionellen Hebe- und Lifterzubehör ist der fahrbare Patientenlift Eva die richtige Lösung für Transfers vom und auf den Fussboden, zwischen Bett und Rollstuhl, für Horizontaltransfers und für das Gehtraining.



- Geringes Gewicht durch Aluminium
- Hubsäule in drei Höhen einstellbar
- Anpassbarer Haltegriff
- Elektrische Breitenverstellung des Fahrgestells
- Wartungsfreie Laufrollen
- Elektrische Not-Aus-Funktion
- Elektrische und manuelle Notabsenkung
- Akkupack mit langer Betriebsdauer
- Geringe 24 V Betriebsspannung



M

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
60100001	Eva400, bis 180 kg belastbar	CHF 3'893.00
60100002	Eva450, bis 205 kg belastbar	CHF 4'501.00



Traggurt HighBackSling

Dieser Traggurt ist für die am häufigsten vorkommenden Transfersituationen konzipiert, zum Beispiel sitzend zwischen Bett und Rollstuhl, und eignet sich für Pflegebedürftige mit Bedarf an zusätzlicher Kopfunterstützung. HighBackSling ist auch für Transfers vom Fussboden geeignet.

Artikel-Nr.	Grösse / Gewicht	Preis inkl. MwSt
40800004	S / 35 - 55 kg	CHF 311.00
40800006	M / 45 - 80 kg	CHF 325.00
40800007	L / 75 - 110 kg	CHF 339.00

Traggurt BasicSling

BasicSling ist für die am häufigsten vorkommenden Transfersituationen konzipiert, zum Beispiel sitzend zwischen Bett und Rollstuhl, und eignet sich für Pflegebedürftige mit wenig Rumpf- aber guter Kopfstabilität.

Artikel-Nr.	Grösse / Gewicht	Preis inkl. MwSt
40500004	S / 35 - 55 kg	CHF 297.00
40500006	M / 45 - 80 kg	CHF 308.00
40500007	L / 75 - 110 kg	CHF 322.00

Fragen Sie nach unserem grossen Traggurten-Sortiment!



Fragen Sie nach unserem grossen Traggurten-Sortiment!



Patientenlift Foldy

Der Foldy ist einer der meistverkauften Patientenlifter im Homecarebereich. Die bewährte Technik wird ständig verbessert. So verfügt der Patientenlifter nun über einen abnehmbaren Akkukasten und ist somit für den Einsatz im stationären Bereich optimiert worden. Das umfangreiche Zubehör an Liftertüchern, Waagen und Bügeln macht den Foldy zu einem der flexibelsten Hilfsmitteln in diesem Einsatzbereich.

Ihre Vorteile:

- ohne Werkzeug leicht faltbar und transportabel
- einfache, unkomplizierte Handhabung
- mühelose Aufnahme von Personen direkt vom Fussboden
- mechanische Spreizung des Fahrgestell per Fusshebel
- hohe Standfestigkeit durch robuste Konstruktion
- mehr Sicherheit durch mechanische Notabsenkung
- Max. Belastbarkeit: 150 kg



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
ST0195	Patientenlift Foldy	CHF 1285.00

Patientenlift Golvo 9000

Vertikale Hebebewegung - für den professionellen Pflegebereich

Der Golvo 9000 Lifter bietet die funktionalen Vorteile eines Deckenlifters mit der Flexibilität eines mobilen Lifters. Zusammen mit dem umfangreichen Angebot an Liko-Zubehör ist der Golvo ideal für alltägliche Hebesituationen in den verschiedensten Pflegeumgebungen.

Eigenschaften

Die vertikale Hebebewegung mit dem flexiblen Hebeband ist ideal für horizontales Heben, Gehübungen und Anheben vom Boden.

Die parallele Breitenverstellung des Fahrgestells sorgt für ein leichteres Heben der Patienten/Pflegebedürftigen auf/von Stühle(n), Betten und Böden.

Armstützen dienen zur Unterstützung von Patienten/Pflegebedürftigen während der Gehübung und erleichtern Pflegekräften das Manövrieren des Lifters.

Das Benutzerdisplay zeigt die Gerätenutzung an, u. a. die Anzahl der Hebevorgänge, Wartungsbedarf und Überlastungen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
2000045	Golvo 9000	CHF 7'440.00
2006106	Batterie	CHF 325.00





Aufstehhilfe ReTurn 7500i

Sicheres und aktives Aufstehen und Umsetzen ganz und gar ohne schweres Heben.

ReTurn7500i ist nicht nur ein einfaches und unglaublich effektives Hilfsmittel beim Aufstehen und Umsetzen, ReTurn7500i glänzt auch als Trainingsgerät. ReTurn7500i gibt dem Pflegebedürftigen Sicherheit, ob beim aktiven Aufstehen oder als Hilfsmittel beim Umsetzen zwischen Bett, Sessel, Rollstuhl und Toilette. ReTurn7500i findet auch Verwendung als Hilfsmittel beim Positionieren im Sessel oder Rollstuhl.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
7500i	ReTurn 7500 i	CHF 1'098.00

Transferhilfe ReTurn Belt

Wenn mehr Unterstützung und Stabilität notwendig sind, ist der patentierte ReTurn-Belt eine ausgezeichnete Ergänzung für ReTurn, zum Beispiel wenn die Beinstabilität des Pflegebedürftigen schwankt oder unsicher ist.

ReTurnBelt kann auch ohne ReTurn verwendet werden: als Haltegürtel, zur Unterstützung beim Aufstehen aus dem Sitzen und zur Stabilisierung des Pflegebedürftigen im Stehen, zum Beispiel beim Steh- und Gehtraining und beim Umsetzen.



Artikel-Nr.	Grösse / Hüftumfang	Preis inkl. MwSt
6033	S / 85 - 105 cm	CHF 149.00
6034	M / 105 - 125 cm	CHF 151.00
6035	L / 120 - 145 cm	CHF 179.00

GleitMatte Fix Liko

Die GleitMatte erleichtert kürzere Transfers im Bett oder zwischen zwei Betten, indem es die Reibung zwischen dem Pflegebedürftigen und der Auflagefläche verringert.

Die Matten können sowohl für durchschnittlich schwere als auch für übergewichtige Pflegebedürftige verwendet werden und werden aus einem qualitativ hochwertigen, reibungsarmen Material hergestellt, das selbst nach einer langen Nutzungsdauer seine guten Gleiteigenschaften beibehält.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
3712015	GleitMatte Fix Liko	CHF 175.00

Aufstehlift Sabina

Die Möglichkeit, jeden Aufsteh- oder Hebevorgang an die Fähigkeiten des jeweiligen Pflegebedürftigen anzupassen, führt immer zu besseren Ergebnissen, als für jeden Pflegebedürftigen die gleiche Lösung zu verwenden.

Der Aufstehlift Sabina ist höhenverstellbar, um unterschiedlich grossen Pflegebedürftigen gerecht zu werden.

Bis zu einem gewissen Grad kann der Aufstehlift Sabina II sogar als Liftter zum Anheben Pflegebedürftiger aus einer sitzenden Position verwendet werden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
2020020	Sabina 200	CHF 3'603.00
2020003	Sabina II EE, ohne Slingbar	CHF 4749.00
2027002	Slingbar 350	CHF 575.00
2027003	Slingbar Comfort 600 mm	CHF 708.00

Aufstehlift MiniLift 200

Einzigartiger Aufstehlifter mit sagenhaftem Komfort.

MiniLift200 ist ein mobiler Aufstehlifter, der dem Pflegebedürftigen beim Aufrichten vom Sitzen in den Stand den höchstmöglichen Komfort bietet. Mit dem richtigen Hebezubehör kombiniert, werden die Füße, der Knie- und Unterschenkelbereich sowie der Rücken des Pflegebedürftigen sicher und angenehm unterstützt.

Den Komfort des MiniLift200 im Vergleich zu anderen Aufstehliftern am Markt muss man selbst erleben! Der Aufstehlifter unterstützt den Pflegebedürftigen, indem er ihn beim Aufstehen entsprechend physiologischer Bewegungsmuster nach oben und vorne hebt. Gleichzeitig werden Beinmuskulatur und Gleichgewichtssinn trainiert.

Die Konstruktion aus Stahl macht MiniLift200 sehr robust und stabil. Dieser Aufstehlifter ist für eine maximale Belastung von 200 kg zugelassen und eignet sich somit auch für grosse und schwere Pflegebedürftige.

Max. Belastbarkeit: 200 kg

Patienten-
und Pflegebedarf **strack**



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
401100334	MiniLift 200	CHF 4'889.00

ThoraxSling zu MiniLift 200, mit Gesässtütze

ThoraxSling ist eine äusserst bequeme Aufstehweste, für den Einsatz mit dem MiniLift200. Einfaches Anlegen entlastet die Pflegekraft. Der ThoraxSling vermittelt dem Pflegebedürftigen ein besonders hohes Sicherheitsgefühl beim Aufstehen und Stehtraining. Er erleichtert auch das An- und Entkleiden beim Toilettengang.

Artikel-Nr.	Grösse / Taillenumfang	Preis inkl. MwSt
45600004	S / 98 cm	CHF 778.00
45600006	M / 105 cm	CHF 809.00
45600007	L / 123 cm	CHF 809.00
45600008	XL / 141 cm	CHF 856.00



ThoraxSling zu MiniLift 200, ohne Gesässtütze

Artikel-Nr.	Grösse / Taillenumfang	Preis inkl. MwSt
45500004	S / 98 cm	CHF 638.00
45500006	M / 105 cm	CHF 685.00
45500007	L / 123 cm	CHF 685.00
45500008	XL / 141 cm	CHF 731.00



Wadenband CalfStrap zu MiniLift 200

CalfStrap ist ein stützendes Wadenband für den Einsatz als Zubehör für den MiniLift200. Das Wadenband vermittelt dem Pflegebedürftigen ein besonderes Gefühl von Sicherheit beim Aufstehen und Transferieren mit diesen Aufstehliftern.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
70200033	CHF 149.00





Gehwagen Topro Taurus

Dieser robuste, kräftige Gehwagen bietet optimale Unterstützung für den bewegungseingeschränkten Benutzer, der somit gut gestützt sichere Schritte gehen kann.

Entwickelt für die moderne Bewegungstherapie kann der Gehwagen bereits als Aufstehhilfe vom Bett oder Stuhl genutzt werden. Mit wenigen Handgriffen ist er auf die ergonomischen Notwendigkeiten seines Nutzers eingestellt. Hierbei werden in erster Linie die Körpergrösse, aber auch der Körperumfang und die Armlagerung berücksichtigt. Die Handgriffe lassen sich optional auf die gewünschte Position einstellen.

Die rutschfesten Räder sind für den therapeutischen Einsatz optimiert. Alle vier Räder sind schwenkbar und bieten somit umfassende Bewegungsfreiheit. Soll diese Freiheit jedoch aus therapeutischen Gründen eingeschränkt werden, so sind die Hinterräder arretierbar und alle Räder mit einer Feststellbremse versehen.

Verschiedene Ausführungen:

- Modell H Basic, Höhenverstellung mit Gasdruckfeder, ohne Bremse
- Modell H Premium, Höhenverstellung mit Gasdruckfeder, mit Bremse
- Modell E Basic, Höhenverstellung elektrisch, ohne Bremse
- Modell E Premium, Höhenverstellung elektrisch, mit Bremse



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
814785	Taurus H Basic	CHF 1'523.00
814787	Taurus H Premium	CHF 2'095.00
814790	Taurus E Basic	CHF 3'114.00
814789	Taurus E Premium	CHF 3'674.00



Freistehbarren

Für den behinderten Menschen ist das tägliche Stehen, u.a. zum Kreislauftraining, für die bestmögliche Entleerung der oberen Harnwege, zur Osteoporose-Prophylaxe und zur Kontraktur-Prophylaxe besonders wichtig.

Die spezielle Konstruktion des Freistehbarrens ermöglicht sicheres und stabiles Stehen ohne eine Verankerung.

Durch die integrierten Transportrollen kann der Freistehbarren an jede Stelle mit ebenem Untergrund (auch im Freien) gerollt werden. Der Benutzer hat also immer die Möglichkeit dort zu stehen, wo er möchte.

- Erhältlich mit elektrischer oder manueller Gurtaufrollvorrichtung.
- Lässt sich individuell auf den Benutzer einstellen
- Patiententhaltegurt mit Boden
- Tisch mit Körperausschnitt
- Gasfederunterstützte Höhenverstellung (98 bis 130 cm)
- Kniepelottenhalterung höhen- und tiefenverstellbar
- vorne Transportrollen / hinten Gummifüsse



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
RR021000002	Freistehbarren	CHF 3'447.00
RR022080000	manuelle Gurtaufrollvorrichtung	CHF 962.00
RR022080000	elektrische Gurtaufrollvorrichtung	CHF 3'662.00



Balancetrainer Thera-Trainer Balo

Der Thera-Trainer Balo ist ein dynamischer Steh- bzw. Balancetrainer. Mit ihm lassen sich Füße, Beine und Becken je nach Trainingsziel in nahezu jeder Position einzeln oder gemeinsam sichern. Damit lässt sich der Thera-Trainer Balo auch ideal auf die unterschiedlichen Bedürfnissen von schwer und schwerst betroffenen Menschen (auch Wachkomapatienten) einstellen, die nicht selbstständig stehen können.

Mit diesem Trainer können auch Betroffene mit wenig oder keiner Rumpfstabilität nachhaltig und sicher trainieren. Das Training im aufrechten Stand erleichtert die Atmung, stabilisiert den Kreislauf und regt den Stoffwechsel an. Durch seine Balance-Einheit können Betroffene mit dem dynamischen Trainer zudem ihr Gleichgewicht und auch ihre Beweglichkeit erhalten bzw. verbessern.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
A001-494	Thera-Trainer Balo	CHF 6'973.00

Bewegungstrainer Motomed

Motorunterstütztes Bewegungs-Therapiegerät. Mit dem Motomed können Arme oder Beine entweder passiv vom integrierten Motor durchbewegt oder aktiv mit eigener Kraft trainiert werden. Hierzu reichen bereits geringste Restmuskelkräfte aus.

Es sind zwei Ausführungen erhältlich:

- für das Training des Unterkörpers
- für das Training von Ober- und Unterkörper.

Das Motomed für den Ober- und Unterkörper ist abgebildet.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
0029040	nur Unterkörper	CHF 5'700.00
0029020	Ober- und Unterkörper	CHF 7'500.00



Bewegungstrainer Thera-Trainer

Der kleine und handliche Thera-Trainer für Arme und Beine. Für aktive Menschen im häuslichen Bereich und in Einrichtungen. Sie können den Thera-Trainer auf den Tisch stellen um die Arme zu trainieren. Oder Sie stellen ihn auf den Boden und fahren Velo um die Beine zu stärken. Die Bedien- und Anzeigeeinheit informiert Sie über die Drehzahl pro Minute, Kalorien, Anzahl Umdrehungen und Ihre Trainingszeit.

Es sind zwei Ausführungen erhältlich:

- Thera Trainer mit Motor für das unterstützende Training.
- Thera Trainer ohne Motor für das Training mit eigener Muskelkraft.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
A004-958	ohne Motor	CHF 998.00
A004-419	mit Motor	CHF 2'489.00





Tiefenstrahler Repuls - Schmerztherapiegerät



Der Repuls Tiefenstrahler arbeitet mit gepulstem hochintensivem kaltem Rotlicht, das ohne Wärme tief in das Gewebe eindringt und den entzündungssteuernden Leukotrienstoffwechsel unterbricht. Schmerzen können so **ohne Nebenwirkungen** erfolgreich gelindert und beseitigt werden.

Wann wird der Repuls angewendet?

- Schmerzlinderung
- Sehnenerkrankungen
- Muskelverspannungen
- Erkältungserkrankungen
- Wundheilung und Hautentzündungen
- Hautausschläge

Gegen Entzündungen und Schmerzen

Eigenschaften:

- Bestrahlung von Gelenken, Haut, Binde- oder Muskelgewebe
- Behandlung max. 20 Min und bis 2x pro Tag
- Positive Wirkung bereits nach wenigen Behandlungen
- Einfache Anwendung durch Aufsetzen auf die Haut



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
SEM8051	Repuls 4	CHF 3'980.00
1003	Repuls 7 (Klinikversion)	CHF 5'760.00

Thera-Band

Die Thera-Band Übungsbänder sind vielseitige Widerstandsprodukte aus Naturlatex mit nahezu unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten zur Steigerung von Kraft, Mobilität und Flexibilität. Grösse: 5,5 x 14 cm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
35980002	schwach, gelb	CHF 27.50
35980003	mittel, rot	CHF 27.50
35980004	stark, grün	CHF 27.50
35980005	extra stark, blau	CHF 27.50

Igel-Noppenball

Der Klassiker für Reflexzonenmassage, Durchblutungsförderung und Entspannung. Für die Therapie und zu Hause.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
61006	6 cm, orange	CHF 4.00
61008	8 cm, gelb	CHF 4.00
61009	9 cm, rot	CHF 4.00
61010	10 cm, blau	CHF 4.00

Händedesinfektion Ecolab Skinman Soft

Das Händedesinfektionsmittel Ecolab Skinman Soft ist ein viruzides, flüssiges Händedesinfektionsmittel mit Vitamin E, Glycerin und Panthenol. Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Verbindet hautschonende Händedesinfektion und Hautpflege.

- Hautschonend und zuverlässig
- Zuverlässige Händedesinfektion gibt Sicherheit in der Klinik und Praxis
- Bestmögliche Absicherung für den Anwender
- Ausgezeichnete Hautverträglichkeit (hautneutraler pH-Wert 5,5)
- Hautschonend, angenehmes Hautgefühl auch bei häufiger Anwendung
- Einsetzbar bei meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
3067530	100 ml Flasche	CHF 3.95
3067590	500 ml Flasche	CHF 11.75
3067650	1 Liter Flasche	CHF 20.90
307690	5 Liter Flasche	CHF 91.30

Flächendesinfektion Ecolab Incidin

Die neue Hi-speed H₂O²TM-basierte Incidin® OxyFoam- und OxyWipe-Reihe mit ihren beeindruckenden Eigenschaften stellt alle Anwender, ob im Krankenhaus oder in Heimen, zufrieden.

Die gebrauchsfertigen Reinigungs- und Desinfektionsmittel wirken mit ihrer patentierten Wasserstoffperoxid-Formulierung gegen ein breites Spektrum an Bakterien und Viren und hinterlassen aufgrund ihrer schnellen Verdunstungsrate keine aktiven Rückstände (S = Sporicide; ist zusätzlich wirksam gegen bakterielle Sporen wie z.B. Clostridium Difficile).



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verpackung	Preis inkl. MwSt
3082160	OxyFoam	750 ml	CHF 17.80
3082060	OxyFoam S	750 ml Sporicide	CHF 20.80
3082360	OxyWipes Tücher	100 Stück	CHF 17.90
3082240	OxyWipes S Tücher	100 Stück Sporicide	CHF 27.55
3087450	OxyFoam S	5 Liter	CHF 113.95



Pflegerufsystem

Der Genius ist für alle geeignet, die zu Hause im Ernstfall schnell und einfach Hilfe benötigen. Der Handsender kann am Handgelenk oder um den Hals getragen werden. Auf Knopfdruck baut der Genius ein Telefongespräch mit Angehörigen oder einer professionellen Notrufzentrale auf. Sie und der Angehörige/die Notrufzentrale können frei miteinander sprechen und geeignete Hilfsmassnahmen vereinbaren.

Abonnement

Basic - CHF 29.- /Monat

Auf Knopfdruck werden Sie mit 1 von bis zu 10 Kontaktpersonen verbunden.

Comfort - CHF 39.- /Monat

Auf Knopfdruck werden Sie mit 1 von bis zu 10 Kontaktpersonen oder mit einer 24h-Notrufzentrale verbunden. Sie benötigen mindestens 3 eigene Kontaktpersonen.

Professional - CHF 49.- /Monat

Auf Knopfdruck werden Sie direkt mit einer 24h-Notrufzentrale verbunden.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
18301001	CHF 449.00



Pflegerufsystem, mit GPS Signal

Das kleine Notrufgerät lässt sich überallhin mitnehmen. So können Sie in der ganzen Schweiz Notrufe auslösen und sich verständigen. Mit dem Notrufarmband lösen Sie auch dann Alarm aus, wenn Sie zu Hause sind.

- Hilfe auf Knopfdruck
- GPS-Modul im mobilen Notruf für präzise Ortung
- Automatischer Versand der GPS-Koordinaten per E-Mail / SMS

Abonnement

Basic - CHF 29.- /Monat

Auf Knopfdruck werden Sie mit 1 von bis zu 10 Kontaktpersonen verbunden.

Comfort - CHF 39.- /Monat

Auf Knopfdruck werden Sie mit 1 von bis zu 10 Kontaktpersonen oder mit einer 24h-Notrufzentrale verbunden. Sie benötigen mindestens 3 eigene Kontaktpersonen.

Professional - CHF 49.- /Monat

Auf Knopfdruck werden Sie direkt mit einer 24h-Notrufzentrale verbunden.



Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
18301036	CHF 499.00



Pflegerufsystem 1

Das Basis-Pflegerufset bestehend aus dem Notruf Armbandsender und dem Steckdosen-Rufmelder ermöglicht pflegebedürftigen Personen das Auslösen von hausinternen Pflegerufen.



Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
RS16	CHF 137.00



Pflegerufsystem 2

Das Basis-Pflegerufset bestehend aus dem Notruf Halsbandsender und dem Steckdosen-Rufmelder ermöglicht pflegebedürftigen Personen das Auslösen von hausinternen Pflegerufen.



Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
RS17	CHF 137.00

Notruf-Uhr Pearl

Diese Notruf-Uhr verbindet sich mit der SmartWatcher App auf Ihrem Smartphone und dient als Alarmknopf. Durch leichtes Drücken des Alarmknopfes an der Uhr werden Ihre Helfer umgehend benachrichtigt.

- Mit Smartphone verbinden
- Kein Service Abo erforderlich
- Bluetooth-Alarmknopf
- Wasserbeständig
- Austauschbare Batterien, Dauer bis zu 3 Monate

Damit die Uhr als Alarmsender benutzt werden kann, benötigen Sie zwingend in unmittelbarer Nähe Ihr Smartphone, welches mit Ihrer Uhr über Bluetooth verbunden sein muss und über die installierte Gratis-App «SmartWatcher» verfügt. Sie können NICHT über die Uhr kommunizieren, weil keine SIM-Karte und kein Mikrofon eingebaut sind.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
7640180880073	Pearl weiss	CHF 279.00
7640180880066	Pearl rot	CHF 279.00



Notruf-Uhr Sense

Die Notruf-Uhr Sense ist eine unabhängige Uhr mit eigener SIM-Karte und 3G Mobilverbindung. Dies bedeutet für Sie, dass es durch das eingebaute Mobiltelefon nicht mehr notwendig ist, ein Telefon mit sich zu tragen, um sich sicher zu fühlen.

Im Notfall drücken Sie einfach auf den Alarmknopf und Ihre Helfer werden alarmiert. Über das eingebaute Mikrofon sowie den Lautsprecher der Uhr können Ihre Helfer mit Ihnen sprechen und Ihren Standort auf einer Karte verfolgen.

- Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
- Eingebaute Swisscom SIM-Karte
- Geotracking (GPS, WPS, LBS)
- Spritzwasser beständig
- 1 bis zu 2 Tage Standby-Zeit

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
7640180880011	Sense schwarz	CHF 349.00
7640180880028	Sense rot	CHF 349.00
7640180880035	Sense weiss	CHF 349.00



Notruf-Uhr Chrono

Die Notruf-Uhr Chrono ist eine unabhängige Uhr mit eigener SIM-Karte und 3G Mobilverbindung. Dies bedeutet für Sie, dass es durch das eingebaute Mobiltelefon nicht mehr notwendig ist, ein Telefon mit sich zu tragen, um sich sicher zu fühlen.

Im Notfall drücken Sie einfach auf den Alarmknopf und Ihre Helfer werden alarmiert. Über das eingebaute Mikrofon sowie den Lautsprecher der Uhr können Ihre Helfer mit Ihnen sprechen und Ihren Standort auf einer Karte verfolgen.

- Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
- Wasserbeständig
- Geotracking (GPS, WPS, LBS)
- 2 bis zu 4 Tage Standby-Zeit

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
7640180880042	Chrono schwarz / gold	CHF 499.00
7640180880103	Chrono weiss	CHF 499.00
7640180880080	Chrono schwarz / schwarz	CHF 499.00





Alarmmatte CareMat

Für Heim- und Spitalbedarf

Die Pflege von Menschen mit Demenz sowie sturz- oder weglaufgefährdeter Patienten stellt grosse Herausforderungen an die Betreuenden. Dabei gilt es die Bewegungsfreiheit der Pflegebedürftigen nicht unnötig einzuschränken, um deren Lebensqualität zu bewahren und die Selbständigkeit im angemessenen Rahmen zu erhalten. Die druckempfindliche Sensormatte CareMat bietet hierbei eine wichtige Unterstützung.

Die CareMat wird einfach vor dem Bett oder vor der Zimmertür positioniert und per Kabel oder Funk an die Lichtrufanlage des Hauses angeschlossen. Sobald eine Person die Matte betritt, löst die CareMat das Signal an die Betreuer aus. Sturzrisiken und Gefahren, die sich durch Weglaufen oder Orientierungslosigkeit ergeben, können somit verringert werden.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
303413	CareMat A, rechteckig, orange	CHF 613.00
357800	CareMat A, rechteckig, grau	CHF 613.00
303418	CareMat B, rechteckig, orange	CHF 429.00
357812	CareMat B, rechteckig, grau	CHF 429.00
310762	CareMat C, halbrund, orange	CHF 580.00
357824	CareMat C, halbrund, grau	CHF 580.00




CareMat A, rechteckig
Abmessungen: 1100 x 700 mm



CareMat B, rechteckig klein
Abmessungen: 700 x 400 mm



CareMat C, halbrund
Abmessungen: 1100 x 700 mm



Alarmmatte Care Mat Set

Für den privaten Gebrauch

Die Notrufmatte CareMat wird einfach vor dem Bett oder vor der Zimmertür positioniert und der Steckdoseneempfänger an eine Steckdose angeschlossen. Sobald eine Person die Rufmatte betritt, löst die CareMat das Signal an die Betreuer im Haus aus. Sturzrisiken und Gefahren, die sich durch Weglaufen oder Orientierungslosigkeit ergeben, können erheblich verringert werden.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
369047	CareMat B, rechteckig, orange	CHF 601.00
369073	CareMat B, rechteckig, grau	CHF 601.00
369074	CareMat C, halbrund, orange	CHF 752.00
369075	CareMat C, halbrund, grau	CHF 752.00



Alarm-Trittmatte Floor Pad

Extraflache Matte für weniger Stolpergefahr.

Druckempfindliche, überwachte Alarmmatte für demente und sturzgefährdete Personen. Die Trittmatte kann an eine Lichtruf- oder Pflegerufanlage angeschlossen werden. Wenn der Sensor betätigt wird, d.h. sobald eine Person auf die Matte tritt, wird ein Signal an den Funkempfänger gesandt. Alarm-Trittmattenset bestehend aus:

Trittmatte ca. 100 x 60 cm mit ca. 3 m Kabel und Stecker
 Batteriesender mit Ein/Aus-Schalter
 Steckdosen-Rufmelder mit optischer-/akustischer Anzeige

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
PR-20149	Floor-Pad	CHF 498.00



Bewegungsmelder RTS40

Der RTS40 ist ein batteriebetriebener Funk-Bewegungsmelder für den Innenbereich. Wird eine Bewegung erkannt, sendet der Melder in Abhängigkeit der Einstellung ein EIN- bzw. AUS-Signal an einen Funkmelder.

Kabelloser Bewegungsmelder mit allen herkömmlichen Rufsystemen (zum Beispiel GETS, Tyco) konfigurierbar!

Privatperson: Bewegungsmelder & Steckdosen-Rufmelder notwendig.

Heime (bei vorhandener Lichtrufanlage)

z.B. Tyco Medical 800 mit Spannungsversorgung im Anschluss
 Bewegungsmelder, Kabel, Stecker, Konfektionierung (CP-VAR für CHF 52.00)

z.B. Gets ohne Spannungsversorgung im Anschluss:
 Bewegungsmelder, Kabel, Stecker, Netzteil (STN-1862 für CHF 21.70)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
RTS40E5001-01-02K	Bewegungsmelder AUTO	CHF 162.00
RTS40E5001-02-02K	Bewegungsmelder EIN/AUS/AUTO	CHF 173.00
RCP09E5001-15-01K	Steckdosen-Rufmelder	CHF 92.90





Wandklappliege

Bei engem Raum in der Praxis eignet sich die Wandklappliege mit einer Liegefläche von 65 x 200 cm. Manuell hoch- und abklappbar, mit Kippsicherung, Metallgestell pulverbeschichtet in weissaluminium, hochwertige Zweischichtpolsterung mit UV-Licht- und wasserbeständigem Kunstlederbezug. Zulässiges Patientengewicht max. 135 kg. In 24 verschiedenen Farben erhältlich.

Liegefläche: 65 x 200 cm

Optionen gegen Aufpreis:

- Wandklappfunktion elektrisch durch Linearmotor
- Liegeflächenbreite 80 cm
- Gesichtsausschnitt
- Kopfteil
- Abdeckung (für Gesichtsausschnitt)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
22.250.00.000	Lange Seite an der Wand	CHF 1'092.00
22.250.10.000	Kurze Seite an der Wand	CHF 1'092.00



Praxisliege

Praxisliege mit oder ohne Kopfteil. Feste Höhe: 75 cm, rutschfeste Standfüsse, Metallgestell voll geschweisst, pulverbeschichtet in weissaluminium, hochwertige Zweischichtpolsterung mit UV-Licht- und wasserbeständigem Kunstlederbezug. Zulässiges Patientengewicht max. 185 kg. In 24 verschiedenen Farben erhältlich.

Liegefläche: 65 x 200 cm

Optionen gegen Aufpreis:

- Liegeflächenbreite 80 cm
- Kopfteil verstellbar (gegen Aufpreis)
- Gesichtsausschnitt
- Abdeckung (für Gesichtsausschnitt)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
22.200.00.000	Praxisliege	CHF 1'179.00



Behandlungsliege

Behandlungsliege mit elektrischer oder hydraulischer Höhenverstellung von 45 - 96 cm durch Scherenhubgestell, Steuerung per Handschalter (sperrbar), 24-Volt-Antriebstechnik, rutschfeste Standfüsse, Metallgestell pulverbeschichtet in weissaluminium, hochwertige Zweischichtpolsterung mit UV-Licht- und wasserbeständigem Kunstlederbezug. Zulässiges Patientengewicht max. 185 kg. In 24 verschiedenen Farben erhältlich.

Liegefläche: 65 x 200 cm

Optionen gegen Aufpreis:

- abweichende Liegefläche
- Rollenhubsystem
- Fusstaster
- Umlaufbügel
- 3-teiliges Kopfteil
- Beinteil
- Papierrollenhalter

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
22.100.00.000	Behandlungsliege	ab CHF 2'184.00

Vojta-Bobath Liege

Die Vojta-Bobath Anwendungen sind durch ihre speziellen Behandlungstechniken auf einen grossen Druckwiderstand und eine grosse Behandlungsfläche angewiesen. Diesen Anforderungen wird diese Liege in ihrer sehr robusten Bauweise gerecht. Elektrische Höhenverstellung von 45 bis 96 cm durch Scherenhubgestell, Steuerung per Handschalter (sperrbar), 24-Volt-Antriebstechnik, rutschfeste Standfüsse, Metallgestell pulverbeschichtet in weissaluminium, hochwertige Zweischichtpolsterung mit UV-Licht- und wasserbeständigem Kunstlederbezug. Zulässiges Patientengewicht max. 185 kg. In 24 verschiedenen Farben erhältlich.

Liegefläche: 100 x 200 cm

Optionen gegen Aufpreis:

- Liegeflächenbreite: 120 cm / 140 cm / 160 cm
- Rollenhubsystem
- Fusstaster
- Umlaufbügel
- Kopfteil
- Schwerlastoption bis 280 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
22.300.00.000	Vojta-Bobath Liege	CHF 2'665.00

Patienten- und Pflegebedarf **strack**



Lymphliege

Lymphliege mit elektrischer Höhenverstellung von 45 bis 96 cm durch Scherenhubgestell. Steuerung per Handschalter (sperrbar), 24-Volt-Antriebstechnik, Kopfteilverstellung positiv 50° bis negativ 40° mit Gasfederunterstützung, Gesichtsausschnitt mit Abdeckung, geteiltes Fussteil, Unterschenkel Hochlagerung, gasfederunterstützte Beinteilverstellung bis 60°, rutschfeste Standfüsse, Metallgestell pulverbeschichtet in weissaluminium, hochwertige Zweischichtpolsterung mit UV-Licht- und wasserbeständigem Kunstlederbezug, Zulässiges Patientengewicht max. 185 kg. In 24 verschiedenen Farben erhältlich.

Liegefläche: 65 x 200 mm

Optionen gegen Aufpreis:

- Liegeflächenbreite: 80 cm
- Rollenhubsystem
- Fusstaster
- Umlaufbügel
- 3-teiliges Kopfteil

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
22.800.00.000	Lymphliege	CHF 3'869.00



Multifunktionsliege

Die Multifunktionsliege ist elektrisch höhenverstellbar von 45 - 96 cm durch das Scherenhubgestell. Elektrische Dachstellung bis ca 60°, elektrische Beinteilverstellung bis 60°, Steuerung per Handschalter (alle Funktionen einzeln sperrbar), 24-Volt-Antriebstechnik, Kopfteilverstellung positiv 50° bis negativ 40° mit Gasfederunterstützung, Gesichtsausschnitt mit Abdeckung, rutschfeste Standfüsse, Metallgestell pulverbeschichtet in weissaluminium, hochwertige Zweischichtpolsterung mit UV-Licht und wasserbeständigem Kunstlederbezug. Zulässiges Patientengewicht max. 185 kg. In 24 verschiedenen Farben erhältlich.

Liegefläche: 65 x 200 cm

Optionen gegen Aufpreis:

- Liegeflächenbreite: 80 cm
- Rollenhubsystem
- Fusstaster
- Umlaufbügel
- 3-teiliges Kopfteil
- Extensionshalterung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
22.400.00.000	Multifunktionsliege	CHF 3'391.00





Stehbrett

Das Stehbrett ermöglicht neben den bekannten Behandlungsliegenfunktionen ein stufenloses Aufrichten des Patienten bis maximal 85°. Der Patient wird durch drei Haltegurte im Knie-, Becken- und Brustbereich fixiert.

Das Gerät erfüllt durch seine hochwertigen Komponenten höchste Qualitätsstandard und zeichnet sich durch sehr gute Standfestigkeit und lange Lebensdauer aus.

Höhe: 56 cm, fest

Höhenverstellung: 44 - 84 cm, elektrisch, Bedienung durch Handtaster

Aussenmasse: 73 x 205 cm

Gewicht: ca. 110 kg

Polsterung: hochwertige Zweischicht-Schaumstoffpolsterung

Bezug: wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder

Rollen: verkleidete, leichtgängige Doppelrollen mit Feststellmöglichkeit

Hebevermögen: max. 135 kg Patientengewicht

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
22.101.00.000	Stehbrett	CHF 5'485.00

Zubehör zu den Behandlungsliegen (Zubehör variieren für die Behandlungsliegen)

Gesichtsausschnitt



Fusstaster



Doppelstoprollen



3-teiliges Kopfteil



Rollenhubsystem



Umlaufbügel



Papierrollenhalter



Zentralbremse



Trennwand

Der Bezug der Trennwand ist waschbar und in 7 verschiedenen Farben erhältlich. Die Trennwandteile können beliebig angehängt werden.

- Polyester PVC
- waschbar
- Brandschutzklassifizierung M1
- Masse: 1780 x (3x590) mm
- ist jeweils beliebig um 590 mm verlängerbar

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
3503	ab CHF 894.00

Chromstahlboy

Diese Chromstahlboy's sind aus sehr hochwertigem Chromnickelstahl gefertigt worden und können überall im Gesundheits- oder Pflegebereich eingesetzt werden. Sie eignen sich hervorragend für den anspruchsvollen Arbeitsalltag in Pflegeheimen oder Spitälern.

Zum Beispiel in der Küche, im Lager oder bei der Pflege dienen sie als praktische Ablagefläche oder als Transportwagen. Sie sind sehr schiebeleicht und wendig mit optimaler Arbeitshöhe für mehr Ergonomie am Arbeitsplatz. Die Wagen können individuell auf Kundenbedürfnisse zusammengestellt werden.



Artikel-Nr.

441

Preis inkl. MwSt

ab CHF 439.00

Patienten- und Pflegebedarf **strack**



Funktionswagen

Mobiler und stabiler Verbandwagen aus hochwertigen, leichten Materialien. Ergonomischer Schiebegriff, Arbeitsplatte aus Kunststoff.

Es sind unterschiedliche Grössen erhältlich, verschiedene Ausstattungsmöglichkeiten und vielfältige Farbkombinationen sowie ein grosses Angebot an Zubehör.



Laptopwagen

Entwickelt, um sich zu bewegen und alle Arten von Laptop's zu unterstützen. Der Wagen bietet maximale Sicherheit. Die Höhe kann individuell eingestellt werden.

- antibakterielle Eigenschaften
- zwei Griffe auf der Vorderseite
- Barcode-Scanner-Halterung auf der rechten Seite
- 4 Räder 100 mm, davon 2 bremsbare Räder

Artikel-Nr.

970

Preis inkl. MwSt

CHF 1'325.00





Nierenschale

Die Nierenschale kann als Auffangbehälter für Körperausscheidungen und ebenso als Instrumentenschale verwendet werden. Dank der ergonomischen Form ist die Nierenschale perfekt anliegend zum Beispiel am Hals oder an der Wange.

Abbildung in Edelstahl.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
29032	Nierenschale Edelstahl	CHF 5.60
29031	Nierenschale Kunststoff	CHF 3.70



Blutdruckmessgerät Aneroid

Blutdruckmessgerät mit Klettmanchette. Das Manometer ist überdrucksicher und mit korrosionsfreiem Messwerk ausgerüstet. Mit Steckanschluss für die Manschette.

inkl. Reissverschluss-Etui

Manschette 22-32cm Armumfang

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
031-0-111	Blutdruckm. Einschlauch	CHF 75.90
041-0-131	Blutdruckm. Doppelschl.	CHF 79.90



Blutdruckmessgerät Medicus Control

Das Basisgerät für die Oberarmmessung. Mit zusätzlicher Arrhythmie-Erkennung, zeigt Herz-Rhythmus-Störungen während der Messung an.

- 30 Speicher für 14-Tage-Profil
- Blutdruck-Bewertungsskala nach WHO
- schonendes Aufpumpen
- Extragrosse 3-Werte-Anzeige
- Manschette für Armumfang 22 bis 42 cm

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
461-0-143	CHF 89.00



Blutdruckmessgerät medistar+

Vollautomatisches Blutdruckmessgerät für die Messung am Handgelenk.

- zeigt Herzrhythmusstörungen an
- grosses Display mit 3-Werte-Anzeige
- Speicher für 90 Messwerte
- Handgelenkumfang 13,5-21,5cm

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
476-0-143	CHF 37.00



Fingerpulsoximeter

Besonders bei Menschen die an Herzinsuffizienz, Asthma oder anderen chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen leiden, ist eine regelmässige Kontrolle der Sauerstoffsättigung des Blutes ratsam.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
45430	CHF 49.90



Infusionsständer

Aus hochwertigem Edelstahl. Zur Anwendung in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegebereichen. 5-Fuss-Stativ für sicheren Stand. Mit stabilem Kunststoffkreuz. Sicherheitshaken für Infusionsflaschen.

- Inklusive Tropfglas aus Kunststoff
- Geräuscharme Doppelrollen mit 2 Bremsrollen
- 2 Sicherheitsrollen und 1 **antistatische Rolle**
- Belastung pro Aufhängehaken max. 2 kg
- Stufenlos höhenverstellbar bis ca. 213 cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
464201	Infusionsständer	CHF 119.00

Stadiometer Seca 217

Längenmessung

Das mobile Stadiometer seca 217 zeichnet sich durch eine besonders hohe Materialqualität und ein ausgeklügeltes Stecksystem aus.



Messtation Seca 287

Drei Ultraschall-Sensoren-Paare erfassen in Millisekunden das Gewicht und die Körpergröße des Patienten und ein speziell entwickelter, digitaler Auswertalgorithmus sorgt für eine unvergleichlich hohe Messgenauigkeit.



Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
217 1721 009	CHF 280.00

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
287 7000 899	CHF 2'467.00

Stethoskop Seca S30

Durch die erstklassige Verarbeitung eignet sich dieses Stethoskop hervorragend für den täglichen Einsatz in der Klinik oder im Pflegedienst.



Personenwaage Seca 807

Es sind die extra flachen Abmessungen, die das Betreten dieser Waage so bequem machen. Hochwertige Glasoberfläche, Kraftaufnehmer aus Edelstahl, extra grosse LCD-Ziffern.



Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
S300001001	CHF 75.00

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
8071300009	CHF 94.00

Säulenwaage Seca 769

Vielseitig, wartungsarm, standortunabhängig, äusserst energiesparend und damit hoch rentabel. Mit ihren Transportrollen ist die Säulenwaage äusserst flexibel und sehr leicht zu bewegen. Zusätzlich ist die seca 769 mit mehreren intelligenten Funktionen ausgestattet. Zum Beispiel erlaubt die BMI-Funktion eine zuverlässige Bewertung des Ernährungszustands des Patienten.

- max. Benutzergewicht: 200 kg
- Teilung: 100 g
- Standortunabhängig durch Batteriebetrieb
- Einfach zu transportieren
- Rentabel und wartungsarm durch sparsamen Verbrauch

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
769	CHF 824.00



Seca mBCA 515

Zur Ermittlung der Körperzusammensetzung

Wenn es um die genaue Analyse der Körperzusammensetzung geht, spielen nicht nur Grösse und Gewicht eine zentrale Rolle, sondern auch die Fett-, Muskel- und Wasseranteile im Körper des Patienten. Bequemes Eingeben und Ablesen der Ergebnisse durch drehbares Touch-Screen-Display. Fester Stand und reproduzierbare Ergebnisse durch Griffelektroden an Stehhilfe. Integrierte Waage mit einer Tragkraft von bis zu 300 kg.

Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
515 7021 099	auf Anfrage





Stuhlwaage Kern

Eichklasse III

- Max. Belastbarkeit: 250 kg
- Grosses hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Ergonomisch angeordnete Handgriffe
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht

Diese Stuhlwaage ist das ideale Messinstrument für Altenheime, Reha-Zentren und Kliniken mit hohem Patientenaufkommen, einschliesslich Wiegungen im adipösen Bereich bis 250 kg. Durch ihre vier Räder wird eine höhere Zeiteffizienz des Klinikpersonals sowie eine verbesserte Sicherheit der Patienten erreicht, die in ihrem gewohnten Umfeld gewogen werden können. Für gebrechliche Patienten bietet die bequeme Stuhlform sicheren Halt während der Wiegung. Umklappbare Armlehnen und Fussstützen erleichtern das Platznehmen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
MCC250K100M/965-129	Stuhlwaage Kern	CHF 1'406.00



Stuhlwaage Seca 956

Eichklasse III

- Max. Belastbarkeit: 200 kg
- Teilung 100 g
- Intuitives Bedienelement für leichtes Bedienen
- Alle wichtigen Funktionen für maximalen Nutzen

Die Seca 956 erfüllt alle Grundstandards medizinischer Anforderungen. Hinzu kommen typische Seca Vorteile, die ergonomisch geformte Sitzschale und die besonders leichtgängigen Rollen, die zusammen mit dem ergonomisch geformten Griff das Schieben der Stuhlwaage deutlich vereinfachen. Natürlich hat die Seca 956 die wichtige Funktion TARA, die es erlaubt, jedes neu hinzugefügte Gewicht separat zu wiegen – und HOLD, die es dem Personal gestattet, sich erst um den Patienten zu kümmern und dann das Messergebnis abzulesen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
956	Stuhlwaage Seca 956	CHF 1'993.00



Stuhlwaage Seca 959

Eichklasse III
funkfähig

- Max. Belastbarkeit: 300 kg
- BMI-Funktion
- abklappbare Armlehnen & Fussstützen
- hintere Radfeststellbremsen
- Teilung von 50g bis 150g (speziell für Kinder- und Jugendmedizin)

Rücksicht und Komfort – diese Aspekte stehen bei diesem extrem stabilen Modell aus stählernen Rundrohrrahmen im Vordergrund. Eine bequeme Sitzschale sorgt für sicheren Halt. Die Positionierung des Anzeigeelementes hinter dem Stuhl erlaubt ein intuitives Arbeiten mit den vielfältigen Funktionen wie TARA, HOLD und BMI. Mit der Seca 360° wireless Funktechnologie können die Messwerte auf Knopfdruck an einen Seca Funkdrucker oder den PC versendet werden. Diese Stuhlwaage, wahlweise über Netz oder Akku betrieben, leistet überall unschätzbare Hilfe: Ob in der Reha, der Orthopädie, der Dialyse, im Bereich der Alten- und Pflegebetreuung.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
959	Stuhlwaage Seca 959	CHF 2'962.00

Rollstuhlwaage Kern

Eichklasse III


Drei Waagen in einer: Durch das praktische Haltebügel-Set KERN MWS-A02 kann die Rollstuhlwaage mit wenigen Handgriffen in eine Multifunktionswaage verwandelt werden. So können Patienten freistehend, auf die Haltebügel aufgestützt oder in einem Rollstuhl gewogen werden. Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrrampen an beiden Seiten erleichtern das Auffahren.

Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste „eingefroren“. Waage kann mittels 2 Rollen und 1 Handgriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden.

- Max. Belastbarkeit: 300kg
- Stativ optional erhältlich
- Intuitive Bedienung über Tastenblock
- PRE-TARA-Funktion für 5 Gewichtswerte
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- Batterie- und Netzbetrieb möglich
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmässig

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
MWS300K100M/965-129	Rollstuhlwaage Kern	CHF 1'991.00

Patienten- und Pflegebedarf **strack**



Rollstuhlwaage Kern

Eichklasse III

Rollstuhlwaage mit zwei integrierten Auffahrrampen für bequemes Auffahren – mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik. Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste „eingefroren“. Dynamic-Weighing-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts, ideal für unruhig stehende Patienten.

- Max. Belastbarkeit: 300 kg
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- Wägebereich: max. 300kg / Mindestlast: 2kg
- Ablesbarkeit: 100g / Wandhalterung: ja
- Kabellänge Anzeigegerät: 3m / Stativhöhe: 94cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
MWA300K-1PM/965-129	Rollstuhlwaage Kern	CHF 2'111.00



Rollstuhlwaage Seca 665

Eichklasse III
funkfähig

- Max. Belastbarkeit: 300 kg
- Teilung 50 g
- Stromversorgung: Akku / Netzgerät

Mit ihrer hohen Tragkraft von 300 kg ist selbst das Wiegen schwergewichtiger Patienten eine Leichtigkeit. Dank der äusserst flachen Plattform ist diese Waage leicht zu befahren. Die fest installierten seitlichen Begrenzungen sorgen zusätzlich für Sicherheit. Die integrierte Pre-TARA-Funktion ermittelt durch Zugriff auf den internen Gewichtsspeicher in Sekundenschnelle das Nettogewicht des Patienten. Alle Daten können nach dem Wiegen sofort per Funk an einen Funkdrucker oder einen PC versendet werden. Das drehbare LCD-Display mit grossen Ziffern ist sowohl für Patient als auch Pflegepersonal gut und schnell ablesbar. Mit wenigen Handgriffen ist die Seca 665 zusammengeklappt und dank ihrer Transportrollen mobil einsetzbar.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
665	Rollstuhlwaage Seca 665	CHF 3'501.00





Inhalationsgerät Pari TurboBoy SX

Der PARI TurboBOY SX ist für die Therapie von Atemwegkrankungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bestens geeignet. Er kann zur Therapie von Erkrankungen wie z. B. Bronchialasthma, allergischem Asthma und akuter oder chronischer Bronchitis eingesetzt werden.

Besonders kurze Inhalationszeit: unter 5 Minuten für 2,5 ml Inhalationslösung. Der im Lieferumfang enthaltene PARI LC SPRINT Vernebler sorgt auch bei kurzen Inhalationszeiten für eine effiziente Lungendeposition. Der Vernebler ist mit dem PIF-Control ausgestattet. Ein System, das eine zu schnelle Einatmung erkennt und beim langsamen Atmen unterstützt. Eine langsame Einatmung fördert den Transport des Medikaments in die Lunge und verringert die frühzeitige Ablagerung z. B. im Rachen.

Für Kinder, bei denen eine Therapie mit dem Mundstück nicht möglich ist, ist zusätzlich eine bequeme Kindermaske im Lieferumfang enthalten.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
085G3200	Pari TurboBoy SX	CHF 332.00



Ultraschallvernebler SonoDrop 2

Für die hygienisch sichere Langzeitbefeuchtung von Patienten. Das geschlossene Isapak Sterilwasser-System leistet eine (warme) Verneblung von bis zu 8 Stunden. Der Vernebler geht auf Knopfdruck sofort in Betrieb. Das Isapak Sterilwassersystem ist in drei Schritten schnell und einfach zusammengebaut. Mit integrierter Heizung.

Aufgrund der grossen Nebeldichte und dem hohen Anteil an lungengängigen Teilchen (MMAD ~ 4.5 µm) erreicht der Vernebler eine tiefenwirksame Ultraschallvernebelung.

Anwendungsgebiete:

- Pneumonieprophylaxe in Klinik und Altenheim
- Befeuchtung in der häuslichen Pflege und Tracheostomapflege
- Robuster Betrieb in der Arztpraxis und zu Hause

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
M 55101-05	SonoDrop 2	CHF 2'518.00



Sekretpumpen

Tragbarer Sekretpumpen mit 3-facher Übersaugbarkeit durch moderne Filtertechnologie, integrierten Überlaufschutz und Direct-Docking-System (DDS).

Anwenderfreundlich. Einsatz auf Station und Pflege-/Rehabereich. Kompakter Aufbau. Stufenlose Vakuumregulierung und Präzisionsanzeige. Graduierter Sekretbehälter 1 l. Sekretbehälterdeckel mit 3-facher Übersaugbarkeit durch moderne Filtertechnologie, integrierten Überlaufschutz und DDS. Modernes, funktionales Design.

Modell C 161 DDS: Besonders anwenderfreundlich; Einsatz auf Station und im Pflege- / Rehabereich.

Modell C 261 DDS: Extra leistungsstark für besonders zähe Sekrete. Einsatz auf Station und im Pflege- / Rehabereich. Inklusive Schiebeklappe zum Schutz der Bedienelemente.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
313.0000.0	Modell C 161 DDS	CHF 890.00
313.0100.0	Modell C 261 DDS	CHF 1'490.00

Sauerstoffkonzentrator Kröber

Ein servicefreundlicher und geräuscharmer Sauerstoffkonzentrator in modernem Design. Durch die kompakten Masse und die Vielzahl elektronischer Hilfen ist dieser Sauerstoffkonzentrator bestens für den Heim- und Praxisbereich geeignet.

- Gewicht: 19,8 kg
- modularer Komponentenaufbau
- hohe Servicefreundlichkeit
- leicht zugängliche Filter und Sicherungen
- USB- Schnittstelle
- modernes Design und einfache Bedienung
- neue, innovative Sensor – Messzelle
- flüsterleise
- mikroprozessorgesteuert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
KR02.00	Kröber	CHF 1'380.00



Sauerstoffkonzentrator Platinum Mobile

Die Sauerstoffversorgung für unterwegs! Leichter, tragbarer Sauerstoff-Konzentrator ermöglicht Ihren Kunden aktive Tagesgestaltung und Reisen.

- Akkulaufzeit: Reichweite bis zu 10 Stunden bei Verwendung von zwei Akkus
- Gewicht: 2,22 kg (leicht zu tragen)
- benutzerfreundliche, intuitive Bedienelemente
- schnelle, einfache Wartung aufgrund modularer Bauweise

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
POC1-100B-CH	Platinum Mobile	CHF 6'947.00



Sauerstoffkonzentrator iFill

Bei einem iFill handelt es sich um eine Sauerstoff-Füllstation. Der iFill arbeitet nach dem Prinzip eines Sauerstoffkonzentrators und extrahiert Sauerstoff aus der Raumluft. Der so gewonnene Sauerstoff wird verdichtet und anschliessend in entsprechende Flaschen abgefüllt.

Zuhause einfach selbst Sauerstoffflaschen füllen

- Akkulaufzeit: 6 - 10 Stunden
- Liter: 1,2 / 1,8 / 2,9 Liter
- Gewicht: 30 kg
- Flaschen können beliebig oft befüllt werden
- Unbegrenzte Versorgung mit nachfüllbarem Sauerstoff
- Keine Wartezeit auf Ihre Flaschenlieferung
- Schnelles Füllen der Flaschen - ohne dass diese zuvor entleert werden müssen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
535I-CF-KIT	iFill	CHF 5'385.00





Medikamentenkühlschrank

Im Medizinalbereich stehen Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Medikamentenlagerung an erster Stelle. Ob in Apotheken, Arztpraxen, Kliniken oder industriellen Anwendungsbereichen, überall werden höchste Anforderungen an Medikamentenkühlgeräte gestellt.

Die Medikamentenkühlschränke sind speziell, gemäss den Anforderungen der entsprechenden DIN 58345, für die Lagerung von Arzneimitteln konzipiert.

- Alarm-Test-Funktion
- Digitale Temperaturanzeige
- Umluftkühlung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
MKUV-1610-3	Medikamentenkühlschrank	auf Anfrage

Autoklav MELAtronic

Active Trocknung für verpackte Instrumente

Der MELAtronic verfügt über eine aktive Trocknung. Der Autoklav arbeitet nach dem fraktionierten Strömungsverfahren. Die Mikroprozessor-Steuerung steuert den Programmablauf vollautomatisch und überwacht jederzeit die sichere Sterilisation. Die Anzeige des Betriebszustandes und der Hinweis auf eventuell erforderliche Handlungen des Bedieners erfolgen über das Display.

Der hochwertige Edelstahlkessel, seine Sicherheitseinrichtungen und langlebige Komponenten sichern die Zuverlässigkeit über viele Jahre.

- Einfache und komfortable Bedienung
- Sichere Dokumentation
- Fraktioniertes Strömungsverfahren
- Vollautomatische Programmsteuerung
- Integrierte Prüfung der Wasserqualität



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
ML10615	MELAtronic 15EN+	auf Anfrage

Steckbecken-Spülapparat EC1

Steckbecken-Spülapparat mit dezentraler thermischer Desinfektion für die effiziente Reinigung von Steckbecken, Urinflaschen, Nachtstuhleimern, Nierenschalen, etc.

In perfekter Technik für den Dauereinsatz im Pflegebereich. Frei programmierbare Steuerung mit beleuchtetem Display. Thermische Desinfektion A0-Wert orientiert nach EN ISO 15883-3

- Hocheffizientes Spülsystem mit Power-Clean-Spezialdüsen
- Optimale Reinigung bei niedrigstem Wasserverbrauch
- KODRA-Cleaner zur Härtestabilisierung und Klarspülung
- Gehäuse, Spülkammer und Dampferzeuger aus Edelstahl
- Platzsparende Kompakt-Abmessungen

Sanitärgerichte:

- 1 Steckbecken mit Deckel und 2 Urinflaschen oder
- 1 Nachtstuhleimer mit Deckel im Universalhalter
- 2 Urinflaschen oder Nierenschale oder Waschschiessel etc. je nach Grösse

Spülprogramme:

- Sparprogramm: für Urinflaschen und leicht verschmutzte Steckbecken
- Normalprogramm: für Steckbecken und Nachtstuhleimer



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
EC1	Steckbecken EC1	auf Anfrage

Poollifte

Anhand von Poolliften wird Personen mit eingeschränkter Mobilität der Zugang zum Pool ermöglicht, und zwar auf eine komfortable, funktionale Weise: Die Geräte sind einfach in ihrer Bedienung und angenehm in ihrer Benutzung.

Die Schwimmbadlifte besitzen innovative Eigenschaften. Es handelt sich um zuverlässige, praxiserprobte Geräte, welche Menschen mit eingeschränkter Mobilität den Zugang zu Whirlpools, gemauerten Pools in Therapiezentren und Schlammbädern ermöglichen.

Die Preise verstehen sich exkl. Montage!

Auch weitere Modelle erhältlich!



Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
PLANR00059	CHF 11'104.00



Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
PLF-411RPL-AT1	CHF 6'270.00



Artikel-Nr.	Preis inkl. MwSt
PL-F-004PLB-XR	CHF 8'097.00

Homeglide Outdoor

Der Treppenlift HomeGlide Outdoor für den Aussenbereich vereint alle Eigenschaften und Funktionalitäten des standardmässigen Treppenliftes HomeGlide. Darüber hinaus enthält das Modell HomeGlide Outdoor über 30 besondere, und weitaus mehr als 80 speziell verarbeitete Bauteile, und eine ultimative, branchenführende Wetterschutztechnik, wodurch der Treppenlift das ganze Jahr hindurch einsetzbar ist.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
HGOUTDOOR	Homeglide Outdoor	auf Anfrage 



Treppenlift Simplicity

Für gerade Treppen

Wenn Sie auf der Suche nach einer preisgünstigen Treppenliftlösung sind, dann ist der Simplicity die richtige Wahl für gerade Treppenverläufe. Einer der Vorteile des Simplicity ist seine konstante Lade-funktion. Das bedeutet, dass der Treppenlift zum Aufladen nicht an einer Ladestation geparkt werden muss. Er wird vielmehr über die gesamte Schienenlänge aufgeladen, sodass Sie jederzeit nach oben oder nach unten fahren können!



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
SIMP	Simplicity	auf Anfrage



Simplicity standard

Wenn Sie keine elektrischen Zusatzoptionen benötigen, bietet Ihnen das Modell Simplicity eine sichere und kostengünstige Lösung für das Problem des Treppensteigens. Fussbrett und Sitzdrehung beim Modell Simplicity werden manuell betätigt. Zur Standardausrüstung des Simplicity gehört ein Sitzgurt mit Clipverschluss.

Elektrische Optionen:

- Automatische Fussstütze
- Gleitschiene

Simplicity +

Für Nutzer, die elektrisch betätigte Optionen benötigen, bietet das Modell Simplicity+ eine stilvolle Lösung. Hierbei wird der fortlaufende Ladestreifen an der Schiene des Modells Simplicity mit dem Smart Sitz ausgestattet. Der Smart Sitz bietet Ihnen eine Auswahl von sechs Farben. Beim Simplicity+ sind Fussbrett und Drehsitz optional elektrisch zu betätigen.


Elektrische Optionen:

- Automatischer Drehsitz
- Automatische Fussstütze
- Gleitschiene



Automatische Gleitschiene

Wenn Türen direkt vor oder nach der Treppe sind, bietet die Gleitschiene eine elegante Lösung. Die Schiene gleitet über die Treppe und macht den Durchgang zur Türe automatisch wieder frei.



Bedienhebel



Sicherheitsgurt



Zusammenklappbar



Manueller Drehsitz

Treppenlift Flow2

Für Treppen mit Kurven

Der preisgekrönte Flow2 Treppenlift kann als einer der weltweit führenden Treppenlifte betrachtet werden. Der Flow2 wird auf Ihrer Treppe und nicht an Ihrer Wand angebracht, welches eine schnelle und einfache Installation in Ihrem Zuhause erlaubt.

Für Treppenbreiten ab 61 cm!

Hergestellt mit der allerneuesten Technologie, kann der Flow2 an fast jeder Art von Treppe angebracht werden. Der Automatische Drehsitz ermöglicht es, den Flow2 auf Treppen ab 610 mm Breite anzubringen. Diese Eigenschaft, die exklusiv dem Flow2 vorbehalten ist, ermöglicht es dem Treppenlift während, der Fahrt zu drehen und macht ihn deshalb zu einem der anpassungsfähigsten Treppenlifte der Welt.

Zusammenklappbarer Sitz

Wenn der Flow2 nicht in Gebrauch ist, kann er auf jeder Stufe auf nur 340 mm weggeklappt werden, um anderen Treppennutzern Platz zu gewähren. Der Flow2 hat eine einzige dezente Schiene, die eng an Ihrer Treppe anliegt und auf beiden Seiten der Treppe angebracht werden kann.

Mehrere Stockwerke? Kein Problem!

Der Flow2 kann über mehrere Etagen, mit einer Serie von Kurven und bis zu 34m Gesamtschienenlänge nach Mass angepasst und installiert werden.

Für schmale und enge Treppen

Der Flow2 Treppenlift kann auf Treppen ab 610mm Breite und bis zu 70° Steigung angebracht werden.

Für schmale und enge Treppen!



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt
FLOW2	Flow 2 A	auf Anfrage



Gerader Plattformlift

Der Plattformlift ist die perfekte Lösung für den Innen- und Aussenbereich. Der Lift ist einfach und schnell zu montieren und überzeugt durch eine robuste Plattformmechanik und geringen Wartungsaufwand. Ansprechendes Design, eine sehr schmale Bauweise sowie ein geräuscharmer Betrieb, sind bestechende Merkmale des Plattformliftes.

- Einer der schmalsten Plattformlifte am Markt
- Max. Tragfähigkeit: 300 kg
- Max. Plattformgrösse: Breite: 900mm, Länge: 1250mm
- Lautstärke: unter 60 dB
- Stromversorgung: 1 x 230V / 24V Batterie betrieben



Gekurvter Plattformlift

Der Plattformlift ist der am vielseitigsten einsetzbare Plattform Treppenlift am Markt. Im Innen- wie auch im Aussenbereich fügt er sich elegant in jede Umgebung ein. Ob zu Hause oder im öffentlichen Bereich, auf geraden und gekurvten Treppen, dieser Plattformlift ist ein Synonym für Mobilität und Lebensqualität. Aufgrund der äusserst platzsparenden und kompakten Konstruktion ist der nachträgliche Einbau bei fast jeder Treppe möglich.

- Besonders schmales und kompaktes Design
- Installationen in engsten Treppenläufen
- Innen- und Aussenkurven bei sehr kleinen Kurvenradien
- Bis zu 85 m Fahrbahnlänge
- Oberflächenbeschichtung in jeder RAL Farbe
- Luxusvariante: Fahrbahn und Plattformabdeckungen in Edelstahl



Rollstuhlhebepöhlen

Eine Hebeböhlen ist die ideale Lösung für den ungehinderten Zutritt von Personen im Rollstuhl, zu Gebäuden im öffentlichen Bereich als auch zum privaten Wohnbereich.

Wo Rampen zu steil oder zu lang sind - wenn Treppenlifte und Aufzüge wegen eines zu kleinen Höhenunterschiedes unnötig sind, bieten wir Ihnen eine grosse Auswahl an verschiedenen Hebeböhlen an.

Dank der äusserst einfachen Installation und hohen Sicherheit bei der Nutzung gewährleisten diese Lifte ein grosses Mass an Freiheit. Die Hebeböhlen sind im Innen- oder auch im Aussenbereich einsetzbar.

Wir bieten Ihnen verschiedene Hubhöhen von 730 - 4000 mm



Senkrechtlift

Kundenspezifische Lösungen: Ob für den Innen- oder Aussenbereich, auf kleinem Raum oder über mehrere Stockwerke - die Lösungen und die Auswahl decken jeden Bedarf ab.

Unter den Senkrechtliften gibt es viele Optionen. Um unsere Senkrechtlifte zu montieren, ist teils nur sehr wenig bauliche Veränderung nötig. Beispielsweise kommt unser hydraulischer Senkrechtlift Gulliver ohne Bodengrube oder Maschinenraum aus. Die Senkrechtlifte lassen sich leicht in bestehende Wohnungen oder Privathäuser integrieren, passen aber auch in Neubauten.

Wie bei einem herkömmlichen Lift sind unsere Senkrechtlifte sehr leicht zu bedienen - und natürlich ergonomisch auf Rollstuhlfahrer angepasst.

- kundenspezifische Lösungen auch auf engstem Raum
- für öffentliche Gebäude, Wohnungen oder Privathäuser
- hohes Mass an Zuverlässigkeit und Sicherheit
- Leichte und einfache Bedienung
- Unkomplizierte Montage ohne viele bauliche Veränderungen





Miet - Service

Ein grosses Sortiment von Hilfsmitteln steht Ihnen zur Miete bereit!

Sehr viele Menschen sind oft nur vorübergehend auf ein Hilfsmittel angewiesen, sei es aufgrund einer Operation oder einer Krankheit. In diesen Fällen ist es kostengünstiger und sinnvoller, das Hilfsmittel zu mieten.

Kontaktieren Sie uns - Gerne informieren wir Sie über die Miet- und Lieferbedingungen.

Auf Wunsch Lieferung bis vor die Haustüre!

bis 10 km CHF 34.45 (Pauschal)
ab 10 km CHF 2.45 pro km

Berechnet wird Anfahrt & Rückfahrt!

Lieferkosten Pflegebett

Lieferung & Aufbau: CHF 269.00
Abbau & Abholung: CHF 302.00



Kauf aus Miete ist möglich!

Die meisten Mietartikel können bei uns auch gekauft werden. Sollte sich herausstellen, dass der gemietete Artikel doch länger gebraucht wird, bieten wir günstige Konditionen für einen Kauf an. Verlangen Sie ein unverbindliches Angebot.

Lieferzeit

Pflegebetten, Matratzen, Antidekubitus-Systeme, Rollstühle & Rollatoren können kurzfristig geliefert werden.

Wir sind selbstverständlich bemüht, innert wenigen Tagen Ihnen das gewünschte Miet-Produkt zu Verfügung zu stellen.

Bei den Abbildungen handelt es sich um ein Muster. Die Mietgeräte können von den Abbildungen abweichen.





Duschstuhl

Mit Hilfe des Duschstuhles kann das Duschen mühelos im Sitzen vorgenommen werden.

Weitere Informationen auf Seite 16.

Preis pro Monat	CHF 33.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 39.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 159.00



Toiletten- / Nachtstuhl

Ein Toilettenstuhl ersetzt die Toilette direkt neben dem Bett.

Aus hygienischen Gründen müssen folgende Artikel gekauft werden:

Topf: Artikel-Nr: 84005066 / CHF 39.50

Deckel: Artikel-Nr: 84005067 / CHF 12.00

Weitere Informationen auf Seite 21.

Preis pro Monat	CHF 33.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 39.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 239.90



Dusch- und Toilettenstuhl

Der Dusch- und Toilettenstuhl erlaubt eine selbstständige persönliche Hygiene. Dem Pflegepersonal wird das Helfen so einfach wie möglich gemacht.

Aus hygienischen Gründen müssen folgende Artikel gekauft werden:

Becken: Artikel-Nr: 8020 9255 / CHF 85.00

oder Eimer: Artikel-Nr: 650009 / CHF 22.00

Weitere Informationen auf Seite 17.

Preis pro Monat	CHF 59.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 49.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 874.00



Badewannenlift

Der Badewannenlift garantiert ein bequemes und selbständiges Ein- und Aussteigen ohne fremde Hilfe.

Aus hygienischen Gründen müssen folgende Artikel gekauft werden:

Bezugsset: Artikel-Nr: 1470576 / CHF 92.00

Weitere Informationen auf Seite 25.

Preis pro Monat	CHF 38.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 53.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 379.00



Gehgestell

Gehgestelle oder Gehrahmen sind leichte Stützgestelle mit vier Aufstandspunkten auf dem Boden.

Preis pro Monat	CHF 15.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 39.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 89.00

Weitere Informationen auf Seite 35.



Rollator

Ein Rollator wird dann benötigt, wenn man grundlegend die Sicherheit beim Gehen verliert. Es können auch mangelnde Muskelkraft oder verringerte Belastbarkeit der Beine zur Einschränkung der Mobilität führen.

Preis pro Monat	CHF 39.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 39.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 395.00

Weitere Informationen auf Seite 36.



Rollator mit Unterarmauflagen

Wenn Sie beim Gehen zusätzlichen Halt und Unterstützung wünschen, sollten Sie sich für einen Rollator mit Unterarmauflagen entscheiden.

Preis pro Monat	CHF 54.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 39.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 965.00

Weitere Informationen auf Seite 37.



Standard-Rollstuhl

Alle unsere Basis-Rollstühle sind faltbar und sind in verschiedenen Sitzbreiten erhältlich.

Preis pro Monat	CHF 59.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 53.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 860.00

Optional können hochschwenkbare Fussstützen montiert werden.
(Aufpreis CHF 15.- / pro Monat)

Weitere Informationen auf Seite 38.



Spezial-Rollstuhl

Unsere Spezial-Rollstühle verfügen üblicherweise über eine Sitzkantelung und Rückenwinkelverstellung per Gasdruckfeder. Dies ermöglicht eine Positionierung des Nutzers von einer aufrechten zu einer halbliegenden Sitzposition, während er im Rollstuhl sitzt.

Preis pro Monat	CHF 148.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 74.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 2'690.00

Weitere Informationen auf Seite 43.



Elektrorollstuhl

Grenzen überwinden mit dem Elektro-Rollstuhl, Selbständigkeit entwickeln, Freiräume erobern, und das alles ganz alleine.

Preis pro Monat	CHF 290.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 106.00
Mindestmietdauer	3 Monate
Neupreis	CHF 7'421.00

Weitere Informationen auf Seite 51.



Scooter

Unsere Scooter ermöglichen Gehbehinderten, auch längere Strecken zügig zurückzulegen.

Preis pro Monat	CHF 260.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 106.00
Mindestmietdauer	3 Monate
Neupreis	CHF 2'900.00

Weitere Informationen auf Seite 54.



Schiebe- und Bremshilfe

Mit der Schiebehilfe wird das Schieben, aber auch das Bremsen eines Rollstuhls, kinderleicht.

inkl. Rollstuhl

Preis pro Monat	CHF 290.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 106.00
Mindestmietdauer	3 Monate
Neupreis	CHF 3'600.00

Weitere Informationen auf Seite 46.



Treppensteigergerät, Scalamobil

Treppensteiger mit patentiertem Steigmechanismus zum mühelosen Überwinden von Treppen aller Art.

Preis pro Monat	CHF 350.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 106.00
Mindestmietdauer	1 Monate
Neupreis	CHF 9'623.00

Weitere Informationen auf Seite 45.



Treppenlift

Bleiben Sie länger zu Hause wohnen mit dem Treppenlift, montiert von Strack AG.

Preis pro Monat	Auf Anfrage
Einmalige Grundgebühr	
Mindestmietdauer	
Neupreis	

Weitere Informationen auf Seite 98.



Pflegebett

Bei unseren Pflegebetten ist die Betthöhe stufenlos verstellbar. Das Kopf- und Fussteil lässt sich mit dem Handschalter beliebig verstellen. Die Seitengitter lassen sich einfach von Hand absenken und sind dezent im Bettahmen integriert.

inkl. Aufrichter
Grösse: 90 x 200 cm
(Bettverlängerung möglich)

Weitere Informationen auf Seite 60.

Preis pro Monat	CHF 81.00
Einmalige Grundgebühr	-
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 2'467.00

Lieferung + Aufbau	CHF 269.00
Abbau & Rücktransport	CHF 302.00



Pflegebett Einlegerahmen

Pflegebett-Einsatz mit elektrischer Höhen-, Kopfteil- und Knieknickverstellung. Bedienung per Handtaster.

Grösse: 90 x 200 cm

Weitere Informationen auf Seite 66.

Preis pro Monat	Auf Anfrage
Einmalige Grundgebühr	
Mindestmietdauer	
Neupreis	CHF 2'762.00



Niedrigpflegebett

Das Niedrigpflegebett ist eine optimale Boden-Bett-Lösung für den Einsatz in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen.

Elektrische Höhenverstellung: 10 cm - 80 cm
Grösse: 90 x 200 cm

Weitere Informationen auf Seite 64.

Preis pro Tag	CHF 29.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 125.00
Mindestmietdauer	1 Tag
Neupreis	CHF 7'803.00



Aufrichter

Freistehender Aufrichter, passend für jedes Bett.

Der Aufrichter ist in drei Teile zerlegbar!

Weitere Informationen auf Seite 63.

Preis pro Monat	CHF 20.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 39.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 249.00




Bett-Tisch

Der Bett-Tisch lässt sich problemlos ans Bett heranfahren. Die grosse Tischplatte ist verstellbar. Die kleine Tischplatte ist fest, zum Beispiel für Getränke.

Weitere Informationen auf Seite 72.

Preis pro Monat	CHF 30.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 39.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 129.00



Standard-Pflegematratze

Die Standard-Pflegematratze besteht aus einfachem PU-Schaumstoff.

Nicht zur Dekubitus-Prophylaxe geeignet.

Grösse: 90 x 200 x 12 cm

Weitere Informationen auf Seite 67.

Preis pro Monat	CHF 20.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 60.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	ab CHF 155.00



Gesundheitsmatratze


Empfohlen bei:

- Rückenschmerzen
- Kopfschmerzen durch Verspannungen
- Nackenschmerzen
- schlaffördernde Wirkung

Grösse: 90 x 200 x 15 cm

Weitere Informationen auf Seite 68.

Preis pro Monat	CHF 46.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 60.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 749.00



Viscoelastische Auflage

Das hier verwendete, viscoelastische Material reagiert auf Körperwärme und Körpergewicht. Die weiche Matratzen-Auflage passt sich an, wie eine zweite Haut.

Grösse: 90 x 200 x 7 cm

Weitere Informationen auf Seite 68.

Preis pro Monat	CHF 46.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 60.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 680.00



Antidekubitusmatratze

Antidekubitusmatratzen dienen zur Druckentlastung. Druckstellen oder Dekubitus entstehen auf Grund eines zu grossen Drucks auf bestimmte Hautstellen, verstärkt durch Reibung oder Schwerkkräfte.

Grösse: 90 x 200 x 18 cm

Weitere Informationen auf Seite 69.

Preis pro Monat	CHF 120.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 120.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 1'892.00



Wechseldruckmatratze P&T

Das Pulsations-Komplettersatzsystem mit Luftzellen aus hochwertigem Polyurethan (PU). Anwendungsgebiet: Schmerztherapie, Dekubitus-therapie bis Stadium 4 (sehr hohes Risiko).

Grösse: 90 x 200 x cm

SLK I - Auflage (geringes Risiko)
Preis pro Tag CHF 8.00

SLK II - Auflage (mittleres Risiko)
Preis Pro Tag CHF 10.00

Weitere Informationen auf Seite 70.

Preis pro Tag	CHF 16.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 220.00
Mindestmietdauer	1 Tag
Neupreis P&T	CHF 4'234.00
Neupreis SLK IV	CHF 8'554.00

SLK III - Matratze (hohes Risiko)
Preis Pro Tag CHF 18.00

SLK IV - Matratze (bis 250 kg)
Preis Pro Tag CHF 26.00



Patientenlift

Der Patientenlift dient zum Transfer von Patienten, zum Beispiel vom Bett in den Rollstuhl.

Ein Tragetuch ist inbegriffen.

Preis pro Monat	CHF 120.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 53.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 1'285.00

Weitere Informationen auf Seite 74.



Aufstehhilfe

Die Aufstehhilfe ist nicht nur ein einfaches und unglaublich effektives Hilfsmittel beim Aufstehen und Umsetzen. Sie kann auch als Trainingsgerät verwendet werden.

Preis pro Monat	CHF 96.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 39.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 1'098.00

Weitere Informationen auf Seite 76.



Walker Taurus

Der Walker Taurus bietet optimale Unterstützung und Stabilität beim Lauftraining. Entwickelt für die moderne Bewegungstherapie.

Modell H Premium, Höhenverstellung mit Gasdruckfeder, mit Einhandbremse.

Preis pro Monat	CHF 120.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 39.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 2'095.00

Weitere Informationen auf Seite 78.



Freistehbarren

Der Freistehbarren ermöglicht sicheres und stabiles Stehen ohne zusätzliche Verankerungen.

Preis pro Monat	CHF 195.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 106.00
Mindestmietdauer	3 Monate
Neupreis	CHF 4'409.00

Weitere Informationen auf Seite 78.



Bewegungstrainer

Mit dem MOTomed viva2 holen Sie sich professionelle Bewegungstherapie nach Hause. Dient zum Aufbau und Erhaltung Ihrer Muskulatur.



Arme und Beine



Nur Beine

Preis pro Monat / nur Beine	CHF 240.00
Arme und Beine	CHF 300.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 106.00
Mindestmietdauer	3 Monate
Neupreis / nur Beine	CHF 5'700.00
Neupreis / Arm & Beine	CHF 7'500.00

Weitere Informationen auf Seite 79.

PFLEGERUFSYSTEM



Pflegerufsystem

Das Pflegerufset mit Armbandsender ermöglicht pflegebedürftigen Personen das Auslösen vom hausinternem Alarm.

Reichweite: ca. 30 Meter

Preis pro Monat	CHF 35.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 45.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 137.00

Weitere Informationen auf Seite 82.



Pflegerufsystem, mit GPS

Der Handsender kann am Handgelenk oder um den Hals getragen werden. Auf Knopfdruck baut es ein Telefongespräch mit Angehörigen oder mit einer professionellen Notrufzentrale auf.

Das mobile Notrufgerät übermittelt die GPS Daten per SMS oder E-Mail.

Abonnement

- Basic - CHF 43.- /Monat
- Comfort - CHF 53.- /Monat
- Professional - CHF 63.- /Monat

Weitere Informationen auf Seite 82.

Preis pro Monat	ab CHF 43.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 99.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 499.00



Kontaktmatte

Druckempfindliche, überwachte Bettvorlage für demente und sturzgefährdete Personen.

Weitere Informationen auf Seite 85.

Preis pro Monat	CHF 45.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 45.00
Mindestmietdauer	1 Monat
Neupreis	CHF 498.00



Tiefenstrahler Repuls

Repuls ist eine hochwirksame, medizinische LED-Technologie und Therapie, die besonders schonend, einfach und rasch die Abheilung von Entzündungsprozessen fördert und so zur schnellen Schmerzlinderung führt.

7 Tage - CHF 200.00
 14 Tage - CHF 350.00
 30 Tage - CHF 450.00

Preis pro Monat	CHF 450.00
Einmalige Grundgebühr	-
Mindestmietdauer	7 Tage
Neupreis	CHF 3'980.00

Weitere Informationen auf Seite 80.

MEDIZINGERÄTE



Sauerstoffkonzentrator

Ein servicefreundlicher und geräuscharmer Sauerstoffkonzentrator. Bestens für den Heim- und Praxisbereich geeignet.

Preis pro Tag	CHF 10.00
Einmalige Grundgebühr	CHF 30.00
Mindestmietdauer	-
Neupreis	CHF 1'380.00

Weitere Informationen auf Seite 95.

A

Achselstütze 34
 Alarm-Trittmatte 85
 Antidekubitus
 Antidekubitusmatratze 68
 Fersenschoner 72
 Rollstuhlsitzkissen 50
 Antirutsch Unterlage 7
 Anziehhilfe 9
 Arthrodesen-Toilettensitzerhöhung 20
 Aufstehhilfe
 Aufstehhilfe Return 76
 Aufstehlift MiniLift 200 77
 Aufstehlift Sabina II 76
 ThoraxSling 77
 Transferhilfe 76
 Wadenband 77
 Aufstehsessel 14
 Ausziehhilfe 9
 Autoklav 96

B

Badewanne
 Badewannenbrett 24
 Badewannendrehstuhl 24
 Badewannenkissen 24
 Badewannenlift 25
 Badewannensitz 24
 Dreh- und Übersetzhilfe 25
 Isola bella 26
 Pflegebadewanne 26
 Badewannenmatte 30
 Balancetrainer 79
 Ballkissen 13
 Banjo 35
 Behandlungsliege
 Vojta-Bobath Liege 87
 Behandlungsliegen
 Lymphliege 87
 Multifunktionsliege 87
 Praxisliege 86
 Stehbrett 88
 Wandklappliege 86
 Besen 9
 Besteck 7
 Bettauflage mit Seitenteilen 31
 Bettpfanne 31
 Bett-Tisch 72
 Bewegungstrainer 79
 Bewegungsmelder 85
 Blutdruckmessgerät 90
 Bologna 15

C

CareMat 84

Chromstahlboy 89
 Clean 17
 Cloo 20

D

Deckenlift 73
 Desinfektion
 Händedesinfektion 81
 Drehkissen 13
 Duschen
 Duschhocker 16
 Duschklappsitz 16
 Duschmatte 30
 Duschstuhl 16
 Rutschschutz 30
 Dusch- und Toilettenstuhl
 Clean 17
 Ocean 18
 XXL 19
 Dycem 7

E

Ecolab 81
 Edge 16
 e-fix 44
 Einsteighilfe 30
 Einweghosen 32
 Eiskralle 34
 Elektromobil 54
 Elektrorollstuhl 51
 e-motion 44
 Essbesteck 7
 Essen und Trinken 6
 Eva 74

F

Fersenschoner 72
 Fingerpulsoximeter 90
 Flächendesinfektion 81
 Floor Pad 85
 Flow2 99
 Foldy 75
 Freistehbarren 78
 Funktionswagen 89

G

Gabel 7
 Gehgestell 35
 Gehstöcke 33
 Achselstütze 34
 Eiskralle 34
 Gehstock 33
 Gehstockständer 34
 Unterarmgehstütze 34

Gehwagen Topro Taurus 78
Genius 82
Golvo 9000 75
Greifzangen 8
Gymnastikball 12

H

Haarbürste 32
Haarwaschbecken 32
Handgriff
Haltegriff 23
Haltegriffe mit Saugnapf 23
Haltestange SuperBar 23
Haltestange SuperPole 23
Stützklappgriff FSB 23
Hi-loo 20
Hocker 10, 16

I

Igel-Noppenball 80
Infusionsständer 90
Inhalationsgerät 94
Inkontinenz
Betaauflage 31
Bettpfanne 31
Stechbecken 31
Tena Pants Einweghosen 32
Urinflasche 31
Urinflaschenhalter 31
Isola Bella 26

K

Keilkissen 12
Kissen
Antidekubitussitzkissen 50
Lagerungskissen 71
Rollstuhlsitzkissen 49
Kleidungsknöpfe 9
Kodra 96
Körperschwamm 32
Krücken 34
Kubivent
Antidekubitus-Matratze 69
Antidekubitus Sitzkissen 50
Gesundheits-Matratze 68
Lagerungskissen 71
Nackenkissen 71
Seitenschläferkissen 71
Venenkissen 71
Kuschall 40

L

Lagerung
PhysiForm Lagerungskissen 71
Laptopwagen 89
Lätzchen 6
Lichttherapiegerät 80
Liftsysteme

Deckenlift 73
Plattformlift 100
Poollifte 97
Rollstuhlhebepöhlen 101
Senkrechtlift 101

Löffel 7

M

Matratzen 67
Cielo Gesundheits-Matratze 68
Conform Antidekubitusmatratze 68
Kubivent Pflegematratze 67
Schmerztherapie- und Antidekubitus-Matratze 69
Viscola Gesundheits-Matratze 68
Wechseldruckmatratze 70
Medikament
Medikamentendispenser 8
Tablettenausdrücker 8
Tablettenmörser 8
Medikamentenkühlschrank 96
Messer 7
MiniLift 200 77
Modena 14
Motomed 79

N

Nachttisch 72
Nackenkissen 71
Nierenschale 90
Notruf-Uhr 83

O

Ocean 18
Öffner 7
Olympos 36
Otto Bock 42

P

Pain & Therapie Wechseldruckmatratze 70
Pari TurboBoy SX 94
Patientenlift
Patientenlift Eva 74
Patientenlift Foldy 75
Patientenlift Golvo 9000 75
Traggurt 74
Pflegebadewanne
Isola bella 29
Mobiler Patientenlifter 29
Pflegebadewanne TR 900 28
Pflegebadewanne TR 1700 29
Pflegebadewanne TR Comfortline 28
Pflegebetten 60
Aufrichter 63
Kinderpflegebett 66
Nachttisch 72
Pflegebett-Einsatz 66
Pflegerollstühle 43
Pflegerufsystem

Genius 82
 Kontaktmatte 84
 PhysiForm Lagerungskissen 71
 Plattformlift 100
 Poollifte 97
 Praxiseinrichtung
 Chromstahlboy 89
 Funktionswagen 89
 Infusionsständer 90
 Laptopwagen 89
 Stadiometer 91
 Trennwand 88

R

Rampen 56
 Ganzrampen 58
 Gummi-Rampen 56
 Schwellenausgleicher 57
 Schwellenrampe 58
 Rea Azalea 43
 Redondo 16
 Relax2 43
 Repuls 80
 ReTurn 76
 Rollatoren 35
 Rollstuhl
 Rollstuhl-Rucksack 48
 Rollstühle 38
 Adaptiv-Rollstuhl Küschall 40
 Adaptiv-Rollstuhl Otto Bock 42
 Antidekubitussitzkissen 50
 Basis-Rollstuhl Pyro Light Optima 38
 Basis-Rollstuhl Pyro Start Plus 38
 Elektrischer Zusatzantrieb 44
 Infusionsständer für Rollstühle 59
 Regenschutz 48
 Rollstuhlauflege Lammfell 48
 Rollstuhlnetz 48
 Rollstuhl-Schlupfsack 48
 Rollstuhlzuggerät Swiss-Trac 45
 Rutschbrett 59
 Schiebe- und Bremshilfe 46
 Spezial-Rollstuhl 43
 Therapietisch für Rollstuhl 48
 Transport-Rollstuhl 39
 Universalband 59
 XXL 43
 Rollstuhlhebebühnen 101
 Rollstuhlkissen 49
 Rollstuhlsitzkissen 49
 Rollstuhlwaage 93
 Rollstuhlzuggerät 45
 Rückenschwamm 32
 Rutschbrett 59
 Rutschschutz 30

S

Sauerstoffkonzentrator 95
 Scalamobil S35 45
 Schiebehilfe Togo 47

Schiebe- und Bremshilfe 46
 Schnabelbecher 6
 Schuhlöffel 8
 Scooter 54
 Seca 91
 Seitenschläferkissen 71
 Sekretsauger 94
 Senkrechtlift 101
 Servietten-Ketten 6
 Sessel 14
 Simplicity 98
 Sitzring 13
 SLK 70
 SonoDrop 2 94
 Spazierstock 33
 Spezial-Rollstuhl 43
 Spike 34
 Stadiometer 91
 Stechbecken 31
 Steckbecken-Spülapparat 96
 Stehhilfe 10
 Stethoskop 91
 Stockhalter 37
 Strumpfanziehhilfe 9
 Stühle
 Arbeitsrollstuhl 11
 Arbeits- und Therapiestuhl 11
 Arthrodesenstuhl 11
 Rollhocker 10
 Sattelhocker 10
 Stuhlwaage 92
 Stützklappgriff 23
 Swift 16
 Swiss-Trac 45

T

Tabletten
 Medikamentendispenser 8
 Tablettenausdrücker 8
 Tablettenmörser 8
 Taima GT 35
 Taima XC 37
 Tellerranderhöher 7
 Tena 32
 TH10 21
 Thera-Band 80
 Togo 47
 Toilette
 Cloo 20
 Hi-loo 20
 Toilettenrollstuhl 21
 Toilettensitzerhöhung 20
 Toilettensitzerhöhung TH10 21
 Toilettensitzpolster 20
 Toilettenstuhl 21
 Toilettenstützgestell 21
 Topro
 Gehwagen 78

Rollatoren 36
Trennwand 88
Treppenlifte 97
Treppensteiggerät 45
Trinkbecher 6
Trittmatte 85

U

Ultraschallvernebler 94
Unterarmgehstütze 34
Urinflasche 31

V

Venenkissen 71
Verona 14
Viamobil V25 46

W

Waagen 91
 Messstation 91
 Personenwaage 91
 Rollstuhlwaage 93
 Säulenwaage 91
 Seca mBCA 515 91
 Stadiometer 91
 Stuhlwaage 92
Wechseldruckmatratze 70
Windeln 32

X

XXL
 Dusch- und Toilettenstuhl 19
 Rollstuhl 43
 Scooter 55
 Wechseldruckmatratze 70

Z

Zangen 8
Zusatzantrieb 44

Allgemeine Bedingungen für Geschäfte mit Strack AG

1. Geltungsbereich und Gültigkeit

Die nachstehenden Bedingungen in Ihrer jeweils aktuellen Fassung sind Grundlage und gelten als Bestandteil aller - auch zukünftiger - von oder mit uns angebahnter oder abgewickelter Liefergeschäfte sowie hiermit in Zusammenhang stehender Rechtsgeschäfte oder sonstiger Leistungen, z.B. Beratungsleistungen. Abweichende oder entgegenstehende Bestimmungen des Kunden werden hiermit ausdrücklich widersprochen. Es gelten ausschliesslich die zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Geschäftsbeziehung zwischen Strack AG und dem Besteller. Abweichende Bedingungen werden von Strack AG nur dann anerkannt, wenn Strack AG ausdrücklich deren Geltung bestätigt hat.

2. Vertragsabschluss

Verträge kommen durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Auftragsdurchführung zustande.

3. Gewährleistung, Haftungsausschluss

Sind die gelieferten Waren im Zeitpunkt des Gefahrübergangs mangelhaft, so werden wir für die Beseitigung des Mangels oder Ersatzlieferung sorgen. Bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung können Sie Herabsetzung der Vergütung oder nach Ihrer Wahl Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.

Die Gewährleistungsfrist für Neuwaren beträgt 24 Monate ab Lieferung, für Batterien und Akkumulatoren maximal 6 Monate, für Restposten 6 Monate. Für Austauschgeräte, Occasionsgeräte und Reparaturen wird die Gewährleistung auf 6 Monate beschränkt.

Davon abweichende Gewährleistungen werden auf unseren Rechnungen speziell vermerkt.

Unsere Haftung für eigenes Verschulden, sowie das unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungshilfen beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und das Fehlen zugesicherter Eigenschaften. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

3.1. Matratzen und Sitzkissen sind entsprechend den Herstellerangaben gesondert geregelt.

4. Toleranzen

Abbildungen, Zeichnungen sowie die in den Prospekten, Verzeichnissen und sonstigen Unterlagen enthaltenen Daten, z.B. über Masse und Gewichte, Farben, Leistungen und Betriebskosten, sind nur annähernd massgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als „zugesichert“ bezeichnet werden.

5. Preise

Die in unserer Preisliste, unserem Internet-Shop und Katalogen aufgeführten Preise sind Endkundenpreise und unverbindlich. Preise in CHF beinhalten die geltende gesetzliche Mehrwertsteuer. Bei detaillierten, schriftlichen Angeboten sind die ausgewiesenen Preise der einzelnen Positionen netto, zzgl. ges. MwSt. Bei Export in andere Länder ist der ausgewiesene Preis in EUR der Nettopreis ohne Mehrwertsteuer. Bitte beachten Sie, dass sich tagesaktuell die Preise für neue Bestellungen ändern können. Die Preise für Warenlieferungen gelten grundsätzlich zuzüglich Verpackung, Handling und Versandkosten. Wird verkaufte Ware nach Vertragsabschluss aber vor Ablieferung, mit Preisbindung, erhöhten/zusätzlichen Steuern, Zöllen, sonstigen Abgaben oder Belastungen belegt, sind wir vom Tage des Inkrafttretens der neuen Bestimmungen an berechtigt, den Preis entsprechend anzuheben oder vom Vertrag zurückzutreten.

6. Zahlung

6.1 Mangels anderweitiger Vereinbarungen haben Zahlungen innerhalb von 30 Tagen ab Datum der Rechnung ohne jeden Abzug auf eines der von uns angegebenen Bankkonten zu erfolgen.

6.2 Ersatzteil-Lieferungen und Reparaturrechnungen sind sofort nach Rechnungserhalt ohne jeden Abzug zahlbar.

6.3 Schecks und Wechsel nehmen wir nur nach ausdrücklicher Vereinbarung entgegen. Die Annahme erfolgt erfüllungshalber. Die mit der Einlösung der Schecks und Wechsel verbundenen Kosten hat uns der Kunde zu ersetzen. Gutschriften über Schecks und Wechsel stehen unter Vorbehalt der Einlösung. Wertstellungen erfolgen an dem Tag, an dem wir über den Gegenwert endgültig verfügen.

6.4 Ist der Kunde in Verzug, so werden Verzugszinsen in Höhe von 5 % p.a. berechnet. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden oder weiteren Schadens bleibt vorbehalten.

6.5 Kommt der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle anderen Forderungen sofort zur Zahlung fällig, ohne daß es einer gesonderten Mitteilung bedarf.

6.6 Für Lieferungen und Leistungen an Kunden im Ausland gilt als ausdrücklich vereinbart, daß alle Kosten der Rechtsverfolgung durch uns im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden, sowohl gerichtliche als auch außergerichtliche, bis zur Höhe der gesetzlich zulässigen Gebühren, zu Lasten des Kunden gehen.

6.7 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte können vom Kunden nur ausgeübt werden, sofern seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind.

6.8 Wir sind berechtigt, unsere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zu Finanzierungszwecken abzutreten.

7. Lieferzeit, Teillieferungen, Höhere Gewalt

Waren, die an Lager vorrätig sind, werden innerhalb von 72 Stunden, ausgenommen Wochenenden und Feiertagen, an Sie ausgeliefert. Für Waren, die nicht an Lager sind, bemühen wir uns um eine schnellstmögliche Lieferung. Die Lieferzeiten werden mit der Zustellung der Auftragsbestätigung bekannt gegeben. Werden sie um mehr als 4 Wochen überschritten, kann der Kunde die Lieferung annehmen und eine angemessene Nachfrist setzen. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Für den Kunden fallen dadurch keinerlei Mehrkosten an.

Fälle höherer Gewalt, die uns, unsere Zulieferer oder eine von uns mit der Vertragsabwicklung betraute Gesellschaft an der Vertragserfüllung hindern, entbinden uns bis zum Wegfall der höheren Gewalt von der Vertragserfüllung. Soweit diese Ereignisse hinsichtlich unserer Verpflichtungen erheblich sind und von uns nicht, auch nicht im Hinblick auf die Auswahl unserer Lieferanten oder Vertriebspartner, verschuldet sind, gelten den Fällen höherer Gewalt gleichgestellt:

7.1 Arbeitsstreik, bei Ausbleiben einer genügenden Versorgung mit Waren seitens der Zulieferer

7.2 Überschreiten die sich daraus ergebenden Verzögerungen den Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfangs vom Vertrag zurückzutreten.

7.3 Schadensersatzansprüche des Kunden sind in den Fällen höherer Gewalt ausgeschlossen.

8. Versand, Transportschäden, Annahmeverzug

Der Versand der Ware erfolgt in der Schweiz und in Europa durch die Schweizerische Post, Bahn, Kuriergesellschaft und Spediteure. Ist bei der Anlieferung der Ware ein Schaden (Verlust oder Substanzbeschädigung) erkennbar, so hat der Kunde dies sofort unter Angaben allgemeiner Art dem Überbringer (Frachtführer) mitzuteilen und in der zu unterzeichnenden Empfangsbescheinigung festzuhalten. In diesem Fall ist der Kunde zur Annahmeverweigerung berechtigt. Ausserlich nicht erkennbare Schäden hat der Kunde dem Lieferanten unverzüglich, jedoch spätestens 6 Tage nach der Ablieferung, schriftlich mitzuteilen. Die handelsrechtlichen Untersuchungs- und Rümpflichten uns gegenüber bleiben hiervon unberührt. Bei Abnahmeverzug des Kunden können wir unbeschadet sonstiger Rechte ab der dritten Woche Lagergeld in Höhe von 5% des Rechnungsbetrages pro angefangenen Monat berechnen. Unwesentliche Mängel lassen die Abnahmepflicht nicht entfallen.

9. Zölle

Bei Wareneinfuhren in Länder ausserhalb der Schweiz können Einfuhrabgaben anfallen, die der Kunde zu tragen hat. Diese variieren in verschiedenen Zollgebieten. Der Kunde ist für die ordnungsgemässe Abfuhr der notwendigen Zölle und Gebühren verantwortlich. Einfuhrabgaben sind keine Versandkosten.

10. Recht auf Widerruf, Rückgaberecht

Sie können diesen Vertrag innerhalb von 14 Tagen, nachdem die Ware beim bestimmungsgemässen Empfänger eingegangen ist, ohne Angabe von Gründen schriftlich, oder durch Rücksendung der Ware widerrufen. Bei Internet-Geschäften, d.h. Bestellungen mittels Internet und nur bei diesen, gewähren wir ein Rückgaberecht innerhalb 10 Tagen nach Erhalt der Ware. Das Rückgaberecht besteht ausschliesslich für Waren, die originalverpackt und absolut neuwertig, unbenutzt und unbeschädigt an den Versender zurückgesandt werden.

11. Warenrücksendungen

Warenrücksendungen ohne Rücksendegenehmigung und ohne beigefügte Lieferschein- oder Rechnungskopie werden nicht zurückgenommen. Warenrücksendungen werden mit 80%, bei Internet-Geschäften 100% des Netto-Warenwertes gutgeschrieben. Von der Rücknahme ausgeschlossen sind speziell eingekaufte Artikel, Sonderanfertigungen, Hygieneartikel, gefüllte Batterien. Des Weiteren ausgenommen sind individuell gefertigte Rollstühle, Liftsysteme, Pflegebetten, Hilfsmittel (z.B.: Kinder- und Adaptiv-Rollstühle etc.). Das Transportrisiko trägt der Versender. Der allfällig bereits bezahlte Rechnungsbetrag wird dem Kunden umgehend auf dessen Konto (abzüglich Versandkosten und Wiedereinlagerungsgebühr von 20%) überwiesen. Senden Sie Rücksendungen immer ausreichend frankiert und legen Sie die Originalrechnung (Lieferschein) der Rücksendung bei. Unfrankiert gesandte Rücksendungen können nicht angenommen werden. Wir behalten uns ausdrücklich vor, Ihnen die dafür anfallenden Mehrkosten zu berechnen. Die Rücksendekosten gehen zu Lasten des Kunden!

12. Datenschutz

Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden unter strikter Beachtung der geltenden Bestimmungen gespeichert und bei der Bestellabwicklung gegebenenfalls an verbundene Unternehmen sowie Dritte, zur Bestellabwicklung eingeschaltete Unternehmen, weiter gegeben. Alle persönlichen Daten werden vertraulich behandelt. Der Kunde kann diese Daten jederzeit löschen lassen, indem er eine e-Mail an Strack AG schickt und die Löschung der Daten verlangt.

13. Informationspflichten

Der Kunde ist bei der Registrierung/Bestellung verpflichtet, wahrheitsgemässe Angaben zu machen. Unterlässt der Kunde diese Informationen oder gibt er von vornherein nicht korrekte Daten an, insbesondere eine falsche e-Mail Adresse, so kann der Anbieter, soweit ein Vertrag zustande gekommen ist, vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt wird dann schriftlich erklärt, soweit ihm das, bedingt durch falsche Angaben des Kunden, möglich ist.

14. Eigentumsvorbehalt, Rücktritt

Bis zur vollständigen Begleichung unserer Forderungen bleibt die Ware Eigentum von Strack AG. Wir behalten uns vor, auch nach Vertragsabschluss eine Bonitätsprüfung durchzuführen und bei negativem Ergebnis vom Vertrag zurückzutreten.

Für den Fall, dass ein Lieferant von uns trotz vertraglicher Verpflichtung die bestellte Ware nicht mehr liefert und dies zu einem von uns unverschuldeten, nicht nur vorübergehenden Leistungshindernis führt, sind wir zum Rücktritt berechtigt. Im Falle des Rücktritts werden wir Sie unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.

15. Sonstiges

Für allfällig angehende Partnerfirmen können Muster gegen Festrechnung geliefert werden. Ein Rückgaberecht besteht nicht. Zusendungen von technischen Datenblättern, Bilddateien und Ursprungszeugnissen werden in Rechnung gestellt.

16. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, salvatorische Klausel

16.1 Erfüllungsort ist Schaffhausen

16.2 Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten bestimmt sich der Gerichtsstand nach unserem Firmensitz in Schaffhausen, wenn der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind auch berechtigt, am Hauptsitz des Kunden zu klagen.

16.3 Es gelten die Bestimmungen des schweizerischen Rechtes, auch wenn aus dem Ausland bestellt oder ins Ausland geliefert wird.

16.4 Sind aus irgendeinem Grunde einzelne Bestimmungen der vorstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder unverbindlich, so wird die Wirksamkeit und Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.

17. Anschrift

Strack AG, Ebnatstrasse 125, CH-8200 Schaffhausen
Änderungen der Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, Preisänderungen sowie Irrtümer bleiben vorbehalten.

Stand: 01.Januar 2018

strack

Patienten-
und Pflegebedarf



www.strack.ch
info@strack.ch

Tel: 052 630 31 60
Fax: 052 630 31 65

Strack AG
Ebnetstrasse 125
8200 Schaffhausen