

BREEZY[®]

Transport einfach gemacht...

Moonlite



Einfacher Transport...

Kompaktes Transportmass und leichtes Gewicht.

Gepolsterter Komfort...

Konzipierte Sitzposition mit komfortabler Polsterung.



Technische Daten



Kompaktes Faltnass










Feststellbremse für Begleitperson (12" Rad)



Abschwenkbare Fussrasten

41 / 46 cm



Gesamtbreite:	SB + ca. 18 cm (I*) SB + ca. 21 cm (II*)	Gesamtgewicht:	11.8 kg (I*), 13.5 kg (II*)
Sitzbreite:	41 / 46 cm	Max. Zuladung:	115 kg
Sitztiefe:	41 cm	Rückenwinkel:	5°
Rückenhöhe:	43 cm	Tarifposition Sozialversicherung:	520 000
Sitzhöhe:	48 cm		

*I = Begleitversion; II = Selbstfahrer

STEPSTM
Sunrise Training and Education Programmes
KNOWLEDGE FOR THE FUTURE



Strack AG
Ebnetstrasse 125
8200 Schaffhausen
Tel. 0800 600 500
Fax 0800 600 900
www.strack.ch
info@strack.ch

strack
Patienten-
und Pflegebedarf