

Niedrigpflegebett Floorline-i

Patienten-
und Pflegebedarf

strack

FloorLine-i ist das echte, niedrigste und weltweit führende Bodenpflegebett. Mit einem elektromotorisch höhenverstellbaren Bereich von 99 mm (Fausthöhe) bis 799 mm wurde es speziell entwickelt für die maximale Sturzprävention im Liegen und zur Vermeidung von Rücken- und anderen Verletzungen des Pflegepersonals. Auf weitere Rückhaltesysteme und Abrollmatten kann somit verzichtet werden.

Für alle Bedürfnisse

- Schwerlastbett
- maximale Sturzprävention
- patientengerechtes Umfeld
- beste Rundumzugänglichkeit
- schnelle Intubation



Schwerlast

FloorLine-i hebt Lasten bis 250 kg Nutzlast (inkl. Bettinhalt). Somit lassen sich auch adipöse Patienten einfach per Tastendruck vom Boden heben.



Ansprechendes Design

Auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich, besticht das FloorLine-i Niedrigpflegebett in der Praxis jedoch durch sein filigranes Design. Beinahe unauffällig lässt es sich in jede Umgebung integrieren.



Überlegene Technik

Gerade im Spitalalltag, wo eine Pflegeperson Transfers von Raum zu Raum (z.B. zum Röntgen) möglichst einfach und effizient ausführen muss, ist FloorLine-i unschlagbar.

Die schlanke Bauweise und die fast uneingeschränkten Verstellmöglichkeiten erleichtern den Pflegealltag. Trendelenburg- und Anti-Trendelenburg-Lagerung sind ebenfalls Standard-Funktionen.

FloorLine-i ist in der gesamten Liegeflächenlänge frei unterfahrbar. Die Matratzenauflage ist absolut glatt. Vertiefte Belüftungslöcher sorgen für ein gutes Mikroklima, daher ist FloorLine-i bestens für alle Matratzen geeignet. Es ist besonders reinigungsfreundliche und hygienisch.

Liegeflächenmasse	900 x 2000 mm
Niedrigste Höhe	99 mm zzgl. Matratze
Höchste Höhe	799 mm zzgl. Matratze
Gesamtlänge	2325 mm (mit Verlängerungssatz 2500 mm)
Gesamtbreite	925 mm
Rollen	Doppelrollen 125 mm, anti-statisch
Eigengewicht	138 kg
Sichere Arbeitslast	250 kg
Max. Personengewicht	200 kg
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Steuerspannung	24 V
Farbe	weiss

Zubehör gegen Mehrpreis

- Bettseitengitter
- Aufrichter mit Triangel
- Infusionsständer
- verstellbarer Schiebegriff
- Verlängerungssatz 175 mm
- Wandabstandhalter, kopfseitig