



Elektro-Rollstuhl **Terra**

Der neue Elektro-Rollstuhl Terra überzeugt mit funktionalem, modernem Design, Outdoor wie Indoor.

Variabel auf die Bedürfnisse des Nutzers einstellbar, z. B. in Sitztiefe und -kantelung, Rückenlehne sowie Fußplattenwinkel. Überzeugend im Preis-Leistungs-Verhältnis – hochwertig in der Ausstattung.

Mit StVZO-Beleuchtung und komfortabler Hinterradfederung mit Einzelradaufhängung begleitet Sie der 60,5 cm schmale Terra sicher durch Stadt und Gelände. Die leistungsstarke Batterie hat eine Reichweite von ca. 32 km bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h.

HMV-Nr. 18.50.04.0098

Ausstattung

- Antikipprollen
- Rückenlehnenwinkel verstellbar
- Seitenteile verstellbar
- Front- und Rückstrahler, Blinker
- PU-Bereifung

Daten

Max. Belastbarkeit:	120 kg
Gesamtgewicht:	88,3 kg
Sitzbreite:	40 – 48 cm
Sitztiefe:	40 – 45 cm
Sitzhöhe:	54 cm
Sitzwinkel:	-2° – 10°
Rückenlehnenhöhe:	55 cm
Rückenlehnenwinkel:	90° – 60°
Gesamthöhe:	104,5 cm
Farbe:	Silber

Besonderheiten:

- Fahrpult abschwenkbar und längeneinstellbar
- Hinterradfederung mit Einzelradaufhängung
- Reichweite ca. 32 km