



Schiebehilfe **Togo**

Modernste Technologie zeichnet die neue Schiebehilfe Togo von B+B aus. Der neue Lithium-Ionen-Akku mit einem Gewicht von nur 2,0 kg ist jederzeit schnell aufladbar, wird zusätzlich bei der Bergabfahrt geladen und verfügt über eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber Blei- oder Gelakkus.

Die Schiebehilfe Togo eignet sich für alle gängigen Rollstuhlmodelle. Eine stabile Stahlrohr-Konstruktion sorgt für die nötige Sicherheit. Die Steuerung erfolgt über eine zentrale Bedienung: ein/aus, vorwärts/rückwärts.

Geschwindigkeitsvorwahl: in 6 Stufen und Freilauf. Die flexible Höheneinstellung des Lenkers ermöglicht eine sichere, leichtgängige Lenkerbetätigung. Der elektronisch geregelte, bürstenlose und somit verschleißfreie Gleichstrom-Motor bietet beste Fahreigenschaften und ist angenehm leise.

Ausstattung

Geschwindigkeit in 6 Stufen einstellbar

Antriebsräder 200 x 50 mm Vollgummi

Ladegerät

Daten

Max. Gesamtgewicht: 180 kg

Gewicht: 19,3 kg

Breite: 49 cm

Tiefe: 36 cm

Höhe: 107 – 117 cm

Akku: 24 V, 9,6 Ah

Steigung/Gefälle: max. 10 %

Besonderheiten:

- Lithium-Ionen-Akku
- Elektromagnetische Bremse
- Reichweite ca. 12 km

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen
Tel. 0800 600 500
Fax 0800 600 900

www.strack.ch
info@strack.ch

strack
Patienten-
und Pflegebedarf