



VELA Tango 500 mit ALB-Rückenlehne

NEU



VELA Tango 500 mit kleiner ALB-Rückenlehne

Die Rückenlehne mit aktiver Lumbalstütze (ALB) ist eine einzigartige zweiteilige, ergonomisch geformte Rückenlehne. Sie besteht aus einer Lumbalstütze und einer Rückenstütze und kann individuell auf die optimale Sitzposition eingestellt werden. Die ALB-Rückenlehne ist in drei unterschiedlichen Größen verfügbar.

(Der Fußring kann separat geordert werden)



VELA Tango 500E mit mittlerer ALB-Rückenlehne

Der VELA Tango 500 gehört zur neuen Generation der VELA-Arbeitsstühle. Neben zahlreichen Vorteilen wird der VELA Tango 500 zusätzlich mit der revolutionären ALB-Rückenlehne ausgestattet. Die ALB-Rückenlehne unterstützt eine aktive und vielseitig ergonomische Sitzposition für Menschen mit Behinderung. Die ALB-Rückenlehne steht somit für mehr Komfort, Sicherheit und Mobilität.

DEN RÜCKEN IM FOKUS

Durch die ALB-Rückenlehne werden sowohl der Lumbal- als auch der Rückenbereich individuell unterstützt. Die Rückenlehne fördert eine aufrechte Haltung durch eine optimale Unterstützung der Lumbal- und Beckengegend. Hierdurch können Rückenschmerzen entgegengewirkt und bestenfalls verhindert werden. Die Lumbalstütze lässt sich leicht per Hebel einstellen.


Das zusätzlich mögliche Bewegungspotenzial in der Lumbalregion ist vor allem für Personen mit eingeschränkter Mobilität von Vorteil. Auf diese Weise können Körperzonen während des Sitzens aktiviert werden.

Mit guter Stabilität, großen Rollen, Zentralbremse, Einstellung der Sitzhöhe, Sitzrotation, Sitzneigung, wegklappbaren und einstellbaren Armlehnen und einer großen Auswahl an Zubehör bietet der VELA Tango 500 alle Vorteile eines modernen Arbeitsstuhles.

VORTEILE

- :: Die ALB-Rückenlehne bietet optimale Unterstützung der Lumbal- und Beckenregion und unterstützt eine aufrechte Haltung
- :: Die ALB-Rückenlehne ermöglicht eine große Auswahl an Sitzpositionen
- :: Stabiler Rahmen und Zentralbremse sorgen für extra Sicherheit beim Ein- und Aussteigen
- :: Möglichkeit im Stuhl zu "trippeln"
- :: Wegklappbare Armlehne

STANDARD KONFIGURATION

		VELA Tango 500	VELA Tango 500EI
MAßE UND GEWICHT	Höhenverstellung	Gasfeder: 150 mm or 200 mm	Elektronisch: 200 mm or 300 mm
	Sitzhöhe Die Sitzhöhe kann in den folgenden Intervallen eingestellt werden	bei 150 mm: 42-57 cm, 44-59 cm, 46-61 cm, 48-63 cm, 50-65 cm bei 200 mm: 47-67 cm, 49-69 cm, 51-71 cm, 53-73 cm, 55-75 cm	bei 200 mm: 40-60 cm, 42-62 cm, 44-64 cm, 46-66 cm bei 300 mm: 45-75 cm, 47-77 cm, 49-79 cm, 51-81 cm
	Sitz, Breite x Tiefe	44 x 44 cm (Y-Sitz)	44 x 44 cm (Y-Sitz)
	Sitzwinkel	11° vorwärts, 14° rückwärts	11° vorwärts, 14° rückwärts
	Rückenlehne, Breite x Tiefe	39x39 cm (kleiner ALB-Rückenlehne) 39x49 cm (mittlerer ALB-Rückenlehne) 39x51 cm (groß ALB-Rückenlehne)	39x39 cm (kleiner ALB-Rückenlehne) 39x49 cm (mittlerer ALB-Rückenlehne) 39x51 cm (groß ALB-Rückenlehne)
	Winklereinstellung der Rückenlehne	4° vorwärts, 22° rückwärts	4° vorwärts, 22° rückwärts
	Höheneinstellung der Rückenlehne	4 cm	4 cm
	Armlehnenpolster	9 x 25 cm (PU Armlehne)	9 x 25 cm (PU Armlehne)
	Armlehnenhöhe einstellbar	0-22 cm	0-22 cm
	Entfernung zwischen den Armlehnen einstellbar	42-54 cm	42-54 cm
	Rahmengröße	55 x 55 cm	55 x 55 cm
	Gewicht	26 kg	33 kg
Max. Belastung	160 kg	160 kg	
Sitzrotation	90° nach rechts / 90° nach links	90° nach rechts / 90° nach links	

Standardmaße für Höheneinstellung, Sitzhöhe, Rückenlehne und Nackenstütze sind fett markiert

Alle VELA-Stühle sind gemäß den geltenden Normen mit der CE-Kennzeichnung versehen. Serienmäßig wird der VELA Tango mit einer Sitzfläche aus schwarzem Phoenix Gewebe geliefert. Dies ist extrem strapazierfähig, atmungsaktiv und komfortabel.

Aus über 300 verschiedenen Textilstoffen und Farben können allerdings auch individuelle Wünsche respektiert werden. So wird neben diversen Bezügen u.a. auch Kunstleder angeboten.

ZUBEHÖR UND SONDERLÖSUNGEN

Die komplette Palette von VELA-Stühlen kann mit einer großen Auswahl an Zubehör und Speziallösungen für alle individuellen Bedürfnisse des Nutzers angepasst und geliefert werden. Diese Lösungen beziehen sich auf Polsterung, Komfort, Unterstützung, Druckentlastung, Steuerung und elektrische Einstellungen. Eine vollständige Liste der Zubehörteile und Beschreibungen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

ARBEITSUMGEBUNG

- :: Die Elektrische Höhenverstellung unterstützt das Einnehmen einer optimalen Sitzposition, z.B bei Mahlzeiten oder beim Ankleiden.
- :: Die Höhenverstellung ermöglicht es, dass der Stuhl auf die Höhe eines Bettes oder Stuhles gebracht werden kann, um ein Ein- und Aussteigen zu erleichtern.

- :: Die höhenverstellbaren Schiebegriffe ermöglichen ein einfacheres Bewegen durch Dritte.

ZWEITEILIGE ALB-RÜCKENLEHNE

Das Besondere an der ALB-Rückenlehne ist, dass die Muskelgruppen in der Lumbal-, Becken- und Bauchregion aktiviert werden was die Korsettzone stärkt und so zu einer besseren Haltung führt.



VELA Tango 500EI mit Zubehör