



GEMINO

GEMINO 30
comfort



GEMINO 30 COMFORT

KOMPROMISSLOS IM INNEN UND AUSSENBEREICH

Suchen Sie nach einem leichten Rollator, mit dem Sie bequem und sicher, sowohl drinnen als auch draussen unterwegs sein können? Dann ist der Gemino 30 Comfort Rollator die perfekte Wahl für Sie.

Der Gemino 30 Comfort ist der perfekte Begleiter für alle, die keine Kompromisse machen wollen. Er ist leicht und trotzdem robust. Schlendern Sie durch die Kopfsteinpflasterstrassen oder meistern Sie einfach nur die Türschwelle in Ihrem Zuhause. Die grossen, weichen, stossdämpfenden Räder ermöglichen ein bequemes Gehen – in jedem Gelände.

Haben Sie viel zu tragen? Der besonders robuste Korb trägt bis zu 10 kg. Dank Faltmechanismus lässt er sich zudem schnell und einfach zusammenfallen und bequem im Auto transportieren.

// RÄDER, DIE DEN UNTERSCHIED MACHEN



Extragrosse und weiche Räder sorgen für ultimativen Komfort und einfache Überwindung jedes Hindernisses



// EINFACHE HANDHABUNG VON EXTRA ZULADUNG

Viel zu tragen? Der extra starke Korb trägt bis zu 10 kg.



// VERWENDUNG IM INNEN- UND AUSSENBEREICH

Hohe Wendigkeit im Innenbereich und starke Leistung im Aussenbereich.



TECHNISCHE DATEN

GEMINO 30 COMFORT // ROLLATOR

		Gemino 30 Comfort	Gemino 30 M Comfort
Gesamthöhe	cm	80-102	71-90
Gesamtlänge	cm	68	68
Gesamtbreite	cm	60	60
Breite zwischen den Schiebegriffen	cm	47	47
Sitzhöhe	cm	64	57
Höhe gefaltet	cm	82	77
Länge gefaltet	cm	65	65
Breite gefaltet	cm	23	23
Wendekreis	cm	88	88
Räder	cm	23 x 4	23 x 4
Gesamtgewicht	kg	8	7,8
Max. Belastbarkeit	kg	150	130
Max. Belastbarkeit Korb	kg	10	10
Empfohlene Körpergrösse	cm	150-200	135-170