



QUICKIE
Live without limits.

SALSA

FREIHEIT FÜR DRINNEN
UND DRAUSSEN

EIN SITZSYSTEM – ZWEI ANTRIEBE

Ein Sitzsystem, zwei Antriebsmöglichkeiten: Nutzen Sie die modulare Plattformtechnologie für ein hohes Mass an Flexibilität bei der Elektrorollstuhlversorgung.

Maximale Gleichteileverwendung = optimale Wirtschaftlichkeit

Sitzsystem

→ Standard Sitzsystem



Schnittstellen



→ Füllermodul



→ Elektrische Sitzneigung

Antriebe



→ Mittelantrieb



→ Heckantrieb

Elektrische Optionen und Sondersteuerungen (Salsa R² / Salsa M²)

- ▶ Elektrische Sitzneigung 0° bis 30°
- ▶ Elektrische Rückenwinkelverstellung -5° bis 30°
- ▶ Elektrische Fussrasten
- ▶ Einfache Zurüstung von elektrischen Optionen dank Zurüstkits
- ▶ Breites Angebot an Sonder- und Umfeldsteuerungen
- ▶ PC / Tablet PC / Smart Phone Ansteuerung über Bluetooth möglich
- ▶ Web iQ Onlinekonfigurator für das einfache Anpassen der elektronischen Steuerungsmodule



Der Salsa R² Heckantrieb

- ▶ Intuitives Fahren
- ▶ Gute Stabilität bei hoher Geschwindigkeit
- ▶ Bis zu 10 cm Kantensteigfähigkeit (Bürgersteighilfe)



Der Salsa M² Mittelradantrieb

- ▶ Dreht auf der Stelle – intuitiv zu fahren
- ▶ Beste Traktion – Schwerpunkt direkt über der Antriebsachse
- ▶ Sehr gute Stabilität beim bergauf und bergab fahren
- ▶ Durch zentral montierte Fussraste Positionierung von 90° im Kniewinkel möglich
- ▶ Sehr komfortables Kanten hoch- und runterfahren dank weiter entwickelter Leveller Technologie und Sitz-Ausgleichsautomatik (Nutzer bleibt in stabiler Position)



TECHNISCHE DATEN	SALSA R ²	SALSA M ²
Tarif-Position	502 000	502 000
Geschwindigkeit	6 / 10 km/h	6 / 10 km/h
Batterien	70 Ah	60 Ah
Max. Reichweite (ISO 7176/4)	35 km	30 km
Sitzbreite	41 – 51 cm	41 – 51 cm
Sitzhöhe	42 – 47 cm	43 – 49 cm
Sitztiefe	41 – 51 cm	41 – 51 cm
Rückenhöhe	46 – 51 cm	46 – 51 cm
Armlehnenhöhe	22 – 31 cm	22 – 31 cm
Sitzneigung	0° bis 9° manuell / 0° bis 30° elektrisch	0° bis 9° manuell / 0° bis 30° elektrisch
Rückenneigung	-4° bis 16° manuell / -5° bis 30° elektrisch	-4° bis 16° manuell / -5° bis 30° elektrisch
Gesamtbreite	58 cm (12" A-Rad) / 62 cm (14" A-Rad)	61 cm
Gesamtlänge	114 cm	110 cm
Wenderadius	max. 91 cm (mit 70° Fussstützen)	max. 67 cm (mit 70° Fussstützen)
Max. Steigfähigkeit	8°	8°
Max. Kantensteigfähigkeit	10 cm (mit Bürgersteighilfe)	7 cm
Gewicht in der minimalsten Konfiguration inkl. Batterien	115 kg	113 kg
Max. Benutzergewicht	140 kg	140 kg
Elektronik	R-Net Motorsteuerung inkl. Bedienpult mit LED-Anzeige	R-Net Motorsteuerung inkl. Bedienpult mit LED-Anzeige



Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Bestellformulare oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.



Technische Änderungen, Anpassungen und Druckfehler vorbehalten.



Strack AG
 Ebnatstrasse 125
 8200 Schaffhausen
 Tel. 0800 600 500
 Fax 0800 600 900
 www.strack.ch
 info@strack.ch

strack
 Patienten-
 und Pflegebedarf