

# REHA - SCHWERLASTBETT RFH



## Technische Daten

<b>Funktion</b>	elektrische Höhenverstellung von 40 cm bis 80 cm elektrische Rückenlehnenverstellung bis 75° elektrische Beinteilverstellung bis 30°
<b>Antriebe</b>	elektrische Linearmotoren
<b>Steuerung</b>	elektrischer Handschalter
<b>Rollen</b>	verkleidete, leichtgängige Doppelrollen mit Feststellmöglichkeit
<b>Abmessungen</b>	Liegefläche: 120 cm x 200 cm Außenmaße: 134 cm x 226 cm Unterfahrbarkeit: 13 cm Gewicht: 190 kg
<b>Hebevermögen</b>	Typ 280: sichere Arbeitslast 315 kg zulässiges Patientengewicht bis max. 280 kg
<b>Hebevermögen</b>	Typ 400: sichere Arbeitslast 435 kg zulässiges Patientengewicht bis max. 400 kg