

- Länge : 1535 mm
- Breite : 660 mm
- Höhe : 1390 mm
- Batterie : 2 x 12 V - 90Ah
- Geschwindigkeit : 10 km/h
- Motor : 750W
- Reichweite : ca. 57 km*
- Zuladung : 150 kg

Carpo 2 XD-SE

elektronisch programmierbar

Dieser starke und komfortable 4 Rad Scooter ist ideal für den Einsatz im Außenbereich. Er kann elektronisch auf die Bedürfnisse des Benützers individuell angepasst werden und ermöglicht einen excellenten Fahrkomfort.



Digitale Anzeige- LCD mit USB-Verbindungsstück

Farben



extra starker Einkaufskorb, abnehmbar

Komfortable Sitz und Rückensysteme mit Kopfstütze

Batterien 2x90A

Vorder- und Rücklicht, sowie Reflektoren

Stoßstange

Antirutschmatte für die Füße

strack Patienten- und Pflegebedarf





Carpo 2 XD-SE ZUBEHÖR



Gepäckkoffer

Art. Nr. 1908152

Kann mit dem Gehstockhalter
kombiniert werden.



Gehstockhalter

Art. Nr. 1906227

Kann mit dem Gepäckkoffer
kombiniert werden.



Rollatorhalter

Art. Nr. 1904796



Windschutzschild

Art. Nr. 1911137



Reserverad

Art. Nr. 1909365



Scooterpac

Art. Nr. 1911758

Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

Tel.: +41 (0) 33 335 14 75
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

info@vermeiren.ch
www.vermeiren.ch

