



listo

Klein sind nur seine Abmessungen und sein Wenderadius. Alles andere ist durchaus groß - vom Komfort bis zur Sicherheit. Selbst die Ausstattung lässt kaum einen Wunsch offen. Kurz: Mit dem leicht zerlegbaren listo erhalten Sie viel Scooter für wenig Geld.

varga

Der agile City-Scooter ist ausgestattet mit einem superkomfortablen Fahrwerk, einem innovativen Beleuchtungssystem für höchste Sicherheit und natürlich einem serienmäßigen Einkaufskorb. Nicht zuletzt können Sie wählen zwischen zwei Modellen mit 6 oder 10 km/h Höchstgeschwindigkeit.

carvo

Der Maxi-Scooter carvo bietet Ihnen ein beleuchtetes LCD-Multifunktions-Display, einen konturierten Komfortsitz und sogar sportliche 8-Zoll-Alufelgen in vier verschiedenen Designs. Mit seiner hohen Motorleistung erreicht er 15 km/h und ermöglicht Ihnen bis zu 40 km lange Spritztouren.

tifan

Das Premium-Model tifan überzeugt durch Komfort, Sportlichkeit und Leistung - vom ergonomischen Formel-1-Lenkrad über die Federung und Radaufhängung wie bei einem Sportwagen bis zu einer enorm standfesten Batterie mit kurzer Ladezeit und langer Lebensdauer. Dieser Luxus-Scooter ist das Flaggschiff der BECHLE-Reihe.

listo



Der flexible Mini-Scooter - für drinnen, draußen und auf Reisen

Hoher Fahrkomfort auf kleinstem Raum - das ist der BECHLE listo: Sein vollwertiges Federelement, bestehend aus Gasdruck- und Stahlfeder-Dämpfern, die großen Räder für guten Geradeauslauf und sichere Hindernisüberwindung sowie ein enger Wenderadius von nur 120 cm machen diesen Scooter zu einem Allrounder, sowohl für den

Indoor- als auch den Outdoor-Bereich. Er lässt sich mit wenigen Handgriffen in vier Komponenten zerlegen und problemlos verstauen - auch in jedem größeren Kofferraum eines Autos. Bei einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis ist der listo damit der ideale Reisebegleiter oder Zweit-Scooter.



varga



Mit Sicherheit flott unterwegs - so macht das Fahren Spaß

Seine geringen Abmessungen und sein kleiner Wendekreis (150 cm) machen den varga zu einem besonders eleganten Kurvenflitzer. Dafür sorgt die Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung mit Feder-Dämpfer-Einheit an der Vorderachse. Zusätzlich zum Scheinwerfer befinden sich stromsparende LEDs am varga, die Rundum-Sicherheit schaffen - im wahrsten Sinn des Wortes.

Hinzu kommen das LCD-Multifunktions-Display sowie der super-bequeme Sitz, der sich auf Ihre individuelle Beinfreiheit und Körpergröße horizontal stufenlos einstellen lässt. Darüber hinaus haben Sie die Wahl zwischen zwei Modellen mit 10 oder 6 km/h Höchstgeschwindigkeit, wobei Sie Letzteres sogar ohne TÜV-Gutachten und StVO-Paket fahren können!



carvo



Ein souveränes Fahrgefühl - mit allen Annehmlichkeiten moderner Technik

Der Scooter für Genießer - mit Komplett-Ausstattung: Hinterachse mit extralangem Federweg, Vorderachse mit Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung und Feder-Dämpfer-Einheit, beleuchtetes LCD-Multifunktions-Display, konturierter und voll verstellbarer Komfortsitz, Sport-Breitreifen auf 8-Zoll-Alufelgen, die es in vier verschiedenen Designs gibt, und nicht zuletzt stromsparende LED-Rundum-Sicherheitsleuchten. Noch Wünsche? Bitteschön: Angetrieben von einer DIETZ High-Line Hochleistungsbatterie erzielt der carvo 15 km/h Spitze und ermöglicht Ihnen Ausflüge von bis zu 40 km Länge. Auf den Punkt gebracht: Der carvo ist die neue Definition von Mobilität.

tifan



Das Top-Modell - die perfekte Synthese aus Komfort, Sportlichkeit und Leistung

Auf all die Annehmlichkeiten, die das Modell carvo zu bieten hat, setzt der tifan noch eins drauf: Absolut einzigartig ist sein offenes, der Formel 1 entlehntes Lenkrad-Design, inklusive eines Beschleunigungs-Paddles, welches die Funktion der herkömmlichen Wippe übernimmt. Dieses Wipp-Element ermöglicht Ihnen die einmalig präzise Dosierung der Fahrgeschwindigkeit. Hinzu kommen die Monospring-Dämpfereinheit an der Hinterachse, das extragroße beleuchtete LCD-Multifunktions-Display sowie die Edelstahl-Stoßfänger an der Frontpartie, die für Ihre ultimative Sicherheit sorgen. Das Resultat: Ob in der Stadt oder übers Land - mit dem tifan fühlen Sie sich auf der Straße zuhause. Denn dieser Spitzen-Scooter bietet Fahrvergnügen pur.



Design, Komfort und Funktion



Felge: Sting



Felge: Barracuda



Felge: Silver Ray



Felge: Black Ray



Heckbox



Komfortsitze



Sportsitz



Klick-Fix Korb



Gehstockhalter

Sonderausstattung und Zubehör

Alle Scooter sind in ihrer Grundausstattung bereits hervorragend ausgerüstet. Dennoch können Sie z. B. mit einem anderen Felgendesign den sportlichen Charakter Ihres Scooters betonen oder durch die Wahl einer anderen Sitzform Ihrem individuellen Wunsch nach noch mehr Komfort nachkommen.

Modell	listo	varga	carvo	tifan	
Bezeichnung	Mini-Scooter	City-Scooter	Maxi-Scooter	Premium-Scooter	
					unverbindliche Preisempfehlung*
Felgen					
Sting	✘	✘	✘	○	300,00
Barracuda			○	✘	300,00
Silver Ray			○	○	300,00
Black Ray			○	○	349,00
Sitze					
Komfortsitz Sitzbreite 46 cm		✘	○	○	259,00
Komfortsitz Sitzbreite 51 cm		○	✘	✘	259,00
Komfortsitz Sitzbreite 56 cm			○	○	319,00
XL Komfortsitz Sitzbreite 61 cm			○	○	379,00
XXL Komfortsitz Sitzbreite 64 cm			○	○	499,00
Sportsitz Sitzbreite 51 cm		○	○	○	579,00
Sicherheit und Transport					
Gehstockhalter	✘	○	○	○	95,00
Heckbox, komplett inkl. Träger		○	○	○	259,00
Klick-Fix Schnellverschluss-Korb	✘	○	○	○	149,00
Rückspiegel, links und rechts	○	✘	✘	✘	29,00

✘ Standardausstattung (kostenlos)

○ Sonderausstattung / Zubehör

* Preise in EUR inkl. der gesetzl. MwSt.

Alles im Blick

Funktionen im Cockpit-Display	listo	varga	carvo	tifan
Batteriestatus	✘	✘	✘	✘
Geschwindigkeit		✘	✘	✘
Geschwindigkeitsvorwahl		✘	✘	✘
Gesamtkilometer		✘	✘	✘
Tageskilometer		✘	✘	✘
Uhrzeit		✘	✘	✘
Umgebungstemperatur		✘	✘	✘
Fahrtrichtungsanzeige				✘
Fehlercodeanzeige		✘	✘	✘



Damit sind Sie gut und sicher unterwegs

Mit den übersichtlich gestalteten Displays haben Sie alle wichtigen Informationen ständig im Blick, ohne während der Fahrt abgelenkt zu werden. Die individuell einstellbare Position der Lenksäule und die ergonomisch angebrachten Wippen erlauben eine komfortable Sitzposition. So erreichen Sie auch nach längeren Fahrten entspannt Ihr Ziel.

strack Patienten- und Pflegebedarf

Strack AG 052 630 31 60
 Ebnetstrasse 125 www.strack.ch
 8200 Schaffhausen info@strack.ch

© DIETZ GmbH Reha-Produkte · Änderungen vorbehalten · Printed in Germany · Stand 09/2012



Die neue Generation:
 Hochleistungs-Scooter von BECHLE

Wir setzen auf Leistung

Ladegeräte						
Batteriestärke	22 Ah	34 Ah	45 Ah	50 Ah	60 Ah	73 Ah
unverbindliche Preisempfehlung*						
Standard-Ladegeräte						
Standard 2A	✘					
Ladezeit	10 h					
Standard 5A		✘	✘	✘	✘	✘
Ladezeit		6.20 h	8.30 h	9.20 h	11.15 h	13.40 h
Standard 8A (Standard bei tifan)					✘	✘
Ladezeit					7.00 h	8.30 h
Schnell-Ladegeräte						
High-Line 5A	○					189,00
Ladezeit	4 h					
High-Line 8A		○	○	○	○	349,00
Ladezeiten		4 h	5 h	5.30 h	7 h	8.30 h
High-Line 12.5A			○	○	○	459,00
Ladezeiten			3.20 h	3.45 h	4.30 h	5.30 h

✘ Standardausstattung (gehört zum Lieferumfang)

○ Sonderausstattung / Zubehör * Preise in EUR inkl. der gesetzl. MwSt.

Die High-Line Schnell-Ladegeräte

Für Vielfahrer empfehlen wir unsere technisch ausgereiften Schnell-Ladegeräte. Mit einer 2,5-fach höheren Leistung verkürzen sie die Ladezeiten deutlich. So wird beispielsweise eine leere 60-Ah-Batterie statt in 11.15 Stunden mit dem Schnell-Ladegerät High-Line 12.5A in nur 4.30 Stunden vollständig aufgeladen.

Ein weiterer Vorteil: Verkürzte Ladezeiten gewährleisten eher die komplette Aufladung der Batterien, verlängern damit deren Lebensdauer und sorgen für einen fehlerfreien Betrieb.

Technische Daten / Unverbindliche Preisempfehlungen

Modell	listo (6 km/h)	varga (6 km/h)	varga (10 km/h)	carvo (15 km/h)	tifan (15 km/h)	tifan (20 km/h)*
Bezeichnung	Mini-Scooter	City-Scooter	City-Scooter	Maxi-Scooter	Premium-Scooter	Premium-Scooter
Farbe	Frostblau matt	Sand metallic	Sand metallic	Bronze metallic	Tiefblau metallic	Tiefblau metallic,
Sitzhöhe (cm)	42,5; 45; 47,5	41; 43,5; 46; 48,5; 51	41; 43,5; 46; 48,5; 51	41; 43,5; 46; 48,5; 51	41; 43,5; 46; 48,5; 51	41; 43,5; 46; 48,5; 51
Sitztiefe (cm)	41	46	46	48	48	48
Sitzbreite (cm)	45	46	46	51	51	51
Gesamthöhe (cm)	91	128,5	128,5	130	136	136
Gesamtbreite (cm)	58	67	67	70	70	70
Gesamtlänge (cm)	107	130	130	155	140	140
Radstand (cm)	81	87	87	94	102,5	102,5
Geschwindigkeit (km/h)	6	6	10	15	15	20
Wendekreis (cm)	120	150	150	149	169	169
Max. Steigfähigkeit (%)	15	20	20	20	20	20
Motorleistung (Watt)	400	500	500	700	700	700
Ladezeit Standard (h) bis zu	10 (2A)	9 (5A)	9 (5A)	9 (5A)	7 (8A)	8.30 (8A)
Bereifung VA (mm)	240 x 75	90/70 R 6	90/70 R 6	115/55 R 8	100/60 R 8	100/60 R 8
Bereifung HA (mm)	240 x 75	90/70 R 6	90/70 R 6	115/55 R 8	115/55 R 8	115/55 R 8
Max. Zuladung (kg)	133	140	140	179	170	170
Zul. Gesamtgewicht (kg)	191	240	240	293	298	298
Gesamtgew. o. Batterien (kg)	45	76	76	79	98	98

Unverbindliche Preisempfehlungen in EUR inkl. der gesetzl. MwSt.

High-Line Batterien 22 Ah AGM Reichweite**	2.690,00 bis zu 21 km					
High-Line Batterien 34 Ah AGM Reichweite**		3.590,00 bis zu 38 km				
High-Line Batterien 45 Ah AGM Reichweite**		3.690,00 bis zu 44 km	3.890,00 bis zu 33 km			
High-Line Batterien 50 Ah AGM Reichweite**		3.790,00 bis zu 49 km	3.990,00 bis zu 37 km			
High-Line Batterien 60 Ah GEL Reichweite**				5.390,00 bis zu 36 km	7.390,00 bis zu 33 km	
High-Line Batterien 73 Ah GEL Reichweite**				5.590,00 bis zu 41 km	7.590,00 bis zu 34 km	7.990,00 bis zu 30 km

* tifan (20 km/h)

Dieses Modell ist nur für den Export bestimmt und in Deutschland nicht zugelassen!

** Reichweite

Die Reichweite wurde in Anlehnung an die ISO-Norm 7176-6 ermittelt. Die Reichweite ist abhängig von der Fahrsituation und dem Fahrverhalten.