

Venus 4 sport

- Länge : 1040 mm
- Breite : 550 mm
- Höhe : 900 mm
- Batterie : 2 x 12 V - 20Ah
- Motor : 270W
- Reichweite : ca. 16 km*
- Zuladung : 115 kg

Kleines 4-Rad-Elektromobil, sehr leicht, mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug zerlegbar in 4 Teile.



Einfache Demontage für den Transport



T-Lenker mit rutschfesten Griffen

Farben



Beleuchtung

Einkaufskorb abnehmbar

Lenksäule stufenlos verstellbar

Stoßstange

Sitz schwenkbar

Armlehnen breitenverstellbar

Batteriekasten einfach entnehmbar

Bereifung pannensicher



strack Patienten- und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch

strack Patienten- und Pflegebedarf

