

seca 956

Stuhlwaage zum Wiegen im Sitzen



- Die einfache Lösung für gehbehinderte Menschen.
- Klappbare Arm- und Fußstützen für bequemes Hinsetzen.
- Radfeststellbremse für sicheren Stand.
- Intuitives Bedienelement für leichtes Bedienen.
- Alle wichtigen Funktionen für maximalen Nutzen.

seca 956:

Die Erleichterung für Patienten und Personal.

Wiegen im Stehen ist für gehbehinderte oder ältere Menschen eine große Belastung. Stuhlwaagen sind hier eine echte Erleichterung für Patienten und Personal in Altenheimen, Krankenhäusern, der Geriatrie oder der Orthopädie. Hier bietet die neue seca 956 eine anwenderorientierte und solide Lösung mit allen Funktionen, die eine gute Stuhlwaage bieten sollte.

Alles, was wichtig ist.

Die seca 956 erfüllt mit einer Tragkraft von 200 kg und einer Teilung von 100 g alle Grundstandards medizinischer Anforderungen. Hinzu kommen typische seca Vorteile wie die klappbaren Arm- und Fußstützen, die sichere Radfeststellbremse, die ergonomisch geformte Sitzschale und die besonders leichtgängigen Rollen, die zusammen mit dem ergonomisch geformten Griff das Schieben der Stuhlwaage deutlich vereinfachen.

Einfaches Bedienen.

Dank der klappbaren Arm- und Fußstützen können sich ältere- und schwergewichtige Patienten bequem in die Waage setzen. Genau so leicht hat es das Personal, denn dank Batterien ist die seca 956 unabhängig von Steckdosen – und das 4000 Wägungen lang. Ebenfalls unnötig ist eine Einarbeitungszeit, denn das praktisch am Griff angebrachte Anzeigeelement ist intuitiv bedienbar.

TARA und HOLD.

Natürlich hat die seca 956 die wichtige Funktion TARA, die es erlaubt, jedes neu hinzugefügte Gewicht separat zu wiegen – und HOLD, die es dem Personal gestattet, sich erst um den Patienten zu kümmern und dann das Messergebnis abzulesen. All das macht diese neue Stuhlwaage neben der berühmten Verarbeitung und Lebensdauer zu einem echten seca Produkt. Denn es erfüllt alle Erwartungen, die man an den Weltmarktführer für medizinisches Wiegen und Messen stellt.

Der neue, ergonomische Griff erleichtert das Schieben.



Um das Hinsetzen und Aufstehen zu erleichtern, sind die Arm- und Fußstützen klappbar.



Das Display ist praktisch positioniert und lässt sich leicht bedienen.

seca 956

Technische Daten

- Tragkraft: 200 kg
- Teilung: 100 g
- Maße (BxHxT): 563 x 897 x 956 mm
- Eigengewicht: 22,4 kg
- Stromversorgung: Batterien
- Funktionen: TARA, HOLD, Abschaltautomatik
- Eichklasse: 

Strack AG
Ebnetstrasse 125
8200 Schaffhausen
Tel. 0800 600 500
Fax 0800 600 900
www.strack.ch
info@strack.ch

strack
Patienten-
und Pflegebedarf