



# VELA Tango 510

NEU



VELA Tango 510

Die sehr großzügige Rückenlehne kann in Höhe und Winkel individuell eingestellt werden. Zudem unterstützt das einstellbare Nackenpolster die Haltung und sorgt für höchstmöglichen Komfort.

Mit T3 Rückenlehne und T3 Nackenstütze

*(Fußring, ES5 Rückenlehne und SW Nackenstütze können zusätzlich bestellt werden)*



VELA Tango 510EI

Rückenlehne und Kopfstütze wurden speziell geformt und ermöglichen eine ergonomische Haltung auf höchstem Niveau. Natürlich lässt sich auch die Sitzposition individuell einstellen.

Mit ES5 Rückenlehne und SW Nackenstütze

Der VELA Tango 510 gehört zur neuen Generation der VELA-Arbeitsstühle. Zusätzlich zu einer aktiven Sitzposition bietet der Stuhl eine angenehme Ruheposition. Dies ist besonders wichtig, damit Menschen mit Behinderung sich rasch wieder erholen können. Neben all den Vorteilen, die Stühle mit einer aktiven Sitzposition haben, bietet der VELA Tango 510 eine extra große Rückenlehne, eine Nackenstütze, sowie die Möglichkeit das Sitzpolster in unterschiedlichen Neigungen einzustellen. Hierdurch kann der Nutzer den Stuhl auf seine individuellen Bedürfnisse optimal anpassen.

Der VELA Tango 510 ist auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung abgestimmt. Bei der Herstellung wurde auf ein hohes Maß an Sicherheit und Stabilität Wert gelegt, damit der Stuhl auch höheren Alltagsbeanspruchungen stand hält. Zugleich bietet er ergonomische Unterstützung und eine erholsame Ruheposition. Durch die Möglichkeit, die Neigung einzustellen, kann der Nutzer den Stuhl perfekt auf seine Bedürfnisse anpassen.

Die Sitzhöhe des VELA Tango 510 kann manuell, aber auch elektronisch eingestellt werden. Vor allem bei Nutzern mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten, sowie schwächerer Muskulatur bietet sich die elektronische Steuerung an. Diese ermöglicht ein flüssiges Aufstehen bzw. Hinsetzen und vermeidet Schmerzen hierbei.

Die vielen Einstellmöglichkeiten des Stuhles und seine ergonomisch geformte Rückenlehne und Sitzpolster machen ihn zu einem wertvollen Begleiter des alltäglichen Lebens. Alle Einstellungen können mühelos vorgenommen werden, während man im Stuhl sitzt.

Eine Zentralbremse und stabile Armlehnen sorgen für die notwendige Sicherheit beim Ein- und Aussteigen. Die vier leicht laufenden Rollen bieten durch ihre Platzierung viel Fußraum und ermöglichen eine einfache Fortbewegung.

## VORTEILE

- :: Ein hohes Rückenpolster, die Nackenstütze, sowie ein Rückneigesitz ermöglichen eine angenehme Ruheposition.
- :: Durch den einstellbaren Sitz, die hohen Rückenpolster und die Armlehnen bietet der Stuhl eine stabile und ergonomische Sitzposition
- :: Stabiler Rahmen und Zentralbremse ermöglichen ein sicheres Ein- und Aussteigen
- :: Einfaches Einstellen der Sitzhöhe

## STANDARD KONFIGURATION

	VELA Tango 510	VELA Tango 510EI
<b>Höhenverstellung</b>	Gasfeder: <b>150 mm</b> or 200 mm	Elektronisch: <b>200 mm</b> or 300 mm
<b>Sitzhöhe</b> Die Sitzhöhe kann in den folgenden Intervallen eingestellt werden	v. <b>150 mm</b> : <b>42-57 cm</b> , 44-59 cm, 46-61 cm, 48-63 cm, 50-65 cm v. <b>200 mm</b> : 47-67 cm, 49-69 cm, 51-71 cm, 53-73 cm, 55-75	v. <b>200 mm</b> : 40-60 cm, <b>42-62 cm</b> , 44-64 cm, 46-66 cm v. <b>300 mm</b> : 45-75 cm, 47-77 cm, 49-79 cm, 51-81 cm
<b>Sitz, Breite x Tiefe</b>	47 x 49 cm (CY Sitz)	47 x 49 cm (CY Sitz)
<b>Sitzwinkel</b>	11° vorwärts, 14° rückwärts	11° vorwärts, 14° rückwärts
<b>Rückenlehne, Breite x Tiefe</b>	<b>38x50 cm (T3 Rückenlehne)</b> 43x47 cm (ES5 Rückenlehne)	<b>38x50 cm (T3 Rückenlehne)</b> 43x47 cm (ES5 Rückenlehne)
<b>Winklereinstellung der Rückenlehne</b>	4° vorwärts, 22° rückwärts	4° vorwärts, 22° rückwärts
<b>Höheneinstellung der Rückenlehne</b>	5 cm	5 cm
<b>Nackenstütze, Breite x Höhe</b>	<b>28x16 cm (T3)</b> 26x13 cm (SW)	<b>28x16 cm (T3)</b> 26x13 cm (SW)
<b>Armlehnenpolster</b>	9 x 25 cm (PU Armlehne)	9 x 25 cm (PU Armlehne)
<b>Armlehnenhöhe, einstellbar</b>	0-22 cm	0-22 cm
<b>Entfernung zwischen den Armlehnen, einstellbar</b>	42-54 cm	42-54 cm
<b>Rahmengröße</b>	55 x 55 cm	55 x 55 cm
<b>Gewicht</b>	27 kg	34 kg
<b>Max. Belastung</b>	160 kg	160 kg
<b>Sitzrotation</b>	90° nach rechts / 90° nach links	90° nach rechts / 90° nach links

Standardmaße für Höheneinstellung, Sitzhöhe, Rückenlehne und Nackenstütze sind fett markiert

MASSE UND GEWICHT

Alle VELA-Stühle sind gemäß den geltenden Normen mit der CE-Kennzeichnung versehen. Serienmäßig wird der VELA Tango mit einer Sitzfläche aus schwarzem Phoenix Gewebe geliefert. Dies ist extrem strapazierfähig, atmungsaktiv und komfortabel.

Aus über 300 verschiedenen Textilstoffen und Farben können allerdings auch individuelle Wünsche respektiert werden. So wird neben diversen Bezügen u.a. auch Kunstleder angeboten.

### ZUBEHÖR UND SONDERLÖSUNGEN

Die komplette Palette von VELA-Stühlen kann mit einer großen Auswahl an Zubehör und Speziallösungen für alle individuellen Bedürfnisse des Nutzers angepasst und geliefert werden. Diese Lösungen beziehen sich auf Polsterung, Komfort, Unterstützung, Druckentlastung, Steuerung und elektrische Einstellungen. Eine vollständige Liste der Zubehörteile und Beschreibungen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

### ARBEITSUMGEBUNG

:: Die Höhenverstellung unterstützt das Einnehmen einer optimalen Sitzposition, z.B bei Mahlzeiten oder beim Ankleiden.

:: Die Höhenverstellung ermöglicht es, dass der Stuhl auf die Höhe eines Bettes oder Stuhles gebracht werden kann, um ein Ein- und Aussteigen zu erleichtern.

:: Die höhenverstellbaren Schiebegriffe ermöglichen ein einfacheres Bewegen durch Dritte.



VELA Tango 510EI

max. Einstellung der Rückenlehnung liegt bei 14°

701.332 © Vermund Larsen A/S