



**BIS
GRAD II
EPUAP**

saniflow® II S

Schmerzpatienten können im Statikbetrieb schonend gelagert werden

Vorteile, siehe Beschreibung der saniflow® II

Zusätzliche Funktionen der saniflow® II S

- Schalter für den Statikbetrieb
- optischer und akustischer Alarm bei Druckverlust (z. B. Leckage)
- Schalter zur Rückstellung des akustischen Alarms

Patientengewicht 40-120 kg

Dekubitusgrad bis einschließlich Grad II
(nach EPUAP)

HMV-Nummer

saniflow® II S - 11.29.04.0003

Bestellnummern

saniflow® II S - 21239

Ersatzaggregat - 21240

Ersatzmatratze inkl. Überzug - 21232