


Technische Daten

Mobile Patientenlifter



	aks-foldy® aks-foldy®e	aks-mini foldy® aks-mini foldy®e
Gesamtmasse (ohne Bügel und Gurt)	38/39,5 kg	36/37,5 kg
Maximallast	150 kg	150 kg
Hubgeschwindigkeit bei Volllast (Zeit für einen Hebe- vorgang)	80s	80s
Leistung, Hebe- und Senkvor- gänge bei voller Akkukapazität, ca.	40	40
Eingangsspannung	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz
Schutzklasse	II	II
Schutzart	IP X4	IP X4

Grundlegende Maße nach DIN EN 10535

a	Höchstreichweite bei 600 mm Referenzhöhe	675	495
b	Höchstreichweite vom Fahrgestell aus	675	532
c	Reichweite vom Fahrgestell beim Spreizen der Beinstützen auf 700 mm	313	313
d1	Laufrollendurchmesser hinten	100	100
d2	Laufrollendurchmesser vorne	75	75
e	Gesamthöhe	1300	1195
f	Wendedurchmesser	1443	1234
g	Fahrgestelllänge	1291	1081
k	max. Anschlaghöhe	2015	1749
l	min. Anschlaghöhe	811	739
m	Hebebereich	1204	1010
o	min. äußere Breite	643	643
p	max. innere Breite	918	825
q	innere Breite bei Höchstreich- weite des Anschlagpunkts	866	801
r	min. innere Breite	499	499
t	Höhe des Fahrgestells	110	110
u	Freiraum des Fahrgestells	60	60
w	Haltegriffbreite	452	452
x	Mindestabstand von der Wand zum Anschlagpunkt bei dessen größter Höhe (Beinstützen gespreizt)	611	510
y	Mindestabstand von der Wand zum Anschlagpunkt bei dessen geringster Höhe (Beinstützen gespreizt)	345	269
z	Mindestabstand von der Wand zum Anschlagpunkt bei Höchstreichweite (Beinstützen gespreizt)	234	172

aks-micro foldy®	aks-clino® II	aks-dualo® Standardlifter	aks-dualo® Aktivlifter	aks-mini dualo® Standardlifter	aks-mini dualo® Aktivlifter	aks-torneo® II	aks-foldo®	aks- goliath®*
34 kg	38 kg	39,3 kg	39,3 kg	38,5 kg	38,5 kg	44.0 kg	40,6 kg	53 kg
130 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	130 kg	250 kg
80s	40s	80s	80s	80s	80s	40s	82s	78s
40	25	40	40	40	40	40	40	40
24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	24V DC
II	II	II	II	II	II	II	II	II
IPX4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	-	IP X5
451	675	675	27	476	56	216	614	660
494	675	675	483	513	512	264	651	630
442	313	313	313	313	313	442	313	105
100	100	100	100	100	100	100	100	100
75	75	75	75	75	75	75	75	100
1207	1290	1283	1283	1195	1195	1136	1322	1310
1162	1443	1538	1538	1317	1317	1263	1442	1525
1018	1273	1291	1291	1081	1081	999	1313	1290
1713	2025	2019	1990	1739	1846	1183	1865	1970
561	821	820	1183	759	1032	898	793	585
1152	1204	1198	807	977	814	285	1072	1385
572	621	643	643	643	643	550	671	750
733	944	919	919	825	825	771	892	1035
728	866	866	778	792	792	613	866	970
428	520	499	499	499	499	450	471	595
110	120	110	110	110	110	120	140	130
60	70	60	60	60	60	70	60	50
452	452	452	452	452	452	452	452	452
571	607	615	987	527	792	766	504	565
349	341	339	427	278	195	402	434	570
150	230	232	424	189	190	402	263	265

* Produktbeschreibung siehe Schwerlastprogramm