

# KÜSCHALL COMPACT

## FÜR AKTIVE FAHRER MIT EINEM HOHEN ANSPRUCH AN ANPASSBARKEIT UND UNTERSTÜTZUNG ENTWICKELT.

Der küschall Compact ist ein einfach zu handhabender Rollstuhl für Anwender mit reduzierten Kräften. Die vielen Anpassungsmöglichkeiten machen den küschall Compact zu einem funktionalen und verlässlichen Rollstuhl, auch für Hemiplegiker.

Hervorragende Fahreigenschaften ohne Kompromisse in Sachen Sicherheit und Stabilität machen den küschall Compact zu einem zuverlässigen Faltrollstuhl. Die wegschwenkbaren bzw. abnehmbaren Beinstützen ermöglichen einen einfachen Fronttransfer und kompakte Transport/Lagermaße.



### LEGENDE

- KONFIGURATION:** Der abgebildete Rollstuhl besteht aus einem Aluminium-Standard-Rahmen in der Rahmenfarbe Umbra-Braun, Colour-Power-Set (CPS) Techno-Anthrazit, Carbon-Kleiderschutz, atmungsaktivem Aero-Rücken, 2-teilige Kunststoff-Fußauflagen, 4" Starec Vorderräder in Techno-Anthrazit, High-Performance-Hinterräder mit Schwalbe Marathon Bereifung und Aluminium-Greifreifen.
- ABDUKTIONSRAHMEN:** Für niedrige Sitzhöhen ist der küschall Compact mit einem Abduktionsrahmen erhältlich. Dieser Rahmen schafft bis zu 30 mm zusätzlichen Platz links, rechts oder beidseitig.
- BEINSTÜTZEN:** Entsprechend den Bedürfnissen sind drei Beinstützen-Ausführungen verfügbar, in 90°, 80° oder 70° abnehmbar und nach innen oder außen wegschwenkbar bzw. abnehmbar.
- SCHIEBEGRIFFE:** Für die individuellen Vorlieben bzw. Bedürfnisse der Begleitpersonen sind folgende Ausführungen erhältlich: Standard-Schiebegriffe kurz oder lang, höhenverstellbar-rückversetzt (siehe Abbildung), höhenverstellbar integriert, abklappbar oder ohne Schiebegriffe.

### TECHNISCHE DATEN

 <b>Rahmenwinkel</b> 70°/80°/90°	 <b>Sitzbreite</b> 280 – 500 mm in 20 mm Schritten
 <b>Sitztiefe</b> 320 – 500 mm in 20 mm Schritten	 <b>Sitzhöhe</b> Vorn: 380 – 530 mm Hinten: 380 – 500 mm in 10 mm Schritten
 <b>Unterschenkellänge</b> 210 – 510 mm in 10 mm Schritten	 <b>Max. sichere Neigung</b> 7°
 <b>Rückenlehnenhöhe</b> 300 – 510 mm in 15 mm Schritten	 <b>Rückenlehnenwinkel</b> 82°/86°/90°/ 94°/98°/102°
 <b>Wendekreis</b> 920 – 1230 mm	 <b>Gesamtlänge</b> 70°: ca. 940 mm 80°: ca. 890 mm 90°: ca. 840 mm
 <b>Gesamtbreite</b> SB + 180 mm	 <b>Gesamtbreite gefaltet</b> ca. 290 mm
 <b>Gesamtgewicht, leer</b> ca. 11 kg	 <b>Transportgewicht (ohne Hinterräder)</b> ca. 8.3 kg
 <b>Max. Nutzergewicht</b> 130 kg	 <b>Crash getestet</b> Gem. ISO 7176-19