

helio C2_{carbon}



 MOTIONCOMPOSITES



helio C2_{carbon}



Was ein Faltrollstuhl sein sollte

Jedes kleine Detail des Helio wurde speziell optimiert, um Ihnen beim Weiterkommen zu helfen.

Durch die Minderung der notwendigen Energie des Vortriebes wird das Risiko von Überlastungsschmerzen minimiert werden.

Der Helio C2 ergibt mehr Freiheit

26% leichter als die Konkurrenz.

Unser Faltrollstuhl Helio verändert die Art wie wir Rollstühle sehen, dank hervorragender Leistung und unvergleichlicher Leichtigkeit. Voll ausgestattet ist der Helio mit 4.5kg Gewichtsunterschied auffallend leichter als die Konkurrenz.

Die niedrigste Sitzhöhe

Dank dem innovativen Rahmen-Design ist beim Helio C2 eine super niedrige Sitzhöhe von 34,5cm mit einem 4" Lenkrad möglich. Mit dem gleichen Rahmen kann mit einem 7" Lenkrad eine maximale Sitzhöhe von 53,5cm eingestellt werden.

Das innovative Seitenteil

Das neue Leichtbau-Seitenteil lässt sich für eine einfachere Konfiguration schnell und einfach auf Rück-schwenkbar umstellen. Die Höhe der Armauflagen lässt sich mit einem einfachen Auslösesystem verstellen. Der Transfer wird durch einen Gummi-Haltegriff erleichtert.






U

Carbon Fiber

Unsere Rollstuhlrahmen sind aus demselben hochwertigen Material gebaut welches in der Formel 1 sowie der Luft- und Raumfahrt eingesetzt.

Die T700 Carbonfaser ist konkurrenzlos, wenn es um Festigkeit und Steifigkeit geht. Die Rahmenkonstruktion ist daher nicht nur extreme leicht sondern auch aussergewöhnlich stark.



| | | |
|---|---|--|
|  Seat depth 35.5 – 51 cm 14" - 20" |  Seat width 35.5 – 51 cm 14" - 20" |  Front seat to floor 33 - 53.5 cm 13" - 21" |
|  Rear seat to floor 31.5 - 51 cm 12 1/2" - 20" |  Back height 23 – 53.5 cm 9" - 21" |  Footrest angle 60°, 70°, 90° |
|  Back angle 85° to 110° |  Wheel camber 0°, 3°, 6° |  Center of gravity 8.5 cm range 3 1/4" range |
|  Weight limit 113 kg 250 lbs |  Overall width from + 19 cm from 7 1/2" |  Armrest height 20.5 – 35.5 cm 8" - 14" |

| | | |
|---|--|--|
|  Carbon Finish |  Sunkissed Orange |  Steel Blue |
|  Basalt Black |  Ferrari Red |  Sapphire Blue |
|  Charcoal |  Burgundy |  Monster Green |
| |  Fushia |  Acid Green |

Verfügbare Rahmenfarbe.

Wählen Sie aus der exquisiten Palette von stilvollen Farben ihren persönlichen Favoriten aus.

www.motioncomposites.ch

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen
Tel. 0800 600 500
Fax 0800 600 900

www.strack.ch
info@strack.ch

strack
Patienten-
und Pflegebedarf