

KUBIVENT SOFT

Decubitus Therapie- und Prophylaxe-Matratze mit DUAL-System

Höhe/Ausführung	cm	12 / FEST	16	16 / FEST
Einsatzbereich	kg	bis 120	bis 140	50 – 200
Beste Druckentlastung bei	kg	bis 70	bis 100	90 – 160
Druckentlastung	bei 80 kg	49% (H)	51% (H)	46% (H)
	bei 120 kg	36% (H)		
	bei 140 kg		36% (H)	
	bei 200 kg			31% (H)
Mikroklima		58% (H)	52% (H)	58% (H)

Indikationen

Einsatz in der **Therapie** bis einschließlich **Stadium III (EPUAP)**, in der Prophylaxe bis **sehr hohes Risiko**

Besonders empfohlen für Patienten,

- bei denen eine maximale Druckentlastung im Vordergrund steht
- mit einem BMI <19 (kachektisch)
- mit besonderer Schmerzproblematik (z.B. Karzinompatienten)
- mit progressivem Krankheitsverlauf

Auch die beste Anti-Decubitus-Matratze ersetzt nicht die Notwendigkeit der ständigen Umlagerung des Patienten. Informationen dazu siehe Rückseite.

Die Werte der **Druckentlastung** sind in Klassen eingeteilt: Je höher die Prozentzahl, desto besser die Druckentlastung
Die Werte **Die Klassen**
 Über 20 % = Hohe Druckentlastung = H
 10 – 19,9 % = Durchschnittliche Druckentlastung = D
 Bis zu 9,9 % = Geringe Druckentlastung = G
 Bei einer Druckentlastung unterhalb der von Standardprodukten = Keine Druckentlastung = K

Auch die Werte des **Mikroklimas** sind in Klassen eingeteilt. Doch hier gilt, je geringer die Prozentzahl, desto besser das Mikroklima. Dabei wird die relative Luftfeuchtigkeit (rF) der Umgebung mit ca. 40 % mit einbezogen
Die Werte **Die Klassen**
 Bis 59,9 % rF = Hoher (sehr guter) Feuchtigkeitstransport = H
 60 – 69,9 % rF = Durchschnittlicher Feuchtigkeitstransport = D
 70 – 79,9 % rF = Geringer Feuchtigkeitstransport = G
 Ab 80 % rF = Kein relevanter Feuchtigkeitstransport = K

Strack AG
 Ebnetstrasse 125
 8200 Schaffhausen
 Tel. 0800 600 500
 Fax 0800 600 900

strack
 Patienten-
 und Pflegebedarf

www.strack.ch
 info@strack.ch

Made
 in
 Germany

KUBIVENT®