



PFLEGEMATRATZEN

KUBIVENT PFLEGEMATRATZE

auch in schwer entzündbar nach DIN EN 597-1/2

Diese Matratze gibt es in zwei unterschiedlichen Raumgewichten (35 und 40 kg/m³) und Höhen (10 und 12 cm). Material: PU-Schaumstoff. Zum Lieferumfang gehört ein blauer elastischer Bezug aus Baumwollgewebe (bei 60 °C waschbar), wahlweise auch in schwer entzündbarer Ausführung. Wenn Sie die Matratze mit einem anderen Bezug wünschen, siehe S. 10 - 12.

Größe in cm	Bestell-Nr.		schwer entzündbare Ausführungen Bestell-Nr.	
	12 cm	10 cm	12 cm	10 cm
190 x 90	SM102-35	SM102-35Z	SM102-35SW	SM102-35ZSW
200 x 90	SM103-35	SM103-35Z	SM103-35SW	SM103-35ZSW
200 x 100	SM104-35	SM104-35Z	SM104-35SW	SM104-35ZSW

Raumgewicht 40 kg/m³

Größe in cm	Bestell-Nr.	
	12 cm	10 cm
190 x 90	SM102-40	SM102-40Z
200 x 90	SM103-40	SM103-40Z
200 x 100	SM104-40	SM104-40Z

KUBIVENT PFLEGEMATRATZEN-Auflage

auch in schwer entzündbar nach DIN EN 597-1/2

Diese Auflage hat eine Höhe von 4 cm bei einem Raumgewicht von 35 kg/m³ und kann auf jede bestehende Matratze aufgelegt werden oder beim Einsatz von Wechseldruckmatratzen als Unterlage dienen. Material: PU-Schaumstoff. Zum Lieferumfang gehört ein blauer elastischer Bezug aus Baumwollgewebe (bei 60 °C waschbar), wahlweise auch in schwer entzündbarer Ausführung. Wenn Sie die Matratze mit einem anderen Bezug wünschen, siehe S. 10 - 12.

Größe in cm	Bestell-Nr.		schwer entzündbare Ausführungen Bestell-Nr.	
	4 cm			
190 x 90	SMA42		SMA42-SW	
200 x 90	SMA43		SMA43-SW	
200 x 100	SMA44		SMA44-SW	

