

MULTIFUNKTIONSLIEGE RFH



Dachstellung



Extensionsstellung = Dachstellung + Beinteilverstellung



Beinteilverstellung

Technische Daten

Funktion	elektrische Höhenverstellung von 45 bis 96 cm elektrische Dachstellung bis 60° elektrische Beinteilverstellung bis 60°
Antriebe	elektrische Linearmotoren
Steuerung	elektrischer Handschalter
Kopfteilverstellung	positiv 50° bis negativ 40° mit Gasfederunterstützung
Polsterung	hochwertige Zweischicht-Schaumstoffpolsterung
Bezug	wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder
Abmessungen	Breite: 65 cm oder 80 cm Länge: 200 cm Gewicht: 85 kg
Hebevermögen	sichere Arbeitslast 220 kg zulässiges Patientengewicht bis max. 185 kg