

VOJTA-BOBATH LIEGE RFH

Standardausführung mit Liegeflächenbreite 120 cm



Ausführung mit Rollenhub, verstellbarem Kopfteil und Fußschalter mit Halterung



Ausführung mit Hubhebelgestell bei Schwerlastoption
oder ab Liegeflächenbreite 120 cm



Technische Daten

Funktion	elektrische Höhenverstellung von 45 bis 96 cm
Antriebe	elektrische Linearmotoren
Steuerung	elektrischer Handschalter
Polsterung	hochwertige Zweischicht-Schaumstoffpolsterung
Bezug	wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder
Abmessungen	Breite: 100 cm Länge: 200 cm Gewicht: 90 kg
Hebevermögen	sichere Arbeitslast 220 kg zulässiges Patientengewicht bis max. 185 kg