

# Alesia

## Multifunktionaler Pflegestuhl



- Verstellbare Rückenlehnung (Nutzung durch Patient oder Begleitperson möglich)
- Verstellbare Sitzkantelung

- Armlehnen höhenverstellbar
- Fußplatte ein-/ausziehbar
- Zentralfeststellung Bremse
- Richtungsräder

### Optionen:

- Dokumentenhalter
- Therapietisch
- Seitenpelotten
- Infusionshalter
- Kopflehne mit Nackenpolster
- Sauerstoffflaschenhalter
- Urinbeutelhalter



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen



# Technische Daten Alesia

Gesamtbreite	Sitzbreite	Höhe Armlehnen	Sitzhöhe	Gesamthöhe	Rückenhöhe	Sitzneigung	Rückenneigung	Sitztiefe	Gesamtlänge	Gewicht	max. Belastbarkeit

700	540	0-270	530	1330	800	12°	30°	480	800*	33	140
									1330*		

Abweichungen bei Maßen, Gewicht und Winkeln (1,5 cm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich \*Sitzposition ohne Fußplatte \*\* Liegeposition mit Fußplatte

## Komfort

Die Verwendung von vier Laufrollen (Ø 125 mm) ermöglicht eine leichte Fahr- und Lenkbarkeit.

Die durchgängige Sitzauflage und die verstellbare Beinauflage unterstützen eine komfortable Lagerung. Die Fußplatte kann unter den Sitz gezogen werden, die Armlehnen sind höhenverstellbar und für einen seitlichen Patiententransfer absenkbar.

Die Serienausstattung umfasst die Zentralfeststellung der Bremsen, Richtungsrad für einen stabilen Geradeauslauf, den anatomisch gepolsterten Rücken (durch Patient oder Begleitperson verstellbar), sowie die verstellbare Sitzkantelung.

## Optionen

Zu den Ausstattungsoptionen gehören: Infusionshalter, Urinbeutelhalter, Dokumentenhalter hinter dem Rücken, Kopflehne mit Nackenpolster, Seitenpelotten, Therapietisch, Sauerstoffflaschenhalter....

## Farben

Wählen Sie Ihren Bezugstoff aus sechs Farben des strapazierfähigen und leicht zu pflegenden Kunstleder materials.



## Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Schweiz

Tel.: +41 (0) 33 335 14 75  
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: [info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)  
Site: [www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

**strack** Patienten- und Pflegebedarf

Strack AG  
Ebnetstrasse 125  
8200 Schaffhausen

052 630 31 60  
[www.strack.ch](http://www.strack.ch)  
[info@strack.ch](mailto:info@strack.ch)



**VERMEIREN**  
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.