

**strack**



Gültig bis  
**15.07.2024**

# FRÜHSOMMERAKTION

strack AG  
Ebnatstrasse 125  
8200 Schaffhausen

SWISS MEDTECH 



Tel: 058 666 08 08

[www.strack.ch](http://www.strack.ch)  
[info@strack.ch](mailto:info@strack.ch)

## Gripo Haltestange

Die Haltestange Gripo ist die ideale Lösung, um mehr Sicherheit und Unterstützung in Ihrer Wohnung zu gewährleisten. Die Installation der Haltestange ist denkbar einfach und erfordert kein mühsames Schrauben oder Bohren. Sie wird einfach zwischen Decke und Boden eingespannt.

### Diverses Zubehör erhältlich



Beidhändiger Griff



Stützbügel mit Hängegriff



Kombi-Griff



Infusionsständer



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
35200	Haltestange	CHF 542.-	CHF 487.80
35148	Stützbügel mit Hängegriff	CHF 262.-	CHF 235.80
35159	Beidhändiger Griff	CHF 121.-	CHF 108.90
35208	Kombi-Griff	CHF 165.-	CHF 148.50
35154	Klappsitz	CHF 543.-	CHF 488.70

Überall einsetzbar



Im Schlafzimmer



In der Badewanne



Auf der Toilette



Im Wohnzimmer



Video zur  
Montage-  
anleitung

vorher 542.-

jetzt **487.<sup>80</sup>**

10% Rabatt

## Ruhesessel Comfort Free



vorher 1'549.-

ab **1'394.<sup>10</sup>**

10% Rabatt

Verstellbarer Sitz und Liegefläche mit Gasdruckfeder. Verstellbare Armlehnen. 4 Lenkrollen mit Feststellbremse. Lieferung ohne Kopfstütze.



- Abmessung Sitzposition: 740 x 900 x 1420 mm (B x T x H)
- Breite Sitzfläche: 510 mm
- Tiefe Sitzfläche: 450 mm
- Sitzhöhe: 520 mm
- Tragkraft maximal: 150 kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
R81065	Free G - ohne Fussstützen	<del>CHF 1'549.-</del>	CHF 1'394.10
R81068	Free Plus - mit Fussstützen	<del>CHF 1'699.-</del>	CHF 1'529.10

## Ruhesessel Comfort Vario



vorher 3'089.<sup>30</sup>

ab **2'780.<sup>35</sup>**

10% Rabatt

Mit Verstellung von Höhe, Sitz, Rückenplatte und Armstützen. 4 Lenkrollen, davon die hinteren mit gleichzeitig wirkender Feststellbremse. Lieferung ohne Kopfstütze.

- Abmessung Sitzposition: 750 x 950 x 1440 mm (B x T x H)
- Breite Sitzfläche: 540 mm
- Tiefe Sitzfläche: 450 mm
- Sitzhöhe: 550 mm bis 820 mm
- Tragkraft maximal: 135 kg



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
R81268	Vario EG - mit Gasfeder	<del>CHF 3'089.30</del>	CHF 2'780.35
R81278	Vario E - teilelektronisch	<del>CHF 3'650.55</del>	CHF 3'285.50

## Steh- und Balancetrainer Thera-Trainer Balo



**THERA**  
TRAINER

Der THERA-Trainer Balo eignet sich als dynamischer und statischer Steh- und Balancetrainer. Sicheres Stehen und Gleichgewicht bilden die Grundlage aller Aktivitäten des täglichen Lebens. Mit Hilfe der THERA-Trainer Steh- und Balance-Trainer können Sie Ihr Gleichgewicht verbessern, Ihren Kreislauf stabilisieren und den Stoffwechsel anregen.

vorher 9'098.<sup>75</sup>

jetzt **7'733.<sup>95</sup>**

15% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
A001-494	Balo	<del>CH 9'098.75</del>	CHF 7'733.95

## Freistehbarren RFH

Für den behinderten Menschen ist das tägliche Stehen, u.a. zum Kreislauftraining für die bestmögliche Entleerung der oberen Harnwege, zur Osteoporose und Kontraktur-Prophylaxe besonders wichtig. Die spezielle Konstruktion des Freistehbarrens ermöglicht sicheres und stabiles Stehen ohne zusätzliche Verankerungen.

Abmessungen:

- Breite: 77,5 cm
- Länge: 112 cm
- Höhe: 100 cm



vorher 5'316.<sup>65</sup>

jetzt **4'785.-**

10% Rabatt

Fussplatte



Kniepelotten



El. Gurtaufrollvorrichtung



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
02.300.00.000	Freistehbarren RFH	<del>CHF 5'316.65</del>	CHF 4'785.-

## Aufstehlift MiniLift 200



- Einzigartiger Aufstehlift
- Sehr robust und stabil
- Höchstmöglicher Komfort
- Physiologisches Bewegungsmuster





## Zubehör



### Wadenband CalfStrap

Unterstützung beim Aufstehen oder Transferieren.



### Aufstehweste ThoraxSling

Vermittelt dem Pflegebedürftigen ein besonders hohes Sicherheitsgefühl beim Aufstehen und Stehtraining.



vorher 4'485.<sup>30</sup>

jetzt **3'588.<sup>25</sup>**

20% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
401100334	MiniLift 200	<del>CHF 4'485.30</del>	CHF 3'588.25
70200033	CalfStrap	CHF 126.35	CHF 101.10
45500006	ThoraxSling, M	CHF 421.70	CHF 337.35
45500007	ThoraxSling, L	CHF 421.70	CHF 337.35

## Patientenlift Eva 450 EE



**Inkl. Traggurt  
HighBackSling**

- Max. Belastbarkeit 205 kg
- Für jede Transfersituation
- Elektrische Breitenverstellung
- Transfer vom Boden möglich
- Aus hochwertigem Aluminium

vorher 4'487.<sup>30</sup>

**jetzt 3'589.<sup>85</sup>**

**20% Rabatt**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
60100002	Eva 450 EE, max. 205 kg	CHF 4'487.30	CHF 3'589.85

## Patientenlift Golvo 9000



vorher 9'407.<sup>95</sup>

jetzt **7'996.<sup>75</sup>**

15% Rabatt

- Vertikale Hebebewegung
- Parallele Breitenverstellung des Fahrgestells
- Unterstützung von Patienten/ Pflegebedürftigen während der Gehübung
- Benutzerdisplay
- Schnellwechselhaken
- ergonomische Handsteuerung
- Umfangreiches Sortiment an Zubehör
- Zwei Hubgeschwindigkeiten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
2000045	Golvo 9000	<del>CHF 9'407.95</del>	CHF 7'996.75

## Patientenlift Viking M



- Steuereinheit mit wichtigen Informationen
- Drei unterschiedliche Höheneinstellungen
- Intuitive und ergonomisch gestaltete Handsteuerung
- Umfangreiches Sortiment an Zubehör

vorher 6'440.<sup>60</sup>

jetzt **5'474.<sup>50</sup>**

15% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
2040045	Viking M	<del>CHF 6'440.60</del>	CHF 5'474.50

## Stuhlwaage Kern



Eichklasse III



Diese Stuhlwaage ist das ideale Messinstrument für Altenheime, Reha-Zentren und Kliniken mit hohem Patientenaufkommen.

Umklappbare Armlehnen und Fussstützen erleichtern das Platznehmen.



- Alle Räder brems- und arretierbar
- Max. Belastbarkeit 250 kg
- Grosses hinterleuchtetes LCD Display
- Ergonomisch angeordnete Handgriffe
- BMI-Funktion

vorher 1'504.<sup>55</sup>

jetzt **1'354.<sup>10</sup>**

10% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
MCC250K100M/965-129	Stuhlwaage Kern	<del>CHF 1'504.55</del>	CHF 1'354.10

## Rollstuhlwaage Kern



Eichklasse III



Die äusserst niedrige Bauhöhe der Rollstuhlwaage erleichtert das Auffahren. Auffahrampen und Haltebügel können mit nur wenigen Handgriffen bequem eingeklappt werden.

- Max. Belastbarkeit 300 kg
- Zwei integrierte Auffahrampen
- Rutschfeste Oberfläche
- BMI-Funktion
- Höhenverstellbare Gummifüsse

vorher 2'118.<sup>85</sup>

jetzt **1'906.<sup>95</sup>**

10% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
MWA300K-1PM/965-129	Kern	<del>CHF 2'118.<sup>85</sup></del>	CHF 1'906.95

## Rollstuhlwaage Kern



Eichklasse III

Die äusserst niedrige Bauhöhe der Rollstuhlwaage erleichtert das Auffahren. Mittels 2 Rollen und 1 Handgriff bequem zu transportieren.



- Max. Belastbarkeit 300 kg
- Zwei integrierte Auffahrampen
- Rutschfreie und abriebfeste Oberfläche
- BMI-Funktion
- Höhenverstellbare Gummifüsse

vorher 1'998.<sup>40</sup>

jetzt **1'798.<sup>55</sup>**

10% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
MWS300K100M/965-129	Rollstuhlwaage Kern	<del>CHF 1'998.40</del>	CHF 1'798.55

## Mobiler Patientenlifter TR 9650



- Bequeme und gepolsterte Sitz- und Liegefläche
- Per Fussraster in der Höhe verstellbar
- Zum Liegelifter umbaubar
- Akkubetrieb
- Sicherheitsgurte
- Ergonomisch geformte Handgriffe

vorher 5'459.<sup>20</sup>

ab **4'367.<sup>35</sup>**

**20% Rabatt**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
TR0542000	Stuhllift	CHF <del>5'459.70</del>	CHF 4'367.35
TR0542020	Combilift *	CHF <del>6'929.65</del>	CHF 5'543.70



# Isola bella

Die Pflegebadewanne mit dem Wohlfühlerlebnis




made by Strack




Luftsprudelbad



Aromatherapie



Chromotherapie



Audio-Anschluss





## Stations- und Multifunktionswagen

Die Stationswagen lassen sich exakt auf Ihre Bedürfnisse zusammenstellen.

- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Grosse Farbpalette zur Auswahl
- Diverses Zubehör erhältlich






**INSAUSTI**  
INNOVIER / DESENEN / CONSTRUIER



TOP-Preis

ab **775.-**

# Stations- und Multifunktionswagen





## Diverses Zubehör erhältlich



Handschuhhalterung



Zusätzliches Tablar



Medikamentenbehälter



Bildschirmhalterung



Infusionsständer



Zentral Support



Behälter



Halter



Laptophalterung

## Chromstahlboy



- Perfekt geeignet für den Einsatz im Krankenhaus, Pflege- und Altersheim
- Robust und leicht zu manövrieren
- Max. Belastbarkeit: 60 kg
- Reinigungs- und desinfektionsbeständig

Die Chromstahlboys können auf Ihre Bedürfnisse zusammengestellt werden. Diverses Zubehör erhältlich.

TOP Preis

ab **539.<sup>20</sup>**

15 - 20% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
941S	2 Tablare 900 x 600 mm	<del>CHF 996.95</del>	CHF 847.40
946S	3 Tablare 900 x 600 mm	<del>CHF 1'204.30</del>	CHF 1'023.65
441S	2 Tablare 600 x 430 mm	<del>CHF 674.00</del>	CHF 539.20
446S	3 Tablare 600 x 430 mm	<del>CHF 888.80</del>	CHF 711.05

## Sauerstoffkonzentrator Kröber

**Kröber**  
MEDIZINTECHNIK

Ein servicefreundlicher und geräuscharmer Sauerstoffkonzentrator in modernem Design.

Durch die kompakte Masse und die Vielzahl elektronischer Hilfen ist der Kröber bestens für den Heim- und Praxisbereich geeignet.



- ✓ hohe Servicefreundlichkeit
- ✓ flüsterleise
- ✓ mikroprozessorgesteuert
- ✓ USB-Schnittstelle
- ✓ leicht zugängliche Filter

vorher 1'385.<sup>15</sup>


jetzt **1'135.<sup>80</sup>**

18% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
KR02.00	Kröber	<del>CHF 1'385.15</del>	CHF 1'135.80

**JETZT  
KOSTENLOS  
TESTEN**  
☆☆☆

## Positionierungshilfen Kubivent



KUBIVENT.

**Mikroperlen - System**

Ihre Vorteile:

- Geräuscharme Füllung
- Sehr gute Modulierbarkeit
- Kissen passen sich an
- Wahrnehmungs-Förderung
- Voll-vernähter Inko-Bezug
- Baumwollüberzug (waschbar)

Besonders geeignet für Patienten mit Lähmungen, Kontrakturen, Spastiken und Dekubitus. Atemunterstützende Positionierung, Mikropositionierung, Unterstützung in sitzender Position.

**Mikroperlen-System:** Mit kleinsten EPS-Perlen gefüllte Kissen – individuell modulierbar, formstabil und trotzdem weich.

**Sandwich-System:** Als Sandwich aufgebaute Rollen, Keile und Kissen aus PU-Schaumkern und Kaltschaum-Ummantelung.





Bild	Produkt	Grösse	Artikel-Nr.	Preis	Aktion inkl. MwSt
	VariMed	250 x 35 cm	PKVM250	<del>CHF 262.95</del>	CHF 210.35
	VariMed	220 x 35 cm	PKVM220	<del>CHF 226.85</del>	CHF 181.50
	VariMed	180 x 35 cm	PKVM180	<del>CHF 202.75</del>	CHF 162.20
	PhysiForm	70 x 50 cm	PKPF70	<del>CHF 113.40</del>	CHF 90.70
	PhysiForm	60 x 40 cm	PKPF60	<del>CHF 101.40</del>	CHF 81.10
	PhysiForm	40 x 40 cm	PKPF40	<del>CHF 88.30</del>	CHF 70.65
	Keil	25 x 20 x 10-1 cm	PKKL	<del>CHF 77.30</del>	CHF 61.85
	Halbrolle	25 x 12 x 7,5 cm	PKHR	<del>CHF 77.30</del>	CHF 61.85
	Keilkissen	50 x 11 x 6 cm	PKXSK	<del>CHF 77.30</del>	CHF 61.85
	Handkissen	14 x 11 cm	PKHK	<del>CHF 35.15</del>	CHF 28.10

Für alle Positionierungsarten im Pflegebereich einsetzbar:

- 30° & 135°-Seitenpositionierung
- Mikropositionierung
- Bobath-Positionierung
- Positionierung von Kopf und Extremitäten
- Nestchen-Positionierung

**TOP-Preis**

**20% Rabatt**



## Bewegungstrainer Thera-Trainer Tigo

Für das tägliche Bewegungstraining zu Hause und professionelle Therapiekonzepte für die neurologische und geriatrische Rehabilitation. Der Thera Trainer Tigo ermöglicht Menschen mit Bewegungseinschränkungen das therapeutische Training der Beine bzw. des Oberkörpers.



Diverses Zubehör erhältlich wie zum Beispiel:



Beinsicherung



Manschette



Kipp- und Abstandsicherung

**JETZT  
KOSTENLOS  
TESTEN**  
★★★



2,7" Display



7" Display



vorher 4'994.<sup>20</sup>

ab **4'494.<sup>80</sup>**

10% Rabatt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Display	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
A003-882	Tigo 562 Beintrainer	2,7" Display	CHF 4'994.20	CHF 4'494.80
A004-730	Tigo 630 Beintrainer	7" Display	CHF 6'047.10	CHF 5'442.40
A003-128	Tigo 566 Arm- & Beintrainer	2,7" Display	CHF 6'316.00	CHF 5'684.40
A004-028	Tigo 632 Arm- & Beintrainer	7" Display	CHF 7'367.00	CHF 6'630.30
<b>Zubehör</b>				
A001-428	Beinsicherung		CHF 271.35	CHF 244.20
A002-440	Manschette		CHF 249.70	CHF 224.75
A003-735	Kipp- und Abstandsicherung		CHF 776.15	CHF 698.55

## Rollator Taima M-ECO



Der Rollator Taima M-ECO besteht aus einem robusten Stahlrohr-Rahmen. Der Rollator wird mit Rückenbügel, Einkaufsnetz und Gehstockhalter ausgeliefert. Er ist einfach faltbar und verriegelbar und steht auch in gefaltetem Zustand. Mit Ankipfhilfe zum leichten Überwinden von Hindernissen.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Gesamtbreite: 63 cm
- Gewicht: 8,1 kg

vorher 249.-

jetzt **211.<sup>65</sup>**

15% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
200061	Taima M-ECO	<del>CHF 249.-</del>	CHF 211.65

## Rollator Gemino 30 Parkinson



Der leichte Gemino 30 Parkinson Rollator ist mit einer Schleppbremse ausgestattet, die einen zusätzlichen Widerstand bietet und Ihnen hilft in einem gleichmässigen Tempo zu gehen. Eine Laserlinie hilft Ihnen wieder in Bewegung zu kommen, wenn Sie «erstarren» sollten.

vorher 1'308.-

jetzt **1'177.<sup>20</sup>**

10% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
7100070	Gemino 30	silber	CHF <del>1'308.00</del>	CHF 1'177.20
7100270	Gemino 30 M	silber	CHF <del>1'308.00</del>	CHF 1'177.20
7100071	Gemino 30	blau	CHF <del>1'308.00</del>	CHF 1'177.20
7100070	Gemino 30 M	blau	CHF <del>1'308.00</del>	CHF 1'177.20

## Pflegerrstuhl Solero Light 9.072



**MEVRA**

- Max. Benutzergewicht: 130 / 150 kg
- Sitzkantelung von -2 bis +25°
- Rückenwinkelverstellung bis 45°
- Verstellbare Sitztiefe von 42 - 48 cm
- Inkl. Kopfstütze
- Pannensichere Bereifung
- Verstellbare Armauflagen und Fusstützen

vorher 3'546.<sup>10</sup>

nur **2'836.<sup>90</sup>**

20% Rabatt

Artikel-Nr.	Sitzbreite	Beschreibung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
9124101	43 - 46 cm	ohne Begleitpersonenbremse	CHF 3'546.10	CHF 2'836.90
9124102	48 - 51 cm	ohne Begleitpersonenbremse	CHF 3'546.10	CHF 2'836.90
9124103	43 - 46 cm	mit Begleitpersonenbremse	CHF 3'923.50	CHF 3'138.80
9124104	48 - 51 cm	mit Begleitpersonenbremse	CHF 3'923.50	CHF 3'138.80

### Pflegerollstuhl Netti 4U CE Plus 1.215

Multifunktionsrollstuhl mit grossem Zubehör-Programm. Flexibilität für Geriatrie. Einsteiger für neurologische Krankheitsbilder.



vorher 3'432.<sup>70</sup>

nur **2'746.<sup>15</sup>**

20% Rabatt

- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Gesamtbreite: Sitzbreite + 19,5 cm
- Einhändig bedienbare Armlehne
- Höhenverstellbare Schiebegriffe

Artikel-Nr.	Beschreibung	Sitzbreite	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
D64040	Netti 4U CE Plus	40 cm	<del>CHF 3'432.70</del>	CHF 2'746.15
D64045	Netti 4U CE Plus	45 cm		
D64050	Netti 4U CE Plus	50 cm		

**Rollstuhl Meyra Eurochair<sup>2</sup> 2.750**

inkl. Begleitpersonenbremse ✓



**JETZT  
KOSTENLOS  
TESTEN**  
★★★

Der Rollstuhl Meyra Eurochair<sup>2</sup> 2.750 ist durch seine Qualität, Langlebigkeit und Funktionalität seit vielen Jahren ein Begriff.

- Verlängerter Anpassrücken
- Sitz- und Rückengurt gepolstert
- Seitenteil höhenverstell-, hochklapp- & abschwenkbar
- Armlehnenpolster tiefenverstellbar
- Kniehebelbremse
- Greifreifen aus Aluminium
- Beinstützen abnehm- & weg-schwenkbar
- Fussstützen winkelverstellbar
- Pannensichere PU-Bereifung
- Sitzkissen & **Trommelbremse**
- Radstandsverlängerung
- Haltegurt, Stockhalter, Stützrollen
- Passive Beleuchtung
- Steckachse
- Max. Benutzergewicht: 130 kg

Artikel-Nr.	Sitzbreite	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
9275032	38 cm	<del>CHF 1'285.-</del>	CHF 936.75
9275024	40 cm		
9275033	43 cm		
9275034	46 cm		
9275035	48 cm		
9275036	50 cm		

vorher 1'285.-

jetzt **963.<sup>75</sup>**

25% Rabatt



## Rollstuhl Meyra Eurochair<sup>2</sup> XXL 2.850

Besonders geeignet für schwere Personen. Langzeitversorgung mit hohem Anpassbedarf für die selbstständige Mobilität.

inkl. Begleitpersonenbremse ✓



- Inkl. Auftrittshilfe
- Faltbar
- Greifreifen-Antrieb/Schiebebetrieb
- Beinstützen nach innen & aussen abschwenkbar
- Armlehnen abnehmbar, nach hinten abklappbar
- Max. Belastbarkeit: 160 kg (bis 200 kg erweiterbar)

vorher 2'499.-

ab **1'999.<sup>20</sup>**

**20% Rabatt**

Artikel-Nr.	Sitzbreite	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
CODE48	48 cm	<del>CHF 2'499.00</del>	CHF 1'999.20
CODE350	50 cm	<del>CHF 2'499.00</del>	CHF 1'999.20
CODE53	53 cm	<del>CHF 2'499.00</del>	CHF 1'999.20
CODE358	58 cm	<del>CHF 2'499.00</del>	CHF 1'999.20
CODE265	65 cm	<del>CHF 3'689.00</del>	CHF 2'951.20

## Viamobil Schiebe- und Bremshilfe



Mit dem Viamobil wird das Schieben, aber auch das Bremsen eines Rollstuhls kinderleicht. Grosse Kraftanstrengungen bei Steigungen, Gefällen oder auch Rampen gehören von nun an der Vergangenheit an. Geniessen Sie mehr Unabhängigkeit im Alltag, wann und vor allem wo Sie wollen.

- Max. Zuladung 160 kg
- Steig- und Bremsfähigkeit: bis 18 % bei 130 kg Personengewicht
- Geschwindigkeit: 1-5, 5 km/h
- Reichweite: bis zu 20 km
- Montage: Kugelaufnahme in den Rückenrohren
- Gesamtgewicht: 13,5 kg

vorher 6'135.<sup>75</sup>

nur **5'522.<sup>20</sup>**

10% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
1521003	Viamobil V25	<del>CHF 6'135.75</del>	CHF 5'522.20

## V-Drive Schiebehilfe



Die elektrisch betriebene Schiebehilfe zur Bedienung für eine Begleitperson unterstützt den Fahrbetrieb beim Schieben durch zusätzlichen Antrieb eines Antriebsmotors, der mittig unter dem Rollstuhl montiert wird. Sie unterstützt eine Begleitperson beim Schieben des Rollstuhls, zur Überwindung von Steigungen oder zur Entlastung für einen Spaziergang im Freien. Anbaubar für manuelle Rollstuhlmodelle.

- Reichweite ca. 15 km
- Bedienteil abnehmbar für Transport
- Vorwärts-/Rückwärtsgang
- Batterieanzeige
- Geschwindigkeitsverstellung
- max. 6 km/h Geschwindigkeit

vorher 1'945.<sup>80</sup>

nur **1'751.<sup>20</sup>**

10% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
1905811	Viamobil V25	CHF <del>1'945.80</del>	CHF 1'751.20

## Gehwagen Topro Taurus



vorher 1'725.-

nur **1'466.<sup>20</sup>**

15% Rabatt



**JETZT  
KOSTENLOS  
TESTEN**  
★★★

Stufenlose Höhenverstellung ✓

Vier bremsbare Räder ✓

Hinterräder sind arretierbar ✓

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bremse	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
814785	Taurus H Basic	ohne Bremse	<del>CHF 1'725.-</del>	CHF 1'466.25
814787	Taurus H Premium	mit Bremse	<del>CHF 2'353.-</del>	CHF 2'000.05
814790	Taurus E Basic	ohne Bremse	<del>CHF 3'530.-</del>	CHF 3'000.50
814789	Taurus E Premium	mit Bremse	<del>CHF 4'166.-</del>	CHF 3'541.10

## Dusch- und Toilettenstuhl Clean



etac



vorher 687.-

ab **583.<sup>95</sup>**

15% Rabatt




Sicherheitsgurt



Becken



Seitenpelotten



Komfort Polsterung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Sitzhöhe	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
80229270	Clean	49 cm	CHF <del>687.-</del>	CHF 583.95
80229271	Clean	55 cm	CHF <del>687.-</del>	CHF 583.95
80229208	Clean	höhenverstellbar	CHF <del>966.-</del>	CHF 821.10

## Dusch- und Toilettenstuhl Swift Mobil Tilt

etac



**JETZT  
KOSTENLOS  
TESTEN**



- höhen- und winkelverstellbare Sitzeinheit
- weiche, einstellbare Rückeneinheit
- inkl. Kopfstütze
- hochklappbare ergonomische Armlehnen

vorher 2'111.-

nur **1'794.<sup>35</sup>**


15% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
80229410	Swift Mobil	<del>CHF 2'111.-</del>	CHF 1'794.35

## Duschstuhl Swift



### Neue Farben



- ✓ Rostfrei
- ✓ Höhenverstellbar
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Robust



Der Duschstuhl Swift kann genau auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Die Arm- oder Rückenlehne ist abnehmbar. Die Höhe der Sitzfläche kann ganz einfach und schnell mit der Klickfunktion verstellt werden.

**Inkl. Arm- und Rückenlehne!**

vorher 140.-

jetzt **119.-**

15% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
81701430	Duschstuhl Swift	grau	<del>CHF 140.-</del>	CHF 119.-
81701630	Duschstuhl Swift	weiss	<del>CHF 140.-</del>	
81701530	Duschstuhl Swift	eisblau	<del>CHF 140.-</del>	
81701730	Duschstuhl Swift	grün	<del>CHF 140.-</del>	

## Pflegeduschsystem TR 2000



- Leise und sanfte Höhenverstellung
- Leichte Bedienung und Reinigung
- Abklappbare Seitengitter
- Max. Belastbarkeit: 200 kg

vorher 5'105.<sup>90</sup>

ab **4'084.<sup>70</sup>**

20% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Masse	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
TR2000	TR2000	1900 x 640 mm	CHF 5'105.90	CHF 4'084.70
TR2000-S	TR2000-S (Kinder)	1600 x 640 mm	CHF 5'105.90	CHF 4'084.70
TR2000-L	TR52000-L (lang)	2100 x 640 mm	CHF 6'602.45	CHF 5'281.95



## Pflegeduschsystem TR 3000

elektrisch ✓



- Leise und sanfte Höhenverstellung
- Leichte Bedienung und Reinigung
- Abklappbare Seitengitter
- Max. Belastbarkeit: 200 kg

vorher 6'146.<sup>70</sup>

ab **4'917.<sup>40</sup>**


20% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Masse	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
TR3000	TR3000	1900 x 640 mm	<del>CHF 6'146.75</del>	CHF 4'917.40
TR3000-S	TR3000-S (Kinder)	1600 x 640 mm	<del>CHF 6'146.75</del>	CHF 4'917.40
TR3000-L	TR32000-L (lang)	2100 x 640 mm	<del>CHF 7'642.30</del>	CHF 6'113.85

# Antidekubitusmatratze Hyper Foam 2 clinic GREENLINE



inkl. Inkobezug ✓  
 inkl. Randzonenverstärkung ✓  
 GREENLINE 22% weniger CO<sub>2</sub> ✓




- Geeignet zur Schmerztherapie
- Bei sehr hohem Dekubitus-Risiko bis Stadium 4
- Thermisch aufbereitbar nach RKI-Richtlinien
- Max. Benutzergewicht: 0 bis 150 kg

vorher 560.-  
**jetzt 410.<sup>80</sup>**  
 Sie sparen 149.<sup>20</sup>

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
GRHF2CL090200	Hyper Foam 2 clinic GREENLINE	<del>CHF 560.-</del>	CHF 410.80

## Antidekubitusmatratze Hyper Foam Visco Clinic

- inkl. Inko Bezug ✓
- inkl. Randzonenverstärkung ✓
- Viscoelastisch ✓



- Geeignet zur Schmerztherapie
- Bei sehr hohem Dekubitus-Risiko bis Stadium 2
- Thermisch aufbereitbar nach RKI-Richtlinien
- Max. Benutzergewicht: 20 bis 140 kg

vorher 530.-

jetzt **362.<sup>15</sup>**

Sie sparen 167.<sup>85</sup>

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
HFV090200	Hyper Foam Visco Clinic	<del>CHF 530.-</del>	CHF 362.15

## Wechseldruckmatratze AKS Saniflow II S



- Masse: 200 x 90 x 13 cm
- Für Patientengewicht: 40-120 kg
- Einfache Bedienung, einfacher Filterwechsel
- Stufenlose Druckeinstellung entsprechend Patientengewicht

vorher 637.<sup>35</sup>

jetzt **541.<sup>75</sup>**

15% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
21239	Saniflow II S	<del>CHF 637.35</del>	CHF 541.75

## Wechseldruckmatratze Pain & Therapie



IV  
Dekubitusgrad nach EPUAP

- Pulsationssystem zur Dekubitus- und Schmerztherapie
- Für Patienten von 30 bis 135 kg Körpergewicht
- Pulsations- und Statikmodus



**JETZT  
KOSTENLOS  
TESTEN**  
★★★

vorher 4'249.-  
**jetzt 3'186.<sup>75</sup>**  
25% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
PAIN&THERAPIE	Pain & Therapie	<del>CHF 4'249.-</del>	CHF 3'186.75

## Beistelltisch Server



- U-förmiges Fussteil zur platzsparenden Positionierung unterm Bett oder hinter Nachttisch
- 4 einzelfeststellbare Doppelaufrollen ø 65 mm
- Abmasse Tischplatte: 90 x 40 x 2 cm
- Höhenverstellung von 82 - 106 cm
- Dekor Tischplatte: Lindberg Eiche (R20021)
- Leichte und stufenlose Einhandbedienung
- Lackiert in RAL 9023 (perldunkelgrau)
- Belastbar bis 40 kg
- 9 Schwenkpositionen

vorher 522.-

nur **417.<sup>60</sup>**

20% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
BC9.04.0548380	Server	<del>CHF 522.-</del>	CHF 417.60

## Pflegebett Seracare Low



Unser All-in-One Pflegebett Seracare verfügt über eine 4-geteilte Stahlleisten-Liegefläche und einer Matratzenführung am Kopf- und Fussteil. Eine fast bodentiefe Absenkung dient der Sturzprophylaxe und lässt das Seracare Low so zum idealen Begleiter sturzgefährdeter Menschen in häuslicher Pflege oder Seniorenheimen werden.

- Liegeflächenmass: 90 x 200 cm
- Höhenverstellung: 11 - 80 cm
- Max. Belastbarkeit: 220 kg

### Mögliches Zubehör Seracare Low

- Stahlseitengitter
- Integrierte Bettverlängerung 20 cm
- Unterbettbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- Rückenlehne mit Matratzenausgleich
- Fusshochlagerung 6 Positionen
- Handschalter mit Erstfehlersicherheit und Sperrfunktion


vorher 3'983.-

**nur 3'186.<sup>40</sup>**

**20% Rabatt**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
BE22020	Seracare Low	<del>CHF 3'983.-</del>	CHF 3'186.40

# Niedrigpflegebett Fondo Ultra Low Bett




Das Niedrigbett überzeugt vor allem durch die Funktion der bodentiefen Absenkung des Bettgestells. Diese Funktion dient der Sturzprophylaxe und ist in besonderem Masse für sturzgefährdete Menschen in der häuslichen Pflege und in Pflegeheimen geeignet.

- Liegefläche: 90 x 200 cm
- Höhenverstellung: 67 und 640 mm
- Max. Belastbarkeit: 170 kg
- Sichere Arbeitslast: 180 kg
- Matratzenführung an Kopf- und Fussteil
- Elektrisch verstellbare Rückenlehne bis 70°
- Elektrisch verstellbare Oberschenkellehne bis 30°
- Farbe: RAL 9023 (Perldunkelgrau)
- Fusshochlagerung mechanisch verstellbar in 5 Positionen
- 4 Laufrollen mit Einzelradfeststellung
- 29 Volt Spannungsversorgung für erhöhte Sicherheit
- Handschalter mit Erstfehlersicherheit und Sperrfunktion
- Schutzklasse IPX 4
- Trendelenburg-/ Anti -Trendelenburgfunktion



Mögliches Zubehör:

- Aufrichter mit Handgriff
- Leseleuchte
- Unterbettbeleuchtung für Kopf- und Fussende
- Klappbare Seitengitter



vorher 2'497.-

jetzt **1'997.<sup>60</sup>**

20% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
ULB9.02.0343341	Fondo Ultra Low Bett	<del>CHF 2'497.-</del>	CHF 1'997.60

# Aufstehsessel Verona



- Rückenlehnen- & Fussstützenverstellung
- 2 Motoren
- Neue anschmiegsame Sitzfederung
- Inkl. Kopfkissen mit Memoryschaum
- Grosse Parkettrollen

Mikrofaser, sahara	Mikrosamt, graphite	Duet, titan
Kunstleder, schwarz	Kunstleder, marine	Duet, crystal

Artikel-Nr.	Bezeichnung Bezug	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
8754W-SH	Mikrofaser, sahara (braun)	<del>CHF 2'188.-</del>	CHF 1'859.80
8754W-TI	Mikrofaser, titan (grau)		
8754W-CY	Mikrofaser, crystal (beige)		
8754W-GR	Mikrosamt graphite		
8754W-MA	Kunstleder, marine (blau)		
8754W-BL	Kunstleder, black (schwarz)		

vorher 2'188.-

**jetzt 1'859.<sup>80</sup>**

15% Rabatt

exkl. Lieferung

## Aufstehsessel Bologna



Kunstleder, titan

Kunstleder, schwarz

Kunstleder, crystal

- Verstellbare Sitzhöhe
- Geeignet für den Transfer
- „Herz-Waage-Position“ zur Venenentlastung

Artikel-Nr.	Bezeichnung Bezug, Farbe	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
HC13015-TI	Kunstleder, titan (grau)	<del>CHF 4'689.-</del>	CHF 3'985.65
HC13015-BL	Kunstleder, black (schwarz)		
HC13015-CY	Kunstleder, crystal (beige)		

vorher 4'689.-

jetzt **3'985.<sup>65</sup>**

15% Rabatt

exkl. Lieferung

# strack



Es gelten die AGB's der strack AG. Offensichtliche Irrtümer bleiben vorbehalten. Nicht kumulierbar.



SWISS MEDTECH

strack AG  
Ebnatstrasse 125  
8200 Schaffhausen

Tel: 058 666 08 08

[www.strack.ch](http://www.strack.ch)  
[info@strack.ch](mailto:info@strack.ch)