

20

JAHRE

strack



JUBILÄUMSAKTION

Gültig bis
31.01.2023

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

SWISS MEDTECH



Tel: 052 630 31 60
Fax: 052 630 31 65

www.strack.ch
info@strack.ch

Deckenlift - Heben ohne Grenzen



Fragen Sie uns an für eine
kostenlose Beratung
vor Ort



Dank einer Vielzahl von Anwendungen im Bett, beim Aufstehen und ausserhalb des Bettes können Patienten bequem früher mobilisiert werden.

Liko verfügt auch Deckenlifter für Raum-zu-Raum-Patiententransfer.





Der Motor kann einfach an der Deckenschiene angebracht oder davon abgenommen werden, um einen bequemen Transport zwischen Räumen mit minimalem Aufwand und ohne Leiter zu erleichtern.



Wir helfen Ihnen dabei, die passende Lösung für Ihre individuellen Anforderungen an die Patientenmobilität, die Pflegeprotokolle und Einrichtungen/Räume zu finden.

Freistehbarren RFH



Breite: 77,5 cm
Länge: 112 cm
Höhe: 100 cm
Gewicht: 65 kg
Max. Belastbarkeit: 150 kg




Die spezielle Konstruktion des Freistehbarrens ermöglicht sicheres und stabiles Stehen ohne zusätzliche Verankerungen. Durch die integrierten Transportrollen kann der Freistehbarren an jede Stelle mit ebenem Untergrund gerollt werden.

vorher 5'297.-
jetzt **5'032.¹⁵**
5% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
02.300.00.000	Freistehbarren	CHF 5'297.00	CHF 5'032.15

inkl. elektrischer
Gurtaufrollvorrichtung



Standardausstattung

inkl. Kniepelotten



Standardausstattung

Diverses Zubehör erhältlich



Fussplatte



Rückenpelotte



Tischrand



Kopfstütze



Kniepolster (stufenlos
winkelverstellbar)

Aufstehlift MiniLift 200

**JETZT
KOSTENLOS
TESTEN**
★ ★ ★

Inkl. Traggurt
ThoraxSling
im Wert von
CHF 809.-



- ThoraxSling inkl. Gesässunterstützung
- Einzigartiger Aufstehlift
- Sehr robust und stabil
- Höchstmöglicher Komfort
- Physiologisches Bewegungsmuster

vorher 4'889.-
jetzt 4'156.-
Sie sparen 1'542.- (inkl. Gurt)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
401100334	MiniLift 200	CHF 4'889.-	CHF 4'156.-

Patientenlift Eva 450 EE



Inkl. Traggurt
HighBackSling
im Wert von
CHF 325.-

- Max. Belastbarkeit 205 kg
- Für jede Transfersituation
- Elektrische Breitenverstellung
- Transfer vom Boden möglich
- Aus hochwertigem Aluminium

vorher 4'501.-

jetzt **3'690.-**

Sie sparen 1'136.- (inkl. Gurt)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
60100002	Eva 450 EE, max. 205 kg	CHF 4'501.-	CHF 3'690.-

Multifunktionsliege RFH



- Liegefläche: 65 x 200 cm
- Elektrische Höhenverstellung von 45 bis 96 cm durch Scherenhubgestell
- Elektrische Dachstellung & Beinteilverstellung
- Steuerung per Handschalter
- Rutschfeste Standfüsse
- Metallgestell pulverbeschichtet
- Hochwertige Zweischichtpolsterung
- Max. Belastbarkeit: 185 kg

In verschiedenen Farben erhältlich.

vorher 3'441.-

jetzt **2'924.⁸⁵**

15% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
22.400.00.000	Multifunktionsliege	CHF 3'441.-	CHF 2'924.85

Vojta-Bobath Liege RFH



- Liegefläche: 100 x 200 cm
- Elektrische Höhenverstellung von 45 bis 96 cm durch Scherenhubgestell
- Steuerung per Handschalter
- Rutschfeste Standfüsse
- Metallgestell pulverbeschichtet
- Hochwertige Zweischichtpolsterung
- Max. Belastbarkeit: 185 kg

In verschiedenen Farben erhältlich.

vorher 2'503.-

jetzt **2'127.⁵⁵**

15% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
22.300.00.000	Vojta-Bobath Liege RFH	CHF 2'503.-	CHF 2'127.55

Behandlungsliege RFH Exclusiv



- Liegefläche: 65 x 200 cm
- Elektrische Höhenverstellung von 45 bis 96 cm
- Kopfteilverstellung positiv 50° bis negativ 40° mit Gasfederunterstützung
- Polsterung hochwertige Zweischicht-Schaumstoffpolsterung
- Bezug wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder
- Antriebe elektrische Linearmotoren
- Steuerung elektrischer Handschalter
- Hebevermögen sichere Arbeitslast 220 kg
- Max. Belastbarkeit: 185 kg

In verschiedenen Farben erhältlich.

vorher 2'299.-

jetzt **1'954.¹⁵**

15% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
22.100.00.001	RFH Exclusiv	CHF 2'299.-	CHF 1'954.15

Stehbrett RFH 20.200



- Liegefläche: 73 x 205 cm
- Stufenlose elektrische Stehfunktion von 0 bis 85°
- Elektrische Höhenverstellung von 44 bis 84 cm
- Rollen verkleidete, leichtgängige Doppelrollen mit Feststellmöglichkeit
- Polsterung hochwertige Zweischicht-Schaumstoffpolsterung
- Antrieb elektrische Linearmotoren
- Bezug wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder
- Steuerung elektrischer Handschalter
- Hebevermögen sichere Arbeitslast: 170 kg
- Max. Belastbarkeit: 135 kg

In verschiedenen Farben erhältlich.

vorher 7'741.-


jetzt **6'579.⁸⁵**

15% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
20.202.00.000	RFH 20.200	CHF 7'741.-	CHF 6'579.85

**JETZT
KOSTENLOS
TESTEN**
☆☆☆

Positionierungshilfen Kubivent



KUBIVENT.

Mikroperlen - System

Ihre Vorteile:

- Geräuscharme Füllung
- Sehr gute Modulierbarkeit
- Kissen passen sich an
- Wahrnehmungs-Förderung
- Voll-vernähter Inko-Bezug
- Baumwollüberzug (waschbar)

Besonders geeignet für Patienten mit Lähmungen, Kontrakturen, Spastiken und Dekubitus. Atemunterstützende Positionierung, Mikropositionierung, Unterstützung in sitzender Position.

Mikroperlen-System: Mit kleinsten EPS-Perlen gefüllte Kissen – individuell modulierbar, formstabil und trotzdem weich.

Sandwich-System: Als Sandwich aufgebaute Rollen, Keile und Kissen aus PU-Schaumkern und Kaltschaum-Ummantelung.



Bild	Produkt	Grösse	Artikel-Nr.	Preis	Aktion inkl. MwSt
	VariMed	250 x 35 cm	PKVM250	CHF 262.-	CHF 209.60
	VariMed	220 x 35 cm	PKVM220	CHF 226.-	CHF 180.80
	VariMed	180 x 35 cm	PKVM180	CHF 202.-	CHF 161.60
	PhysiForm	70 x 50 cm	PKPF70	CHF 113.-	CHF 90.40
	PhysiForm	60 x 40 cm	PKPF60	CHF 101.-	CHF 80.80
	PhysiForm	40 x 40 cm	PKPF40	CHF 88.-	CHF 70.40
	Keil	25 x 20 x 10-1 cm	PKKL	CHF 77.-	CHF 61.60
	Halbrolle	25 x 12 x 7,5 cm	PKHR	CHF 77.-	CHF 61.60
	Keilkissen	50 x 11 x 6 cm	PKXSK	CHF 77.-	CHF 61.60
	Handkissen	14 x 11 cm	PKHK	CHF 35.-	CHF 28.00

Für alle Positionierungsarten im Pflegebereich einsetzbar:

- 30° & 135°-Seitenpositionierung
- Mikropositionierung
- Bobath-Positionierung
- Positionierung von Kopf und Extremitäten
- Nestchen-Positionierung

TOP-Preis

20% Rabatt



Stations- und Multifunktionswagen

Die Stationswagen lassen sich exakt auf Ihre Bedürfnisse zusammenstellen.

- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Große Farbpalette zur Auswahl
- Diverses Zubehör erhältlich






INSAUSTI
INNOVIER / DISEÑAR / CONSTRUIR



TOP-Preis

ab **775.-**

Stations- und Multifunktionswagen





Diverses Zubehör erhältlich



Handschuhhalterung



Zusätzliches Tablar



Medikamentenbehälter



Bildschirmhalterung



Infusionsständer



Zentral Support



Behälter



Halter



Laptophalterung

Rollator Topro Troja Original

TOPRO



Der Troja überzeugt mit dem modernen, schlanken Design und dem hohen Niveau an Qualität. Er kann zudem mit nur einer Hand zusammengeklappt werden.

- Max. Belastbarkeit: 165 kg / 125 kg*
- Gesamtbreite: 60 cm
- Gewicht: 6,8 kg

Grösse M für Körpergrösse 150 - 200 cm
Grösse S für Körpergrösse 135 - 160 cm*

vorher 455.-
jetzt **409.⁵⁰**
10% Rabatt

Artikel-Nr.	Grösse	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
814770-110000	Grösse M	CHF 455.-	CHF 409.50
814770-111000	Grösse S*		

Rollator Topro Hestia

integrierte Aufstehhilfe ✓

NEU



TOPRO



Stylischer, platzsparend zusammenfaltbarer Indoorrollator, der zuhause das entscheidende Plus an Eigenständigkeit und Komfort bietet. Die integrierten, ausziehbaren Aufstehgriffe erlauben sicheres Abstützen beim Aufstehen und Hinsetzen.

- Max. Belastbarkeit: 110 kg
- Gesamtbreite: 55,5 cm
- Gewicht: 6,9 kg

Empfohlene Benutzergrösse: 156 – 196 cm

vorher 399.-

jetzt **359.¹⁰**

10% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
119010	Hestia	CHF 399.-	CHF 359.10

Rollator Topro Olympos ATR



TOPRO

**JETZT
KOSTENLOS
TESTEN**



Der Off-Road-Rollator für Outdoor-Aktivitäten. Extra stabil mit weichen und stossgedämpften Offroad- sowie Vorderrädern, bietet er auch auf nicht ganz ebenen Gehwegen stabilen Halt und Sicherheit.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Gesamtbreite: 68 cm
- Gewicht: 8,7 / 8,9 * kg

vorher 625.-

jetzt 562.⁵⁰

10% Rabatt

Grösse M *	Grösse S	Farbe	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
814300-120200	814305-121200	silber	CHF 625.00	CHF 562.50
814300-120260	814305-121260	rot	CHF 625.00	
814300-120270	814305-121270	schwarz	CHF 625.00	
814300-120210	814305-121210	blau	CHF 625.00	
814300-120240	814305-121240	sand	CHF 625.00	

Rollator FAKTO+



Der robuste Rollator FAKTO+ verfügt über sehr gute Laufeigenschaften, einer leicht zu bedienenden Feststellfunktion der Bremsen und hat ein - in dieser Rollator-Kategorie - geringes Gewicht von nur 8,3 kg.

- Max. Belastbarkeit: 130 kg
- Gesamtbreite: 58 cm
- Gewicht: 8,3 kg

TOP-Preis

jetzt **98.-**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt.
346NPU	Rollator FAKTO+	CHF 98.-

Rollator Topro Troja Walker²



TOPRO

**JETZT
KOSTENLOS
TESTEN**

★★★

Der Rollator Topro Troja Walker² ist ein praktischer, leichter und stabiler Unterarmgehwagen mit dem Komfort eines Rollators. Die Unterarmstützen bieten eine gute Unterstützung des Oberkörpers beim Gehen.

- Max. Belastbarkeit: 135 / 125 * kg
- Gesamtbreite: 63 cm
- Gewicht: 8,9 / 8,6 * kg

vorher 955.-

jetzt **859.⁵⁰**

10% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
815430	Grösse M	CHF 995.00	CHF 859.50
815440	Grösse S *	CHF 995.00	

Gehwagen Topro Taurus



vorher 1'625.-

ab **1'462.⁵⁰**

10% Rabatt



**JETZT
KOSTENLOS
TESTEN**
★★★

- Stufenlose Höhenverstellung ✓
- Vier bremsbare Räder ✓
- Hinterräder sind arretierbar ✓

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bremse	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
814785	Taurus H Basic	ohne Bremse	CHF 1'625.-	CHF 1'462.50
814787	Taurus H Premium	mit Bremse	CHF 2'215.-	CHF 1'993.50
814790	Taurus E Basic	ohne Bremse	CHF 3'335.-	CHF 3'001.50
814789	Taurus E Premium	mit Bremse	CHF 3'935.-	CHF 3'541.50

Elektrorollstuhl Eloflex



Mögliches Zubehör:



Smarte Fussstütze



Faltbar



Komfort



Verstellbare Sitzbreite



Luftträder



Verladbar ins Auto

Eloflex D2



in zwei Teile zerlegbar ✓

Eloflex P



mit Aufstehfunktion ✓

Eloflex C - aus Carbon



NEU

NEU

NEU



Nur 17,8 kg schwer ✓
(inkl. Batterie)

TOP-Preis

10% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Funktion	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
7350006080623	Eloflex X	faltbarer Querrahmen	CHF 3'331.-	CHF 2'997.90
7350006080685	Eloflex F	Standard-Modell	CHF 4'252.-	CHF 3'826.80
7350006080531	Eloflex P	mit Aufstehhilfe	CHF 4'540.-	CHF 4'086.00
7350006080616	Eloflex D2	in zwei Teile zerlegbar	CHF 4'768.-	CHF 4'291.20
7350006080679	Eloflex H	der Starke	CHF 6'091.-	CHF 5'481.90
7350006084515	Eloflex C	der Leichte	CHF 5'490.-	CHF 4'941.00

Pflegerrollstuhl Netti 4U CE 1.215

MEYRA®

Einfacher Einsteiger im Bereich Multifunktionsrollstuhl, wartungs-/ bedienfreundlich
- optimal für die Geriatrie.



inkl. Begleitpersonenbremse



- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Gesamtbreite: Sitzbreite + 19,5cm
- Fester Schiebebügel

vorher 2'816.-

nur **2'478.¹⁰**

12% Rabatt

Artikel-Nr.	Beschreibung	Sitzbreite	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
D63040	Netti 4U CE	40 cm	CHF 2'816.-	CHF 2'478.10
D63045	Netti 4U CE	45 cm		
D63050	Netti 4U CE	50 cm		

Pflegerollstuhl Netti 4U CE Plus 1.215

Multifunktionsrollstuhl mit grossem Zubehör-Programm. Flexibilität für Geriatrie. Einsteiger für neurologische Krankheitsbilder.



vorher 3'204.-

nur **2'819.⁵⁰**

12% Rabatt

- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Gesamtbreite: Sitzbreite + 19,5 cm
- Einhändig bedienbare Armlehne
- Höhenverstellbare Schiebegriffe

Artikel-Nr.	Beschreibung	Sitzbreite	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
D64040	Netti 4U CE Plus	40 cm	CHF 3'204.-	CHF 2'819.50
D64045	Netti 4U CE Plus	45 cm		
D64050	Netti 4U CE Plus	50 cm		

Rollstuhl Meyra Eurochair² 2.750



inkl. Begleitpersonenbremse ✓

- Verlängerter Anpassrücken
- Sitz- und Rückengurt gepolstert
- Seitenteil höhenverstell-, hochklapp- & abschwenkbar
- Armlehnenpolster tiefenverstellbar
- Kniehebelbremse
- Greifreifen aus Aluminium
- Beinstützen abnehm- & weg-schwenkbar
- Fussstützen winkelverstellbar
- Pannensichere PU-Bereifung
- Sitzkissen & **Trommelbremse**
- Radstandsverlängerung
- Haltegurt, Stockhalter, Stützrollen
- Passive Beleuchtung
- Steckachse
- Max. Benutzergewicht: 130 kg

**JETZT
KOSTENLOS
TESTEN**



Der Rollstuhl Meyra Eurochair² 2.750 ist durch seine Qualität, Langlebigkeit und Funktionalität seit vielen Jahren ein Begriff.

Artikel-Nr.	Sitzbreite	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
9275032	38 cm	CHF 1'350.-	CHF 940.-
9275024	40 cm		
9275033	43 cm		
9275034	46 cm		
9275035	48 cm		
9275036	50 cm		

vorher 1'350.-

jetzt **940.-**

Sie sparen 410.-

Rutschbrett Glideboard



Das Gleitbrett mit glatter Oberfläche und abgerundeten Enden kann leicht unter den Patienten geschoben werden. Entlastet die Pflegeperson beim Transfer von bewegungseingeschränkten Personen z.B. vom Bett in den Rollstuhl.

vorher 134.-

ab **120.⁶⁰**

10% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
476.0012	Curved, 68 x 23 cm	CHF 134.-	CHF 120.60
470.0080	The Great, 88 x 33 cm	CHF 213.-	CHF 191.70
470.0102	The Biggest, 100 x 34 cm	CHF 228.-	CHF 205.20

Antidekubitus Sitzkissen Kubivent Contura



- Viscoelastische Sitzfläche
- Anatomisch korrekter Halt
- Waschbar bis 60°
- Anti-Slip Ausstattung



20% Rabatt
jetzt **231.²⁰**

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	SB x ST x SH	Preis inkl. MwSt
Textilbezug	CON38408	CON38408-I	38 x 40 x 8 cm
	CON40428	CON40428-I	40 x 42 x 8 cm
	CON42428	CON42428-I	42 x 42 x 8 cm
	CON45428	CON45428-I	45 x 42 x 8 cm
	CON48458	CON48458-I	48 x 45 x 8 cm
	CON50458	CON50458-I	50 x 45 x 8 cm
			CHF 282.00

Antidekubitus-Sitzkissen Kubivent ConturaGel



mit Gel-Einlage ✓



20% Rabatt
jetzt **308.⁸⁰**

Artikel-Nr.	SB x ST x SH	Preis inkl. MwSt
Inkobezug	CONG38408-I	38 x 40 x 8 cm
	CONG40428-I	40 x 42 x 8 cm
	CONG42428-I	42 x 42 x 8 cm
	CONG45428-I	45 x 42 x 8 cm
	CONG48458-I	48 x 45 x 8 cm
	CONG50458-I	50 x 45 x 8 cm
		CHF 376.00

KUBIVENT.

Gel-Einlage für hoch wirksame Sitzbeinhöcker-Entlastung



Antidekubitus-Sitzkissen Kubivent Thera Cubus



- Punktuelle Druckentlastung
- Waschbar bis 60°
- Inkl. Baumwollbezug
- Anti-Slip Ausstattung

ab **258.⁴⁰**

20% Rabatt

KUBIVENT.

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	SB x ST x SH	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.	
bis 70 kg	über 70 kg	RZ82-09	35 x 40 x 8 cm	CHF 323.00	CHF 258.40
		RZ810-09	35 x 45 x 8 cm	CHF 352.00	CHF 281.60
		RZ83-09	40 x 40 x 8 cm	CHF 355.00	CHF 284.00
		RZ84-09	40 x 45 x 8 cm	CHF 374.00	CHF 299.20
		RZ85-09	45 x 45 x 8 cm	CHF 410.00	CHF 382.00
		RZ86-09	45 x 50 x 8 cm	CHF 438.00	CHF 350.40

Antidekubitus-Sitzkissen Kubivent Thera Visco



Viscoelastisch ✓

- Passt sich dem Körper an
- Inkl. Baumwollbezug
- Anti-Slip Ausstattung

ab **268.⁻**

20% Rabatt



Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	SB x ST x SH	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.	
bis 70 kg	über 70 kg	RV82-09	35 x 40 x 8 cm	CHF 335.00	CHF 268.00
		RV810-09	35 x 45 x 8 cm	CHF 389.00	CHF 311.20
		RV83-09	40 x 40 x 8 cm	CHF 393.00	CHF 314.40
		RV84-09	40 x 45 x 8 cm	CHF 412.00	CHF 329.60
		RV85-09	45 x 45 x 8 cm	CHF 454.00	CHF 363.20
		RV86-09	45 x 50 x 8 cm	CHF 486.00	CHF 388.80

Antidekubitusmatratze Kubivent Soft



Würfelentnahme zur gezielten
zusätzlichen Druckentlastung



Die Antidekubitusmatratze ist besonders empfohlen für Patienten,

- Bei denen eine maximale Druckentlastung im Vordergrund steht
- Mit besonderer Schmerzproblematik (z.B. Karzinompatienten)
- Mit einem BMI <19 (kachektisch)
- Mit progressivem Krankheitsverlauf

Empfohlen wird, durch gezielte Würfelentnahme auf der Unterseite der Matratze, betroffene Körperstellen zusätzlich zu entlasten.

vorher 1'897.-

jetzt **1'517.⁶⁰**


20% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
M163-Soft	Kubivent Soft	CHF 1'897.-	CHF 1'513.60

Wechseldruckmatratze Pain & Therapie



Dekubitusgrad nach EPUAP



- Pulsationssystem zur Dekubitus- und Schmerztherapie
- Für Patienten von 30 bis 135 kg Körpergewicht
- Pulsations- und Statikmodus



vorher 4'234.-

jetzt **3'500.-**

Sie sparen 734.-

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
PAIN&THERAPIE	Pain & Therapie	CHF 4'234.-	CHF 3'500.-

Pflegebett Xenia Low

**NEU IM
SORTIMENT**



Das Xenia Low eignet sich besonders als Einstiegsmodell für die stilvolle Einrichtung von Seniorenheimen. Das Xenia Low verfügt über eine 4-geteilte Stahlleisten Liegefläche mit einer Matratzenführung am Kopf- und Fussteil. Ebenso sind Rücken- und Oberschenkellehne für maximalen Komfort elektrisch verstellbar.

- Liegeflächenmass: 90 x 200 cm
- Höhenverstellung: 25 - 80 cm
- Max. Belastbarkeit: 170 kg

Mögliches Zubehör

- Aufrichter
- Bettverlängerung um 20 cm
- Geteilte Aluminium Seitengitter
- Seitengitter-Polster
- Leseleuchte
- Unterbettbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- Wandabweisrolle
- Zentralverbände

 **tecfor care**

vorher 2'463.¹⁰

nur **2'093.⁶⁵**

15% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
BE12009	Xenia Low	CHF 2'463.10	CHF 2'093.65

Pflegebett Seracare



Seracare Low

Unser All-in-One Pflegebett Seracare verfügt über eine 4-geteilte Stahlleisten-Liegefläche und einer Matratzenführung am Kopf- und Fussteil. Eine fast bodentiefe Absenkung dient der Sturzprophylaxe und lässt das Seracare Low so zum idealen Begleiter sturzgefährdeter Menschen in häuslicher Pflege oder Seniorenheimen werden.

- Liegeflächenmass: 90 x 200 cm
- Höhenverstellung: 24 - 80 cm / 11 - 80 cm (Seracare Low)
- Max. Belastbarkeit: 200 kg / 220 kg (Seracare Low)



Mögliches Zubehör Seracare

- Aufrichter
- Geteilte Seitengitter

Mögliches Zubehör Seracare Low

- Aufstehhilfe
- Zentralbremse


vorher 3'445.³⁰

ab **2'928.⁵⁰**

15% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
BE22012	Seracare	CHF 3'445.30	CHF 2'928.50
BE22020	Seracare Low	CHF 3'607.95	CHF 3'066.75

Niedrigpflegebett Fondo Ultra Low Bett



Das Niedrigbett überzeugt vor allem durch die Funktion der bodentiefen Absenkung des Bettgestells. Diese Funktion dient der Sturzprophylaxe und ist in besonderem Masse für sturzgefährdete Menschen in der häuslichen Pflege und in Pflegeheimen geeignet.

- Liegefläche: 90 x 200 cm
- Höhenverstellung: 67 und 640 mm
- Max. Belastbarkeit: 170 kg
- Sichere Arbeitslast: 180 kg
- Matratzenführung an Kopf- und Fussteil
- Elektrisch verstellbare Rückenlehne bis 70°
- Elektrisch verstellbare Oberschenkellehne bis 30°
- Farbe: RAL 9023 (Perldunkelgrau)
- Fusshochlagerung mechanisch verstellbar in 5 Positionen
- 4 Laufrollen mit Einzelradfeststellung
- 29 Volt Spannungsversorgung für erhöhte Sicherheit
- Handschalter mit Erstfehlersicherheit und Sperrfunktion
- Schutzklasse IPX 4
- Trendelenburg-/ Anti -Trendelenburgfunktion

Mögliches Zubehör:

- Aufrichter mit Handgriff
- Aufstehhilfe
- Infusionsständer
- Bettleuchte
- Unterbettleuchte mit Bewegungssensor



Mögliche Optionen:

- verschiedene Kopf- und Fussteil-Designs
- klappbares Seitengitter
- Stoff-Seitengitter



vorher 2'261.⁷⁰

jetzt **1'922.⁴⁵**

15% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
ULB9.02.0343341	Fondo Ultra Low Bett	CHF 2'261.70	CHF 1'922.45

Aufstehsessel Cortina

**JETZT
KOSTENLOS
TESTEN**
☆☆☆



- Rückenlehnen- & Fussstützenverstellung
- Um 180° drehbar
- Mt Sitzheizung
- USB Anschluss

Artikel-Nr.	Bezeichnung Bezug, Farbe	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
8861H-BL	Kunstleder, black (schwarz)	CHF 2'800.-	CHF 2'520.-
8861H-TI	Kunstleder, titan (grau)		
8861H-GR	Mikrosamt graphite		

Kunstleder,
titan

Kunstleder,
schwarz

Mikrosamt,
graphite

UVP 3'049.-
nur 2'520.-
10% Rabatt

exkl. Lieferung

Aufstehsessel Bologna



- Verstellbare Sitzhöhe
- Geeignet für den Transfer
- „Herz-Waage-Position“ zur Venenentlastung

Artikel-Nr.	Bezeichnung Bezug, Farbe	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
HC13015-TI	Kunstleder, titan (grau)	CHF 4'320.-	CHF 3'672.-
HC13015-BL	Kunstleder, black (schwarz)		
HC13015-CY	Kunstleder, crystal (beige)		

Kunstleder, titan
Kunstleder, schwarz
Kunstleder, crystal

UVP 4'320.-
jetzt 3'672.-
15% Rabatt

exkl. Lieferung

Aufstehsessel Verona



- Rückenlehnen- & Fussstützenverstellung
- 2 Motoren
- Neue anschmiegsame Sitzfederung
- Inkl. Kopfkissen mit Memoryschaum
- Grosse Parkettrollen

Mikrofaser, sahara	Mikrosamt, graphite	Duet, titan
Kunstleder, schwarz	Kunstleder, marine	Duet, crystal

Artikel-Nr.	Bezeichnung Bezug	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
8754W-SH	Mikrofaser, sahara (braun)	CHF 1'777.-	CHF 1'599.30
8754W-TI	Mikrofaser, titan (grau)		
8754W-CY	Mikrofaser, crystal (beige)		
8754W-GR	Mikrosamt graphite		
8754W-MA	Kunstleder, marine (blau)		
8754W-BL	Kunstleder, black (schwarz)		

UVP 2'070.-

jetzt 1'599.³⁰

10% Rabatt

exkl. Lieferung



Aufstehsessel Modena



- Rückenlehnen- & Fusstützenverstellung
- Neue anschmiegsame Sitzfederung
- Integrierte Armlehnen Polsterverstärkung

Mikrofaser, sahara	Mikrosamt, graphite	Duet, titan
Kunstleder, schwarz	Kunstleder, marine	Duet, crystal

Artikel-Nr.	Bezeichnung Bezug	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
8452C-SH	Mikrofaser, sahara (braun)	CHF 1'350.00	CHF 1'215.-
8452C-TI	Duet, titan (grau)		
8452C-CY	Duet, crystal (beige)		
8452C-GR	Mikrosamt graphite		
8452C-MA	Kunstleder, marine (blau)		
8452C-BL	Kunstleder, black (schwarz)		

UVP 1'430.-

jetzt 1'215.-

10% Rabatt

exkl. Lieferung

Dusch- und Toilettenstuhl Clean



etac®



vorher 646.-

ab **549.¹⁰**

15% Rabatt



Sicherheitsgurt



Becken



Seitenpelotten




Komfort Polsterung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Sitzhöhe	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
80229270	Clean	49 cm	CHF 646.-	CHF 549.10
80229271	Clean	55 cm	CHF 646.-	CHF 549.10
80229208	Clean	höhenverstellbar	CHF 909.-	CHF 772.65

Duschstuhl Swift



Neue Farben



- ✓ Rostfrei
- ✓ Höhenverstellbar
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Robust



Der Duschstuhl Swift kann genau auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Die Arm- oder Rückenlehne ist abnehmbar. Die Höhe der Sitzfläche kann ganz einfach und schnell mit der Klickfunktion verstellt werden.

Inkl. Arm- und Rückenlehne!

vorher 159.-

jetzt **135.¹⁵**

15% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
81701430	Duschstuhl Swift	grau	CHF 159.-	CHF 135.15
81701630	Duschstuhl Swift	weiss	CHF 159.-	
81701530	Duschstuhl Swift	eisblau	CHF 159.-	
81701730	Duschstuhl Swift	grün	CHF 159.-	

Duschhocker Easy



Der Duschhocker Easy ist äusserst einfach in der Handhabung, von geringem Gewicht und dabei trotzdem ausserordentlich stabil. Der Duschhocker Easy ist höhenverstellbar und ermöglicht Sitzhöhen von 42 - 57 cm. Die einzelnen, in der Höhe verstellbaren Beine, gewährleisten zudem sicheren Stand. Seine speziellen Gummifüsse gleichen auch auf stark unebenen Böden Höhenunterschiede sicher aus.

- Max. Belastbarkeit: 200 kg
- Breite: 49,5 - 53,5 cm
- Verstellbare Sitzhöhe: 42 - 57 cm

etac

vorher 79.-

jetzt **67.¹⁵**

15% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
81901010	Duschhocker Easy	grau	CHF 79.-	CHF 67.15
81901060	Duschhocker Easy	weiss	CHF 79.-	
81901020	Duschhocker Easy	eisblau	CHF 79.-	

Duschhocker Edge



Edge ist äusserst einfach in der Handhabung, von geringem Gewicht und dabei trotzdem ausserordentlich stabil. Die einzelnen, in der Höhe verstellbaren Beine gewährleisten zudem sicheren Stand. Seine speziellen Gummifüsse gleichen auch auf stark unebenen Böden Höhenunterschiede sicher aus. Im montierten Zustand ist Edge auch stapelbar.

- Max. Belastbarkeit: 130 kg
- Breite: 50 - 52 cm
- Verstellbare Sitzhöhe: 42 - 57 cm

vorher 67.-

jetzt **56.⁹⁵**

15% Rabatt

etac

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
81801010	Duschhocker Edge	grau	CHF 67.-	CHF 56.95
81801060	Duschhocker Edge	weiss	CHF 67.-	
81801030	Duschhocker Edge	eisblau	CHF 67.-	

Duschhocker Smart



Für ein sicheres Sitzen in der Dusche.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Breite: 45,5 - 46,5 x 41 - 43 cm
- Verstellbare Sitzhöhe: 42 - 57 cm

etac

vorher 69.-

jetzt **58.⁶⁵**

15% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
81951070	Duschhocker Easy	grau	CHF 69.-	CHF 58.65
81951090	Duschhocker Easy	weiss	CHF 69.-	
81951080	Duschhocker Easy	eisblau	CHF 69.-	

Isola bella

Die Pflegebadewanne mit dem Wohlfühlerlebnis




made by Strack



Luftsprudelbad



Aromatherapie



Chromotherapie



Audio-Anschluss



strack



SWISS MEDTECH

Tel: 052 630 31 60
Fax: 052 630 31 65

www.strack.ch
info@strack.ch

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen