



Gültig bis  
**31.01.2022**

## WINTERAKTION 21/22

SWISS MEDTECH 



Strack AG  
Ebnetstrasse 125  
8200 Schaffhausen

Tel: 052 630 31 60  
Fax: 052 630 31 65

www.strack.ch  
info@strack.ch

# Niedrigpflegebett Floorbed 1



Ultra tiefer Einstieg: 7,1 cm

**NEU**

Aussenmass	92 x 224 cm
Liegefläche	90 x 200 cm
Max. Belastbarkeit	bis 180 kg
Liegehöhe (ohne Matratze)	7,1 - 64 cm
Lieferung	ohne Matratze

vorher 3'790.-

jetzt **2'991.<sup>15</sup>**  
exkl. MwSt.

**15% Rabatt**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
NSB-0-FL1-100	Floorbed 1	<del>CHF 3'790.-</del>	CHF 3'221.50



Sehr kompakte Konstruktion



Ideale Pflegehöhe: 57 cm



Niedrigster Einstieg: 7,1 cm

Das Floorbed kommt zum Einsatz wenn:

- der Patient aus dem Bett fällt
- der Patient sich unkontrollierbar bewegt
- der Patient seine Beine nicht selbstständig ins Bett heben kann
- es Schwierigkeiten beim Transfer ins Bett oder aus dem Bett gibt



## Mögliches Zubehör



Aufrichter



Bettgriff



Integrierte Seitengitter



Kopf- und Fussteilpolster



Sicherheitsdecke




Transport- und Lagerhilfe

## Antidekubitusmatratze Kubivent Soft



Würfelentnahme zur gezielten  
zusätzlichen Druckentlastung



Die Antidekubitusmatratze ist besonders empfohlen für Patienten,

- bei denen eine maximale Druckentlastung im Vordergrund steht
- mit besonderer Schmerzproblematik (z.B. Karzinompatienten)
- mit einem BMI <19 (kachektisch)
- mit progressivem Krankheitsverlauf

Empfohlen wird, durch gezielte Würfelentnahme auf der Unterseite der Matratze, betroffene Körperstellen zusätzlich zu entlasten.



vorher 1'892.-

jetzt **1'317.<sup>55</sup>**  
exkl. MwSt.

**25% Rabatt**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
M163-Soft	Kubivent Soft	<del>CHF 1'892.-</del>	CHF 1'419.-



## Wechseldruckmatratze Pain & Therapie



**IV**  
Dekubitusgrad nach EPUAP

- Pulsationssystem zur Dekubitus- und Schmerztherapie
- Für Patienten von 30 bis 135 kg Körpergewicht
- Pulsations- und Statikmodus

**SLK**  
MEDICAL SOLUTIONS

**JETZT  
KOSTENLOS  
TESTEN**  
★★★

vorher 4'234.-  
jetzt **2'776.<sup>25</sup>**  
exkl. MwSt.  
Sie sparen 1'244.-

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
PAIN&THERAPIE	Pain & Therapie	<del>CHF 4'234.-</del>	CHF 2'990.-

# Bettisch Spitalmodell



pulverbeschichtet

verchromt

- Höhenverstellbar von 78 - 110 cm
- Tischplatte: 77 x 40 cm
- Neigung der Tischplatte: beidseitig 90° im Raster von 10°
- Doppelrollen: mit weicher Gummi-Lauffläche, 2 bremsbare Räder
- Unterschiebehöhe Fuss: 9.5 cm
- Max. Tragkraft: 20 kg



**SWISS  
MADE**

vorher 266.-

ab **222.<sup>30</sup>**  
exkl. MwSt.

**10% Rabatt**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
H-2322	Untergestell: pulverbeschichtet	<del>CHF 266.00</del>	CHF 239.40
H-2222	Untergestell: verchromt	<del>CHF 330.95</del>	CHF 297.85

## Hocker Samba 500

- Höhenverstellbar 44 - 63 cm
- Sitzfläche rund (Ø ca. 34 cm)
- Alu-Untergestell
- 5 Doppelrollen (Ø ca. 48 cm)

vorher 499.-

jetzt **393.<sup>80</sup>**  
exkl. MwSt.

**15% Rabatt**



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
3022	Samba 500	<del>CHF 499.-</del>	CHF 424.15

## Rollhocker mit Rückenlehne

- Höhenverstellbar 55 - 81 cm
- Sitzfläche rund (Ø ca. 34 cm)
- 5 Aluminium Rollen (Ø ca. 48 cm)
- Leicht zu reinigende, gummiummantelte Laufrollen
- Mit Gasfeder

vorher 365.-

jetzt **288.<sup>05</sup>**  
exkl. MwSt.

**15% Rabatt**



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
AA001760	Rollhocker mit Rückenlehne	<del>CHF 365.-</del>	CHF 310.25

# Multifunktionsliege RFH



- Liegefläche 65 x 200 cm
- Elektrische Höhenverstellung von 45 bis 96 cm durch Scherenhubgestell
- Elektrische Dachstellung & Beinteilverstellung
- Steuerung per Handschalter
- Rutschfeste Standfüsse
- Metallgestell pulverbeschichtet
- Hochwertige Zweischichtpolsterung
- Max. Belastbarkeit 185 kg

In verschiedenen Farben erhältlich.

vorher 3'391.-

jetzt **2'676.<sup>25</sup>**  
exkl. MwSt.

**15% Rabatt**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
22.400.00.000	Multifunktionsliege RFH	<del>CHF 3'391.-</del>	CHF 2'882.35

## Vojta-Bobath Liege RFH



- Liegefläche 100 x 200 cm
- Elektrische Höhenverstellung von 45 bis 96 cm durch Scherenhubgestell
- Steuerung per Handschalter
- Rutschfeste Standfüsse
- Metallgestell pulverbeschichtet
- Hochwertige Zweischichtpolsterung
- Max. Belastbarkeit 185 kg

In verschiedenen Farben erhältlich.

vorher 2'503.-

jetzt **1'975.<sup>45</sup>**  
exkl. MwSt.

**15% Rabatt**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
22.300.00.000	Vojta-Bobath Liege RFH	<del>CHF 2'503.-</del>	CHF 2'127.55



## Behandlungsliege RFH Exklusiv



- Liegefläche: 65 x 200 cm
- Elektrische Höhenverstellung von 45 bis 96 cm
- Kopfteilverstellung positiv 50° bis negativ 40° mit Gasfederunterstützung
- Polsterung hochwertige Zweischicht-Schaumstoffpolsterung
- Bezug wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder
- Antriebe elektrische Linearmotoren
- Steuerung elektrischer Handschalter
- Hebevermögen sichere Arbeitslast 220 kg
- Max. Belastbarkeit: 185 kg

In verschiedenen Farben erhältlich.

vorher 2'199.-

jetzt **1'735.<sup>50</sup>**  
exkl. MwSt.

**15% Rabatt**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
22.100.00.001	RFH Exklusiv	<del>CHF 2'199.-</del>	CHF 1'869.15

## Stehbrett RFH 20.200



- Liegefläche: 73 x 205 cm
- Stufenlose elektrische Stehfunktion von 0 bis 85°
- Elektrische Höhenverstellung von 44 bis 84 cm
- Rollen verkleidete, leichtgängige Doppelrollen mit Feststellmöglichkeit
- Polsterung hochwertige Zweischicht-Schaumstoffpolsterung
- Antrieb elektrische Linearmotoren
- Bezug wasser- und UV-Licht beständiges Kunstleder
- Steuerung elektrischer Handschalter
- Hebevermögen sichere Arbeitslast: 170 kg
- Max. Belastbarkeit: 135 kg

In verschiedenen Farben erhältlich.

vorher 7'741.-

jetzt **6'109.<sup>40</sup>**  
exkl. MwSt.

**15% Rabatt**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
20.202.00.000	RFH 20.200	<del>CHF 7'741.-</del>	CHF 6'579.85

## RFH Zubehör



Rollenhubsystem



Fusstaster



Umlaufbügel



3-teiliges Kopfteil



Verstellbares Kopfteil



Gesichtsausschnitt

## FARBMUSTERKARTE

### FÜR KUNSTLEDERBEZÜGE


### TUNDRA - STANDARDFARBEN



**atoll**  
646-1453




**sky**  
646-1581




**cyclame**  
646-1381



**feuer**  
646-1454




**chrom**  
646-1205




**safran**  
646-1542




**agave**  
646-1273



**limone**  
646-1543



**beige**  
646-1636



**anthrazit**  
646-1197

## Aufstehhilfe ReTurn 7500i



**JETZT  
KOSTENLOS  
TESTEN**



vorher 1'098.-

jetzt **866.<sup>55</sup>**  
exkl. MwSt.

**15% Rabatt**

- Transfer- und Umsetzhilfe ✓
- Max. Belastbarkeit: 150 kg ✓
- Aktives Aufstehen ✓
- Dient auch als Trainingsgerät ✓
- Einzigartige Beinstützen ✓

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
7500i	ReTurn 7500i	<del>CHF 1'098.-</del>	CHF 933.30

# Sauerstoffkonzentrator Kröber



Ein servicefreundlicher und geräuscharmer Sauerstoffkonzentrator in modernem Design.

Durch die kompakten Masse und die Vielzahl elektronischer Hilfen ist der Kröber bestens für den Heim- und Praxisbereich geeignet.

- Masse: 53 x 20 x 52 cm (ohne Rollen)



- Hohe Servicefreundlichkeit ✓
- Flüsterleise ✓
- Mikroprozessorgesteuert ✓
- USB-Schnittstelle ✓
- Leicht zugängliche Filter ✓

vorher 1'380.-

**jetzt 1'089.<sup>15</sup>**  
exkl. MwSt.

**15% Rabatt**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
KR02.00	Kröber	<del>CHF 1'380.-</del>	CHF 1'173.-



## Mobiler Sauerstoffkonzentrator - SimplyGo Philips



Dauerflowmodus von 0,5 bis 2 l/min. ✓

- Gewicht: 4,5 kg
- Masse: 29 x 25 x 15 cm (H x B x T)

vorher 4'380.-

jetzt **3'660.<sup>15</sup>**  
exkl. MwSt.

10% Rabatt



Artikel-Nr.

1069058

Bezeichnung

SimplyGo

Preis inkl. MwSt

~~CHF 4'380.-~~

Aktion inkl. MwSt.

CHF 3'942.-

## Vernebler AirForce One



Kompakter Kompressorvernebler für eine zuverlässige und kostengünstige Aerosoltherapie. Einfache Inbetriebnahme und Bedienung durch den Anwender. Eignet sich für den täglichen Gebrauch. Integrierter Tragegriff für zusätzlichen Komfort. Umfangreiches Zubehör und Aufbewahrungsbeutel im Lieferumfang enthalten. Gleichermassen für Kinder und Erwachsene geeignet. Geräuscharm.

Gewicht ohne Zubehör	1,5 kg
Gesamtgrösse (BxTxH)	15 x 19 x 9.5 cm
Füllstand min. / max.	2 ml / 8 ml
Luftstrom max	5.1 l/min
Verneblerleistung	0.3 ml/min
Schalldruckpegel (dba)	52 dba
Aerosolabgabe	0,45 ml

vorher 173.-

jetzt **128.<sup>50</sup>**  
exkl. MwSt.

**20% Rabatt**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
MQ5890-EU	AirForce One	<del>CHF 173.-</del>	CHF 138.40

## Inhalationsgerät Pari Boy Classic



Das Inhalationsgerät Pari Boy Classic kann zur Therapie von Erkrankungen wie zum Beispiel Bronchialasthma, allergischem Asthma und akuter oder chronischer Bronchitis eingesetzt werden.

Gewicht	1,7 kg
Gesamtgrösse (BxTxH)	18,5 x 15 x 13 cm
Druck	1,6 bar
Wechselstrom	230V ca. / 50 Hz
Total Output Rate	600mg/min
MMD	3,5 Mikrometer
Massenanteil	< 5 Mikrometer: 67%

vorher 249.-

jetzt **208.<sup>05</sup>**  
exkl. MwSt.

**10% Rabatt**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
130G1200	Pari Boy Classic	<del>CHF 249.-</del>	CHF 224.10

## Blutdruckmessgerät Boso Medicus Uno



Sehr präzises Blutdruckmessen am Oberarm – klinisch validiert. Intelligente Aufpumpautomatik für Messungen ohne Nachpumpen. Letzte Messung wird automatisch gespeichert. Anzeige von Herzrhythmusstörungen

**BOSCH +SOHN** boso

TOP-Preis

jetzt **67.<sup>80</sup>**  
exkl. MwSt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt.
451-0-143	Boso Medicus Uno	73.-

## Blutdruckmessgerät Omron M500

**OMRON**



Das Blutdruckmessgerät M500 Intelli IT ist ein automatisches Blutdruckmessgerät zur Messung am Oberarm. Es ist mit der Intelli Wrap Manschette ausgestattet, welche genaue Messergebnisse in jeder Position um den Oberarm ermöglicht.

vorher 124.-

jetzt **103.<sup>60</sup>**  
exkl. MwSt.

10% Rabatt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
36100501/HEM-7361T-D	Omron M500	<del>CHF 124.-</del>	CHF 111.60

## Fingerpulsoximeter P030 Beurer



Misst die arterielle Blutsauerstoffsättigung. Dieser Wert kann bei hoher sportlicher Tätigkeit oder bei gesundheitlichen Problemen notwendig sein. Auch der Puls wird Ihnen grafisch auf dem Farbdisplay angezeigt.

- Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO2) als mögliches Vitalzeichen bei akuten Erkrankungen
- Messung der Herzfrequenz (Puls)
- Besonders geeignet für Personen mit: Herzinsuffizienz, Chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen, Asthma bronchiale
- Auch anwendbar bei hoher sportlicher Tätigkeit
- Farbdisplay mit 4 Ansichtsperspektiven
- Einstellbare Display-Helligkeit
- Grafische Pulsanzeige
- Klein und leicht - für zu Hause und unterwegs
- Abschaltautomatik

**TOP-Preis**

jetzt **46.<sup>35</sup>**  
exkl. MwSt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt.
45430	P030	CHF 49.90



## Bewegungstrainer Thera-Trainer



Thera-Trainer Mobi (mit Motor)

Aktiv- & Passiv-Training ✓  
für Arme und Beine ✓

Der kleine und handliche Thera-Trainer für Arme und Beine. Anzeige: Drehzahl pro Minute, Kalorien, Anzahl Umdrehungen und Ihre Trainingszeit.

- Mit Motor für das unterstützende Training
- Ohne Motor für das Training mit eigener Muskelkraft

vorher 998.-

ab **834.-**  
exkl. MwSt.

**10% Rabatt**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
A004-958	Activo (ohne Motor)	CHF 998.-	CHF 898.20
A004-419	Mobi (mit Motor)	<del>CHF 2'489.-</del>	CHF 2'240.10

## Bewegungstrainer Thera-Trainer Tigo



2,7" Display



7" Display



10,4" Display



**JETZT  
KOSTENLOS  
TESTEN**



Für das tägliche Bewegungstraining zu Hause und Professionelle Therapiekonzepte für die neurologische und geriatrische Rehabilitation. Der Thera Trainer Tigo ermöglicht Menschen mit Bewegungseinschränkungen das therapeutische Training der Beine bzw. des Oberkörpers.

vorher 4'117.<sup>35</sup>

ab **3'440.<sup>70</sup>**  
exkl. MwSt.

**10% Rabatt**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Display	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
A003-882	Tigo 562 Beintrainer	2,7" Display	CHF 4'117.35	CHF 3'705.60
A004-730	Tigo 554 Beintrainer	7" Display	CHF 4'798.05	CHF 4'318.25
A004-718	Tigo 548 Beintrainer	10,4" Display	CHF 5'997.80	CHF 5'398.00
A003-128	Tigo 566 Arm- & Beintrainer	2,7" Display	CHF 5'263.30	CHF 4'736.95
A004-028	Tigo 558 Arm- & Beintrainer	7" Display	CHF 5'701.65	CHF 5'131.45
A002-278	Tigo 510 Arm- & Beintrainer	10,4" Display	CHF 9'567.00	CHF 8'610.30

# Dusch- und Toilettenstuhl Clean



etac®

vorher 629.-

ab **496.<sup>40</sup>**  
exkl. MwSt.

**15% Rabatt**



Sicherheitsgurt

Becken

Seitenpelotten

Komfort Polsterung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Sitzhöhe	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
80229270	Clean	49 cm	<del>CHF 629.-</del>	CHF 534.65
80229271	Clean	55 cm	<del>CHF 629.-</del>	CHF 534.65
80229208	Clean	höhenverstellbar	<del>CHF 874.-</del>	CHF 742.90

## Duschstuhl Swift



### Neue Farben



- ✓ Rostfrei
- ✓ Höhenverstellbar
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Robust

vorher 159.-

jetzt **125.<sup>35</sup>**  
exkl. MwSt.

Sie sparen 24.-

**JETZT  
KOSTENLOS  
TESTEN**



Der Swift Duschstuhl kann genau auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Die Arm- oder Rückenlehne ist abnehmbar. Die Höhe der Sitzfläche kann ganz einfach und schnell mit der Klickfunktion verstellt werden.

**Inkl. Arm- und Rückenlehne!**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
81701430	Duschstuhl Swift	grau	<del>CHF 159.-</del>	CHF 135.-
81701630	Duschstuhl Swift	weiss	<del>CHF 159.-</del>	
81701530	Duschstuhl Swift	eisblau	<del>CHF 159.-</del>	
81701730	Duschstuhl Swift	grün	<del>CHF 159.-</del>	

**JETZT  
KOSTENLOS  
TESTEN**  
★★★

# Aufstehsessel Verona



- Rückenlehnen- & Fussstützenverstellung
- 2 Motoren
- Neue anschmiegsame Sitzfederung
- Inkl. Kopfkissen mit Memoryschaum
- Grosse Parkettrollen

Mikrofaser, sahara

Mikrosamt, graphite

Duet, titan

Kunstleder, schwarz

Kunstleder, marine

Duet, crystal

Artikel-Nr.	Bezeichnung Bezug, Farbe	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
8754W-SH	Mikrofaser, sahara (braun)	<del>CHF 1'777.-</del>	CHF 1'599.30
8754W-TI	Mikrofaser, titan (grau)		
8754W-CY	Mikrofaser, crystal (beige)		
8754W-GR	Mikrosamt graphite		
8754W-MA	Kunstleder, marine (blau)		
8754W-BL	Kunstleder, black (schwarz)		

**UVP 2'070.-**

**jetzt 1'484.<sup>95</sup>**  
exkl. MwSt.

**10% Rabatt**



**JETZT  
KOSTENLOS  
TESTEN**  
★ ★ ★



## Aufstehsessel Siena



- Rückenlehnen- & Fussstützenverstellung
- Neue anschmiegsame Sitzfederung
- Integrierte Armlehnen Polsterverstärkung

Mikrofaser, sahara	Mikrosamt, graphite	Duet, titan
Kunstleder, schwarz	Kunstleder, marine	Duet, crystal

Artikel-Nr.	Bezeichnung Bezug, Farbe	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
8451C-SH	Mikrofaser, sahara (braun)	<del>CHF 1'350.00</del>	CHF 1'215.-
8451C-TI	Duet, titan (grau)		
8451C-CY	Duet, crystal (beige)		
8451C-GR	Mikrosamt graphite		
8451C-MA	Kunstleder, marine (blau)		
8451C-BL	Kunstleder, black (schwarz)		

**UVP 1'430.-**

**jetzt 1'128.<sup>15</sup>**  
exkl. MwSt.

**10% Rabatt**

## Gehstockständer



Eleganter Gehstockständer für Ihre Unterarmgehstöcke.

- Chromstahl poliert
- mit Stahlrohr und Handgriff
- Schweizer Qualität
- rostfrei
- Gewicht: 3,2 kg
- Gesamthöhe: 556 mm
- Bodenplatte: 250 x 170 mm

vorher 129.-

jetzt **107.<sup>80</sup>**  
exkl. MwSt.

**10% Rabatt**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
270.110.110	Gehstockständer	silber	CHF 129.-	CHF 116.10
270.110.120	Gehstockständer	aubergine	CHF 129.-	

## Unterarmgehstütze ergonomisch

Mit angenehm weicher Handauflage. Reflektor im Griff. 10-fach höhenverstellbar durch Druckknopf. Quetschverschraubung für mehr Komfort (geräuscharm). Stabiler Fuss mit grosser Auflagefläche.



Artikel-Nr.	Farbe	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
310250	grau	<del>CHF 29.-</del>	CHF 24.65
310252	rot		
310253	weinrot		
310254	blau		
310255	türkis		


vorher 29.-

jetzt **22.<sup>90</sup>**  
exkl. MwSt.

15% Rabatt

## Unterarmgehstütze anatomisch

Unterarmgehstütze mit anatomischem Softgriff und Clipverstellung. Die Krücken mit anatomischem Griff sind handgelenkschonend und bequemer zum Gehen. Sie sind in der Höhe individuell einstellbar.



Artikel-Nr.	Farbe	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
310065	grau	<del>CHF 64.-</del>	CHF 51.20
310066	blau		
310069	schwarz		

vorher 64.-

jetzt **47.<sup>55</sup>**  
exkl. MwSt.

20% Rabatt

## Rollstuhl Meyra Eurochair<sup>2</sup> 2.750

inkl. Begleitpersonenbremse ✓



**JETZT  
KOSTENLOS  
TESTEN**

- Verlängerter Anpassrücken
- Sitz- und Rückengurt gepolstert
- Seitenteil höhenverstell-, hochklapp- & abschwenkbar
- Armlehnenpolster tiefenverstellbar
- Kniehebelbremse
- Greifreifen aus Aluminium
- Beinstützen abnehm- & weg-schwenkbar
- Fussstützen winkelverstellbar
- Pannensichere PU-Bereifung
- Sitzkissen & **Trommelbremse**
- Radstandsverlängerung
- Haltegurt, Stockhalter, Stützrollen
- Passive Beleuchtung
- Steckachse
- Max. Benutzergewicht: 130 kg

Der Rollstuhl Meyra Eurochair 2.750 ist durch seine Qualität, Langlebigkeit und Funktionalität seit vielen Jahren ein Begriff.

Artikel-Nr.	Sitzbreite	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
9275032	38 cm	<del>CHF 1'350.-</del>	CHF 980.-
9275024	40 cm		
9275033	43 cm		
9275034	46 cm		
9275035	48 cm		
9275036	50 cm		

vorher 1'350.-

jetzt **909.<sup>95</sup>**  
exkl. MwSt.

Sie sparen 370.-

## Rollstuhl Meyra Eurochair<sup>2</sup> XXL 2.850

Besonders geeignet für schwere Personen.  
Langzeitversorgung mit hohem Anpassbedarf  
für die selbstständige Mobilität.

inkl. Begleitpersonenbremse ✓



- Inkl. Auftrittshilfe
- Faltbar
- Greifreifen-Antrieb/Schiebebetrieb
- Beinstützen nach innen und aussen abschwengbar
- Armlehnen abnehmbar, nach hinten abklappbar
- Max. Belastbarkeit: 160 kg (bis 200 kg erweiterbar)

vorher 2'490.-

ab **1'889.<sup>50</sup>**  
exkl. MwSt.

Sie sparen 455.-

Artikel-Nr.	Sitzbreite	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
CODE48	48 cm	CHF 2'490.-	CHF 2'035.-
CODE350	50 cm	CHF 2'490.-	CHF 2'035.-
CODE53	53 cm	CHF 2'490.-	CHF 2'035.-
CODE358	58 cm	CHF 2'490.-	CHF 2'035.-
CODE265	65 cm	CHF 3'675.-	CHF 3'220.-

## Rollator / Rollstuhl Rollz Motion 2 in 1



Rollator und Rollstuhl in einem ✓

- Gewicht: 10,7 kg
- Max. Benutzergewicht: 125 kg
- Sitzbreite: 45 cm
- Sitzhöhe: 55 cm

vorher 988.-

jetzt **825.<sup>45</sup>**  
exkl. MwSt.

Sie sparen 99.-

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
2010RM0012	Rollz Motion	<del>CHF 988.-</del>	CHF 889.-



## Gehwagen Topro Taurus H



Stufenlose Höhenverstellung ✓

Vier bremsbare Räder ✓

Hinterräder sind arretierbar ✓

vorher 1'625

ab **1'357.<sup>95</sup>**  
exkl. MwSt.

**10% Rabatt**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
814785	Taurus H Basic (ohne Bremse)	<del>CHF 1'625.-</del>	CHF 1'462.50
814787	Taurus H Premium (mit Bremse)	<del>CHF 2'215.-</del>	CHF 1'993.50



## Rollator Topro Troja Original

**TOPRO**

**NEU**



**JETZT  
KOSTENLOS  
TESTEN**

★★★

Der Troja überzeugt mit dem modernen schlanken Design und dem hohen Niveau an Qualität. Er kann zudem mit nur einer Hand zusammengeklappt werden.

- Max. Belastbarkeit: 165 kg / 125 kg\*
- Gesamtbreite: 60 cm
- Gewicht: 6,8 kg

Grösse M für Körpergrösse 150 - 200 cm  
Grösse S für Körpergrösse 135 - 160 cm\*\*

vorher 455.-

jetzt **359.<sup>10</sup>**  
exkl. MwSt.

**15% Rabatt**

Artikel-Nr.	Grösse	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
814750-110000	Grösse M	<del>CHF 455.-</del>	CHF 386.75
814770-111000	Grösse S*		

## Rollator Taima M-ECO



Der Rollator Taima M-Eco besteht aus einem robusten Stahlrohr-Rahmen. Der Rollator wird mit Rückenbügel, Einkaufsnetz und Gehstockhalter ausgeliefert. Er ist einfach faltbar und verriegelbar. Steht auch in gefaltetem Zustand. Mit Ankipphilfe zum leichten Überwinden von Hindernissen.

- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Gesamtbreite: 63 cm
- Gewicht: 8,1 kg

TOP-Preis

jetzt **184.<sup>75</sup>**  
exkl. MwSt.

Artikel-Nr.

200061

Bezeichnung

Taima M-ECO

Preis inkl. MwSt.

CHF 199.-

# Pflegerollstuhl Netti 4U CE 1.215

**MEYRA®**

Einfacher Einsteiger im Bereich Multifunktionsrollstuhl, wartungs-/ bedienfreundlich - optimal für die Geriatrie.



inkl. Begleitpersonenbremse ✓



**JETZT  
KOSTENLOS  
TESTEN**  
★★★

- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Gesamtbreite: Sitzbreite +19,5cm
- Fester Schiebebügel

**NEU IM  
SORTIMENT**

vorher 2'816.-

nur **2'222.<sup>45</sup>**  
exkl. MwSt.

**15% Rabatt**

Artikel-Nr.	Beschreibung	Sitzbreite	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
D63040	Netti 4U CE	40 cm	<del>CHF 2'816.-</del>	CHF 2'393.60
D63045	Netti 4U CE	45 cm		
D63050	Netti 4U CE	50 cm		

## Pflegerollstuhl Netti 4U CE Plus 1.215

Multifunktionsrollstuhl mit grossem Zubehör-Programm. Flexibilität für Geriatrie. Einsteiger für neurologische Krankheitsbilder.



vorher 3'204.-

nur **2'528.<sup>70</sup>**  
exkl. MwSt.

**15% Rabatt**

- Max. Belastbarkeit: 135 kg
- Gesamtbreite: Sitzbreite +19,5cm
- Einhand-bediensbare Armlehne
- Höhenverstellbare Schiebegriffe

Artikel-Nr.	Beschreibung	Sitzbreite	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
D64040	Netti 4U CE Plus	40 cm	<del>CHF 3'204.-</del>	CHF 2'723.40
D64045	Netti 4U CE Plus	45 cm		
D64050	Netti 4U CE Plus	50 cm		



## Pflegerollstuhl Inovys II



inkl. Therapietisch ✓  
inkl. Begleitpersonenbremse ✓



- Individuell auf den Benutzer anpassbar
- Max. Benutzergewicht: 135 kg
- Sitzkantelung bis 21°
- Rückenwinkelverstellung bis 54°
- Verstellbare Sitztiefe 46 - 52 cm
- Inkl. Kopfstütze
- Verstellbare Armauflagen und Fusstützen

vorher 2'633.-

jetzt **2'065.<sup>90</sup>**  
exkl. MwSt.

Sie sparen 408.-

Artikel-Nr.	Sitzbreite	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
5136062	40 cm	<del>CHF 2'633.-</del>	CHF 2'225.-
5136063	45 cm		
5136064	50 cm		



## Pflegerollstuhl Relax<sup>2</sup>



inkl. Begleitpersonenbremse ✓



- ✓ Anatomisch geformter Rücken
- ✓ Multifunktions-Pflegerollstuhl
- ✓ Hohe Einstellbarkeit
- ✓ Maximale Flexibilität
- ✓ Verstellbare Armlehnen

vorher 2'690.-

jetzt **1'949.<sup>85</sup>**  
exkl. MwSt.

Sie sparen 590.-

Artikel-Nr.	Sitzbreite	Preis inkl. MwSt	Aktion inkl. MwSt.
069003-001	41 cm (37 - 43 cm)	<del>CHF 2'690.-</del>	CHF 2'100.-
069003-002	46 cm (42 - 48 cm)		
069003-003	51 cm (47 - 53 cm)		
069005-004	53 cm		


## Schlupfsack Rolko

**JETZT  
ZUGREIFEN!**



TOP-Preis

jetzt **82.<sup>65</sup>**  
exkl. MwSt.



Artikel-Nr.	Grösse	Preis inkl. MwSt.
WW-S	bis Körpergrösse 158 cm	CHF 89.-
WW-M	bis Körpergrösse 170 cm	
WW-L	bis Körpergrösse 178 cm	



# Isola bella

Die Pflegebadewanne mit dem Wohlfühlerlebnis




made by Strack




Luftsprudelbad



Aromatherapie



Chromotherapie



Audio-Anschluss





**SWISS MEDTECH**

Tel: 052 630 31 60  
Fax: 052 630 31 65

[www.strack.ch](http://www.strack.ch)  
[info@strack.ch](mailto:info@strack.ch)

Strack AG  
Ebnatstrasse 125  
8200 Schaffhausen