

strack

Ruhe und Aufstehsessel



CHDE

 **TOPRO**

Ruhe und Aufstehsessel

KOMFORTABLE ENTSPANNUNG IM TRENDIGEN DESIGN

Erleben Sie Komfort und Stil mit der neuen Generation der Aufsteh- und Entspannungssessel von TOPRO. Ob beim Sitzen, Ausruhen oder Fernsehen – unsere hochwertigen Sessel bieten aussergewöhnlichen Komfort. Die eingebaute Aufstehhilfe unterstützt Ihre Mobilität in genau dem Mass, wie Sie es wünschen und hebt Sie sicher in den Stand oder lässt Sie sanft in die gewünschte Sitz – oder Liegeposition absinken.



Die Sessel bieten angenehme Unterstützung und sicheren Halt für Ihren Rücken und Ihre Beine durch eine ergonomisch geformte Rücken und Armlehne. Die TOPRO Sessel sind in modernen Farben, schönen Bezugstoffen sowie mit tollen Features für noch mehr Komfort, Sicherheit und Ordnung ausgestattet.





Comfort Basic

AUFSTEHEN UND BEQUEM ENTSPANNEN




Der TOPRO Comfort Basic Ruhe- und Aufstehsessel vereint Gemütlichkeit mit einem hohen Mass an Komfort. Mit seinem Elektromotor gewährleistet er robuste Unterstützung beim Aufstehen und Hinsetzen. Er ist erhältlich in der Farbe Tiefschwarz sowie zweifarbig in Blaumarine mit marineblauem Kunstleder an den Armlehnen.

- › Die Fernbedienung mit grossen Tasten ist einfach zu bedienen.
- › Der ergonomisch gestaltete Sitz bietet komfortable und sichere Unterstützung für den Rücken und die Beine.
- › Zwei Räder hinten machen den Stuhl bei Bedarf leicht beweglich
- › Der Stuhl ist mit einem Motor ausgestattet, um Ihnen sicher beim Übergang von einer Sitz- zu einer Liegeposition zu helfen.
- › Ein bequemes Nackenkissen im gleichen Stoff und Farbe wie der Stuhl kann separat bestellt werden.

Die Tasten der Fernbedienung

- A. Aufrecht sitzen + Aufstehunterstützung
- B. Zurücklehnen + Hinsetzunterstützung





Comfort Basic

AUFSTEHEN UND BEQUEM ENTSPANNEN



Sitzen



Lesen



Entspannen



Beine hochgelegt



Ausruhen



Aufstehen



Farb- und Polsteroptionen



Kunstleder, schwarz



Kunstleder,
zweifarbig marine / schwarz

Zubehör



Kopfstütze,
schwarzes Kunstleder

Technische Daten

| | |
|------------------|-------------------------|
| Belastbarkeit | 120 kg |
| Sesselbreite | 67 cm |
| Sesselhöhe | 115 cm |
| Sesseltiefe | 81 cm |
| Sitzhöhe | 51 cm |
| Sitzbreite | 51 cm |
| Sitztiefe | 53 cm |
| Höhe Rückenlehne | 76 cm |
| Artikel-Nr. | 8453 + Variantencode |

Comfort Plus

LEICHTIGKEIT UND KOMFORT ZU HAUSE




Der TOPRO Comfort Plus Ruhe- und Aufstehsessel ist unser Spitzenmodell mit viel Komfort. Mit einem Doppelmotor bietet er Verstellbarkeit und Benutzerfreundlichkeit. Er ist in einer Reihe stilvoller Optionen erhältlich: Mikrofaser in Beige und Anthrazit, Samt in Schwarz und Kunstleder in Tiefschwarz, Grau und Cremeweiss. Darüber hinaus sind auch zweifarbigen Varianten mit Kunstleder schwarz an der Kopfstütze und an den Armlehnen erhältlich.

- › Die Fernbedienung verfügt über grosse, einfach zu bedienende Tasten und kann bei Bedarf in der Seitentasche verstaut werden.
- › Ein bequemes Nackenkissen ist standardmässig enthalten und kann höhenverstellt werden, um den Bedürfnissen des Benutzers gerecht zu werden.
- › Der ergonomisch gestaltete Sitz bietet komfortable und sichere Unterstützung für Rücken und Beine
- › Zwei hintere Räder machen den Sessel bei Bedarf leicht beweglich.
- › Der Doppelmotor ermöglicht die unabhängige Verstellung der Rückenlehne und der Fussstütze und sorgt so für individuellen Komfort.
- › Eine Akku-Option kann separat bestellt werden und ermöglicht eine flexible Positionierung des Stuhls.

Die Tasten der Fernbedienung

- A. Fussstütze anheben
- B. Fussstütze senken + Aufstehhilfe
- C. Rückenlehne neigen
- D. Rückenlehne anheben
- E. Aufstehhilfe
- F. Setzhilfe + Fussstütze anheben





Comfort Plus

LEICHTIGKEIT UND KOMFORT ZU HAUSE



Sitzen



Lesen



Entspannen



Beine hochgelegt



Ausruhen



Schlafen



Aufstehen



Farb- und Polsteroptionen



Mikrofaser, beige



Kunstleder, cremeweiss



Kunstleder, schwarz

Varianten mit Duo Farbe / Polsterung



Kunstleder, grau / schwarz



Mikrofaser / Kunstleder,
anthrazit / schwarz



Microsamt / Kunstleder,
schwarz

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Belastbarkeit | 120 kg |
| Sesselbreite | 76 cm |
| Sesselhöhe | 116 cm |
| Sesseltiefe | 90 cm |
| Sitzhöhe | 52 cm |
| Sitzbreite | 51 cm |
| Sitztiefe | 52 cm |
| Höhe Rückenlehne | 76 cm |
| Artikel-Nr. | 8454 + Variantencode |
| Zubehör TOPRO Comfort Plus Battery | |

Premium Aufsteh- und Ruhesessel:

Verkäufer:



TOPRO Industri AS
Rambekkevegen 1
2816 Gjøvik
Norwegen

Tel. (+47) 61 13 46 00
info@topromobility.com
www.topromobility.com

Vertrieb durch:



TOPRO GmbH
Succursale de Stetten
Im Stetterfeld 2
5608 Stetten

Tel.: +41 (0) 44 940 36 50
Fax: +41 (0) 44 940 36 51
E-mail: mail@topro.ch
www.topromobility.com



Mehr entdecken



topromobility.com

TOPRO bürgt für höchste Qualität und bietet 2 Jahre Garantie.

Qualitätssicherungsnormen

EN ISO 9001 – Qualität
EN ISO 14001 – Umwelt
EN ISO 13759 – Möbel – Antriebsmechanismus

Händler

strack

strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

+41 (0)58 666 08 08
www.strack.ch
info@strack.ch