

ROHO® Für alle Fälle

Wann welches Kissen?



Indikationen

	Niedriges Dekubitus-Risiko	Mittleres Dekubitus-Risiko	Hohes Dekubitus-Risiko	Dekubitus vorhanden/gehabt	Limitierte Sitzstabilität	Asymmetrische Sitzposition	Wiederholtes Positionieren erwünscht	Gewichtsbeschränkung in kg
AirLite® 	x				x			125
1-Kammer Kissen Low Profile®, 5cm 	x	x						Keine
1-Kammer Kissen High Profile®, 10cm 	x	x	x	x				Keine
Enhancer® 	x	x	x		x	x	x	Keine
Hybrid Elite® 	x	x			x	x		225
Quadro Select® Low Profile®, 5cm 	x	x			x	x	x	Keine
Contour Select® 	x	x	x		x	x	x	Keine
Quadro Select® High Profile®, 10cm 	x	x	x	x	x	x	x	Keine