

Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur
Schmerztherapie

Bis Stadium 4
(nach Prof. Seiler / EPUAP)

Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

HMV-Nr.
11.29.05.0005


Hyper Foam 2

HILFSMITTELNUMMER gem. § 139 SGB V

Dekubitustherapie-Matratze

5 JAHRE
GARANTIE*

Hyperelastischer 3-schichtiger
Schaumkern (mit Quer- und
Längsschnitten)



Größe Art. - Nr.

90/190/15 DO 09000008

90/200/15 DO 09000009

100/200/15 DO 09000010

strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnetstrasse 125
8200 Schaffhausen


052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch



Offenporiger
atmungsaktiver
HR-Foam



Autoklavierbar




Bezugsmaterial
viren- und
bakteriendicht
gem. ASTM 11670 + 11671



Wasserdicht
dennoch
atmungsaktiv



Druckentlastung
< 18 mmHg



Bi-elastischer Bezug
zur Minimierung
der Scherkräfte



CE - Kennzeichnung
MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer
entflammbar
DIN EN 597 (Teil 1+2)
CRIB 5



Patientengewicht:
20 bis 150 kg

* Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!

*¹ Details siehe Bedienungsanleitung.