

Thermisch aufbereitbar  
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur  
Schmerztherapie

Bis Stadium 3  
(nach Prof. Seiler / EPUAP)

Mittleres Risiko  
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

HMV-Nr.  
11.29.05.0028


# Hyper Foam PLUS

HILFSMITTELNUMMER gem. § 139 SGB V

Dekubitustherapie-Matratze

**3** JAHRE  
GARANTIE\*

Hyperelastischer 2-schichtiger  
Schaumkern (mit Quer- und  
Längsschnitten)



Größe Art. - Nr.

90/200/14 HF+090200

100/200/14 HF+100200

**strack** Patienten-  
und Pflegebedarf

Strack AG  
Ebnatstrasse 125  
8200 Schaffhausen

052 630 31 60  
www.strack.ch  
info@strack.ch



Offenporiger  
atmungsaktiver  
HR-Foam



Autoklavierbar




Bezugsmaterial  
viren- und  
bakteriendicht  
gem. ASTM 1670 + 1671



Wasserdicht  
dennoch  
atmungsaktiv



Druckentlastung  
< 18 mmHg



Bi-elastischer Bezug  
zur Minimierung  
der Scherkräfte



CE - Kennzeichnung  
MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer  
entflammbar  
DIN EN 597 (Teil 1 + 2)  
CRIB 5



Patientengewicht:  
20 bis 140 kg