

strack Patienten-
und Pflegebedarf

TIGER

OUTDOOR ROLLATOR

Der **Mobilex Arthritis Rollator Tiger Outdoor** basiert auf dem eleganten Rollator Lion und verfügt daher auch über dessen Eigenschaften und Funktionen. Als Arthritis Rollator verfügt er zudem an weichen und bequemen Unterarmstützen.

Diese sind in Tiefe, Winkel und Höhe einstellbar und können in 2 Stufen um jeweils 22,5 Grad nach innen gedreht werden. Der Rollator ist ausgesprochen stabil und leicht manövrierbar. Er hat große, leicht laufende Soft-Räder und leichtgängige und arretierbare Bremsen. In Fahr- und in Transportstellung ist er gegen unerwünschtes Entriegeln gesichert. Eine abnehmbare Einkaufstasche und ein spezieller Rückengurt werden serienmäßig mitgeliefert.

Der Rollator Tiger Outdoor ist auch für den **Aussenbereich** und für ein Benutzergewicht bis **200 kg** zugelassen.



Mobilex
a better life in motion

strack Patienten-
und Pflegebedarf


Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch

TIGER OUTDOOR ROLLATOR

Der Mobilex Arthritis Rollator Tiger Outdoor ist in zwei Farben lieferbar, in **metallic braun** und **anthrazitgrau**.

Der Rollator ist auch für die Benutzung im **Aussenbereich** sowie für ein max. Benutzergewicht von **200 kg** getestet und zugelassen.



Beim Arthritis Rollator Tiger Outdoor sind die **Unterarmstützen** in 2 Stufen um jeweils 22,5 Grad nach innen **drehbar**.

Mobilex Rollator Tiger Outdoor	Anthrazitgrau Art.Nr. 312205	Braun metallic Art.Nr. 312206
<i>Armauflagen höhenverstellbar</i>	87 - 110 cm	87 - 110 cm
<i>Sitzhöhe</i>	62 cm	62 cm
<i>Gesamtbreite offen / geschlossen</i>	71 cm / 31 cm	71 cm / 31 cm
<i>Innere Breite zwischen den Handgriffen</i>	56 cm	56 cm
<i>Länge (Tiefe)</i>	77 cm	77 cm
<i>Gewicht (+ Tasche 380 g)</i>	12 kg	12 kg
<i>Max. Tragkraft (Rollator / Tasche)</i>	200 kg / 5 kg	200 kg / 5 kg
<i>Bremsen</i>	2 feststellbar mit Parkfunktion	
<i>Radgrößen</i>	Vorne 285 x 44 mm - hinten 235 x 44 mm	