

# ReTurn7500™

SystemRoMedic™



*Patentierter\*  
Konstruktion*

*Aufrichtleiter in  
Standardhöhe, eignet sich  
für die meisten Erwachsenen*

*Aktiviert den  
Pflegerbedürftigen*

*Kein schweres Heben für  
die Pflegekraft*

## **Sicheres und aktives Aufstehen und Umsetzen ganz und gar ohne schweres Heben – geradezu spielerisch**

ReTurn7500 ist nicht nur ein einfaches und unglaublich effektives Hilfsmittel beim Aufstehen und Umsetzen, ReTurn7500 glänzt auch als Trainingsgerät. ReTurn7500 gibt dem Pflegebedürftigen Sicherheit, ob beim aktiven Aufstehen oder als Hilfsmittel beim Umsetzen bei Transfers zwischen Bett, Sessel, Rollstuhl und Toilette. ReTurn7500 findet auch Verwendung als Hilfsmittel beim Positionieren hinten im Sessel oder Rollstuhl. Transfers mit ReTurn7500 gehen spielerisch einfach von der Hand – und dabei bleibt der Pflegekraft das schwere Heben völlig erspart. Bei Pflegebedürftigen mit Restkraft in Armen und Beinen regt ReTurn7500 das physiologische Bewegungsmuster beim Aufstehen an und stärkt gleichzeitig die Muskeln und Funktionen des Körpers. Dies macht ReTurn7500 zum idealen Hilfsmittel im Reha-Bereich. Durch den Einsatz in den eigenen vier Wänden können Pflegebedürftige meist länger zuhause wohnen bleiben, vor allem wenn ihnen nur eine Hilfsperson beiseite steht.

**strack** Patienten-  
und Pflegebedarf

# ReTurn7500



Da ReTurn7500 und ReTurn7400 mit der gleichen stabilen Bodenplatte ausgerüstet sind, kann jederzeit je nach Bedarf einfach zwischen der Aufrichtleiter in Standardhöhe und der niedrigen Aufrichtleiter gewechselt werden: Dies bedeutet Kosteneffizienz.

## Produktspezifikation

Art.-Nr.	Produkt	Beschreibung	HMV-Nr.
7500	ReTurn7500	Transferplattform, komplett mit Aufrichtleiter in Standardhöhe	22.29.01.1024
7500i	ReTurn7500	Transferplattform, komplett mit Aufrichtleiter in Standardhöhe, mit Öffnung zum Einhängen des ReTurnBelt	22.29.01.1024
7501	Rising ladder, standard height	Aufrichtleiter, in Standardhöhe, für ReTurn7500 ab Seriennummer 373317697500500001 sowie für ReTurn7400 ab Seriennummer 373317697400500001	
7501i	Rising ladder, standard height	Aufrichtleiter, in Standardhöhe, mit Öffnung zum Einhängen des ReTurnBelt, für ReTurn7500 ab Seriennummer 373317697500500001 sowie für ReTurn7400 ab Seriennummer 373317697400500001	
7401	Rising ladder, low	Aufrichtleiter, niedrig, für ReTurn7400 ab Seriennummer 373317697400500001 sowie für ReTurn7500 ab Seriennummer 373317697500500001	



### Verschiedene Modelle von ReTurn bieten Wendigkeit für Groß und Klein – überall

Der grundlegende Gedanke hinter ReTurn ist, die beim Pflegebedürftigen vorhandenen Kräfte richtig zu nutzen und zu stärken. Sämtliche Modelle des ReTurn tragen somit zur Aktivierung des Pflegebedürftigen bei und regen den Pflegebedürftigen zu physiologischen Bewegungsmustern an.

Weitere Informationen über die verschiedenen Modelle von ReTurn und sämtliches Zubehör finden Sie auf [www.handicare.de](http://www.handicare.de).



### Einfach und dennoch ungewöhnlich vielseitig

ReTurn7500 ist eine manuelle Aufsteh- und Transferhilfe – äußerst einfach und intuitiv in der Handhabung, selbsterklärend für Pflegebedürftige und Pflegekräfte. ReTurn7500 ist außerdem ein sehr vielseitiges Produkt, das dem Pflegebedürftigen beim Aufstehen, bei der Positionierung im Sitzen und bei kurzen Transfers im Innenbereich in mehrerlei Art und Weise sichere und effektive Unterstützung bietet. Als hervorragendes Trainingsgerät kann ReTurn7500 im Rehabilitationsprozess als zweckdienliches Hilfsmittel eingesetzt werden.

ReTurn7500 mit Aufrichtleiter in Standardhöhe eignet sich für die meisten Erwachsenen. ReTurn7500 ist jetzt auch in einer neuen Ausführung erhältlich, bei der die Aufrichtleiter (zum Patent\*\* angemeldet) eine Öffnung zum schnellen und einfachen Einhängen des ReTurnBelt bietet. Beide Ausführungen des ReTurn7500 bewältigen bis zu 150 kg Gewicht.

### Unglaublich wendig und leicht manövrierbar

Die einzigartige, patentierte\* Konstruktion des ReTurn7500 macht die Transferplattform unglaublich wendig und leicht manövrierbar. ReTurn7500 fährt, wendet und dreht sich leicht und nahezu reibungslos auf allen Untergründen, auch bei beengten Platzverhältnissen. Ganz einfach wird das Hilfsmittel perfekt neben ein Bett, einen Sessel, Rollstuhl oder Toilettenstuhl positioniert. Dabei ist für das Bewegen des ReTurn7500 nur minimale Schubkraft erforderlich, auch bei großen und schwergewichtigen Pflegebedürftigen.

### Stabile und sichere Bodenplatte

Der niedrige Schwerpunkt und die große Standfläche mit Laufrollen in allen Ecken machen die Bodenplatte stabil und sicher. Zwei große, an der Außenseite der Bodenplatte neben der Aufrichtleiter platzierte Laufrollen mit Feststellbremse verleihen ReTurn7100 leichte Manövrierbarkeit und Richtungsstabilität. Dabei tragen die Drehgelenke an den vier Laufrollen in den Ecken zur Wendigkeit bei.

### Das Design der Aufrichtleiter erlaubt physiologische Bewegungsmuster und Nähe

ReTurn7500 ist mit einer Aufrichtleiter ausgerüstet, die unten ganz offen ist und oben unterschiedlichste Greifmöglichkeiten bietet, einschließlich eines physiologisch vorteilhaften, zentralen „Kraftgriffs“ an der mittleren vertikalen Stange. Die Neigung der Aufrichtleiter nach vorne weg vom Pflegebedürftigen gibt viel Raum und die nötige Nähe zum Hilfsmittel für das Aufrichten zum Stand, indem der Pflegebedürftige sich hoch hangelt und/oder hochzieht. Der Pflegebedürftige kann sich auch beim Stehtraining und bei Transfers an der Aufrichtleiter festhalten. Die Konstruktion ermöglicht auch der Pflegekraft mehr Bewegungsspielraum, mehr Nähe und noch bessere Unterstützung des Pflegebedürftigen von verschiedenen Seiten.

Die Position der Unterschenkelstützen lässt sich in Höhe und Breite leicht verstellen. Die Verstellbarkeit der Winkel ermöglicht ganz einfach eine individuelle Anpassung der Unterschenkelstützen an die Größe und sonstige Voraussetzungen des Pflegebedürftigen. Diese Funktionalität erlaubt zudem mehreren Pflegebedürftigen die Nutzung des gleichen ReTurn7500. An der neuen Ausführung des ReTurn7500 sind die Unterschenkelstützen standardmäßig mit einer zusätzlichen Polsterung versehen.

Die Montage des ReTurn7500 ist denkbar einfach, ebenso das Zerlegen für Transport und Aufbewahrung.

## Technische Daten

Max. zul. Belastung \_\_\_\_\_ 150 kg  
 Gesamthöhe \_\_\_\_\_ 1150 mm  
 Bodenplatte, Länge x Breite x Höhe \_\_\_\_\_ 685 mm x 570 mm x 40 mm  
 Gewicht \_\_\_\_\_ 16,5 kg

\* Patent: SE-0300528-7 \*\*) Patentanmeldung: PCT/SE2012/050160  
 Design durch eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützt: RCD-529631-1

## Zubehör

Durch die Kombination von ReTurn7500 mit verschiedenem Zubehör kann der Pflegebedürftige zusätzlich unterstützt werden und erfährt dadurch noch mehr Sicherheit beim Aufstehen, Stehtraining und Transfers. Über die Wahl des Zubehörs entscheiden die aktuelle Situation sowie die Bedürfnisse und das Funktionsniveau des Pflegebedürftigen.

Art.-Nr.	Produkt	Beschreibung
6031--6038	ReTurnBelt**	Größe XXS--XXXL
6133--6136	ReTurnBelt, wischdesinfizierbar	Größe S--XL
6233--6236	ReTurnBelt, Einwegvliesstoff, NonWoven	Größe S--XL
6061	SupportStraps	Zubehör für Haltegürtel
7250	HeelStrap	Fersenstütze
7215	Padding for leg support	Polster für Unterschenkelstützen
0954	Bag	Tragetasche

\*\*\* Patent: SE-0401517-8

**strack** Patienten- und Pflegebedarf

Strack AG  
 Ebnatstrasse 125  
 8200 Schaffhausen

052 630 31 60  
[www.strack.ch](http://www.strack.ch)  
[info@strack.ch](mailto:info@strack.ch)

SystemRoMedic™ ist eine ganzheitliche Lösung für denkbar einfache Transfers Pflegebedürftiger. Das Konzept beinhaltet vier Produktbereiche, die für die meisten Transfersituationen eine nahezu perfekte Lösung bieten.

**Transferieren:** von einem Ort zum anderen. **Positionieren:** am gleichen Ort.

**Unterstützen:** bei der Mobilisierung. **Heben:** manuell und elektrisch.