

Der neue Axxis Profile Rücken

mit allen Vorteilen des Axxis auf unterschiedliche Anatomien
eingehen



Axxis Profile Rücken

Der Axxis Profile bietet alle Vorteile des Axxis Rücken, ist aber oben und unten nicht gleich breit (siehe Grössentabelle), er kann in beide Richtungen montiert werden.

Die flexible Rückenlehne mit integrierten Seitenstützen passt sich optimal an die Krümmung der Wirbelsäule an und ermöglicht eine hervorragende seitliche Stabilisation.

Komfort – Die patentierte Axxis Produktlinie ist das Ergebnis von jahrelanger Forschung, die eine umfassende Anzahl an Möglichkeiten für eine gute Körperhaltung bietet.

Form – Mit den 4 vertikalen stufenlosverstellbaren Bändern kann der Rücken individuell eingestellt und optimal an die Anatomie angepasst werden.

Grössen – Der Axxis Profile Rücken ist in Breiten für Kinder bis Erwachsene und in verschiedenen Höhen erhältlich und kann als Box inkl.

den Montageblöcken und der V-Trak Original Halterung oder der V-Trak Lite Halterung bestellt werden. Die Montageblöcke können an jeden Rollstuhl montiert werden.

Zubehör – Das ganze Sortiment des V-Trak Zubehörs kann problemlos montiert werden. Durch das flexible Design kann aber auch Zubehör von anderen Herstellern montiert werden. Das gibt dem Versorger und dem Benutzer eine Vielzahl von Möglichkeiten, das Eingehen von Kompromissen wird weniger nötig und eine optimale Lösung wird möglich.




Einfache Montage




6 verschiedene Höhen und 3 verschiedene Breiten



Konturstärke von max. 7.5 – 10 cm je nach Rückengrösse



Profilanpassung mit 4 verstellbaren Bändern



Ermöglicht eine präzise symmetrische und asymmetrische Anpassung



Bei Lordose/ Kyphose im Lumbalbereich



Bei Kyphose im Thoraxbereich



Bei Beckenschiefstand



Bei leichter Skoliose



Mitwachsend



Alle Rollstuhltypen



Crash getestet ISO 16840



Schulungsvideo auf Englisch erhältlich



In der praktischen Box erhältlich

Grössen

Rückenverlängerungen

	Art.-Nr.	Breite aussen	Breite innen	Höhe		Art. Nr.	Breite	Höhe
	VP-P1	30 > 33 cm	23 > 26 cm	24 cm		BKXT-S	18 cm	10 cm
	AXPR-M	30 – 38 cm	27 – 33 cm	28 cm		BKXT-M	27 cm	17 cm
	AXPR-L	35 – 43 cm	31 – 37 cm	30 cm				
	AXPR-XL	41 – 47 cm	35 – 43 cm	30 cm		BKXT-L	33 cm	21 cm
	AXPS-M	30 – 38 cm	27 – 33 cm	36 cm				
	AXPS-L	35 – 43 cm	31 – 37 cm	40 cm				
	AXPS-XL	41 – 47 cm	35 – 43 cm	40 cm				
	AXPH-M	30 – 38 cm	27 – 33 cm	56 cm				
	AXPH-L	35 – 43 cm	31 – 37 cm	61 cm				
	AXPH-XL	41 – 47 cm	35 – 43 cm	61 cm				

In Verbindung mit der V-Trak Original oder der V-Trak Lite Halterung ist der Rücken einfach wegnehmbar.