

# TR 2000 Model 2021 Hydraulik Duschwagen

# strack

## Multifunktionseller Duschwagen mit endlosen Anwendungsmöglichkeiten

CE



Registered at Medical Products  
Agency, Sweden,  
as a MD Class 1 product,  
MDR 2017/745.

Das hydraulisch höhenverstellbare Dusch- und Transportsystem TR 2000 ist für den täglichen Einsatz in Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen sowie Krankenhäusern entwickelt worden und ist eine Lösung zur Vermeidung von Rückenverletzungen und zur Minimierung der statischen Belastung und bietet eine sichere und ergonomische Arbeitsumgebung für das Pflegepersonal.

Der hydraulische Duschwagen TR 2000 mit Fußbedienung und einer max. Nutzlast von 200 kg ist einzigartig mit seiner seitlichen Säule, die es ermöglicht, dass die Liege einen Teil über das Bett fahren und dadurch für einen sicheren und einfachen Patiententransfer gewährleisten kann.

Die Duschauflage lässt sich an beiden Enden entleeren, sodass die Person in beiden Richtungen positioniert werden kann, was die Arbeit des Pflegepersonal erleichtert.



### Spezifikationen:

4 Längen (Modelle) erhältlich:	Standard=1.900 mm x 640 mm /Kurz =1.600 mm x 640 mm /Lang=2.100 mm x 640mm Breit=1.950 mm x 695 mm
Breiten:	Modell Standard, Kurz, Lang = 640 mm. Breit = 695 mm
Höhe einstellbar:	von 600 mm bis 900 mm
Maximale Nutzlast:	200 kg
Rahmenmaterial:	Edelstahl-Rostfrei, pulverbeschichtet (außer Alu-Antrieb und Antriebsbefestigungsplatte)
Höhe vom Fahrgestell:	160 mm Höhe (Mit Gurtliftersystemen unterfahrbar, für den leichten Patiententransfer)
Rollen:	Standard 4 bremsbare 100 mm Doppellenkrollen (Option: 2 Rollen mit Richtungsfeststellern)
Bedienung:	Fußpedal für die leichte Höhenverstellung, auf 2 Seiten
Duschauflage / Kissen:	Gepolstert, Farbe Blau, aus flammenhemmendem Material, Matratze mit zwei Abläufen
Neigungsverstellung:	Manuelle Neigungsverstellung auf beiden Seiten, +/- 4 Grad (Trendelenburg-Position)

