

TAYO

Duschhocker, rund, mit Drehteller

NEU



Verfügbar ab Q2/2020

Produktmerkmale

Der neue Duschhocker »TAYO« überzeugt durch sein platzsparendes Design und passt durch seine kompakte, runde Sitzfläche auch in kleine Duschen. Die Standbeine lassen sich leicht montieren und können zudem auf Ihre gewünschte Sitzhöhe eingestellt werden. Der komfortable Drehteller ermöglicht Ihnen, sich mühelos zu drehen und die Position zu wechseln.

Großvolumige Gummifüße

Die intelligente Formgebung der Gummifüße, platzsparend nach innen ausgerichtet, sorgt für kompakte Außenabmessungen und gleichzeitig für erhöhte Rutschsicherheit.

Oberflächenstruktur

Die innovative Softtouch Oberflächenstruktur (schmutz- und wasserabweisend) garantiert eine leichte Reinigung und bietet einen sicheren Halt.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung auf unserer Internetseite www.dietz-rehab.de, die Sie sich spätestens ab 07/2020 dort herunterladen können.

TAYO	
Bezeichnung	Hocker, rund, mit Drehteller
Ausstattung	Drehhilfe blau
Farbe	Weiß / Silber matt
Sitzhöhe (mm)	450–597
Sitzfläche (Ø, mm)	337
Gesamtmaß Standfläche (Ø, mm)	422–472
Max. Belastbarkeit	130
Gewicht (kg)	2,75
Artikel-Nr.	430107

strack Patienten- und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch

Vertrieb und Service:

DIETZ GmbH Tel. +49 7248.9186-0 Reutäckerstraße 12 info@dietz-reha.de
Reha-Produkte Fax +49 7248.9186-86 76307 Karlsbad www.dietz-rehab.de