

T-20 Toilettenstütze

Der robuste Toilettenaufsatz

strack Patienten-
und Pflegebedarf

Beschreibung

- Armlehnen sind einzeln hochklappbar und selbsthemmend.
- WC- Sitzgarnitur mit Softclose.
- Sehr stabile Ausführung.
- Die Toilettenstütze ist vollflächig auf dem WC abgedichtet.
- Feste Montage auf der Toilettenschüssel (anstelle des gewöhnlichen WC Sitzes)
- Hochwertige Duroplast Sitzgarnitur, einfach und ohne Werkzeug zu entfernen.
- Grundmaterial komplett aus rostbeständigem Edelstahl.
- Oberfläche wahlweise: poliert (glänzend) oder pulverbeschichtet / weiss (Pigment)

Technische Daten

Material:	Rostbeständiger Edelstahl (1.4301)
Armauflage:	Kunststoff
Breite zwischen den Armlehnen:	520mm
Höhe der Armlehnen vom WC-Sitz:	260mm
Belastung WC- Sitz:	160 kg
Gesamtgewicht:	7 kg

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät regelmässig mit einer milden Seifenlösung. Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungs-mitteln. Diese können zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Spülen Sie das Gerät nach der Reinigung mit klarem Wasser gründlich nach.

Der T-20 passt auf alle gängigen Toiletten mit durchgängiger Befestigungsmöglichkeit.

Bestellnummer

520.200.800

T- 20 electropoliert, Soft Close Sitzgarnitur

520.200.900

T- 20 pulverbeschichtet, Soft Close Sitzgarnitur

Bestellnummer

520.200.210

Zubehör

WC- Sitzgarnitur Soft Close

360.800.105

Papierrollenhalter

