

strack

Wellness.
Wärme.
Wohlbefinden.

Wohltuende Wärme-Produkte von boso.

Premium-Qualität für die Gesundheit

boso
BOSCH + SOHN
GERMANY

Gut für Ihr Wohlbefinden, gut für Ihren Körper.

Wärme ist ein menschliches Grundbedürfnis. Wo es warm ist, da fühlen wir uns wohl. Unser Körper übrigens auch: Denn Wärme regt die Durchblutung an, sie kann Schmerzen lindern und dem Organismus helfen, sich zu regenerieren – zum Beispiel ganz klassisch mit einem Heizkissen oder Wärmeunterbett von boso.

bosotherm 1400



bosotherm 1400 | Heizkissen

Aus atmungsaktivem Microfleece, Größe ca. 33 x 44 cm, 3 beleuchtete Temperaturstufen, Schnellheizung, Abschaltautomatik nach 90 Minuten, Überhitzungsschutz, elektronische Temperaturregelung, abnehmbare Zuleitung, maschinenwaschbar bei 40 °C, 100 Watt, waschbarer Baumwollbezug, 3 Jahre Garantie.

bosotherm 1200 | Heizkissen

Größe ca. 30 x 40 cm, 3 beleuchtete Temperaturstufen, Abschaltautomatik nach 90 Minuten, Überhitzungsschutz, 100 Watt, elektronische Temperaturregelung, waschbarer Baumwollbezug, 3 Jahre Garantie.

bosotherm 1500 | Heizkissen

Wie bosotherm 1200, jedoch mit zusätzlicher Schnellheizung, 3 Jahre Garantie.



bosotherm 1200



bosotherm 2200

bosotherm 2000 | Wärmeunterbett

Größe 130 x 75 cm, Überhitzungsschutz, abnehmbare Zuleitung, waschbar, 3 beleuchtete Temperaturstufen, 50 Watt, 5 Jahre Garantie.

bosotherm 2100 | Wärmeunterbett

Wie bosotherm 2000, jedoch mit 60 Watt, Größe: 150 x 80 cm, 5 Jahre Garantie.

bosotherm 2200 | Wärmeunterbett

Wie bosotherm 2100, jedoch mit 4 beleuchteten Temperaturstufen, Rückschaltautomatik nach 3 Stunden, Abschaltautomatik nach 12 Stunden, 5 Jahre Garantie.



Wohlige Wärme – zugeschnitten auf Sie.

Passend für Nacken, Schultern, Rücken, Bauch, Gelenke oder Füße: Die verschiedenen Spezial-Heizkissen bringen die Wärme dorthin, wo Sie sie benötigen. Ideal zur Entspannung oder einfach für mehr Wohlbefinden.

bosotherm 3000 | Fußwärmer

Überhitzungsschutz, herausnehmbares Teddy-Innenfutter, waschbar, 3 beleuchtete Temperaturstufen, 100 Watt, 3 Jahre Garantie.



bosotherm 1700 Multifunktionsheizkissen

Leichte Fixierung für Bauch, Rücken und Gelenke, Größe ca. 59 x 30 cm, atmungsaktives, anschmiegsames und hautsympathisches Velours, maschinenwaschbar bei 30 °C, 3 beleuchtete Temperaturstufen, Schnellheizung, Überhitzungsschutz, Abschaltautomatik nach 90 Min., 100 Watt, elektronische Temperaturregelung, abnehmbare Zuleitung, 3 Jahre Garantie.



bosotherm 1600 Schulter-Nacken-Heizkissen

Extra weiche Oberfläche, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, Größe ca. 56 x 52 cm, Micro-Flauschfaser, 3 beleuchtete Temperaturstufen, Schnellheizung, Überhitzungsschutz, maschinenwaschbar bei 30 °C, Abschaltautomatik nach 90 Min., 100 Watt, elektronische Temperaturregelung, abnehmbare Zuleitung, 3 Jahre Garantie.

bosotherm 1300 Nacken-/Rückenheizkissen

Aus atmungsaktivem Microfleece, Spezialgröße 62 x 42 cm, körpergerechte Anpassung an Rücken und Nacken, 3 beleuchtete Temperaturstufen, Schnellheizung, Überhitzungsschutz, Abschaltautomatik, 100 Watt, elektronische Temperaturregelung, abnehmbare Zuleitung, maschinenwaschbar bei 30 °C, 3 Jahre Garantie.



Rundum wohlfühlen und Wellness für Zuhause.

Ideal an kalten Abenden: Das Wärme-Cape von boso, das Sie sogar als Wärme-Zudecke nutzen können. Die flauschig weiche Oberfläche und die verschiedenen Wärmestufen bringen Wellness direkt zu Ihnen nach Hause.

bosotherm 2400 Wärme-Cape/Wärme-Zudecke

Extra weiche Oberfläche aus Micro-Flaschfaser, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, 6 Temperaturstufen, Größe ca. 100 x 145 cm, 100 Watt, elektronische Temperaturregelung, abnehmbare Zuleitung, maschinenwaschbar bei 30 °C, 3 Jahre Garantie.



Aus Licht wird Wärme. Aus Wärme Wohlbefinden.

Kaum ein anderes natürliches Mittel ist so vielseitig für unser Wohlbefinden einsetzbar, wie intensives Infrarotlicht. Die Wärme des Infrarotlichts regt die Durchblutung an, wirkt muskelentspannend und ist wohltuend bei rheumatischen oder erkältungsbedingten Beschwerden.

bosotherm 4000 | Infrarotlampe

Ergonomisch geformt für eine bequeme Handhabung, rutschfester Standfuß, 100 Watt, 2 Jahre Garantie.



bosotherm 4100

bosotherm 4100 | Infrarotlampe

Wie bosotherm 4000, jedoch mit intensiverem Infrarotlicht von 150 Watt, 2 Jahre Garantie.



The logo for bosco, featuring the word "bosco" in a white, lowercase, sans-serif font on a red rectangular background.

BOSCH + SOHN
GERMANY

Premium-Qualität für die Gesundheit

boso Produkte sind ausschließlich im medizinischen Fachhandel, das heißt in der Apotheke und im Sanitätsfachgeschäft, erhältlich.

Dies garantiert Ihnen eine optimale Beratung und einen qualifizierten Service vor Ort. Und die Sicherheit, dass Sie tatsächlich die original bosco Qualität erhalten. Denn für bosco endet die Qualitätskontrolle nicht mit der Herstellung – sondern erst, wenn Sie zufrieden sind.

BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG

Bahnhofstraße 64
D-72417 Jungingen
T +49(0)74 77 92 75 - 0
F +49(0)74 77 10 21
E zentrale@bosco.de

www.bosco.de



strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG 052 630 31 60
Ebnatstrasse 125 www.strack.ch
8200 Schaffhausen info@strack.ch