

# Ocean Ergo Familie



Die konfigurierbaren und ergonomischen  
Dusch- und Toilettenrollstühle

## Aquatec Ocean Ergo – die neue Serie der bewährten Dusch- und Toilettenrollstühle

---

Duschen und die tägliche Körperhygiene betreffen immer auch den Intimbereich des Patienten und erfordern einen würdevollen Umgang in der Pflege. Dabei spielen der Erhalt der Eigenständigkeit, das persönliche Sicherheitsgefühl und der Komfort eine große Rolle. *Aquatec Ocean Ergo* bezeichnet die neue Familie an Dusch- und Toilettenrollstühlen, die genau diese Attribute in sich vereinen.



## Eine komplette Familie

Vom Standard-Modell bis hin zur Variante mit Sitz- und Rückenwinkelverstellung: Das Aquatec Ocean Ergo-Sortiment an Dusch- und Toilettenrollstühlen bietet im Bereich der persönlichen Hygiene flexible Versorgungsungen für eine Vielzahl individueller Patientenbedürfnisse.



### **Ocean 24'' Ergo XL ▲**

Das Standard-Modell als Selbstfahrversion für adipöse Nutzer – belastbar bis 180 kg

### **Ocean Ergo XL ▲**

Das Standard-Modell als Schiebeversion für adipöse Nutzer – belastbar bis 180 kg

### **Ocean VIP Ergo ▲**

Entwickelt für Nutzer, die Unterstützung bei der Körperhaltung im Sitzen benötigen – mit Sitzwinkelverstellung

### **Ocean Ergo ▲**

Das Standard-Modell als Schiebeversion

### **Ocean Dual VIP Ergo ▲**

Sowohl der Sitz als auch die Rückenlehne sind winkelverstellbar. Entwickelt für Nutzer mit komplexen Positionierungsbedürfnissen.

### **Ocean 24'' Ergo ▲**

Das Standard-Modell als Selbstfahrversion

Auf unserem YouTube Invacare Deutschland Kanal finden Sie diverse Produktvideos zur **Ocean Ergo-Familie**



Geprüft nach  
ISO 17966:2016

# Nutzergerechtes Design zur Optimierung von Selbstständigkeit, Sicherheit und Flexibilität

Die persönliche Hygiene ist ein wichtiger Aspekt im Leben und trägt zum Wohlbefinden jedes Einzelnen bei. Beim Design der Dusch- und Toilettenrollstühle der Aquatec Ocean Ergo-Familie liegt der Fokus auf der Sitzergonomie (Komfort), der Wahrung der Selbstständigkeit und der Würde des Nutzers.

## Selbstständigkeit

- neu konturierte Sitzfläche
- aufrechte und stabile Sitzposition

## Flexibilität

- zusätzliche Stufe zur Höheneinstellung
- einfach anzubringendes, standardisiertes Zubehör

## Sicherheit

- kleinere Aufstandsfläche, dadurch einfacheres Manövrieren in engen Räumlichkeiten
- verbesserte Überfahrbarkeit von Standard-Toiletten für die selbstständige Hygiene



### 1 Anpassbare Armlehnen

- ▶ Neu mit einem größeren Einstellbereich von 76 mm in 3 Stufen\*

### 2 Anpassbare Sitzhöhe

- ▶ Einstellbereich von 125 mm in 6 Stufen

### 3 Anpassbare Fußstützen

- ▶ Neu mit einem größeren Einstellbereich von 150 mm in 7 Stufen, für noch größere bzw. noch kleinere Nutzer

### 4 Innovativer, ergonomischer Sitz

- ▶ Das neue Design unterstützt die aufrechte Sitzposition für eine verbesserte Selbstständigkeit und einen höheren Nutzerkomfort

### 5 Kompakt und wendig

- ▶ Optimiertes Chassis für ein einfaches Manövrieren in engen Räumlichkeiten

### 6 Extrem stabil

- ▶ Die verbesserte Stabilität nach vorne bietet zusätzliche Sicherheit

\*Abweichende Angaben bei XL-Modellen

## NEU Konturierte, ergonomische Sitzfläche

- ▶ Die neue Sitzfläche wurde anhand der gesamten Bandbreite von menschlichen Sitzabdrücken entwickelt.
- ▶ Der Sitzwinkel von 5° sorgt für eine Erhöhung der Knie und somit für eine natürliche, für den Toilettengang förderliche Position.
- ▶ Rutschhemmende Handballenauflagen an der vorderen Sitzkante ermöglichen dem Nutzer eine selbstständige Positionierung.



## Hoch konfigurierbar

Für die Ocean Ergo-Familie ist ein breites Sortiment an Zubehör verfügbar. Diese decken Positionierung, Sicherheit, und Hygiene ab. Die Dusch- und Toilettenrollstühle lassen sich für eine Vielzahl individueller Bedürfnisse im Bereich Positionierung, Sicherheit und Hygiene einsetzen.



**Positionierung**



**Sicherheit**



**Hygiene**



**Sitzfläche und Rückenlehne**

## Zusätzliche Merkmale:

- ▶ Stabiler Edelstahl-Rahmen
- ▶ Maschinenwaschbarer, anpassbarer Rückenbezug mit schnellschließenden Gurtverschlüssen
- ▶ Einfache Demontage zu Transport- und Lagerungszwecken



Ocean Ergo mit 24“-Rädern



## Ocean Ergo

**Sicher, Individuell und vielseitig anpassbar auf wirklich jeden Patienten**

- ▶ Mehrfacher Wiedereinsatz möglich
- ▶ Stabiler, rostfreier Rahmen aus Edelstahl
- ▶ Sitzhöhe ohne Werkzeug individuell anpassbar
- ▶ Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen – individuell einstellbar
- ▶ Optimale Überfahrbarkeit von Toilettenbecken
- ▶ Umfangreiches Zubehörprogramm
- ▶ Belastbarkeit bis 150 kg



Sitzbreite ▼  
480 mm



Sitztiefe ▼  
480 mm



Gesamtbreite ▼  
565 mm



Gesamthöhe ▼  
1020 - 1145 mm



Belastbarkeit ▼  
bis 150 kg



Gewicht ▼  
17 kg



## Ocean Ergo XL

**Sicher, Individuell und vielseitig anpassbar auch für adipöse Nutzer**

- ▶ Mehrfacher Wiedereinsatz möglich
- ▶ Stabiler, rostfreier Rahmen aus Edelstahl
- ▶ 8 cm mehr Platz zwischen den Armlehnen durch XL-Rücken
- ▶ Sitzhöhe ohne Werkzeug individuell anpassbar
- ▶ Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen – individuell einstellbar
- ▶ Optimale Überfahrbarkeit von Toilettenbecken
- ▶ Umfangreiches Zubehörprogramm
- ▶ Belastbarkeit bis 180 kg



Sitzbreite ▼  
480 mm



Sitztiefe ▼  
480 mm



Gesamtbreite ▼  
645 mm



Gesamthöhe ▼  
1020 - 1145 mm



Belastbarkeit ▼  
bis 180 kg



Gewicht ▼  
18 kg





## Ocean 24" Ergo

### Sicher, Individuell und vielseitig anpassbar für Selbstfahrer

- ▶ Mehrfacher Wiedereinsatz möglich
- ▶ Stabiler, rostfreier Rahmen aus Edelstahl
- ▶ mit 24" Rädern für Selbstfahrer
- ▶ Sitzhöhe ohne Werkzeug individuell anpassbar
- ▶ Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen – individuell einstellbar
- ▶ Optimale Überfahrbarkeit von Toilettenbecken
- ▶ Umfangreiches Zubehörprogramm
- ▶ Belastbarkeit bis 150 kg



Sitzbreite ▼  
480 mm



Sitztiefe ▼  
480 mm



Gesamtbreite ▼  
670 mm



Gesamthöhe ▼  
1045 - 1170 mm



Belastbarkeit ▼  
bis 150 kg



Gewicht ▼  
23 kg



## Ocean 24" Ergo XL

### Sicher, Individuell und vielseitig anpassbar für adipöse Selbstfahrer

- ▶ Mehrfacher Wiedereinsatz möglich
- ▶ Stabiler, rostfreier Rahmen aus Edelstahl
- ▶ 8 cm mehr Platz zwischen den Armlehnen durch XL-Rücken
- ▶ mit 24" Rädern für Selbstfahrer
- ▶ Sitzhöhe ohne Werkzeug individuell anpassbar
- ▶ Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen – individuell einstellbar
- ▶ Optimale Überfahrbarkeit von Toilettenbecken
- ▶ Umfangreiches Zubehörprogramm
- ▶ Belastbarkeit bis 180 kg



Sitzbreite ▼  
480 mm



Sitztiefe ▼  
480 mm



Gesamtbreite ▼  
670 mm



Gesamthöhe ▼  
1045 - 1170 mm



Belastbarkeit ▼  
bis 180 kg



Gewicht ▼  
24 kg



# Modulare Versorgungs- für die persönliche Hygiene von Nutzern mit komplexen Positionierungsbedürfnissen

Sowohl **Ocean VIP Ergo** als auch **Ocean Dual VIP Ergo** verfügen über einen Sitzwinkelstellbereich von -5° bis 40°. **Ocean Dual VIP Ergo** besitzt zusätzlich einen Rückenwinkelstellbereich von 5° bis 35°, geeignet für Nutzer mit komplexen Positionierungsbedürfnissen.

**-5° bis 40°**

## 1 Einzigartige, ergonomische Sitzwinkelverstellung

- ▶ sehr geringer Kraftaufwand für die Pflegekraft
- ▶ sehr geringe Schwerpunktverlagerung für den Nutzer

## 2 Innovativer ergonomischer Sitz

- ▶ Das neue Design unterstützt eine aufrechte Sitzposition für mehr Selbstständigkeit und einen höheren Nutzerkomfort



## 3 Kompakt und wendig

- ▶ Optimiertes Chassis für einfaches Manövrieren in engen Räumlichkeiten

## 4 Extrem stabil

- ▶ Verbesserte Stabilität nach vorne für zusätzliche Sicherheit



## Weitere Merkmale



▲ Korrosionsfreier  
Edelstahl-Rahmen



▲ Extrem stabil, auch bei  
maximaler Rücken-  
winkelverstellung



▲ Maschinenwaschbarer,  
anpassbarer Rücken-  
bezug



▲ Einfache Höhen-  
verstellung der Fuß-  
stützen und des Sitzes

## Zusätzlich bei Ocean Dual VIP Ergo



5° - 35°



▲ Glatter Rückenbezug  
aus Kunstleder  
zur Reduzierung  
von Scher- und  
Reibungskräften

▲ Rückenwinkelverstellung von 5° - 35°

### NEU Ergonomische Sitzwinkelverstellung

- Dank des neuen Kantelmechanismus gleitet der Sitz nach unten und nach vorne. Der Schwerpunkt des Nutzers bleibt während der Bewegung nahezu unverändert. Dadurch lässt sich die Sitzwinkelverstellung für den Pfleger einfach und intuitiv betätigen und schafft ein angenehmes und sicheres Pflegerlebnis für den Patienten. Die Aufstandsfläche des Stuhls wurde insgesamt und insbesondere in der Länge reduziert. So ist der Stuhl noch wendiger bei gleichbleibender Stabilität.

Animationsvideo auf dem  
"Invacare Deutschland"-  
Kanal auf [www.youtube.com](http://www.youtube.com)



YouTube



## Ocean VIP Ergo

### Mit Sitzwinkelverstellung

- ▶ Mehrfacher Wiedereinsatz möglich
- ▶ Innovative Sitzwinkelverstellung (-5° bis 40°):
  - sehr geringer Kraftaufwand für die Pflegekraft
  - sehr geringe Schwerpunktverlagerung für den Nutzer
- ▶ ohne Gasdruckfeder
- ▶ Einstellmöglichkeiten für sehr kleine bis sehr große Nutzer:
  - Höhenverstellung in 6 Stufen, werkzeuglos
  - Fußstützenverstellung in 7 Stufen, werkzeuglos
  - Armlehnenverstellung in 3 Stufen
- ▶ Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen – individuell einstellbar
- ▶ Umfangreiches Zubehörprogramm
- ▶ Belastbarkeit bis 150 kg



Sitzbreite ▼

480 mm



Sitztiefe ▼

480 mm



Gesamt-  
breite ▼

565 mm



Gesamt-  
höhe ▼

1052 - 1202 mm



Sitzwinkel-  
verstellung ▼

-5° - 40°



Belast-  
barkeit ▼

bis 150 kg



Gewicht ▼

23,5 kg



▲ Ocean VIP Ergo mit Sitzwinkelverstellung

# Ocean Dual VIP Ergo



## Mit Sitz- und Rückenwinkelverstellung

- ▶ Innovative Sitzwinkelverstellung (-5° bis 40°):
  - sehr geringer Kraftaufwand für die Pflegekraft
  - sehr geringe Schwerpunktverlagerung für den Nutzer
- ▶ Neigungswinkel Rücken 5° bis 35°
- ▶ Einstellmöglichkeiten für sehr kleine bis sehr große Nutzer:
  - Höhenverstellung in 6 Stufen, werkzeuglos
  - Fußstützenverstellung in 7 Stufen, werkzeuglos
  - Armlehnenverstellung in 3 Stufen
- ▶ Maschinenwaschbarer glatter Rückenbezug aus Kunstleder mit Schnellverschlüssen - individuell einstellbar
- ▶ Umfangreiches Zubehörprogramm
- ▶ Belastbarkeit bis 150 kg



Sitzbreite ▼

480 mm



Sitztiefe ▼

480 mm



Gesamtbreite ▼

565 mm



Gesamthöhe ▼

1052 - 1202 mm



Sitzwinkelverstellung ▼

-5° - 40°



Rückenwinkelverstellung ▼

5° - 35°



Belastbarkeit ▼

bis 150 kg



Gewicht ▼

28,3 kg



▲ Ocean Dual VIP Ergo mit Sitz- und Rückenwinkelverstellung

## Zubehör für die Ocean Ergo-Familie

### Sitzfläche ▼



#### Standard Softsitz

Mit schlüsselförmigem Ausschnitt  
AP1603142



#### Einsatz für Standard Softsitz

Zur Verwendung mit oder ohne Softsitz, sofern die Toilettenstuhlfunktion nicht benötigt wird  
AP1603143



#### Softsitz mit kleiner Öffnung

Mit kleiner Öffnung für kleine oder junge Personen  
AP1603145



#### Einsatz für Softsitz mit kleiner Öffnung

Zur Verwendung mit Softsitz mit kleiner Öffnung, sofern die Toilettenstuhlfunktion nicht benötigt wird  
AP1603152



#### Ergonomischer Softsitz

Extraweiche, konturierte Oberfläche für die Beckenstabilität  
1531259



#### Variabler Softsitz

Der Ausschnitt kann in vier Richtungen positioniert werden  
1544469



#### Universalsoftsitz

Bequeme, geschlossene Sitzoberfläche  
AP1603154

### Rückenlehne ▼



#### Feste Rückenlehne

Ermöglicht eine stabile, aufrechte Haltung; aus Kunststoff gefertigt und besonders einfach zu reinigen; nicht kompatibel mit XL-Rücken  
1575299



#### Weiches Rückenkissen

Zusätzliche Stabilität und Positionierung; geeignet auch für kleine Personen  
1558769



#### Glatter Rückenbezug

Für zusätzlichen Komfort - einfach zu reinigen und schnelltrocknend dank glatter Oberfläche aus Kunstleder  
AP1604136 für *Ocean Ergo* und *Ocean 24" Ergo*  
AP1604016 für *Ocean Ergo XL* und *Ocean 24" Ergo XL*  
AP1603606 für *Ocean VIP Ergo* und *Ocean Dual VIP Ergo*

## Positionierung ▼




### Seitenpelotte

Zur sicheren Positionierung des Nutzers; einstellbar in Breite und Höhe, geeignet auch für kleine Personen  
1535077




### Ergonomische Kopfstützenhalterung

Sicherheit und Komfort durch vielfältige Positionierungsmöglichkeiten (Polster nicht im Lieferumfang enthalten)  
1531613



### Ergonomisches Kopfstützenpolster

Hervorragende Unterstützung der Kopfposition  
1531465



### Ergonomisches Nackenstützenpolster

Hervorragende Unterstützung der Nackenposition  
1531608

## Sicherheit ▼



### Beinstützenoberteil mit Fußstütze

Gepolstert, hochschwenkbar, mit Fußstütze (komplett)  
AP1643572 links  
AP1643543 rechts



### Beinstützenoberteil bzw. Amputationsstütze

Gepolstert, hochschwenkbar  
AP1643574 links  
AP1643573 rechts



### Sicherheitsbügel

Für zusätzliche Sicherheit; die Grifffläche ist angenehm gepolstert; Montage ohne Werkzeug  
10167-10 für **Ocean Ergo / Ocean 24" Ergo / Ocean VIP Ergo / Ocean Dual VIP Ergo**  
XL-Variante (80 mm breiter):  
1470078 für **Ocean Ergo XL / Ocean 24" Ergo XL**



### Brust- / Beckengurt

Für zusätzlichen Halt; individuell einstellbar, belastbar und pflegeleicht; schnelle Montage; waschmaschinengeeignet  
Länge: 620 - 1210 mm.  
1470081 - Brustgurt  
1470082 - Beckengurt



### Armlehnenarretierung (Paar)

Zum Feststellen der Armlehnen in der niedrigen oder hohen Position.  
1470077



### Vordere Kippstütze (Paar)

Für zusätzliche Sicherheit  
AP1601986 (vorne montierbar) für **Ocean Ergo / Ocean 24" Ergo / Ocean Ergo XL / Ocean 24" Ergo XL**



### Vordere bzw. hintere Kippstütze (Paar)

Für zusätzliche Sicherheit  
AP1603992 (vorne oder hinten montierbar) für **Ocean VIP Ergo / Ocean Dual VIP Ergo**



### Rolle mit Richtungsfeststeller

Für leichteren Geradeauslauf  
SP1607741

## Hygiene ▼



### Spritzschutz

Einfache Klemmbefestigung aus Kunststoff; zur Verwendung geeignet mit dem Sitz aus Kunststoff, dem Softsitz mit schlüsselförmigem Ausschnitt  
**AP1603155**



### Toilettentopf

Ergonomischer Griff zur einfachen Entnahme des Topfes aus dem Halter passend für Standardaufhängung in Steckbeckenspülern; Kunststoffhaken zum Aufhängen des Deckels, wenn dieser nicht benötigt wird  
**10230**



### Toilettentopfhalter

Zum Einhängen des Toilettentopfes  
**AP1602078**

## Selbstständigkeit ▼



### 24"-Räder (Set)

Antriebsräder zur Nachrüstung als Selbstfahrerversion; inklusive Bremsen und Steckachsen  
**16379**

## Umrüstung ▼



### XL-Rücken

Extrabreiter Rücken; verbreitert den Abstand zwischen den Armlehnen um 80 mm; zur Nachrüstung von Standard **Ocean Ergo**-Modellen geeignet  
**AP1604015**



### XL-Armlehnen (Paar)

Verbreitert den Abstand zwischen den Armlehnen um 80 mm  
**1470086**



### Rückenlehnenrohr des Ocean VIP Ergo

Zum Nachrüsten für **Ocean Ergo** oder **Ocean 24" Ergo** für die Verwendung von einer Kopf- oder Nackenstütze (Kopfstütze, Armlehnen und Rückenbezug nicht enthalten)  
**AP1606985**

# Kompatibilität der Zubehörteile

Fast alle Zubehörteile sind kompatibel zwischen den Ocean Ergo-Modellen.

Kategorie	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Ocean Ergo-Modelle		Ocean Ergo XL-Modelle		Ocean VIP Ergo-Modelle	
			Ocean Ergo	Ocean 24" Ergo	Ocean Ergo XL	Ocean 24" Ergo XL	Ocean VIP Ergo	Ocean Dual VIP Ergo
Sitzfläche	Softsitz mit schlüsselförmigem Ausschnitt	AP1603142	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Einsatz für Softsitz mit schlüsselförmigem Ausschnitt	AP1603143	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Softsitz mit kleiner Öffnung	AP1603145	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Einsatz für Softsitz mit kleiner Öffnung	AP1603152	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ergonomischer Spezialsoftsitz	1531259	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Variabler Softsitz	1544469	✓	✓	✓	✓	✓ mit AP1605002 <sup>a</sup>	✓ mit AP1605002 <sup>a</sup>
	Universalsoftsitz	AP1603154	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rückenlehne	Feste Rückenlehne (Kunststoff)	1575299	✓	✓	✗	✗	✓	✓
	Glatter Rückenlehnenbezug (Kunstleder)	modellabhängig	✓ AP1604136		✓ AP1604016		✓ AP1603606	✓ AP1603606
	Weiches Rückenkissen	1558769	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Positionierung	Seitenpelotte (1 Stück), passend für rechts und links	1535077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beinstützenoberteil bzw. Amputationsstütze, rechts	AP1643573	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beinstützenoberteil bzw. Amputationsstütze, links	AP1643574	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beinstützenoberteil mit Fußstütze, rechts	AP1643543	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beinstützenoberteil mit Fußstütze, links	AP1643572	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ergonomische Kopfstützenhalterung	1531613	✓ mit AP1606985 <sup>b</sup>	✓ mit AP1606985 <sup>b</sup>	✗	✗	✓	✓
	Kopfstützenpolster	1531465	✓ mit AP1606985 <sup>b</sup>	✓ mit AP1606985 <sup>b</sup>	✗	✗	✓	✓
	Nackensteützenpolster	1531608	✓ mit AP1606985 <sup>b</sup>	✓ mit AP1606985 <sup>b</sup>	✗	✗	✓	✓
Sicherheit	Sicherheitsbügel / Sicherheitsbügel XL	modellabhängig	✓ 10167-10		✓ 1470078		✓ 10167-10	
	Brustgurt	1470081	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beckengurt	1470082	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Armlernenarretierung (Paar)	1470077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kippstütze	modellabhängig	✓ AP1601986 (vorne)		✓ AP1601986 (vorne)		✓ AP1603992 (vorne bzw. hinten)	
Hygiene	Spritzschutz	AP1603155	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Toilettentopf (mit Handgriff und Deckel)	10230	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Toilettentopfhalter	AP1602078	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Selbstständigkeit	24"-Räder (Set) inkl. Bremsen und Steckachse	16379	✓	◆	✓	◆	✗	✗
Umrüstung	XL-Rücken	AP1604015	✓	✓	◆	◆	✗	✗
	Verbreiterte XL-Armlernen (Paar), Nachrüstsatz	1470086	✓	✓	✗	✗	✓	✓
	Ocean VIP Ergo Rückenlehnenrohr, Umrüstsatz	AP1606985	✓	✓	✗	✗	◆	◆

<sup>a</sup> Schutzabdeckung (Paar) für variablen Softsitz (unbedingt mitbestellen unter AP1605002)

<sup>b</sup> Kopfstützen nur in Verbindung mit Rückenlehnen-Rohrrahmen des Ocean VIP Ergo möglich, Artikel AP1606985 unbedingt mitbestellen

✓ - kompatibel (Ocean Ergo)

✗ - nicht kompatibel (Ocean Ergo)

◆ - bereits enthalten

■ - rückwärtskompatibel mit den jeweiligen Vorgängermodellen der Ocean-Familie



**strack** Patienten-  
und Pflegebedarf

Strack AG  
Ebnatstrasse 125  
8200 Schaffhausen

052 630 31 60  
[www.strack.ch](http://www.strack.ch)  
[info@strack.ch](mailto:info@strack.ch)

Weitere Informationen, inkl. Bedienungsanleitung, finden Sie auf [www.invacare.de](http://www.invacare.de)

Invacare GmbH  
Alemannenstraße 10  
88316 Isny  
Deutschland  
**Telefon +49 7562 700-0**  
Fax +49 7562 700-66  
[kontakt@invacare.com](mailto:kontakt@invacare.com)  
Web [www.invacare.de](http://www.invacare.de)

Invacare Austria GmbH  
Herzog-Odilo-Straße 101  
5310 Mondsee  
Österreich  
**Telefon +43 6232 553-50**  
Fax +43 6232 553-54  
[info-austria@invacare.com](mailto:info-austria@invacare.com)  
Web [www.invacare.at](http://www.invacare.at)

Invacare AG  
Benkenstrasse 260  
4108 Witterswil  
Schweiz  
**Telefon +41 61 48770-80**  
Fax +41 61 48770-81  
[switzerland@invacare.com](mailto:switzerland@invacare.com)  
Web [www.invacare.ch](http://www.invacare.ch)

