



2019

## TOPRO PREMIUMROLLATOREN

CH

**strack** Patienten-  
und Pflegebedarf

**TOPRO**



In Gjøvik, am Ufer des längsten Sees in Norwegen, werden die TOPRO Rollatoren entwickelt und produziert.

TOPRO Industri AS ist Teil der TOPRO-Unternehmensgruppe mit ca. 270 Mitarbeitern. Sie gehört u. a. der öffentlichen Hand in Norwegen. Die Rollatorentwicklung und -produktion ist dabei das wichtigste Geschäftsfeld.

#### Quality Assurance Standards

DIN-EN ISO 9001 – quality

DIN-EN ISO 14001 – environment

Qualität, Respekt, Innovation und Vielfalt sind die Werte, denen sich das Unternehmen verpflichtet hat. Auch die menschliche Entwicklung der Mitarbeiter steht weiterhin im Fokus. Dabei setzt TOPRO auf langfristige Bindungen, um qualitativ hochwertige und rentable Produkte und Dienstleistungen zu liefern.

Nach mehr als 1 Million verkauften Rollatoren in den letzten 25 Jahren bietet TOPRO auf Grund seiner Qualität und Erfahrung bereits seit mehreren Jahren eine 7-jährige Garantie auf alle TOPRO Premiumrollatoren. Diese Garantie umfasst seit 2017 auch alle Teile, die dem Verschleiss unterworfen sind. Wir wissen, dass unsere Rollatoren nach höchsten Qualitätsanforderungen, sozialverträglich und unter Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte in Norwegen produziert werden.



## Nur bei TOPRO: Ersatzteile kostenlos

7 Jahre lang erhalten Kunden, die einen TOPRO-Rollator gekauft haben, sämtliche Ersatz- und Verschleisssteile kostenlos. Einzige Voraussetzung ist eine jährliche Wartung des Rollators im Sanitätshaus. In einem Scheckheft werden die Wartungen dokumentiert – ähnlich wie bei der Scheckheft-Pflege des Autos. Sollte am Rollator etwas defekt oder verschlissen sein, besorgt das Sanitätshaus die kostenlosen Ersatzteile und macht den Rollator wieder fit.

TOPRO ist damit der erste Rollator-Anbieter, der solch einen umfassenden Service bietet. Zusätzlich zu 7 Jahren Garantie auf alle Rollatoren gibt es seit 2017 die Ersatzteile kostenlos. Das gilt auch rückwirkend für Rollatoren, die vor Einführung dieser Regelung gekauft wurden.

#### Die Vorteile:

- Ihnen entstehen keine Folgekosten durch Ersatz- oder Verschleisssteile.
- Ihr TOPRO-Rollator wird auf diese Weise noch hochwertiger und wertvoller.
- Durch die regelmässige Scheckheft-Wartung ist Ihr Rollator immer technisch einwandfrei und supersicher.
- Sollte dennoch einmal etwas defekt sein, erhalten Sie die nötigen Ersatzteile schnell und unkompliziert; der Rollator ist in Kürze wieder einsatzbereit.



Diese Regelung gilt für 7 Jahre ab Kaufdatum und für alle TOPRO Troja 2G, TOPRO Olympos, TOPRO Troja Classic, TOPRO Troja Neuro, TOPRO Odysseé – auch, wenn sie bereits vor 2019 gekauft wurden.



#### Darauf sollten Sie achten:

- Lassen Sie sich beim Kauf Ihres TOPRO-Rollators das Wartungs-Scheckheft aushändigen.
- **Beachten Sie die Wartungsintervalle:** 1 x im Jahr muss Ihr Rollator im teilnehmenden Sanitätshaus durchgecheckt werden und die Wartung im Scheckheft dokumentiert werden.
- Für Rollatoren, die vor 2019 gekauft wurden, gibt es das Wartungs-Scheckheft auf Nachfrage bei Ihrem nächsten Besuch im Sanitätshaus.

# ODYSSÉ

DER REISEROLLATOR

Dieser Rollator kann sich ganz klein machen, wenn er für den Transport zusammengeklappt wird und nimmt dann nicht mehr Platz ein als eine Sporttasche. Damit passt er zusammen mit anderem Gepäck leicht in den Kofferraum; auch im Reisebus oder Zug lässt er sich gut verstauen. Dank der patentierten 2-Wege-Faltung ist er danach blitzschnell wieder aufgebaut: Zwei Mal entfalten (horizontal und vertikal), einrasten lassen, Griffhöhe richtig einstellen – fertig!

Damit wird der TOPRO Odysé zum idealen Reisebegleiter: Immer dabei und schnell aufgeklappt, wenn er benötigt wird, klein und handlich zusammengeklappt, wenn er verstaut werden soll.

Das kleine Packmass des TOPRO Odysé erleichtert das Reisen im PKW genauso wie im Reisebus, mit der Bahn oder im Flugzeug. Im Zug kann er im normalen Gepäckfach untergebracht werden und blockiert die Durchgänge oder Sitzbereiche nicht. Und beim Fliegen darf er sogar manchmal mit in die Kabine. So ist er immer dabei, wenn er gebraucht wird.

Unser Tipp: Unbedingt vor der Reise bei der Fluggesellschaft nachfragen! Der Reiserollator TOPRO Odysé ist eine Weiterentwicklung des beliebten TOPRO Troja 2G Premium und genauso komfortabel und sicher wie dieser.



Made in Norway



# TROJA CLASSIC

DAS ORIGINAL

Seit mehr als 15 Jahren vertrauen viele Tausend zufriedene Nutzer in Deutschland bereits ihrem TOPRO Troja Classic, ehemaliger Testsieger der Stiftung Warentest (2005).

Dieser Rollator hat mit seiner damals aussergewöhnlichen Längsfalttechnik, seinem modernen Design sowie seinem geringen Gewicht neue Masstäbe gesetzt und eine eigene Rollatorenklasse begründet.

Der TOPRO Troja Classic in der Grösse M punktet bis heute mit seinem Leichtgewicht von 6,8 kg bei einer Tragfähigkeit von 165 kg und vielen praktischen Ideen, wie der Memoryfunktion für die Griffhöhereinstellung oder der Ankipphilfe zur Überwindung von Stufen oder Bordsteinen.

Viele Nutzer schätzen seine Funktionalität, Qualität und Verlässlichkeit und vertrauen im Alltag auf Sicherheit und Komfort ihres treuen Begleiters.

Zu Recht, denn immer wieder wurde der TOPRO Troja Classic getestet und positiv bewertet: So war er Testsieger beim Rollator-test der Verbrauchersendung Marktcheck 2014 und wurde zuvor von der Zeitschrift Ökotest und der Deutschen Gesellschaft für Gerontechnik® ausgezeichnet.



Made in Norway



# OLYMPOS

BESTE FAHREIGENSCHAFTEN

Mit seinen grossen Vorderrädern und der Offroad-Bereifung ist der TOPRO Olympos ein echter Rollator für draussen – er ist auf unebenen Strassen und Kopfsteinpflaster, auf Sand-, Kies- oder sogar auf Feldwegen eine verlässliche Unterstützung.

Im Rollatorentest der Stiftung Warentest 2014 wurde er aufgrund seiner ausserordentlichen Fähigkeiten mit der Gesamtnote „GUT“ belohnt. Hinsichtlich seiner Fahreigenschaften wurde er sogar als bester Rollator ausgezeichnet.

Und auch die Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik® hatte den TOPRO Olympos zuvor mit „gut“ bewertet.

Natürlich vereint der TOPRO Olympos die bewährten Eigenschaften der TOPRO Premiumrollatoren: die mit einer Hand bedienbare, komfortable Falttechnik, die Memoryfunktion für die exakte GriffhöhenEinstellung sowie die verbreiterte Ankipphilfe und die abnehmbare Einkaufstasche.

Zudem bietet der TOPRO Olympos durch seine breitere und robustere Bauweise die Möglichkeit, bis zu 15 kg in die grosse, nach oben hin erweiterbare Einkaufstasche zu laden.



Made in Norway



# TROJA 2G

## DIE ZWEITE GENERATION

Der TOPRO Troja 2G ist die konsequente Weiterentwicklung des Troja Classic und vereint die gewohnten Eigenschaften – geringes Gewicht, einfaches Falten, leichte Manövrierbarkeit – mit speziellen Features wie Klingel, ergonomischen Handgriffen, stossabsorbierender Bereifung und innenliegendem Bremssystem (IBS).

Zudem ist der 2G neben der klassischen Linie in silber und grau in vier weiteren Modifarben verfügbar: blau, rosé, rot, matt black und weiss.

Unsere Spezialisten in Norwegen statten ihn mit dem sogenannten TOPRO Quick System aus. Es erlaubt dem Nutzer, die Räder mit nur einem Handgriff auszutauschen.

Durch sinnvoll platzierte und eingearbeitete Reflektoren am Rahmen, den Feststellschrauben und an der Tasche bietet der TOPRO Troja 2G einen Rundumschutz. Somit ist er nicht nur optimal im Strassenverkehr sichtbar, sondern auch in der Dämmerung und der dunklen Jahreszeit ein treuer und sicherer Begleiter.

In seiner „Basic“-Version wurde der TOPRO Troja 2G im Februar 2014 von der Stiftung Warentest mit „GUT“ bewertet. Die Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik® zeichnete ihn bereits 2012 mit „SEHR GUT“ aus. Als erster Rollator wurde der TOPRO Troja 2G zudem von der AGR – Aktion gesunder Rücken als besonders rückengerecht bewertet.



Made in Norway



## Die passende Bereifung auswählen – mit TOPRO Quick



Auf ebenen Böden und im Innenbereich die griffigen TPE-Räder



Beim Spaziergang die weichen und federnden PU-Softräder

Die Premiumrollatoren TOPRO Troja 2G, Olympos und Odysseé besitzen ein innenliegendes Bremssystem (IBS). Es sorgt für ein besseres Bremsverhalten und erlaubt in der Kombination mit dem TOPRO Quick den Einsatz verschiedener Reifenprofile. Nur bei TOPRO!



## Vorteile der TOPRO Rollator-Familie



Zusammenfallen und Sichern der Rollatoren.



Einfaches Verladen ins Auto in gefaltetem Zustand.



Ergonomischer Ergo Grip mit Aufstehknopf



Mit der Memoryfunktion wird Ihre individuelle Griffhöhe markiert. Sie funktioniert bei allen Rollatoren (ausser Odysseé) identisch und stellt sicher, dass die Schiebegriffe immer in der korrekten Höhe eingestellt sind. (Abb. Troja 2G Ergo Grip)

Die Troja 2G Einkaufstaschen sind bis 10 kg belastbar, abnehmbar, verfügen über einen Schultergurt und sind pflegeleicht.



## Vorteile der TOPRO Rollator-Familie



Sitzen, Ausruhen und Entspannen in natürlicher Haltung unterstützt durch die 3-in-1 Ergo Grip Multifunktion.



Der Kantenabweiser erleichtert Ihnen den Alltag. Sie werden sicher um kleine Hindernisse wie Stuhlbeine, Türrahmen oder Steine geleitet.



Die Ankipphilfe der Premiumrollatoren bietet dem Fuss eine breite Auflagefläche beim Überwinden von Hindernissen. Der Rollator kann damit sicher über einen Bordstein o. ä. gefahren werden, beide Hände bleiben dabei am Rollator und bieten so Sicherheit.

## ZUBEHÖR – einfach anstecken(d)



TC  
OL  
2G  
OD  
TN

**Stockhalter**  
links oder rechts montierbar

Unverbindl. Preisempf. CHF 41.80  
Troja u. Troja 2G Artikel-Nr. 814025  
Olympos Artikel-Nr. 814040  
Odysse Artikel-Nr. 814457



TC  
OL  
2G  
OD  
TN

**LED-Lampe mit Clip**  
mit USB-Stecker aufladbar

Unverbindl. Preisempf. CHF 39.50  
Artikel-Nr. 815260

**Rückengurt mit Polster**  
für Troja 2G, Troja Neuro und Odysse,  
in zwei verschiedenen Längen

Unverbindl. Preisempf. CHF 64.00  
Kurz 67 cm Artikel-Nr. 815270  
Lang 75 cm Artikel-Nr. 815272



2G  
TN  
OD

NEU

**Rückengurt mit Polster**  
für Troja Classic und Olympos,  
in zwei verschiedenen Längen

Unverbindl. Preisempf. CHF 64.00  
Kurz 68 cm Artikel-Nr. 815271  
Lang 76 cm Artikel-Nr. 815273



TC  
OL

NEU

**Einhand-Simultanbremse**  
links oder rechts montierbar,  
zur Einhandbedienung  
z. B. nach einem Schlaganfall

Unverbindl. Preisempf. CHF 40.80  
Artikel-Nr. 814026



TC  
OL  
2G  
OD

**Netzkorb Sauerstoffflasche**  
bis 5 kg belastbar

Unverbindl. Preisempf. CHF 44.80  
Artikel-Nr. 814009



TC  
OL  
2G  
TN



# ZUBEHÖR – einfach anstecken(d)

TC = für Troja Classic    OL = für Olympos    2G = für Troja 2G    OD = für Odysseé    TN = für Troja Neuro



**Transporttasche**  
für die Reise in  
Flugzeug, Bus und Bahn

Unverbindl. Preisempf. CHF 128.85  
Artikel-Nr. 814042

TC  
OL  
2G

**Gepäcktasche**  
mit einer Hand zu öffnen,  
nah am Körper, ideal für Ihre  
Wertsachen, bis 3 kg belastbar

Unverbindl. Preisempf. CHF 53.75  
Artikel-Nr. 814046



TC  
OL  
2G  
OD

**Einkaufsnetz Troja 2G**  
Einhandverschluss durch  
Kordelzug, bis 10 kg belastbar

Unverbindl. Preisempf. CHF 72.10  
Artikel-Nr. 814625



TC  
2G

**Einkaufstasche Olympos**  
Einhandverschluss,  
bis 15 kg belastbar

Unverbindl. Preisempf. CHF 87.55  
Grösse M            Artikel-Nr. 814663  
Grösse S            Artikel-Nr. 814662



OL

**Einkaufstasche Troja 2G**  
leicht abnehmbar, bis 10 kg belastbar  
Unverbindl. Preisempf. CHF 74.65

schwarz            Artikel-Nr. 814622  
schwarz/weiss    Artikel-Nr. 814641  
tartan-rot        Artikel-Nr. 814643  
rose sublime      Artikel-Nr. 814672  
blue waves        Artikel-Nr. 814677



TC  
2G  
TN



**Namensschild**  
zum Kennzeichnen Ihres  
TOPRO Premiumrollators

Unverbindl. Preisempf. CHF 15.45  
Artikel-Nr. 814024

TC  
OL  
2G  
OD  
TN



**Getränkhalter**  
damit der Durst jederzeit  
gelöscht werden kann  
(Flasche separat verfügbar)

Unverbindl. Preisempf. CHF 28.35  
Artikel-Nr. 814043

TC  
OL  
2G  
OD  
TN

**Spikes für Schuhe**  
sicherer Halt auf Schnee und Eis  
M ca. 36-40, L ca. 41-46

Unverbindl. Preisempf. je CHF 32.90  
Grösse M            Artikel-Nr. 814029  
Grösse L            Artikel-Nr. 814035



TC  
OL  
2G  
OD  
TN

**Führungsgriff**  
für Begleitperson

Unverbindl. Preisempf. CHF 71.65  
Artikel-Nr. 814014



TC  
OL  
2G  
OD  
TN



**Rollatorschloss**  
zum Abschliessen Ihres TOPRO  
Premiumrollators und anderer  
Modelle durch Universaladapter.  
Unverbindl. Preisempf. CHF 94.05  
Artikel-Nr. LOCK

TC  
OL  
2G  
OD  
TN



**Rollwiderstand-System**  
(RWS) zum Einstellen des Rollwider-  
stands beim Gehen im Rollator

Unverbindl. Preisempf. CHF 118.00  
Artikel-Nr. 814038

OL  
2G  
OD  
TN

## ZUBEHÖR – einfach anstecken(d)



TC  
OL  
2G  
OD  
TN

**Schirm mit Multifunktionsarm**  
ergonomisch und körpernah  
einstellbar

Unverbindl. Preisempf. CHF 132.30  
schwarz Artikel-Nr. 814068  
rot Artikel-Nr. 814099

**Antirutsch-Matte**  
für den sicheren Transport  
Ihrer Tassen, Teller etc. auf  
dem Tablett

Unverbindl. Preisempf. CHF 32.35  
Artikel-Nr. 814059



TC  
OL  
2G  
OD

**Tablett**  
rastet sicher ein, ist leicht  
abzunehmen und zu reinigen,  
belastbar bis 5 kg

Unverbindl. Preisempf. CHF 74.65  
Artikel-Nr. 814728



TC  
2G  
OD

**Tablett für Olympos Grösse M**  
rastet sicher ein, ist leicht  
abzunehmen und zu reinigen,  
belastbar bis 5 kg

Unverbindl. Preisempf. CHF 74.65  
Artikel-Nr. 815212



OL

**Unterarmauflagen für TOPRO  
Troja Classic M, S, X**

Unverbindl. Preisempf. CHF 570.00  
Grösse M Artikel-Nr. 814829  
Grösse S Artikel-Nr. 814845  
Grösse X Artikel-Nr. 815275



TC



2G  
OD

**Set abnehmbare Komforträder Soft**  
mit innenliegendem Bremssystem  
(IBS), weiche Profildämpfung  
aus PU-Material

Unverbindl. Preisempf. CHF 177.25  
Artikel-Nr. 814648



2G  
OD

**Set abnehmbare Gripräder**  
mit innenliegendem Bremssystem  
(IBS), härtere Profildämpfung  
aus TPE-Material

Unverbindl. Preisempf. CHF 155.10  
Artikel-Nr. 814650



2G  
OD

**Set abnehmbare Offroad-Räder**  
mit innenliegendem Bremssystem  
(IBS), stärkere Profildämpfung mit  
max. Stossabsorption aus PU-Material

Unverbindl. Preisempf. CHF 201.30  
Artikel-Nr. 814649



OL  
2G  
OD

**2 St. Hinterräder PU Offroad**  
mit innenliegendem Bremssystem  
(IBS) und Spikes  
Unverbindl. Preisempf. CHF 180.00  
Troja 2G u. Odyssé Artikel-Nr. 814670  
Unverbindl. Preisempf. CHF 180.00  
Olympos Artikel-Nr. 814671

## TECHNISCHE DATEN TOPRO ODYSSÉ

Grösse	M (medium)	S (small)
<b>Empfohlene Körpergrösse</b>	150-200 cm	140-170 cm
<b>Max. Benutzergewicht</b>	150 kg	125 kg
<b>Fassungsvermögen Einkaufstasche</b>	13-22,5 L	11-20 L
<b>Max. Zuladung Einkaufstasche</b>	10 kg	10 kg
<b>Griffhöhe</b>	815-1.000 mm	710-860 mm
<b>Grösste Länge</b>	650 mm	650 mm
<b>Grösste Breite</b>	600 mm	600 mm
<b>Abstand zwischen Stützpunkten</b> (Handgriffflächen)	470 mm	470 mm
<b>Sitzhöhe</b>	620 mm	540 mm
<b>Wendekreis</b>	840 mm	840 mm
<b>Durchmesser Vorder-/Hinterrad</b>	200 mm	200 mm
<b>Breite Vorder-/Hinterrad</b>	36 mm	36 mm
<b>Ergo Grip</b> (Handgriffe)	multifunktional: Greifposition, Aufstehhilfe, Armablage	
<b>Abstand Handgriff zu Bremsgriff</b> <b>für Bremsaktivierung</b>	65 mm	65 mm
<b>Höhe komplett zusammengeklappt</b>	445 mm	445 mm
<b>Höhe seitlich zusammengeklappt</b>	815 mm	740 mm
<b>Breite zusammengeklappt</b>	245 mm	245 mm
<b>Länge zusammengeklappt</b>	750 mm	750 mm
<b>Gewicht ohne Räder und Tasche</b>	6 kg	5,7 kg
<b>Gewicht mit Rädern und Tasche</b>	8,2 kg	7,9 kg
<b>Artikelnummer ultramarin</b>	815000	815010
<b>HMV-Nummer</b>	keine	keine
<b>Unverbindliche Preisempfehlung</b>	CHF 695.00	CHF 695.00

Modell S, M  
erhältlich in:



## TECHNISCHE DATEN TOPRO TROJA CLASSIC

Grösse	M (medium)	S (small)	X (extra small)
<b>Empfohlene Körpergrösse</b>	150-200 cm	135-170 cm	125-160 cm
<b>Max. Benutzergewicht</b>	165 kg	125 kg	80 kg
<b>Max. Zuladung Einkaufsnetz</b>	10 kg/20 L	10 kg/20 L	5 kg/11 L
<b>Griffhöhe</b>	780-1.000 mm	710-860 mm	670-790 mm
<b>Grösste Länge</b>	650 mm	650 mm	650 mm
<b>Grösste Breite</b>	600 mm	600 mm	520 mm
<b>Abstand zwischen Stützpunkten</b> (Handgriffflächen)	470 mm	470 mm	370 mm
<b>Sitzbreite</b>	455 mm	455 mm	360 mm
<b>Sitzhöhe</b>	620 mm	540 mm	500 mm
<b>Wendekreis</b>	840 mm	840 mm	790 mm
<b>Durchmesser Vorder-/Hinterrad</b>	200 mm	200 mm	200 mm
<b>Breite Vorder-/Hinterrad</b>	36 mm	36 mm	36 mm
<b>Handgriffe</b>	Anatomisch		
<b>Abstand Handgriff zu Bremsgriff</b> <b>für Bremsaktivierung</b>	65 mm	65 mm	65 mm
<b>Höhe zusammengeklappt</b>	800 mm	740 mm	650 mm
<b>Breite zusammengeklappt</b>	240 mm	240 mm	240 mm
<b>Länge zusammengeklappt</b>	650 mm	650 mm	650 mm
<b>Gewicht mit Rädern und Tasche</b>	6,8 kg	6,6 kg	6,1 kg
<b>TOPRO Artikelnummer</b>	814750	814770	814740
<b>HMV-Nummer</b>	10.50.04.1161	keine	keine
<b>Unverbindliche Preisempfehlung</b>	CHF 395.00	CHF 395.00	CHF 395.00

Modell X, S erhältlich in:



silber

Modell M erhältlich in:



dunkelgrau



weinrot



silber

## TECHNISCHE DATEN TOPRO OLYMPOS

Grösse	M (medium)	S (small)
<b>Empfohlene Körpergrösse</b>	150-195 cm	140-170 cm
<b>Max. Benutzergewicht</b>	150 kg	150 kg
<b>Max. Zuladung Einkaufsnetz</b>	15 kg/10 L	15 kg/10 L
<b>Griffhöhe</b>	790-950 mm	710-870 mm
<b>Grösste Länge</b>	760 mm	760 mm
<b>Grösste Breite</b>	705 mm	705 mm
<b>Abstand zwischen Stützpunkten</b> (Handgriffflächen)	500 mm	500 mm
<b>Sitzbreite</b>	470 mm	470 mm
<b>Sitzhöhe</b>	600 mm	540 mm
<b>Wendekreis</b>	940 mm	940 mm
<b>Durchmesser Vorder-/Hinterrad</b>	275 mm/225 mm	275 mm/225 mm
<b>Breite Vorder-/Hinterrad</b>	42 mm	42 mm
<b>Handgriffe</b>	Anatomisch	
<b>Abstand Handgriff zu Bremsgriff für Bremsaktivierung</b>	65 mm	65 mm
<b>Höhe zusammengeklappt</b>	860 mm	830 mm
<b>Breite zusammengeklappt</b>	270 mm	290 mm
<b>Länge zusammengeklappt</b>	760 mm	760 mm
<b>Gewicht mit Rädern und Tasche</b>	8,9 kg	8,8 kg
<b>Artikelnummer</b>	814301	814306
<b>HMV-Nummer</b>	10.50.04.1162	keine
<b>Unverbindliche Preisempfehlung</b>	CHF 589.00	CHF 589.00

Modell X, S erhältlich in:



silber

Modell M erhältlich in:



dunkelgrau



matt black\*



7 Jahre Garantie, ausgenommen Montage – 7 Jahre Ersatzteile kostenfrei bei jährlicher Scheckheftpflege

\*ab Frühjahr 2019


## TECHNISCHE DATEN TOPRO TROJA 2G

Grösse	M (medium)	S (small)
<b>Empfohlene Körpergrösse</b>	150-200 cm	135-170 cm
<b>Max. Benutzergewicht</b>	150 kg	125 kg
<b>Max. Zuladung Einkaufsnetz/Korb</b>	10 kg/15 L	10 kg/15 L
<b>Griffhöhe</b>	780-1.000 mm	710-860 mm
<b>Grösste Länge</b>	650 mm	650 mm
<b>Grösste Breite</b>	600 mm	600 mm
<b>Abstand zwischen Stützpunkten</b> (Handgriffflächen)	470 mm	470 mm
<b>Sitzbreite</b>	455 mm	455 mm
<b>Sitzhöhe</b>	620 mm	540 mm
<b>Wendekreis</b>	840 mm	840 mm
<b>Durchmesser Vorder-/Hinterrad</b>	200 mm	200 mm
<b>Breite Vorder-/Hinterrad</b>	36 mm	36 mm
<b>Ergo Grip (Handgriffe)</b>	multifunktional: Greifposition, Aufstehhilfe, Armablage	
<b>Abstand Handgriff zu Bremsgriff für Bremsaktivierung</b>	65 mm	65 mm
<b>Höhe zusammengeklappt</b>	815 mm	740 mm
<b>Breite zusammengeklappt</b>	240 mm	240 mm
<b>Länge zusammengeklappt</b>	650 mm	650 mm
<b>Transportmass (ohne Räder und Tasche)</b>	l 600 × b 240 × h 760 mm	l 600 × b 240 × h 720 mm
<b>Transportgewicht (ohne Räder und Tasche)</b>	5,5 kg	5,1 kg
<b>Gewicht mit Rädern und Tasche Premium</b>	7,8 kg	7,4 kg
<b>TOPRO Artikelnummer</b>	814600 + Farbcode	814601 + Farbcode
<b>HMV-Nummer (nur Troja 2G Basic)</b>	10.50.04.1170	10.50.04.1169
<b>Unverbindliche Preisempfehlung</b>	CHF 589.00	CHF 589.00

Modell S erhältlich in:



silber



weiss



weinrot



rose sublime



capri blue

Modell M erhältlich in:



dunkelgrau



weiss



weinrot



rose sublime



capri blue








matt black\*



7 Jahre Garantie, ausgenommen Montage – 7 Jahre Ersatzteile kostenfrei bei jährlicher Scheckheftpflege

\*ab Frühjahr 2019





## Premiumrollatoren aus Norwegen

### Hersteller:

**TOPRO**

TOPRO Industri AS  
Postboks 428  
2803 Gjøvik

### Firmensitz:

Rambekkveien 5  
2816 Gjøvik  
Norway

Tel. +47 61 13 46 00  
Fax +47 61 13 46 01  
E-Mail: [post@topro.no](mailto:post@topro.no)  
[www.topro.no](http://www.topro.no)

### Quality Assurance Standards

DIN-EN ISO 9001 – quality  
DIN-EN ISO 14001 – environment

Vertrieb durch

**TOPRO**

TOPRO GmbH  
Zweigniederlassung Stetten  
Im Stetterfeld 2  
5608 Stetten

Tel: +41 (0) 44 940 36 50  
Fax: +41 (0) 44 940 36 51  
E-Mail: [mail@topro.ch](mailto:mail@topro.ch)  
[www.topro.ch](http://www.topro.ch)



**strack** Patienten-  
und Pflegebedarf

Strack AG 052 630 31 60  
Ebnatstrasse 125 [www.strack.ch](http://www.strack.ch)  
8200 Schaffhausen [info@strack.ch](mailto:info@strack.ch)