



2019

## TOPRO PREMIUMSESSEL

CH

**strack** Patienten-  
und Pflegebedarf

**TOPRO**

Bequem sitzen, komfortabel ruhen, entspannt fernsehen – das bieten Ihnen die hochwertigen Ruhe- und Aufstehsessel von TOPRO.

Die eingebaute Aufstehhilfe unterstützt Ihre Mobilität in genau dem Mass, wie Sie es wünschen und hebt Sie sicher in den Stand oder lässt Sie sanft in die gewünschte Sitz- oder Liegeposition absinken. Die Sessel bieten angenehme Unterstützung und sicheren Halt für Ihren Rücken und Ihre Beine durch eine ergonomisch geformte Sitz- und Rückenfläche.

**Intuitiv, komfortabel und sicher mit der TOPRO Farbskala:**


-  **Sitzen**
-  **Ruhen**
-  **Aufstehen**
-  **Fussstütze separat bedienen**
-  **Rückenlehne separat bedienen**
-  **Sitzhöhe einstellen**



Mit der Fernbedienung bestimmen Sie selbst, wie schnell Sie die Fussstütze und die Rückenlehne heben oder senken, und wie viel Hilfe Sie beim Aufstehen oder Setzen in Anspruch nehmen wollen. Serienmässig ist die Fernbedienung bei allen Sesseln auf der rechten Seite angebracht, sie kann mit beiden Händen bedient werden.

Die Deutsche Gesellschaft für Gerontechnik® (GGT) hat die TOPRO Aufstehsessel in individuellen Benutzertests geprüft, für gut befunden und mit dem GGT-Siegel ausgezeichnet. Bei ihren Tests lässt die GGT Produkte von Senioren in Alltagssituationen sehr praxisnah auf ihre Benutzerfreundlichkeit testen.

Die TOPRO Sessel sind jetzt mit neuen modernen Farben, schönen Bezugsstoffen sowie mit neuen Features für noch mehr Komfort, Sicherheit und Ordnung ausgestattet.



# CORTINA

AUSSERGEWÖHNLICH CHIC



Ein Sessel der nächsten Generation ist der Cortina, der jetzt neu bei TOPRO erhältlich ist. Er wirkt sehr edel und modern und bietet seinem Nutzer Behaglichkeit, Komfort und Sicherheit.

- Eine **eingebaute Sitzheizung** für das Gesäß und den Lendenbereich sorgt für Behaglichkeit an kalten Tagen. Insbesondere Personen, die leicht frieren, profitieren davon.
- Der Sessel bietet umfangreiche Verstellmöglichkeiten für Rückenlehne und Fusstütze, die sich auch getrennt voneinander bewegen lassen. So findet jeder seine persönliche Lieblingsposition im Sitzen, Ruhen und Liegen sowie beim Fernsehen. Zudem lässt sich der Sessel um **180° drehen**.



- Das Kopfteil des Sessels kann einfach per Hand verstellt werden, das ist u. a. für Personen mit Rundrücken besonders vorteilhaft.
- Die eingebaute Aufstehhilfe unterstützt sanft und sicher beim Aufstehen und Hinsetzen.
- Zur Vorbeugung von Druckgeschwüren trägt die **„Schwerelos-Funktion“** bei. Diese sogenannte „Sitzkantelung“ entlastet das Gesäß wirkungsvoll vom Sitzdruck.
- In den seitlich angebrachten Taschen können neben Zeitschriften und Büchern auch das Handy und die Fernbedienung untergebracht werden.
- Auf der linken Seite befinden sich auch **zwei USB-Steckplätze**, die Handy, Tablet oder Leselampe mit Strom versorgen.



NEU

## Aufrecht sitzen

Bringt den Sessel vom Liegen und Hinsetzen aus dem Stehen in die aufrechte Position.

## Ruhen

Führt den Sessel in die gewünschte Liegeposition.

## Richtig positionieren

Individuelle Einstellung der Fusstützen.

## „Schwerelos“-Funktion

Stellen Sie die Sitzkantelung nach Ihren Bedürfnissen ein und entlasten Sie sich.

## Aufstehen und Absetzen

In aller Ruhe und in Ihrer gewünschten Geschwindigkeit steuern Sie Ihr Aufstehen und können sich ebenso gemütlich hineinsetzen.




## Sitzheizung

Schalten Sie die Sitzheizung im Lenden- und Sitzbereich ein und aus.

## Rückenlehne

Stellen Sie die Rückenlehne individuell ein.



TOPRO

## DETAILS UND FUNKTIONEN



Sichere Unterstützung beim Aufstehen und Hinsetzen.

Erhältliche Farben:



Graphite  
Microsamt



Titan  
Kunstleder



Black  
Kunstleder

## TECHNISCHE DATEN

<b>Belastbarkeit</b>	150 kg
<b>Sesselbreite</b>	80 cm
<b>Sesselhöhe</b>	122 cm
<b>Sesseltiefe in Liegeposition</b>	165,1 cm
<b>Sitzhöhe</b>	50 cm
<b>Sitzbreite</b>	52 cm
<b>Sitztiefe</b>	49,5 cm
<b>Höhe Rückenlehne</b>	80 cm
<b>UVP</b>	<b>CHF 2'995.00</b>



Entspannung in der bequemen Ruheposition.



Die „Schwereelos-Funktion“ – eine Wohltat für Kreislauf und Venen.



Schnelle Ausrichtung zum Zentrum des Geschehens durch 180°-Drehung.



Das Kopfteil der Lehne kann einfach verstellt werden.



An den USB-Steckplätzen können Handy, Tablet und Leselampe geladen werden.



Die Fusstütze kann unabhängig von der Rückenlehne eingestellt werden.

# VERONA

AUSSERGEWÖHNLICH KOMFORTABEL



Der moderne Aufstehsessel Verona ist unser Bestseller mit viel Komfort. Er wurde weiterentwickelt und mit folgenden Neuerungen versehen:

- Die **grosse Seitentasche** sorgt für Ordnung – Zeitschriften, Bücher oder Ihre Fernbedienung sind immer in Reichweite. Eine **integrierte kleine Tasche** ist für das Handy oder den Notrufknopf vorgesehen. So sind sie bei Bedarf schnell zur Hand.
- Die **Rückenlehne** ist ergonomisch geformt und bietet eine komfortable Lendenwirbelunterstützung für gesünderes Sitzen.



- Für mehr Komfort beim Sitzen und Aufstehen sorgt die **neue Sitzfederung** unter dem anschmiegsamen Polster.
- Die **optimierte Greifzone** in den Armlehnen gibt besseren Halt beim Aufstehen und Hinsetzen.
- **Grosse Parkettrollen** erleichtern das Verschieben des Sessels.

Für viel Komfort beim Aufstehen und Hinsetzen sorgen zwei Motoren im Innern des Sessels. Auch die Rückenlehne und die Fussstütze werden damit verstellt. Dafür gibt es eine Fernbedienung, die rechts und links montiert werden kann und mit grossen Knöpfen und der TOPRO Farbskala zur einfachen Bedienung versehen ist.



### Aufstehen und Absetzen

In aller Ruhe und in Ihrer gewünschten zweiten Geschwindigkeit steuern Sie Ihr Aufstehen und Hinsetzen.

### Liegen und Ruhen

Geniessen Sie das Nickerchen zwischendurch in vollständig ausgestreckter Position.



## TECHNISCHE DATEN


<b>Belastbarkeit</b>	150 kg
<b>Sesselbreite</b>	77 cm
<b>Sesselhöhe</b>	107,5 cm
<b>Sesseltiefe in Liegeposition</b>	175 cm
<b>Sitzhöhe</b>	48 cm
<b>Sitzbreite</b>	52 cm
<b>Sitztiefe</b>	52 cm
<b>Höhe Rückenlehne</b>	59 cm
<b>UVP</b>	<b>CHF 1'899.00</b>

Erhältliche Farben:

-  Crystal Microfaser
-  Sahara Microfaser
-  Titan Microfaser
-  Graphite Microsamt
-  Marine Kunstleder
-  Black Kunstleder

# MODENA

AUSSERGEWÖHNLICH MODERN



Modern und elegant wirkt der Aufstehsessel Modena, der mit einem Elektromotor für sicheres Aufstehen und bequeme Sitz- und Ruhepositionen sorgt. Er wird mit einer intuitiv zu bedienenden Fernbedienung gesteuert, die mit einer Kindersicherung versehen ist. So wird verhindert, dass sich spielende Kinder am Sessel verletzen können.



Modena wurde weiterentwickelt und mit folgenden Neuerungen versehen:

- Eine **grosse Seitentasche** für Zeitungen, Bücher oder die Fernbedienung sorgt für Ordnung. Sehr praktisch ist die **integrierte kleine Tasche** für das Handy oder den Notrufknopf.
- Die **ergonomisch geformte Rückenlehne** mit der speziellen Lendenwirbelunterstützung macht das Sitzen zum gesunden Genuss.
- Noch mehr Sitzkomfort erhält der Sessel durch eine **spezielle Unterfederung** unter dem anschmiegsamen Polster.
- Besseren Halt beim Aufstehen und Hinsetzen gibt die **optimierte Greifzone** in den Armlehnen.



### Aufstehen und Absetzen

In aller Ruhe und in Ihrer gewünschten Geschwindigkeit steuern Sie Ihr Aufstehen und können sich ebenso gemütlich hineinsetzen.

### Ruhen

Diese Komfortfunktion hebt Ihre Beine bequem nach oben und bringt Sie in eine ideale Lage zum Lesen oder Fernsehen.



### Kinder-Sicherungspin

Schützt vor Verletzungen. Bei nicht gewollter Nutzung den Pin herausziehen.



## TECHNISCHE DATEN

<b>Belastbarkeit</b>	150 kg
<b>Sesselbreite</b>	83 cm
<b>Sesselhöhe</b>	105 cm
<b>Sesseltiefe in Liegeposition</b>	162 cm
<b>Sitzhöhe</b>	43,5 cm
<b>Sitzbreite</b>	51 cm
<b>Sitztiefe</b>	52 cm
<b>Höhe Rückenlehne</b>	61,5 cm
<b>UVP</b>	<b>CHF 1'350.00</b>

### Erhältliche Farben:

	Crystal Duet Microfaser/Kunstleder
	Titan Duet Microfaser/Kunstleder
	Sahara Microfaser
	Graphite Microsamt
	Marine Kunstleder
	Black Kunstleder

# SIENA

## AUSSERGEWÖHNLICH BEHAGLICH



Der Ohrensessel Siena verbindet Gemütlichkeit mit viel Komfort und bietet mithilfe seines Elektromotors sichere Unterstützung beim Aufstehen und Hinsetzen sowie bequeme Ruhe- und Sitzpositionen. Eine intuitiv verständliche Fernsteuerung fährt ihn in die gewünschte Position. Ein Kindersicherungs-Pin verhindert ungewollte Nutzung und beugt Verletzungen vor.



Nach einer kompletten Überarbeitung hat Siena jetzt weitere Annehmlichkeiten zu bieten:



- Für Ordnung sorgt die **grosse Seitentasche**, in der Zeitungen und Bücher oder die Fernbedienung untergebracht werden können. Integriert wurde hier eine **kleine Zusatztasche** für das Handy oder den Notrufknopf, die so immer schnell erreichbar sind.
- Bequemerer und gesünderer Sitzen ermöglicht die **ergonomisch geformte Rückenlehne** mit Lendenwirbelunterstützung.
- Auch der Sitz ist noch komfortabler durch eine **spezielle Unterfederung** unter dem anschmiegsamen Polster.
- Mehr Sicherheit beim Aufstehen und Hinsetzen gibt die **integrierte Polsterverstärkung** in den Armlehnen, die Greifzone wird dadurch verbessert.



### Aufstehen und Absetzen

In aller Ruhe und in Ihrer gewünschten Geschwindigkeit steuern Sie Ihr Aufstehen und können sich ebenso gemütlich hineinsetzen.

### Ruhen

Diese Komfortfunktion hebt Ihre Beine bequem nach oben und bringt Sie in eine ideale Lage zum Lesen oder Fernsehen.



### Kinder-Sicherungspin

Schützt vor Verletzungen. Bei nicht gewollter Nutzung den Pin herausziehen.



## TECHNISCHE DATEN


Belastbarkeit	150 kg
Sesselbreite	80 cm
Sesselhöhe	103 cm
Sesseltiefe in Liegeposition	162 cm
Sitzhöhe	45,5 cm
Sitzbreite	51 cm
Sitztiefe	54 cm
Höhe Rückenlehne	57,5 cm
UVP	CHF 1'350.00

### Erhältliche Farben:

	Crystal Duet Microfaser/Kunstleder
	Titan Duet Microfaser/Kunstleder
	Sahara Microfaser
	Graphite Microsamt
	Marine Kunstleder
	Black Kunstleder

# BOLOGNA

AUSSERGEWÖHNLICH FUNKTIONAL



Der multifunktionale Pflegesessel Bologna steht für Komfort und modernes Design.

- Entwickelt für die Nutzung im Alten- und Pflegeheim, betreuten Wohnen und für pflegebedürftige Personen in häuslicher Umgebung.
- Ideal geeignet für den **einfachen und sicheren** Transfer im Sitzen oder Liegen, durch herabsenkbare Armlehnen.
- **Sesselhöhe um 20 cm verstellbar** und damit gut für die Pflege oder das Essen am Tisch geeignet.



- Vier Motoren für höchsten Komfort; vom Sitzen bis zum Aufstehen und **Herz-Waage-Position**.
- Die für gute Kraftübertragung **ideal positionierten Schiebegriffe** an der Rückenlehne erleichtern das Verschieben des Sessels mit Person innerhalb der Räumlichkeiten.
- Beide Hinterräder sind mit Bremsen ausgestattet.
- **Hochwertiger Kunstlederbezug**, der sich leicht reinigen lässt und zudem feuerresistent ist.
- Die Fernbedienung ist rechts und links montierbar. Optional gibt es sie auch als Infrarotsteuerung.

Für den zusätzlichen Komfort sind optional erhältlich:

- Batterien für grössere Mobilität im Haus
- Tragbarer Funkalarm
- Einstellkissen zum Anpassen der Sitztiefe oder -höhe und Lumbalkissen in Sesselfarbe

**Tastensperre**  
Ermöglicht eine individuelle Freischaltung/Sperrung der einzelnen Tasten.

**Alarm**  
Löst ein akustisches Warnsignal im Raum aus. Optional auch mit Funkalarm.

**Sicherungspin**  
Schützt vor Verletzungen; bei nicht gewollter Nutzung den Pin herausziehen.

**Transportfunktion**  
Die Fussstütze wird ausgefahren, um einen optimalen Transport zu ermöglichen.

**Höhenverstellung**  
Passt den Sessel an die jeweilige Höhe von Betten und Stühlen an.




**Ruhen**  
Diese Komfortfunktion hebt Ihre Beine bequem nach oben und bringt Sie in eine ideale Lage zum Lesen oder Fernsehen.



**Aufstehen und Absetzen**  
In aller Ruhe und in Ihrer gewünschten Geschwindigkeit steuern Sie Ihr Aufstehen und können sich ebenso gemütlich hineinsetzen.

**Herz-Waage-Position**  
Dient der Entlastung der Venen.

**Aufsteh-Alarm**  
Akustisches Warnsignal ertönt sobald der Nutzer aufsteht. Optional mit Funkalarm.





## DETAILS UND FUNKTIONEN



Die Höhenverstellung um bis zu 20 cm bietet viele Möglichkeiten beim Transfer.



Kopflehne ist vom Pfleger separat und leicht anpassbar.

Erhältliche Farben:

- Crystal Kunstleder
- Titan Kunstleder
- Black Kunstleder



Sitzhöhe und Sitztiefe sind durch das einlegbare Kissen aus Memoryschaum einfach anpassbar.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Belastbarkeit</b>	150 kg
<b>Sesselbreite</b>	78,1 cm
<b>Sesselhöhe</b>	118 cm
<b>Sesseltiefe in Liegeposition</b>	179 cm
<b>Sitzhöhe</b>	51-71 cm
<b>Sitzbreite</b>	53 cm
<b>Sitztiefe</b>	54,6 cm
<b>Höhe Rückenlehne</b>	60 cm
<b>UVP</b>	<b>CHF 4'320.00</b>



Armlehne für den Transfer absenkbar.



Einklettbares Lumbalkissen, variabel in der Höhe.



Armlehnengriffe zur Erleichterung beim Aufstehen.



Bremsbare Räder hinten.

# SESSELZUBEHÖR



## Funkalarm für Bologna

Art.-Nr. HC13015-0042  
UVP CHF 126.00

### Armlehnenbezug Microfaser Verona

Crystal	Art.-Nr. 0037-CY
Titan	Art.-Nr. 0037-TI
Sahara	Art.-Nr. 0037-SH
Microsamt Graphite	Art.-Nr. 0037-GR
UVP CHF 50.40	



### Lumbalkissen ComfortPlus Microfaser

Crystal	Art.-Nr. 0039-CY
Titan	Art.-Nr. 0039-TI
Sahara	Art.-Nr. 0039-SH
Microsamt Graphite	Art.-Nr. 0039-GR
UVP CHF 66.15	



### Armlehnenbezug Kunstleder Verona

Marine	Art.-Nr. 0037-MA
Black	Art.-Nr. 0037-BL
UVP CHF 50.40	



### Lumbalkissen ComfortPlus Kunstleder

Marine	Art.-Nr. 0039-MA
Black	Art.-Nr. 0039-BL
UVP CHF 66.15	

### Lumbalkissen Kunstleder Bologna

Crystal	Art.-Nr. 0043-CY
Titan	Art.-Nr. 0043-TI
Black	Art.-Nr. 0043-BL
UVP CHF 66.15	

### Armlehnenbezug Microfaser Modena

Crystal	Art.-Nr. 0038-CY
Sahara	Art.-Nr. 0038-SH
Microsamt Graphite	Art.-Nr. 0038-GR
UVP CHF 50.40	



### Kopfkissen ComfortPlus Microfaser

Crystal	Art.-Nr. 0040-CY
Titan	Art.-Nr. 0040-TI
Sahara	Art.-Nr. 0040-SH
Microsamt Graphite	Art.-Nr. 0040-GR
UVP CHF 66.15	



### Sitzkissen Kunstleder Bologna abziehbar, zur Anpassung

Crystal	Art.-Nr. 0041-CY
Titan	Art.-Nr. 0041-TI
Black	Art.-Nr. 0041-BL
UVP CHF 66.15	

### Armlehnenbezug Kunstleder Modena

Marine	Art.-Nr. 0038-MA
Titan	Art.-Nr. 0038-TI
Black	Art.-Nr. 0038-BL
UVP CHF 50.40	



### Kopfkissen ComfortPlus Kunstleder

Marine	Art.-Nr. 0040-MA
Black	Art.-Nr. 0040-BL
UVP CHF 66.15	

**ComfortPlus**  
ist ein spezieller Schaumstoff,  
der sich dem Körper anpasst.  
Er reflektiert auf angenehme  
Weise die eigene Körperwärme.

## Premiumsessel

### Hersteller:

**TOPRO**

TOPRO GmbH  
Bahnhofstrasse 26 d  
82256 Fürstenfeldbruck

Tel: +49 (0) 8141 88 89 39-0  
Fax: +49 (0) 8141 88 89 39-22  
E-Mail: [cs@topro.de](mailto:cs@topro.de)  
[www.topro.de](http://www.topro.de)



### Vertrieb durch

**TOPRO**

TOPRO GmbH  
Zweigniederlassung Stetten  
Im Stetterfeld 2  
5608 Stetten

Tel: +41 (0) 44 940 36 50  
Fax: +41 (0) 44 940 36 51  
E-Mail: [mail@topro.ch](mailto:mail@topro.ch)  
[www.topro.ch](http://www.topro.ch)

**strack** Patienten-  
und Pflegebedarf

Strack AG                      052 630 31 60  
Ebnatstrasse 125            [www.strack.ch](http://www.strack.ch)  
8200 Schaffhausen        [info@strack.ch](mailto:info@strack.ch)