



BF 720 Diagnosewaage


**german
engineering**

 illuminated
invers display

Beleuchtetes LCD-Display


 app
HealthManager

 Mit App + Software zum Download:
Analyseaufzeichnungen und grafische
Auswertungen der Körperwerte

 touch
key

 3 Sensortasten
(bei Nutzung ohne App)


Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage

 Mit *Bluetooth*[®] low energy technology - Messwerte und
Körperdaten Zuhause und unterwegs immer im Blick

 Inklusive „beurer HealthManager“ und
„beurer BodyShape“ App zum Download

 Automatische Datenübermittlung innerhalb der
Bluetooth[®]-Reichweite nach Öffnen der App

 Waage in vollem Umfang auch ohne App nutzbar dank der Tasten
zur Benutzerverwaltung und manueller Benutzerzuweisung

Schwarzes LCD-Display mit weißer Beleuchtung der Ziffern

Zifferngröße: 23 mm

Mit Anzeige von 3 Initialen des Benutzers

Elektroden aus gebürstetem Edelstahl

 Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil,
Knochenmasse und Kalorienanzeige, AMR/BMR und BMI

Einteilung:

- 0,1% für Körperfett, -wasser und Muskelanteil

- 100 g für Gewicht und Knochenmasse

5 Aktivitätsgrade

Tragkraft: 180 kg

8 Benutzerspeicher mit automatischer Benutzererkennung

Abschaltautomatik

Einschalttechnik: Quick Start

Umstellung von kg, lb, st

Überlastungsanzeige

Inkl. 3 x 1,5V Batterie AAA

Produktmaße (LxBxH): 30 x 30 x 2,5 cm

Produktgewicht: ca. 1600 g

5 Jahre Garantie

VE: 3 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 74938 5

Art.-Nr.: 749.38


 body
analysis

weight


 body
fat

 body
water

 muscle
percentage

 bone
mass


BMI



 BMR/AMR
(kcal)




 **german
engineering**



VERBINDUNG



Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage - Messwerte und Körperdaten Zuhause und unterwegs immer im Blick. Einfache Datenübertragung zum Smartphone via *Bluetooth®*



Systemvoraussetzungen:
iOS ≥ 10.0
Android™ ≥ 5.0
Bluetooth® ≥ 4.0



Liste der unterstützten Geräte



* geprüfte Online-Applikation "beurer HealthManager" Cloud

749.38_BF720_2019-08-06_01_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten

The *Bluetooth®* word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.

Android is a trademark of Google LLC.